



**Fabricante**

**Digimed Medizintechnik**

Patrick Mohr

Kreutzerstraße 1

D-78573 Wurmlingen

Tel: +49 (0) 7461 / 9101172

<http://www.digi-med.de>

[info@digi-med.de](mailto:info@digi-med.de)

## Productos



Estas instrucciones de uso son válidas para todos los instrumentos quirúrgicos reutilizables que:

- de una sola pieza son
- si es necesario, juntas simples o
- Piezas móviles simples incluidas
- si es necesario, ensamblarse a partir de varias piezas intercambiables (por ejemplo pieza de mango y diversas aplicaciones de trabajo)

en el anexo A figura una clasificación precisa de los productos y grupos de productos.

## Aviso importante



Lea detenidamente estas instrucciones de uso antes de cada aplicación y manténgalas fácilmente accesibles para el usuario o el personal especializado adecuado.



Lea atentamente las advertencias marcadas por este icono. El uso inadecuado de los productos puede provocar lesiones graves al paciente, a los usuarios o a terceros.

## 1 Alcance

Los instrumentos sólo podrán ser utilizados para su uso previsto en las especialidades médicas por personal debidamente formado y cualificado. El médico tratante o usuario es responsable de la selección de instrumentos para ciertas aplicaciones o uso operativo, la capacitación e información adecuadas y la experiencia suficiente para el manejo de los instrumentos.

### 1.1 Propósito / Indicaciones

-Véase el anexo A-

Los instrumentos de Digimed Medizintechnik no se pueden utilizar en el campo de la cardiotorácica y la neurocirugía.

## 2 Precauciones y advertencias

### 2.1 ¡Atención!

Los instrumentos de succión y enjuague están diseñados solo para uso quirúrgico y no se pueden usar para ningún otro propósito. El manejo y cuidado inadecuados, así como el mal uso pueden conducir al desgaste prematuro de los instrumentos.

### 2.2 Incompatibilidad del material

Los productos sanitarios no deben utilizarse bajo ninguna circunstancia si el usuario o el profesional tiene conocimiento de que el paciente tiene intolerancias materiales.

### 2.3 Deterioro funcional

Los instrumentos quirúrgicos se corroen y se deterioran en su función cuando entran en contacto con sustancias agresivas. Por esta razón, es imperativo seguir las instrucciones de preparación y esterilización.

### 2.4 Condiciones de funcionamiento

Para garantizar el funcionamiento seguro de los productos antes mencionados, es esencial el correcto mantenimiento y cuidado de los productos. Además, se debe realizar una inspección funcional o visual antes de cada aplicación. Por esta razón, nos referimos a las secciones correspondientes en estas instrucciones de uso.

### 2.5 Combinación con otros productos

Si los instrumentos se vuelven a montar después del desmontaje, ¡las piezas individuales no deben ser reemplazadas por piezas de otros fabricantes! Si, debido a la finalidad prevista del producto, las piezas son intercambiables

barra (por ejemplo varias asignaciones de trabajo), ¡no se pueden usar partes de otros fabricantes! Te recomendamos:

también para comprar otros accesorios (por ejemplo productos de cuidado) de Digimed Medizintechnik.

### 2.6 Almacenamiento

No hay requisitos específicos para el almacenamiento de los productos. Sin embargo, recomendamos almacenar los dispositivos médicos en un ambiente limpio y seco.

## 3 Responsabilidad y garantía

Digimed Medizintechnik como fabricante, no es responsable de los daños consecuentes resultantes de un uso o manipulación inadecuados. Esto se aplica en particular al uso no conforme para el propósito definido o al incumplimiento de las instrucciones de preparación y esterilización. Esto también se aplica a las reparaciones o cambios en el producto realizados por personal no autorizado del fabricante. Estas exenciones de responsabilidad también se aplican a los servicios de garantía.

## 4 Esterilidad

### 4.1 Condiciones de entrega

Los dispositivos médicos se entregan en un estado no estéril y deben prepararse y esterilizarse antes de la primera y cualquier otra aplicación por parte del usuario de acuerdo con las siguientes instrucciones.

## 5 Vida útil de los productos

Los productos son básicamente reciclables. La vida útil de los instrumentos quirúrgicos solo está influenciada de manera insignificante por el número de ciclos de procesamiento realizados si se lleva a cabo de acuerdo con los procedimientos validados descritos aquí. Más bien, depende del manejo cuidadoso y cuidadoso de los instrumentos en todas las fases de uso, procesamiento, transporte y almacenamiento. El final de la vida útil se alcanza cuando se detecta desgaste o defectos durante la prueba visual y funcional prescrita que limitan la funcionalidad del producto. En este caso, es esencial identificar los instrumentos y excluirlos de su uso posterior y reemplazarlos con instrumentos funcionales. Además, el final del ciclo de uso se alcanza cuando ya no se da la identificación clara de los instrumentos debido a la falta de etiquetado. Los productos ya no podrán ser reutilizados,

- en caso de daños en la superficie (por ejemplo formación de óxido, grietas, bordes afilados, etc.)
- si la inscripción ya no es legible y, por lo tanto, la trazabilidad ya no está garantizada
- después del tratamiento de un paciente infectado con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
- si los productos ya no cumplen su función.

## 6 Preparación

### 6.1 Advertencias

- El reprocesamiento frecuente afecta la calidad de los productos.
- Las aguas urbanas que vayan a utilizarse deberán ajustarse a la DIRECTIVA 98/83/CE DEL CONSEJO de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.
- Esta instrucción de tratamiento específica los detergentes y desinfectantes utilizados para la validación. Cuando se utiliza un detergente y desinfectante alternativo (RKI o VAH enumerados), la responsabilidad recae en el procesador.
- Vuelva a montar los productos desmontados antes de la esterilización.

### 6.2 Lugar de Uso

Los primeros pasos de una correcta preparación comienzan ya en el Quirófano. Suciedad gruesa, residuos de por ejemplo La hemostasia, los desinfectantes y lubricantes de la piel, así como los

medicamentos corrosivos deben eliminarse, si es posible, antes de retirar los instrumentos. Siempre que sea posible, se debe preferir la eliminación en seco (sistema humedecido y cerrado). ¡Se debe evitar el secado de residuos! Se deben evitar largos tiempos de espera hasta el tratamiento, por ejemplo durante la noche o durante el fin de semana, para ambos tipos de eliminación (<6 horas).

### 6.3 Transporte

Los productos deben desecharse en seco inmediatamente después de la aplicación. Esto significa que los productos deben transportarse húmedos en un recipiente cerrado desde el lugar de aplicación hasta la preparación, de modo que los productos no se sequen.

### 6.4 Preparación para la descontaminación

Si es posible, los productos deben desmontarse antes de las etapas de tratamiento posteriores o introducirse en las etapas de procesamiento adicionales cuando se abren. Se debe evitar enjuagar las sombras. Los productos deben prepararse en cestas de pantalla o bandejas para lavar platos adecuadas (seleccione el tamaño por producto). Los productos deben fijarse en la cesta de limpieza a una distancia mínima entre sí. Se debe evitar la superposición entre sí para evitar daños a los productos causados por el proceso de limpieza.

### 6.5 Limpieza previa

Enjuague los productos con agua fría de la ciudad con la calidad del agua potable (<40 °C) hasta que se haya eliminado toda la suciedad visible. La suciedad atascada debe eliminarse con un cepillo suave. Las partes móviles del instrumento deben moverse. Las cavidades, lúmenes, grietas y ranuras deben enjuagarse intensamente (>60 seg) con agua potable fría de la ciudad (<40 °C) por medio de una pistola de presión de agua (o similar). Colocación de los productos en un baño ultrasónico (<40°C) con un limpiador alcalino (0,5% neodisher® MediClean forte), tiempo de sonicación de 5 min. y una frecuencia de aprox. 35 kHz. Al hacerlo, se deben seguir las instrucciones del fabricante del detergente. Enjuague los instrumentos brevemente con agua fría (<15 segundos). Las partes móviles deben moverse. Enjuague las cavidades, lúmenes, grietas y ranuras nuevamente con agua fría de la ciudad (<40 °C) con una pistola de presión de agua (o similar) (>30 segundos).

### 6.6 Limpieza / desinfección

La prueba de la idoneidad básica de los productos para una limpieza y desinfección mecánica efectiva fue proporcionada por un laboratorio de pruebas independiente, oficialmente acreditado y reconocido (§ 15 (5) MPG) utilizando los limpiadores Neodisher Mediclean y Neodisher Z. Se ha tenido en cuenta el procedimiento que se describe a continuación.

### Proceso automático de limpieza/desinfección (Lavadora RDG Miele G 7835 CD):

- 1 minuto de limpieza previa con agua fría de la ciudad Calidad del agua potable <40°C
- Drenaje del agua
- 3 minutos de prelimpieza con agua fría de la ciudad Calidad del agua potable <40°C
- Drenaje del agua
- 5 minutos de limpieza a 55°C±5°C con detergente alcalino al 0,5% (0,5% MediClean)
- Drenaje del agua
- Neutralización de 3 minutos (0.1% Neodisher® Z) con agua fría de la ciudad con calidad de agua potable <40 °C
- Drenaje del agua
- 2 minutos de enjuague con <40°C

Se deben observar las instrucciones especiales del fabricante de la máquina de limpieza.

### Desinfección automática

Desinfección térmica automática en equipos de limpieza y desinfección, teniendo en cuenta los requisitos nacionales para el valor A0: por ejemplo Valor A0 3000: >5 minutos a 92°C±2°C con agua desminadora.

### Secado automático

Secado automático de acuerdo con el proceso de secado automático del dispositivo de limpieza y desinfección durante al menos 30 minutos (a 60 °C ± 5 °C en la sala de enjuague). Si es necesario, secado manual posterior con tela sin pelusa y soplado de lúmenes con aire comprimido estéril y exento de aceite.

### 6.7 Esterilización

Prueba de idoneidad básica La prueba de la idoneidad básica de los productos para una esterilización efectiva por vapor fue proporcionada por un laboratorio de pruebas independiente, oficialmente acreditado y reconocido (§ 15 (5) MPG) utilizando el esterilizador de vapor Tuttnauer 3870 EHS número de serie 2805203 y utilizando el proceso de vacío fraccionado. Se tuvieron en cuenta las condiciones típicas en la clínica y el consultorio médico, así como el procedimiento que se describe a continuación.

Esterilización de los productos mediante procesos fraccionados de prealcanto (según DIN EN ISO 17665-1) teniendo en cuenta los requisitos nacionales respectivos. La esterilización de los productos debe llevarse a cabo en un embalaje de esterilización adecuado.

La esterilización se llevará a cabo mediante un proceso fraccional de prealcanto con los siguientes parámetros:

134°C / 274°F,

≥5 minutos de tiempo de espera,

3 ciclos de pre-vacío

Secado al vacío durante min. 20 minutos

Deben observarse las instrucciones de uso del fabricante del autoclave y las pautas recomendadas para la carga máxima de productos esterilizados. El autoclave debe estar correctamente instalado, mantenido, validado y calibrado.

### 6.8 Información adicional

Es responsabilidad del procesador asegurarse de que el tratamiento realmente realizado con el equipo, los materiales y el personal utilizados en la instalación de tratamiento logre los resultados deseados. Esto generalmente requiere validación y monitoreo de rutina del proceso y el equipo utilizado.

## 7 Ensayo

Probar los productos después de la preparación y esterilización con respecto a los siguientes aspectos:

- Limpieza
- Daños, incluidos, entre otros, signos de corrosión (óxido, picaduras), decoloración, arañazos profundos, descamación, grietas y desgaste.
- Funcionamiento adecuado, que incluye, entre otros, la nitidez de las herramientas de corte, la flexibilidad de los productos flexibles, la movilidad de las bisagras / juntas / cerraduras de caja y las piezas móviles, como .B mangos y trinquetes.
- Faltan o se han eliminado los números de pieza (lijados).
- No utilice productos que funcionen incorrectamente o defectuosos y demasiado desgastados, así como productos con marcas irreconocibles, números de pieza faltantes o eliminados (lijados).

Compruebe que los productos tienen superficies impecables, un montaje y una funcionalidad correctos. No utilice productos gravemente dañados, productos con marcas irreconocibles, signos de corrosión o bordes de corte romos.

Vuelva a montar los productos desmontados antes de la esterilización.

## 8 Servicio y reparación

### 8.1 Servicio y reparación

No realice ninguna reparación o cambio en el producto por su cuenta. Solo el personal autorizado del fabricante es responsable y está destinado a esto. Si tiene alguna queja, queja o información sobre nuestros productos, póngase en contacto con nosotros.

### 8.2 Repatriación

Los productos defectuosos o no conformes deben haber pasado por todo el proceso de reprocesamiento antes de devolverlos para su reparación / servicio.

# IFU\_200\_Rev\_03 (ES)

## 9 Embalaje, almacenamiento y eliminación

Embalaje conforme a la norma de productos para esterilización según ISO 11607 y EN 868.

Almacene los productos estériles en un ambiente seco, limpio y libre de polvo, protegido de daños, a temperaturas moderadas.

Los dispositivos médicos del fabricante deben almacenarse y almacenarse en paquetes individuales, cajas o contenedores protectores. Por favor, trate los instrumentos con el máximo cuidado durante el transporte, almacenamiento y preparación. El mantenimiento de la condición estéril después del proceso de esterilización debe ser asegurado por el usuario o el personal especializado proporcionado para este fin.

La eliminación de los productos, material de embalaje y accesorios debe llevarse a cabo de acuerdo con las regulaciones y leyes aplicables a nivel nacional. Una instrucción específica para esto no es hecha por el fabricante.

## 10 Descripción de los símbolos utilizados

	¡Atención!
	Siga las instrucciones de uso
	Artículo
	Designación del lote
	Marcado CE
	Indicación para dispositivo no estéril
	Nombre y dirección del fabricante
	Médico

Apéndice A (Propósito): Nuestros instrumentos se explican por sí mismos en su propósito previsto para el usuario. Una asignación exacta del propósito previsto se puede encontrar en la tabla. Una asignación (individual a su instrumento) se puede encontrar en la declaración de conformidad con el número de artículo. Esto está disponible en nuestra página de inicio en la pestaña Descargar para los productos individuales. Si tiene problemas con la descarga, póngase en contacto con nosotros directamente.

Grupo de productos	Propósito	Contraindicación	Posibles complicaciones / efectos secundarios / riesgos
<b>Instrumentos de corte y ablación</b>			
Sierra de yeso UMDNS 10-665	Estos productos activos se utilizan para cortar moldes de yeso.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Instrumentos de cuerda (UMDNS 13-630)	Estos instrumentos se utilizan para separar el tejido.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Punzonado (UMDNS 15-239)	Los punzones son instrumentos para la extracción de tejido y hueso.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Tijeras, vendaje (UMDNS 13-481)	Estos instrumentos se utilizan para cortar material de vendaje.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Tijeras generales (UMDNS 15-245)	Las tijeras están destinadas a cortar tejidos, órganos, ropa, vendajes, suturas y otros excipientes médicos.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Tijera Ojo (UMDNS 13-485)	Las tijeras oculares se utilizan para el tratamiento quirúrgico del ojo en general (sin información específica del sujeto, como tijeras de iris por ejemplo tijeras corneales, etc.)	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Neurocirugía con tijeras (UMDNS 13-496)	Las tijeras neuroquirúrgicas se utilizan, por ejemplo, para cortar las fibras nerviosas	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Recto cortante (UMDNS 13-501)	Las tijeras intestinales se utilizan exclusivamente en operaciones para cortar a través del intestino o para eliminar partes del intestino.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Tijera nasal (UMDNS 13-495)	Las tijeras nasales se usan para cortar tejidos y vasos en cirugía plástica en el área nasal, como en curvaturas del tabique nasal, en la cavidad nasal o en fracturas.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Ginecología con tijeras (UMDNS 13-493)	Las tijeras de ginecología se utilizan para cortar tejidos y vasos, por ejemplo en la extirpación uterina, del quiste ovárico o la supresión de las trompas de Falopio para la esterilización.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Cuchillas para sierra (UMDNS 13-449)	Las hojas de sierra están destinadas a cortar moldes de yeso.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Sierra para huesos (UMDNS 13-449)	Instrumento de mano quirúrgico para cortar huesos	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Aserrado, general (UMDNS 15-244)	Instrumento de mano quirúrgico para cortar huesos	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Alicates de cincel hueco, disco intervertebral (UMDNS 15-669)	Instrumento quirúrgico para el corte de huesos y partes óseas.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU



Alicates para gubias (UMDNS 13-416)	Instrumento quirúrgico para el corte de huesos y partes óseas.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Cinceles, huesos (UMDNS 10-825)	instrumentos quirúrgicos que se pueden usar para destetar el hueso, extraer partes óseas o esparcir huesos.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Cinceles generales (UMDNS 15-211)	instrumentos quirúrgicos que se pueden usar para destetar el hueso, extraer partes óseas o esparcir huesos.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Cuchillos (UMDNS 15-266)	Instrumentos quirúrgicos para cortar tejidos, órganos, músculos, tendones y ayudas médicas.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Mango del cuchillo (UMDNS 12-235)	Ayudas para registrar las cuchillas del cuchillo, cuchillas de bisturí.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Instrumentos de corte, pasador y alambre (UMDNS 13-041)	Un instrumento quirúrgico para cortar el hueso o el tejido del cartílago durante los procedimientos ortopédicos. Consiste en dos hojas móviles, que generalmente están provistas de asas anulares para los dedos y los pulgares. El extremo distal de las hojas se puede ejecutar de manera diferente.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
<b>Tenencia, instrumentos de tenencia</b>			
Pinzas (UMDNS 14-257)	Un conjunto básico de instrumentos, sostiene la tela que se va a cortar, preparar o coser. En consecuencia, se perfilan en la superficie interna de la boca.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Arteria terminal (UMDNS 10-865)	Las abrazaderas son instrumentos quirúrgicos con un dispositivo de bloqueo, que sirven para sostener y sostener permanentemente tejidos, vasos, material quirúrgico o instrumentos médicos.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Terminal, otros (UMDNS 15-212)	Las abrazaderas son instrumentos quirúrgicos con un dispositivo de bloqueo, que sirven para sostener y sostener permanentemente tejidos, vasos, material quirúrgico o instrumentos médicos.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Bulldog Terminal (UMDNS 10-868)	Las abrazaderas son instrumentos quirúrgicos con un dispositivo de bloqueo, que sirven para sostener y sostener permanentemente tejidos, vasos, material quirúrgico o instrumentos médicos.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Abrazadera, manguera (UMDNS 10-875)	Sujeción de mangueras	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Clip, tela (UMDNS 10-902)	Sujeción de paños quirúrgicos	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Abrazadera intestinal (UMDNS 10-871)	Un instrumento quirúrgico para agarrar, apretar, vendar o sostener el intestino durante los procedimientos en el área gastrointestinal	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Abrazadera, Bronquio (UMDNS 10-867)	Un instrumento quirúrgico para la compresión atraumática de los bronquios	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Porta agujas (UMDNS 15-726)	Los soportes de agujas son instrumentos quirúrgicos que sostienen la aguja durante la sutura quirúrgica	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Alicates, Obstetricia (UMDNS 11-788)	Instrumento para agarrar y sacar al niño sobre la vagina.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU



Alicates, huesos (UMDNS 15-670)	Los alicates son herramientas de agarre mecánico. Son utilizados por el usuario para sostener, fijar huesos, tejidos y otros materiales.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Alicates, otros (UMDNS 15-221)		No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Instrumento de alicata, hueso (UMDNS 14-063)		No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
<b>Instrumentos de propagación, sosteniendo instrumentos</b>			
Dilatador, útero (UMDNS 11-266)	Los dilatadores se utilizan para expandir un canal. Los dilatadores tienen una punta redondeada para que el canal no se lesione.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Dilatador, otros (UMDNS 15-215)		No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Dilatador (UMDNS 11-254)	El dilatador vascular es un instrumento de microcirugía para la vasodilatación intraluminal controlada.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Spekulum vaginal (UMDNS 13-666) Espéculo, oreja (UMDNS 13-662) Espéculo rectal (UMDNS 13-665) Especulativo (UMDNS 15-602)	El espéculo se inserta en la vagina, por ejemplo durante los exámenes ginecológicos. Muchos espéculos permiten una propagación de las dos hojas, de modo que la vagina se puede desplegar. Esto hace que la piel vaginal y el cuello uterino sean visibles y accesibles. Con un espéculo, es posible tomar hisopos estériles del cuello uterino o insertar más instrumentos estérilmente en el útero a través del cuello uterino. Después del examen, las hojas se cierran nuevamente y se retira el espéculo.  Para cumplir con las condiciones anatómicas individuales del paciente, los espéculos están disponibles en muchos tamaños diferentes. Por lo tanto, el examen se puede llevar a cabo sin dolor. Otros espéculos nasales mucho más pequeños se utilizan en otorrinolaringología para observar la cavidad nasal y las fosas nasales.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Gancho, otro (UMDNS 15-225) Marca de verificación, otro (UMDNS 15-228)	Los ganchos y ganchos están destinados a mantener el área quirúrgica lo más abierta posible o a mantener el tejido sensible a un lado. Ganchos afilados para el tejido subcutáneo, romos para el músculo y la fascia, redondos para la pared abdominal, anchos para los órganos abdominales como el hígado para mantenerse a un lado y no lesionar.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Retractor (UMDNS 15-242)	Para mantener el área quirúrgica abierta tanto como sea posible o para mantener el tejido sensible a un lado. Ganchos afilados para el tejido subcutáneo, romos para el músculo y la fascia, redondos para la pared abdominal, anchos para los órganos abdominales como el hígado para mantenerse a un lado y no lesionar.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Retractor, autobloqueo (UMDNS 13-390)	Instrumento ajustable para diferentes posiciones. Después de abrir la herida, se insertan ambas hojas y el instrumento se fija en la posición deseada, proporcionando así una visión clara del campo quirúrgico. Las cerraduras están disponibles rectas o con un mango curvo, o con una articulación por lado, lo que permite una flexión variable y no obstaculiza al cirujano. La fijación se realiza bien por rejilla bloqueable o bien por medio de un tornillo de bloqueo	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU



Mordaza de boca (UMDNS 11-822)	Los instrumentos de sujeción también incluyen los bloqueos bucales, que sirven para abrir pasivamente y mantener la boca abierta.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Espátula (UMDNS 15-249)	Instrumento expuesto que hace accesible el acceso al área de tratamiento levantando, manteniendo alejados los huesos, tejidos, nervios y vasos sanguíneos	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Esparcidor, yeso (UMDNS 13-708)	Instrumento de esparcimiento para abrir los moldes de yeso	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
<b>Almacenamiento productos estériles</b>			
Contenedor estéril (UMDNS 13-730)	Ver instrucciones de uso TD-01-04_A09x01_GA_v1.0	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Tazón, hisopo (UMDNS 13-692)	Ver instrucciones de uso TD-01-04_A09x01_GA_v1.0	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
<b>Instrumentos apalancados y ablativos</b>			
Ascensor (UMDNS 11-504)	Instrumento quirúrgico manual de mano para levantar/separar/estirar/ensanchar (elevación) de hueso y tejido.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
<b>Instrumentos de diagnóstico</b>			
Sonda, otros (UMDNS 15-237)	Son instrumentos para la palpación, el examen y la inserción en órganos huecos, aberturas corporales, cavidades corporales, cavidades naturales o relacionadas con enfermedades o lesiones o bolsas en capas de tejido. Dependiendo del tipo, forma y tamaño, están destinados a uso diagnóstico y/o terapéutico.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
<b>Instrumentos giratorios manualmente</b>			
Instrumento de perforación (UMDNS 17-760)	Instrumentos para perforar hueso y tejido duro	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU
Destornillador (UMDNS 13-517)	Herramienta que encaja en un cabezal de tornillo y con la que un tornillo se puede apretar /aflojar/girar por rotación durante un procedimiento quirúrgico. Por lo general, tiene un eje hecho de acero inoxidable de alta calidad, cuyo extremo distal encaja especialmente en una cabeza de tornillo de aproximadamente las siguientes formas: ranura, Phillips (ranura cruzada), Pozidriv (Supadriv), Torx, zócalo hexagonal (Allen), Robertson (cuadrado), cabezal de llave (dos pines), Polydrive o einsinnig (embrague). El extremo del eje proximal puede tener un mango para guía manual o una varilla de perfil que encaja en un mango de destornillador reemplazable, un mandril de mano o un accionamiento de motor. Algunos tipos pueden incluir un medidor de par. Producto reutilizable.	No está contraindicado	Véase el capítulo 2 de la IFU

A continuación encontrará una descripción general de los productos para los que Digimed proporciona instrucciones específicas de desmontaje / montaje, incluida la referencia a las instrucciones correspondientes.

<b>Grupo de productos</b>	<b>Instrucciones de desmontaje/montaje</b>
<i>Retractor, autobloqueo (UMDNS 13-390)</i>	<i>Por favor, afloje todos los tornillos de cualquier válvula o eje deslizante. Si es posible, todas las partes móviles deben ser desmontadas. Después de la preparación, asegure el control funcional. Aquí, por favor, ensamble las partes juntas. Si tiene alguna pregunta sobre el desmontaje o el montaje, póngase en contacto con nosotros</i>