



Ophthalmologische Instrumente

OPHTHALMIC INSTRUMENTS

Instruments ophtalmiques · Instrumentos oftálmicos
Strumenti oftalmici · Офтальмологические инструменты

Ophthalmologische Instrumente Ophthalmic Instruments

Instruments ophtalmiques

Instrumentos oftálmicos

Strumenti oftalmici


Офтальмологические инструменты




All rights reserved.

Reproduction, also by extracting and reproducing photos is only permitted with written authorization of digimed Medizintechnik.

All offers, orders and deliveries are subject to digimed Medizintechnik "General Sales and Delivery Terms". We reserve the right to modify our range of products and their design as well as to deviate from the illustrations and data shown.



Katalog Number Prefix	Kategorien Product Group	Seite Page Sites
79-210	Spekula und Wundspreizer Speculums & Retractors Spéculums, écarteurs Espéculos, Retractores Speculum, divaricatori Спекуляторы, ретракторы	04 - 12
79-220	Messer, Spuds, Klingenbrecher, Stempel und Griffe Knives, Spuds, Blade Breakers, Punches & Handles Couteaux, spuds, brise-lames, poignées Cuchillos, espátulas, rompehojas, punzones, mangos Coltelli, spudoratori, rompilama, punzoni, impugnature Ножи, лопатки, отбойники, пробойники, рукоятки	13 - 15
79-230	Lasik/Lasek/Dalk,Küretten,Spatel,Zerkleinerer, Manipulatoren, Schlaufen, Löffel, Haken, Fixierringe, Muskelhaken, Hornhautmarker und Messschieber Lasik/Lasek/Dalk,Curettes,Spatulas,Choppers, Manipulators,Loops,Spoons,Hooks,Fixation Rings, Muscle Hooks,Corneal Markers & Calipers	16 - 45
79-240	Scheren Scissors	46 - 57
79-250	Pinzetten Forceps	58 - 99
79-260	Nadelhalter Needle Holders	100 - 105
79-270	Tränenwegsinstrumente, Kanülen, Quickswitch I/A System, Infusionsgriffe, bimanuelle Handstücke, Rongeurs, Nasenspekulum, Elevatoren, Meißel, Schlägel und Sonden Lacrimal Instruments, Cannulas, Quickswitch I/A System, Infusion Handles Bimanual Hand Pieces, Rongeurs, Nasal Speculums, Elevators, Chisels, Mallets & Probes	106 - 116
79-280	Bipolare Pinzetten Bipolar Forceps	117
79-290	Sterilisationskoffer und -siebe, Diagnostische Instrumente Sterilization Cases & Trays, Diagnostic Instruments	118 - 121
	Umrechnungstabelle Conversion table	122
	Notizen Note	123




Spekula, Wundspreizer Speculums, Retractors

Spéculums, écarteurs
Espéculos, Retractores
Speculum, divaricatori
Спекуляторы, ретракторы



Messer, Spuds, Klingenbrecher, Stempel, Griffe Knives, Spuds, Blade Breakers, Punches, Handles

Couteaux, spuds, brise-lames, poinçons, poignées
Cuchillos, espátulas, rompehojas, punzones, mangos
Coltelli, spudoratori, rompilama, punzoni, impugnature
Ножи, лопатки, отбойники, пробойники, рукоятки




Barraquer Wire Speculums

Item Code	Sizes
79-210-5000	standard wire 0.8mm, 10mm blades
79-210-5009	heavy wire 1mm, 15mm blades
79-210-5010	standard wire 0.8mm, 15mm blades



Barraquer Wire Speculums

Item Code	Sizes
Wire Speculum	
79-210-5355	10mm blades (infant)
79-210-5356	15mm blades
Grandon-Barraquer	
79-210-5011	15mm blades




Temporal Approach

Item Code	Sizes
Wire Speculum with spring on nasal side	
79-210-5012	15mm closed blades
79-210-5015	15mm open blades



Kratz-Barraquer

Item Code	Sizes
Wire Speculum with open blades For unobstructed access to the cataract incision with phaco or I/A tip.	
79-210-5049	heavy wire 1mm, 15 mm blades
79-210-5050	standard wire 0.8mm, 15mm blades
79-210-5051	standard wire 0.8mm, 13mm blades
79-210-18005/A	standard wire 0.8mm, 15mm blades
79-210-18005/B	heavy wire 1mm, 15 mm blades



79-210-5050

79-210-18005/A

Barraquer Solid Blade

Item Code	Sizes
Wire Speculum	
79-210-5020	Barraquer, 10mm blades
79-210-5030	Barraquer, 15mm blades
79-210-5031	Feaster, 20mm blades



Sauer

Item Code	Sizes
Lid Speculum	
79-210-5300	für Kleinkinder, 11mm Klingen for infants, 11mm blades
79-210-5302	für Frühgeborene, 2mm Klingen for premature infants, 2mm blades

Frankel

Item Code	Sizes
Säuglingsdeckel Speculum adjustable for präzise Kontrolle of infant Augenlid Rückzug. Infant Lid Speculum adjustable for precise control of infant eyelid retraction.	
79-210-5310	10mm blades

Infant Wire Speculum

Item Code	Sizes
79-210-5320	Blades size 5mm, Open
79-210-5325	Blades size 5mm, Close
79-210-5330	Blades size 6mm, Solid

Alphonso


Item Code	Sizes
Säuglingsdeckel Speculum Fingergriffe und Interlacing Klingen, um das Einsetzen zu erleichtern Infant Lid Speculum finger grips and interlacing blades to facilitate insertion one blade 5mm, one blade 7mm	
79-210-5340	

Infant Lid Speculum

Item Code	Sizes
Deckel Speculum geschlossene Draht Blätter sanft geschwungene Feder Lid Speculum closed wire blades, gently curved spring	
79-210-5350	4mm blades


Cook Eye Speculum

Item Code	Sizes
Auge Spekulum mit Feststellschraube Eye Speculum with locking screw	
79-210-5401	#1, 8mm blades
79-210-5402	#2, 11mm blades
79-210-5403	#3, 15mm blades



Murdoch

Item Code	Sizes
Auge Spekulum mit Feststellschraube Eye Speculum with locking screw	
79-210-5406	#2, 12mm blades
79-210-5407	#3, 15mm blades



Mellinger

Item Code	Sizes
Eye Speculum selbst haltend für einen ungehinderten Zugang zum Kataraktschnitt mit Phako- oder I/A- Spitze. Eye Speculum self retaining for unobstructed access to the cataract incision with phaco or I/A tip.	
79-210-5411	15mm blades



Williams

Item Code	Sizes
Auge Spekulum mit Feststellschraube Eye Speculum with locking screw	
79-210-5500	11mm blades
79-210-5510	15mm blades



Knapp

Item Code	Sizes
Augenlidhalter Eye Speculum	
79-210-5511	13mm blades



Lancaster Speculum

Item Code	Sizes
Auge Spekulum verstellbarer Mechanismus mit Sicherungsmutter Eye Speculum adjustable mechanism with locking nut	
79-210-5600	16mm blades





Lester - Burch Speculum

Item Code	Sizes
Auge Spekulum mit Flanschen auf Klingen zum Halten der Wimpern verstellbarer Mechanismus Eye Speculum with flanges on blades for retaining eye lashes adjustable mechanism	
79-210-5620	with locking screw




Liebermann Speculum


Item Code	Sizes
einstellbaren Mechanismus adjustable mechanism	
79-210-5665	Lieberman, K-wire, 5mm blades, infant
79-210-5670	Lieberman, K-wire, 10mm blades, small
79-210-5671	Lieberman, K-wire, 15mm blades, standard
79-210-5675	Lieberman, V-shaped, 15mm blades
79-210-5668	Tanna-Lieberman, 15mm blades
79-210-5673	Thorlakson, rounded, 13mm blades
79-210-5674	Lieberman, triple post, 13mm blades
79-210-5671T	titanium 15mm K-wire, blades
79-210-5675T	titanium 15mm W-wire, blades
79-210-5673T	titanium rounded, 13mm blades




79-210-5670




79-210-5671



79-210-5675



79-210-5668



79-210-5673



79-210-5674

Liebermann Speculum

Item Code	Sizes
Augen-Spekulum Einstellbarer Mechanismus nicht reflektierendes Finish Eye Speculum Adjustable mechanism non-reflective finish	
79-210-5666	5mm blades, Infant
79-210-5677	10mm blades, Small
79-210-5678	15mm blades, Standard



Jaffe

Item Code	Sizes
Drahtdeckelaufroller Wire Lid Retractor	
79-210-8000	pair, 15mm blades (large)
79-210-8001	pair, 13mm blades (small)



Castroviejo Speculum

Item Code	Sizes
Eye Speculum, einstellbarer Mechanismus Eye Speculum, adjustable mechanism	
79-210-5700	5mm blades
79-210-5701	10mm blades
79-210-5702	14mm blades
79-210-5703	16mm blades



Bangerter Speculum

Item Code	Sizes
79-210-1230	15mm blades
79-210-1240	10mm blades




Stevenson

Item Code	Sizes
Lacrimal Sac Retractor, 3x3 stumpfe Zinken, verstellbar Lacrimal Sac Retractor, 3x3 blunt prongs, adjustable	
79-210-9500	

Stevenson

Item Code	Sizes
Lacrimal Sac Retractor, massive Klängen mit Wellenschliff Rand verstellbar Lacrimal Sac Retractor, solid blades with serrated edge adjustable	
79-210-9520	13mm blades




Weiss

Item Code	Sizes
Augen SPEKULUM Fenestrated EYE SPECULUM Fenestrated	
79-210-115950	




Liebermann Style, aspirating

Item Code	Sizes
verstellbarer Mechanismus, Verfügt über Ansaugöffnungen, um überschüssige Flüssigkeit aus dem Operationsbereich zu entfernen. Wird mit Silikonschlauch und Luer-Lock-Adapter geliefert. adjustable mechanism, Features aspirating ports to remove excess fluid from the surgical field. Supplied with silicone tubing and luer-lock adaptor.	
79-210-5171	Lieberman, Kratz style, 15mm blades
79-210-5173	Thorlakson, rounded, 11mm blades
79-210-5175	Lieberman, V-shaped, 15mm blades
79-210-5180	Chu, solid, reversible, 15mm blades
79-210-5179	Replacement silicone tubing, 100cm (39")



Flieringa

Item Code	Sizes
Scleral Fixationsring Scleral Fixation Ring	
79-210-7100	set of eight, 15mm-22mm



McNeill-Goldman

Item Code	Sizes
Scleral Fixation Ring und Blepharostat Scleral Fixation Ring, and Blepharostat	
79-210-7311	Small, 15mm I.D.
79-210-7312	Medium, 16mm I.D.
79-210-7313	Large, 17mm I.D.




Shocket

Item Code	Sizes
Scleral Depressor double-end mit Taschenclip 6mm breite Stange und 2,5mm Tear Drop	
Scleral Depressor double-end with pocket clip 6mm wide bar and 2.5mm tear drop	
79-210-7825	

**Josephberg-Besser**

Item Code	Sizes
Scleral Depressor Double-End mit Taschenclip 6mm breite Stange und 2,5mm Riss Tropfen	
Scleral Depressor double-end with pocket clip 6mm wide bar and 2.5mm tear drop	
79-210-7822	

**Schepens**

Item Code	Sizes
Orbital Retraktor Orbital Retractor	
79-210-7880	

**Senn**


Item Code	Sizes
Senn Miller Augenlid Retractor	
Senn Miller Eyelid Retractor	
79-210-8100	Sharp, 7x8mm, 16 cm 6¼"
79-210-8120	Blunt, 7x8mm, 16 cm 6¼"

**Senn**

Item Code	Sizes
Senn Miller Lidaufröller, doppelseitig	
Senn Miller Lid Retractor, Double Ended	
79-210-8150	Sharp
79-210-8160	Blunt

**Desmarres**

Item Code	Sizes
Lid Retraktor, dünne massive Klingen	
Lid Retractor, thin solid blades	
79-210-8200	size 0, 11mm wide
79-210-8210	size 1, 13mm wide
79-210-8220	size 2, 15mm wide
79-210-8230	size 3, 17mm wide



Jaeger

Item Code	Sizes
Lidplatte Lid Plate	
79-210-8500	stainless steel, Small
79-210-8510	stainless steel, Large



Wright

Item Code	Sizes
Fasziennadel 1mm x 6mm ovales Loch, 140mm lang Fascia Needle 1mm x 6mm oval hole, 140mm long	
79-210-8540	



Knapp

Item Code	Sizes
Lacrimonal Retractor, 4 Zinken Lacrimonal Retractor, 4 prongs	
79-210-9000	blunt
79-210-9001	sharp



Rollet

Item Code	Sizes
Rollenrückzug Rollet retractor	
79-210-9002	4-blunt
79-210-9003	3-blunt



Helveston

Item Code	Sizes
Tissue Retractor, dünne gebogene Klinge Tissue Retractor, thin curved blade	
79-210-9010	"Barbie" 7mm wide
79-210-9012	"Big Barbie" 9mm wide
79-210-9019	"Great Big Barbie" 11mm wide concave blade



Tooke

Item Code	Sizes
Hornhautmesser, gerade Klinge mit gebogener Schneide Corneal Knife, straight blade with curved cutting edge	
79-220-3650	



Gill

Item Code	Sizes
Corneal Knife, gebogene Schneide Corneal Knife, curved cutting edge	
79-220-3700	straight
79-220-3710	light curve



Fukasaku

Item Code	Sizes
„Hockey“ Messer, scharfe 3mm Vorderkante, halbscharf 6mm, untere Kante „Hockey“ Knife, sharp 3mm front edge, semi-sharp 6mm, bottom Edge	
79-220-3735	



Foreign body spuds

Item Code	Sizes
79-220-4000	Golf Club, abgewinkelt, leicht abgerundete Spitze Golf Club, angled, lightly rounded tip
79-220-4050	Francis, abgewinkelte, fahnenförmige Spitze Francis, angled, flag shaped tip
79-220-4100	Ellis, leicht gebogene und abgerundete Spitze Ellis, lightly curved and rounded tip



79-220-4000



79-220-4000




79-220-4000




Spud & Gouge

Item Code	Sizes
in Wendegriff zum Entfernen von Fremdkörpern. in reversible handle for removing foreign bodies.	
79-220-4600	



Gass

Item Code	Sizes
Corneoscleral Punch, Kopf mit 1,5 mm Durchmesser, 0,75 mm tiefer Biss, drehbare Spitze für bequeme Positionierung Corneoscleral Punch, 1.5mm diameter head, 0.75mm deep bite, rotatable tip for convenient positioning	
79-220-9500	




Kelly

Item Code	Sizes
Descemet's Membrane Punch, 1,0 mm Durchmesser Kopf, 0,75 mm tiefer Biss Descemet's Membrane Punch, 1.0mm diameter head, 0.75mm deep bite	
79-220-9510	




Fukasaku

Item Code	Sizes
Micro Trabeculectomy Punch Kopf mit 0,6 mm Durchmesser und kugelförmiger Spitze, 0,3 mm x 0,6 mm tiefer Biss Micro Trabeculectomy Punch 0.6mm diameter head with bullet shaped tip, 0.3mm x 0.6mm deep bite	
79-220-9512	



Christensen

Item Code	Sizes
Punctum Punch, 1mm breiter Biss zum Öffnen stenotischer Einstiche. Punctum Punch, 1mm wide bite for opening stenotic punctums.	
79-220-9525	



Castroviejo

Item Code	Sizes
Klingenbrecher und Halter mit Schiebeverschluss. Blade breaker and holder with sliding lock.	
79-220-5000	

**Swiss Model**


Item Code	Sizes
Klingenbrecher und Halter sphärische Spitze. Blade breaker and holder spherical tip.	
79-220-5150	

**Chuck Handle**

Item Code	Sizes
Chuck Griff rund, gezahnt Chuck Handle round, serrated	
79-220-1910	10cm
79-220-1920	7.5cm


**Bard - Parker Handle**

Item Code	Sizes
für Einweg-Schlitzmesser for disposable slot blades	
79-220-1950	#3 with gauge
79-220-1960	#3

**Barron Handle # 3**

Item Code	Sizes
79-220-1971	






Küretten, Spatel, Zerhacker, Manipulatoren, Schlaufen, Löffel, Haken

Curettes, spatulas, choppers, manipulators, loops, spoons, hooks

Curettes, spatules, hachoirs, manipulateurs, boucles, cuillères, crochets
Curetas, espátulas, picadoras, manipuladores, lazos, cucharas, ganchos
Curette, spatole, tritatutto, manipolatori, asole, cucchiai, uncini
Кюретки, шпатели, измельчители, манипуляторы, петли, ложки, крючки



Fixierringe, Muskelhaken, Hornhautmesser, Messsschieber


Fixation rings, muscle hooks, callus knife, calipers

Anneaux de fixation, crochets pour muscles, couteau à cornée, pied à coulisse
Anillos de fijación, ganchos musculares, cuchillo para callos, calibradores
Anelli di fissazione, ganci muscolari, coltello per calli, calibri
Фиксирующие кольца, мышечные крючки, нож для удаления мозолей, калибр



Meyerhoefer

Item Code	Sizes
Chalazion Kürette Chalazion Curette	
79-230-1000	size 0, 1.5mm dia.
79-230-1010	size 1, 1.75mm dia.
79-230-1020	size 2, 2.25mm dia.
79-230-1030	size 3, 2.5mm dia.
79-230-1040	size 4, 3.5mm dia.

**Double End Curette**

Item Code	Sizes
Chalazion Kürette Chalazion Curette	
79-230-1041	size 1.5mm / 2.5mm dia.
79-230-1042	size 2mm / 3mm dia.
79-230-1043	size 2.5mm / 3.5mm dia.

**Capsule**

Item Code	Sizes
Polierkürette, offener Ring mit 1,75 mm Durchmesser Polishing Curette, 1.75mm diameter open ring	
79-230-1100	Nightingale, semi-sharp, posterior edge
79-230-1102	Shepherd, semi-sharp, anterior and posterior edges

**Culler**

Item Code	Sizes
Iris Spatel Iris Spatula	
79-230-2100	1mm wide
79-230-2110	2mm wide
79-230-2111	nettleship iris repositor

**Wheeler**

Item Code	Sizes
Doppelseitiger Spatel, leicht gebogen Double-End Spatula, lightly curved	
79-230-2120	

**Barraquer**

Item Code	Sizes
Iris Spatel, rund, glatt Iris Spatula, round, smooth	
79-230-2300	0.5mm diameter
79-230-2310	0.25mm diameter



Buratto

Item Code	Sizes
LASIK Klappenschutz, zum Einziehen und Schutz der nasalen Hornhautklappen. LASIK Flap Protector, For retracting and protecting nasally hinged corneal flaps.	
79-230-1770	



Buratto

Item Code	Sizes
LASIK Flap Protector, Klingen abgewinkelt 15° Zum Einziehen und Schützen klappbare Hornhautklappen. LASIK Flap Protector, blades angled 15° For retracting and protecting superiorly hinged corneal flaps.	
79-230-1772	



Mannis - Buratto

Item Code	Sizes
LASIK Flap Protector, Klingen abgewinkelt 45°, Zum Zurückziehen und Schützen, hervorragend aufklappbare Hornhautklappen. LASIK Flap Protector, blades angled 45° For retracting and protecting, superiorly hinged corneal flaps.	
79-230-1773	




Rowen

Item Code	Sizes
Kombination LASIK Flap Protector und Spatel Combination LASIK Flap Protector and Spatula	
79-230-1774	




Dalk

Item Code	Sizes
Hornhautdissektor Corneal Dissector	
79-230-1870	12mm long, flattened, vaulted spatula with beveled tip
79-230-1875	Rosenwasser DALK Trisector with triangular shaft and spatulated tip




79-230-1870

79-230-1875



Endothelial Stripper

Item Code	Sizes
1mm breite, dünne abgeschrägte Spitze 1mm wide, thin beveled tip	
79-230-1830	smooth surface
79-230-1835	soosenwasser with textured surface



Sloane

Item Code	Sizes
LASEK Flap Repositor, sanft geschwungene Spatelspitze mit abgeschrägten glatten Kanten zur Reposition und Glättung des Epithellappens nach Laserablation LASEK Flap Repositor, gently curved spatulated tip with beveled smooth edges for repositioning and smoothing the epithelial flap after laser ablation	
79-230-1845	



Camellin Style

Item Code	Sizes
LASEK Trephine & Alkohol gut halten LASEK Trephine & alcohol retaining well	
79-220-7830	8mm trephine and 8.5mm well



Camellin Style

Item Code	Sizes
LASEK Alcohol Well, Zum Halten von Alkohollösung auf dem Hornhautepithel. LASEK Alcohol Well, For retaining alcohol solution on the corneal epithelium.	
79-230-1820	8.5mm diameter
79-230-1820T	8.5mm diameter titanium
79-230-1822	9.5mm diameter
79-230-1822T	9.5mm diameter titanium



Anis

Item Code	Sizes
Kapselwäscher flexibel, Draht strukturierte Scheibe Capsule Scrubber flexible, wire textured disc	
79-230-1111	



Moran

Item Code	Sizes
LASIK Enhancement Spachtel Fukasaku spatula und ein modifizierter Paton Spatel LASIK Enhancement Spatula Fukasaku spatula and a modified paton spatula	
79-230-2524	



Corneal Dissector

Item Code	Sizes
Hornhautdissektor für die intrastromale Dissektion. Corneal Dissector for intrastromal dissection.	
79-220-3660	angled, straight blade
79-220-3661	angled, curved blade



79-230-3660 79-230-3661



Fogla Pointed Dissector

Item Code	Sizes
Fogla Punkt Dissektor Fogla Pointed Dissector	
79-230-4924	



Carlson DSEK Smoother

Item Code	Sizes
Carlson DSEK Polierer Carlson DSEK, Smoother	
79-230-2040	




Fogla Trifacet Spatula

Item Code	Sizes
Fogla Trifacet Spatel Fogla Trifacet Spatula	
79-230-0479	



Thorlakson

Item Code	Sizes
Flap Lifter kombiniert einen modifizierten Sinsky Haken und einen bi-konvexen Spatel mit abgeschrägten Kerben. Flap Lifter combines a modified Sinsky hook and a bi-convex spatula with beveled notches.	
79-230-2536	long handle
79-230-2537	short handle



Lasik Flap Lifter

Item Code	Sizes
Kombiniert einen 45° abgewinkelten Sinsky-Haken und einen dünnen Haken mit einer Spitze Combines a 45° angled Sinsky hook and a thin hook with a tip	
79-230-2538	Standard
79-230-2538T	titanium



Spatel, Schaber, Manipulatoren | Spatulas, Choppers, Manipulators | Espátulas | Spatole

Hirschman

Item Code	Sizes
Linsenspritzer flach, 0,5mm breit mit mehreren Kerben Lens spatula flat, 0.5mm wide with multiple notches	
79-230-2550	



Jaffe

Item Code	Sizes
Linsenspritzer flach, 0,5mm breit Lens spatula flat, 0.5mm wide	
79-230-2600	



Lester

Item Code	Sizes
IOL-Manipulator, Spitze mit 0,25 mm Durchmesser, ideal für multidirektionale Manipulation IOL Manipulator, 0.25mm diameter tip ideal for multi-directional manipulation	
79-230-2680	straight, with guard
Item Code	Sizes
IOL-Manipulator, Spitze mit 0,25 mm Durchmesser, gewölbter Schaft mit Schutz IOL Manipulator, 0.25mm diameter tip, vaulted shank with guard	
79-230-2692	



Hersh

Item Code

Flap Spatel abgeschrägte Spitzen eine Kombination aus einem 6mm Spatel und 10 mm Spatel
Flap spatula beveled tips, a combination of a 6mm spatula and 10mm spatula

79-230-2526



Binder

Item Code

Klappenaufzug 1mm breit, 12mm halbscharfe Kanten
Flap elevator 1mm wide, 12mm semi-sharp edges

79-230-2528



Fukasaku

Item Code

LASIK Spatel gerundete vordere und flache hintere Fläche mit abgeschrägter Spitze zum Heben und Sezieren des Hornhautlappens.
LASIK Spatula rounded anterior and flat posterior surface with beveled tip for lifting and dissecting the corneal flap.

79-230-2530



Guimaraes

Item Code

LASIK Spachtel, leicht gebogen, bi-konvex, halbscharfe Kanten
LASIK spatula, gently curved, bi-convex, semi-sharp edges

79-230-2532



Katzen

Item Code

LASIK Flap „Unzipper“, kombiniert eine modifizierte Sinskey Haken und ein bi-konvexer Spatel
LASIK Flap „Unzipper“, combines a modified sinskey hook and a bi-convex spatula

79-230-2534



Maddox

Item Code


LASIK Spatel, kombiniert einen flachen Spatel und einen zylindrischen Spatel zum Anheben und Umsetzen der Klappe
LASIK Spatula, combines a flat spatula and a cylindrical spatula for elevating and repositing the flap

79-230-2535



Phaco chopper

Item Code	Sizes
79-230-2180.8T	Chopper 10mm angle to tip blunt cutting tip
2180.82180.25T	Chopper 10mm angle to tip rounded front, 90° cutting edge.
2180.82180.29T	Delicate 10mm angle to tip short tip, 90° cutting edge.



Mics Phaco Pre-chopper

Item Code	Sizes
Für das bimanuale Vorhacken des Kerns For bimanual nucleus pre-chopping	
79-230-2323	Alio-Rosen, with two defined edges.
79-230-2324	Alio-Scimitar, curved with blunt tip and sharp inferior edge.



Milder

Item Code	Sizes
Phaco Chopper, 60° versetzter Unterlegkeil zum horizontalen Hacken und abgeschrägte distale Spitze für vertikales Hacken Phaco Chopper, 60° offset inferior wedge for horizontal chopping and a beveled distal tip for vertical chopping	
79-230-2343	for use in left hand
79-230-2343T	for use in left hand titanium



Brierley

Item Code	Sizes
Nucleus Splitter mit Einschnitt Siegelwelle Nucleus Splitter with incision sealing shaft	
79-230-2380	Standard
79-230-2380T	titanium



Dodick - Kammann

Item Code	Sizes
Nucleus Chopper für die bimanuelle Kernteilung Nucleus Chopper for bimanual nucleus division	
79-230-2382	1.5mm long tip, str
79-230-2383	1.5mm long tip, angled
79-230-2384	2mm long tip, straight
79-230-2385	2mm long tip, angled



Escaf

Item Code	Sizes
Nucleus Divider, 1,25mm lange keilförmige Spitze für vertikales Hacken. Nucleus Divider, 1.25mm long wedge shaped tip for vertical chopping.	
79-230-2387	Standard
79-230-2387T	titanium

Item Code	Sizes	
79-230-1446	Claw Chopper, 1,5 mm Klaue Form Claw Chopper, 1.5mm claw shape	Standard
79-230-1447	Grüner Kernteiler Ausschnitt 45 Grad zum Zugang, 65 Grad Winkelwelle, Spitze zur Winkellänge 10mm Green nucleus divider cutting 45 degree to access, 65 degree angle shaft, tip to angle length 10mm	Standard
79-230-2327	Kugelspitze 0,7 mm niedriger Keil Ball tip 0.7mm inferior wedge	Standard
79-230-2329	Naghara Phaco Chopper Abgerundete, stumpfe Spitze 0,9 mm Unterlegkeil	Standard
79-230-2329T	Naghara Phaco Chopper Rounded, blunt tip 0.9mm inferior wedge	titanium
79-230-2332	Phaco Chopper, abgerundeter, stumpfer, olivgrüner Keil	for use in right hand
79-230-2333	Phaco Chopper rounded, blunt, olive-tip offset inferior wedge	for use in left hand
79-230-2370	Minardi Phaco Chopper 0,7 mm lange „Quick Chop“ Spitze	Standard
79-230-2370T	Minardi Phaco Chopper 0.7mm long "Quick Chop" tip	titanium
79-230-2375	Agarwal Karate Phaco Chopper, halbscharf, keilförmig, Unterkante mit spitzer Spitze.	Standard
79-230-2375T	Agarwal Karate Phaco Chopper, semi- sharp, wedge shaped, inferior edge with a pointed tip.	titanium
79-230-2377	Chang MicroFinger Chopper, gebogene fingerförmige Spitze mit definierter Innenkante für horizontales Hacken Chang MicroFinger Chopper, curved finger shaped tip with defined inner edge for horizontal chopping	Standard
79-230-2386	Koch Nucleus Chopper 1.6mm lang mit stumpfer Spitze mit abgerundete Oberflächen für die sicher einen sehr weichen Kern spalten und teilen	Standard
79-230-2386T	Koch Nucleus Chopper 1.6mm long with blunted tip with rounded surfaces designed for safely splitting and dividing a very soft nucleus	titanium
79-230-2392	Fukasaku keilförmige untere Kante	Snapper Hook
79-230-2393	Fukasaku wedge shaped inferior edge	Small pupil Snapper Hook with notch to engage the iris
79-230-2395	Rosen Phaco Splitter Keilförmige untere Kante stumpfe Spitze.	inline wedge, standard
79-230-2395T	Rosen Phaco Splitter wedge-shaped inferior edge blunt tip.	inline wedge, standard titanium
79-230-2396		60° offset wedge, for use in left hand.



79-230-1446



79-230-1447



79-230-2327



79-230-2329



79-230-2332



79-230-2333



79-230-2377



79-230-2386



79-230-2395



79-230-2396



79-230-2370



79-230-2375



79-230-2392



79-230-2393

Nagahara

Item Code	Sizes
Nucleus Spatel flache untere Kante Nucleus Spatula flat inferior edge	
79-230-2390	Standard
79-230-2390T	titanium
79-230-2390A	french Pattern



79-230-2390



Gimbel

Item Code	Sizes
Nucleus Spatel rund, glatt abgewinkelt 30° at 10mm von der Spitze 0.25mm Durchmesser Nucleus Spatula round, smooth angled 30° at 10mm from the tip 0.25mm diameter	
79-230-2312	



Knolle

Item Code	Sizes
Nucleus Spatel formbarer Edelstahl, flach 0,5 mm breit Nucleus Spatula malleable stainless steel, flat 0.5mm wide	
79-230-2350	



Koch

Item Code	Sizes
Nucleus Spatel, sanft gebogener Entenschnabel geformte Spitze Nucleus Spatula, gently curved duckbill shaped tip	
79-230-2354	smooth
79-230-2355	with notches



Escaf

Item Code	Sizes
Nucleus Manipulator, abgeflachte olivförmige Spitze abgewinkelt auf 45° Nucleus Manipulator, flattened olive-shaped tip angled at 45°	
79-230-2347	smooth
79-230-2347T	titanium



79-230-2347

Akahoshi

Item Code	Sizes
0,5 mm Durchmesser bauchige Spitze, Spitzenlänge 1,5mm 45° abgewinkelter Schaft, Spitze auf Winkellänge 10,0mm 0.5mm diameter bulbous tip, tip length 1.5mm 45° angled shaft, tip to angle length 10.0mm	
79-230-2357	Standard
79-230-2357T	titanium



79-230-2357

Escaf

Item Code	Sizes
Nucleus Sustainer, glatte Kugelspitze Nucleus Sustainer, smooth ball tip textured inferior surface	
79-230-2359	



79-230-2359



Lieberman

Item Code	Sizes
Micro Finger Nukleus Manipulator MicroFinger Nucleus Manipulator	
79-230-2360	for use in right hand
79-230-2361	for use in left hand



79-230-2360

79-230-2361

Neuhann

Item Code	Sizes
Nucleus Divider, stark gekrümmte Spitze Nucleus Divider, strongly curved spatulated tip	
79-230-2388	



Tennant

Item Code	Sizes
Nucleus Rotator, mit 0,6mm Durchmesser kugelförmige Spitze Nucleus Rotator, with 0.6mm diameter ball shaped tip	
79-230-2428	
79-230-2428T	titanium




Hunkeler

Item Code	Sizes
IOL-Manipulator mit 0,3 mm Durchmesser, Halbkugelspitze, gewölbter Schaft IOL Manipulator with 0.3mm diameter, hemi-ball tip, vaulted shank	
79-230-2695	




Mushroom

Item Code	Sizes
IOL Manipulator abgewinkelt mit 0,65 mm Durchmesser Kugelspitze IOL manipulator angled with 0.65mm diameter ball tip	
79-230-2696	
79-230-2696T	titanium



Nucleus sustainer

Item Code	Sizes
Nucleus splitter und sustainer, gebogene, stumpfe Spitze zu verwenden mit den Prechoppem Nucleus splitter and sustainer, curved, blunt tip to be used with the prechoppers	
79-230-2192.01T	titanium



Scoring reverse hook

Item Code	Sizes
79-230-2183.10T	"Scoring" reverse hook for DSEK, sharp, angled, titanium
79-230-2183.12T	DSEK stripper, "T" shaped tips, titanium



Masket

Item Code	Sizes
eine Kombination aus dem Rosen Phaco Splitter und einem 12mm langen runden Phaco Spatel mit scheibenförmiger Spitze a combination of the Rosen Phaco Splitter and a 12mm long round Phaco Spatula with disc shaped tip	
79-230-2367	
79-230-2367T	titanium

Chang

Phaco Chopper eine Kombination aus einem modifizierten MicroFinger und einer 0,9mm langen „Quick Chop“ Spitze.
Phaco Chopper a combination of a modified MicroFinger and a 0.9mm long "Quick Chop" tip.

79-230-2368	for use in right hand
79-230-2369	for use in left hand



79-230-2367



79-230-2368

Milder

Phaco Chopper, Doppel-Ende 60° für eine abgeschrägte distale Spitze zum vertikalen Hacken und 12mm lange Spatelspitze in Scheibenform
Phaco Chopper, double-end 60° for a beveled distal tip for vertical chopping and 12mm long spatula disc-shaped tip

79-230-2344	for use in right hand
79-230-2345	for use in left hand



79-230-2344



79-230-2374

Hwang

Phaco Chopper 1mm langer vertikaler Chopper und ein mit Meißel bestückter Spatel
Phaco Chopper 1mm long vertical chopper and a chisel tipped spatula

79-230-2374	
79-230-2374T	titanium

WARREN

Kombination aus einem 3,5 mm langen MicroFinger und einer 2 mm langen spitzen „Quick Chop“ Spitze für den tierärztlichen Gebrauch.
Combination of a 3.5mm long MicroFinger and 2mm long pointed "Quick Chop" tip for veterinary use only.

79-230-2379

Rowen

Phaco Spatel eine Kombination aus dem Rosen Phaco Splitter und dem Bechert Nucleus Rotator
Phaco Spatula a combination of the Rosen Phaco Splitter and the Bechert Nucleus Rotator

79-230-2398	
79-230-2398T	titanium

Chang - Seibel

Phaco Chopper, ein Kombi-Chopper mit dem Chang MicroFinger Ende und Seibel Vertical Chopper
Phaco Chopper, a combination chopper with the Chang MicroFinger end and Seibel Vertical Chopper

79-230-2340	for use in right hand
79-230-2341	for use in left hand

Sharp Chopper & Blunt Chopper

Eine Kombination aus scharfem Chopper und stumpfem Chopper
A combination sharp chopper & blunt chopper

79-230-2705	
79-230-2705T	titanium

Mushroom & Chopper


Eine Kombination aus Pilz- und Nagahara-Chopper
A combination of the mushroom and nagahara chopper

79-230-2698	
79-230-2698T	titanium

Mushroom & Y Pusher

Eine Kombination aus Pilz und Y-Schieber bechert
A combination of mushroom and Y pusher bechert

79-230-2699	
79-230-2699T	titanium



79-230-2379



79-230-2398



79-230-2340



79-230-2705




79-230-2698



79-230-2699

Double Ended

Item Code	Sizes
Kombination aus 0,65 mm Pilzspitze und Nucleus Splitter Combination of 0.65mm mushroom tip and Nucleus Splitter	
79-230-085	Standard
79-230-085T	titanium
Kombination von nagahara blunt chopper und sinskey hook Combination of nagahara blunt chopper and sinskey hook	
79-230-086	Standard
79-230-086T	titanium
Kombination von 0,65 mm Pilz und Sinskey Haken Combination of 0.65mm mushroom and sinskey hook	
79-230-087	Standard
79-230-087T	titanium
Kombination aus Nagahara Blunt Chopper und Spatel Combination of nagahara blunt chopper and spatula	
79-230-088	Standard
79-230-088T	titanium
Kombination von sinskey Haken und Spatel Combination of sinskey hook and spatula	
79-230-089	Standard
79-230-089T	titanium
Kombination aus 0,65 mm Pilzspitze und Spatel Combination of 0.65mm mushroom tip and spatula	
79-230-090	Standard
79-230-090T	titanium
Kombination aus 0,65mm Pilzspitze und Y bechurt Combination of 0.65mm mushroom tip and Y bechurt	
79-230-091	Standard
79-230-091T	titanium
Kombination von sinskey Haken und Y bechurt Combination of sinskey hook and Y bechurt	
79-230-092	Standard
79-230-092T	titanium
Kombination aus Nagahara Blunt Chopper und Y Bechurt Combination of nagahara blunt chopper and Y bechurt	
79-230-093	Standard
79-230-093T	titanium
Kombination aus 0,65 mm Pilzspitze und scharfem Zerkleinerer Combination of 0.65mm mushroom tip and sharp chopper	
79-230-094	Standard
79-230-094T	titanium
Kombination von sinskey Haken und scharfen Chopper Combination of sinskey hook and sharp chopper	
79-230-095	Standard
79-230-095T	titanium
Kombination von Nagahara stumpfen Chopper und scharfen Chopper Combination of nagahara blunt chopper and sharp chopper	
79-230-096	Standard
79-230-096T	titanium



Bechert

Item Code	Sizes
Nucleus Rotator Bechert stumpfe Gabelspitze Nucleus Rotator Bechert blunt forked tip	
79-230-2400	angled at 7mm
79-230-2400T	angled at 7mm, titanium
79-230-2410	angled at 9mm
79-230-2410T	angled at 9mm, titanium
Item Code	Sizes
Bechert vertikale Y-förmige Spitze abgewinkelt. Lens Pusher Bechert vertical Y-shaped tip angled.	
79-230-2727	Standard
79-230-2727T	titanium

Drysdale

Item Code	Sizes
Nucleus Manipulator paddelförmige Spitze Nucleus Manipulator paddle shaped tip	
79-230-2418	rounded edges
79-230-2418T	rounded edges titanium
79-230-2419	defined anterior edge for capsule polishing

Pisacano

Item Code	Sizes
Nucleus Rotator flache scheibenförmige Spitze Nucleus Rotator flat disc shaped tip	
79-230-2420	horizontal
79-230-2420T	horizontal titanium
79-230-2421	vertical
79-230-2421T	vertical titanium

Siepsier

Item Code	Sizes
Endocapsular Controller trompetenförmige Spitze Endocapsular Controller trumpet shaped tip	
79-230-2425	

Anis

Item Code	Sizes
Nucleus Manipulator mit 0,5mm Durchmesser Kugelspitze Nucleus Manipulator with 0.5mm diameter ball tip	
79-230-2426	straight
79-230-2427	angled

Grayson

Item Code	Sizes
Nucleus Manipulator abgeflacht, glatt poliert 1,1mm lang mit „tear-drop“ geformte Spitze. Nucleus Manipulator flattened, smoothly polished 1.1mm long with "tear-drop" shaped tip.	
79-230-2417	

Lester

Item Code	Sizes
IOL-Manipulator 0,25 mm Durchmesser, Spitze Ideal für multidirektionale Manipulation IOL Manipulator 0.25mm diameter, tip Ideal for multi-directional manipulation	
79-230-2690	Standard
79-230-2690T	titanium
Item Code	Sizes
IOL Manipulator 0,25 mm Durchmesser Spitze gewölbter Schaft, zum Eingriff in die minderwertige Haptik, ohne die Kuppel der IOL zu berühren IOL Manipulator 0.25mm diameter tip vaulted shank, For engaging the inferior haptic without touching the dome of the IOL	
79-230-2691	Standard
79-230-2691T	titanium



79-230-2400



79-230-2727



79-230-2418



79-230-2420



79-230-2421



79-230-2425



79-230-2426



79-230-2417



Reversed Sinskey Hook

Item Code	Sizes
0,2 mm Durchmesser stumpfe Spitze zum Ritzen des Empfängers Endothel und Positionierung der Spenderlamelle. 0.2mm diameter blunt tip for scoring the recipient endothelium and positioning the donor lamella.	
79-230-5002	



Sinskey

Item Code	Sizes
Linsenmanipulations-Haken runder Griff 0.25mm Durchmesser stumpfe Spitze. Lens Manipulating Hook round handle 0.25mm diameter blunt tip	
79-230-5192	straight, with guard
79-230-5193	angled
79-230-5193T	angled titanium



Sinskey II

Item Code	Sizes
Objektiv Manipulation Haken 0,2 mm Durchmesser stumpfe Spitze runder Griff: Lens Manipulating Hook 0.2mm diameter blunt tip round handle	
79-230-5232	straight, with guard
79-230-5233	angled
79-230-5233T	angled titanium



Lewicky

Item Code	Sizes
Objektiv Manipulation Haken 0,15 mm Durchmesser stumpfe Spitze ang gewölbten Schaft Lens Manipulating Hook 0.15mm dia blunt tip ang vaulted shank	
79-230-5250	Standard
79-230-5250T	titanium



Hirschman

Item Code	Sizes
Objektiv Manipulation Haken 0,15 mm Durchmesser, stumpfe Spitze ang gewölbten Schaft Lens Manipulating Hook 0.15mm dia blunt tip ang vaulted shank	
79-230-5400	Iris Hook blunt, angled



Bonn

Item Code	Sizes
Micro Iris Haken stumpf, flacher Griff Micro Iris Hook blunt, flat handle	
79-230-5060	

Shepard

Item Code	Sizes
Iris Hook stumpf Iris Hook blunt	
79-230-5110	



Lens Manipulating Hook

Item Code	Sizes
0,15 mm Durchmesser stumpfe Spitze 0.15mm diameter blunt tip	
79-230-5160	Jaffe, straight
79-230-5170	Clayman-Jaffe, angled

Sinskey

Item Code	Sizes
Objektiv Manipulation Haken 0,25 mm Durchmesser stumpfe Spitze gerade Lens Manipulating Hook 0.25mm diameter blunt tip straight	
79-230-5180	

Harris - Sinskey

Item Code	Sizes
Objektiv Manipulation Haken 0,25 mm Durchmesser stumpfe Spitze abgewinkelt Lens Manipulating Hook 0.25mm diameter blunt tip angled	
79-230-5190	

Sinskey II

Item Code	Sizes
Objektiv Manipulation Haken 0,2 mm Durchmesser stumpfe Spitze Lens Manipulating Hook 0.2mm diameter blunt tip	
79-230-5220	straight
79-230-5230	angled


Lippman

Item Code	Sizes
Nucleus Spatel 0,5mm Durchmesser runder Schaft mit stumpfer gegabelter Spitze Nucleus Spatula 0.5mm diameter round shaft with blunt forked tip	
79-230-2430	



Girard

Item Code	Sizes
Synechiaie Spatel 0,5mm breit mit halbscharfe Spitze Synechiaie Spatula 0.5mm wide with semi-sharp tip	
79-230-2500	



Obstbaum

Item Code	Sizes
Synechiaie Spatel 0,25mm breit mit halbscharfe Spitze Synechiaie Spatula 0.25mm wide with semi-sharp tip	
79-230-2520	




Benedetto

Item Code	Sizes
Spatel 10mm lang, glatt poliert, abgeflachter Spatel mit abgeschrägten Kerben Spatula 10mm long, smoothly polished, flattened spatula with beveled notches	
79-230-2522	



Elsching

Item Code	Sizes
Cyclodialyse Spatel flach, 1mm breit. Cyclodialysis Spatula flat, 1mm wide.	
79-230-3000	



Castroviejo

Item Code	Sizes
Synechiaie Spatel 0,5mm breit mit halbscharfen Spitzen. Synechiaie Spatula 0.5mm wide with semi-sharp tips.	
79-230-3150	


Castroviejo

Item Code	Sizes
Cyclodialyse Spatel Cyclodialysis Spatula	
79-230-3200	0.25mm wide
79-230-3210	0.5mm wide



Kimura

Item Code	Sizes
Platinum Spatel Platinum Spatula	
79-230-3500	



Nucleus Dividing and Separating

Item Code	Sizes
Cyclodialyse Spatel Cyclodialysis Spatula	
79-230-52001	0.6×1.2mm tip oval
79-230-52003	0.4×0.65mm tip oval
79-230-52004	0.4×0.65mm tip oval



Straight Ring Manipulator

Item Code	Sizes
Cyclodialyse Spatel Cyclodialysis Spatula	
79-230-6462	Straight shaft 0.5mm inside diameter, 0.8mm outside diameter, rounded tip Round handle, length 121mm
79-230-6462-1	0.5mm inside diameter, 0.8mm outside diameter, rounded tip Angled shaft, tip to angle length 10mm Round handle, length 118mm
79-230-6462-2	0.8mm diameter, rounded tip Angled shaft, tip to angle length 10mm Round handle, length 118mm



Keener

Item Code	Sizes
Lens Divider mit drei vorgeformten Snare-Drahtschlaufen Lens Divider with three preformed snare wire loops	
79-230-3900	complete
79-230-3910	wire loops



Lens Loop


Item Code	Sizes
79-230-4000	Lewis, small
79-230-4010	Lewis, Large
79-230-4030	New Orleans
79-230-4100	Wilder, serrated



79-230-4010

79-230-4030

79-230-4100



Kirby

Item Code	Sizes
Lens Loop und Muskel Haken Lens Loop and Muscle Hook	
79-230-4105	



Morrison

Item Code	Sizes
Objektiv Loop und Sonde Lens Loop and Probe	
79-230-4120	




Lens Loop

Item Code	Sizes
gezahnt, 3mm breit serrated, 3mm wide	
79-230-4140	Kansas, light curve
79-230-4141	Keener-Arlt, strong curve



Alfonso

Item Code	Sizes
Schneideplattform Wird als Schneideblock für Nucleus trisector verwendet Cutting Platform Used as a cutting block for nucleus trisector	
79-230-4156	2mm wide
79-230-4157	3mm wide




Giannetti

Item Code	Sizes
Nukleus Fanglöffel Nucleus Capture Spoon	
79-230-4160	



Culler

Item Code	Sizes
Lens Spoon aus Sterling Silber Lens Spoon sterling silver	
79-230-4200	



Paton

Item Code	Sizes
Spatel & Löffel Für Hornhaut-Knopfübertragung patula & Spoon For corneal button transfer	
79-230-4255	



Bunge

Item Code	Sizes
Entleerungslöffel Evisceration Spoon	
79-230-4400	small
79-230-4410	large



Wells

Item Code	Sizes
Enukleationslöffel Enucleation Spoon	
79-230-4450	



Graether

Item Code	Sizes
Kragen Knopf Micro Iris Retraktor Collar Button micro iris retractor	
79-230-4900	straight, with guard
79-230-4910	angled



Keuch

Item Code	Sizes
Small Pupil Dilator mit Schutz zur Vergrößerung einer kleinen Pupille durch die Sideport und primärer Schnitt. Small Pupil Dilator with guard for enlarging a small pupil through the sideport and primary incision.	
79-230-4950	



ICL Manipulator

Item Code	Sizes
79-230-5011	



Bonn

Item Code	Sizes
Micro Iris Haken, extra zart stumpf, Runder Griff mit Schutz. Micro Iris Hook, extra delicate blunt, round handle with guard.	
79-230-5050	



Kuglen Iris & Hook Lens Manipulater

Item Code	Sizes
79-230-5500	Push-pull model, flat handle, straight
79-230-5520	Push-pull model, flat handle, angled
79-230-5510	Clover leaf model, flat handle, straight
79-230-5522	Push-pull model, round handle, straight w/guard
79-230-5523	Push-pull model, round handle, angled



79-230-5500 79-230-5510 79-230-5522
79-230-5520 79-230-5523



Lens Manipulator

Item Code	Sizes
gerade, mit Schutz straight, with guard	
79-230-5526	Rentsch, "Boat Hook"
79-230-5528	Osher, Y-hook



79-230-5526 79-230-5528




Lens Manipulating Hook

Item Code	Sizes
Spitze mit 0,15 mm Durchmesser 0.15mm diameter tip	
79-230-5530	Fenzl, round handle straight with guard
79-230-5531	Fenzl, round handle, angled
79-230-5532	Maltzman-Fenzl, round handle, straight with guard
79-230-5533	Maltzman-Fenzl, round handle, angled
79-230-5535	Jaffe-Maltzman, flat handle, angled



79-230-5530 79-230-5532 79-230-5535
79-230-5531 79-230-5533



Deltz

Item Code	Sizes
Spitze mit 0,15 mm Durchmesser 0.15mm diameter tip	
79-230-5566	



79-230-5566 79-230-2697

Alio - Kelman

Item Code	Sizes
IOL Haken 0,2 mm Durchmesser Spitze IOL Hook 0.2mm diameter tip	
79-230-2697	



Fixation Hook

Item Code	Sizes
doppelt, scharf double, sharp	
79-230-6000	
79-230-6010	

**Twist Hook**

Item Code	Sizes
zur skleralen Fixierung for scleral fixation	
79-230-6100	right
79-230-6110	left

**Silverman**

Item Code	Sizes
Fixierung Pick stumpfe kegelförmige Spitzen, Abstand 3mm für atraumatische sklerale Fixation Fixation Pick blunt cone shaped tips, spaced 3mm apart for atraumatic scleral fixation	
79-230-6130	

**Globe Ring**

Item Code	Sizes
Globe Befestigungsring mit konzentrischen Rillen Globe Fixation Ring with concentric grooves	
79-230-6153	for refractive procedures
79-230-6154	for cataract procedures



79-230-6153 79-230-6154 79-230-6154

**Lu - Mendez**

Item Code	Sizes
LRI Führungs- und Fixierring mit feinen stumpfen Zähnen 10°, Inkremente 11mm I.D. LRI Guide and Fixation Ring with delicate blunt teeth marks 10°, increments 11mm I.D.	
79-230-6158	Standard
79-230-6158T	titanium



Gimbel

Item Code	Sizes
Stabilisator Ring mit schwenkbarem Griff, 13mm Durchmesser mit stumpfen Zähnen auf beiden Seiten. Zur Stabilisierung des rechten oder linken Auges während der LASIK. Stabilization Ring with swivel handle 13mm diameter with blunt teeth on both sides. For stabilizing either the right or left eye during LASIK.	
79-230-6160	



Fine - Thornton

Item Code	Sizes
Der Wirbel-Fixierring mit stumpfen Zähnen weist Markierungen auf der vorderen Oberfläche in 15°-Schritten als Leitfaden für die Platzierung limbal Entspannungsschnitte auf. Swivel Fixation Ring, blunt teeth features marks on anterior surface in 15° increments as a guide for placement of limbal relaxing incisions.	
79-230-6161T	13mm diameter titanium
79-230-6161	13mm diameter
79-230-6163	16mm diameter



Thornton

Item Code	Sizes
Globe Fixation Ring, mehrere stumpfe Zähne, 16mm Durchmesser Ring Globe Fixation Ring, multiple blunt teeth, 16mm diameter ring	
79-230-6165	
79-230-6165T	titanium



Hofmann - Thornton

Item Code	Sizes
Globe Befestigungsring, mit Drehgriff, 16mm Durchmesser Ring mehrere stumpfe Zähne Globe Fixation Ring, with swivel handle, 16mm diameter ring multiple blunt teeth	
79-230-6168	



Stevens

Item Code	Sizes
Tenotomie Haken, stumpf, klein Tenotomy Hook, blunt, small	
79-230-6600	

**Helveston**

Item Code	Sizes
„Teaser“ Haken, extra zart, stumpf „Teaser“ Hook, extra delicate, blunt	
79-230-6610	

**Graefe**

Item Code	Sizes
Muscle Hook Muscle Hook	
79-230-6710	size 1
79-230-6720	size 2
79-230-6730	size 3

**Gass**

Item Code	Sizes
Netzhautablösung Haken mit ovalem Loch Retinal Detachment Hook with oval hole	
79-230-6740	

**Helveston**

Item Code	Sizes
Muscle Hook, extra zart, mit stumpfer Spitze Muscle Hook, extra delicate, with blunt spatulated tip	
79-230-6760	large
79-230-6761	small



Helveston

Item Code	Sizes
Muscle Hook, extra zart, mit stumpfer, gesputterter Spitze Muscle Hook, extra delicate, with blunt, spatulated tip	
79-230-6778	8mm
79-230-6780	10mm
79-230-6782	12mm



Jameson

Item Code	Sizes
Muskel Haken Muscle Hook	
79-230-6800	small
79-230-6810	large



Du Plessis

Item Code	Sizes
Muskel Haken, doppelter Arm Muscle Hook, double arm	
79-230-6814	



Guyton

Item Code	Sizes
Kleiner Schnitt, Muskel Haken Small Incision, Muscle Hook	
79-230-6820	



Green

Item Code	Sizes
Muskel Haken Muscle Hook	
79-230-6850	




Moorfields

Item Code	Sizes
Moorfields, Strabismus Haken Moorfields, Strabismus Hook	
79-230-6851	



Mendez


Item Code	Sizes
Gradmesser 12mm I.D. markiert in 10° Schritten für genaue axiale Ausrichtung auf der Hornhaut Degree Gauge 12mm I.D. marked in 10° increments for accurate axial alignment on the cornea	
79-230-7900	Standard
79-230-7900T	titanium

**Bores**

Item Code	Sizes
Achsen Markierer Axis Marker	
79-230-7910	Standard
79-230-7910T	titanium

**Henderson**

Item Code	Sizes
Grad Gauge 11.7mm I.D. Abgeschrägtes Gesicht mit Markierungen in 5° Schritten 4 Kerben an der internen Kante auszurichten mit Kardinalpositionen Degree Gauge 11.7mm I.D. Beveled face with markings in 5° increments 4 notches on internal edge to align with cardinal positions	
79-230-7904T	titanium

**Henderson**

Item Code	Sizes
Toric IOL Marker, zwei 2,5 mm radiale Markierungen, die zu 11mm verlängern (verwendet mit ST30-7904) Toric IOL Marker, two 2.5mm radial marks extending to 11mm (used with ST30-7904)	
79-230-7912T	titanium

**Henderson**

Item Code	Sizes
Henderson Alignment Marker mit atraumatischer scheibenförmiger Markierungsflächen bei 3, 6 & 9 Uhr Henderson Alignment Marker with atraumatic disc-shaped marking surfaces at 3, 6 & 9 o'clock	
79-230-7908T	titanium



Optic Zone Markers

Item Code	Sizes	Item Code	Sizes
Bohrloch Bores		Hoffer, mit gekreuzten Haaren Hoffer, with cross hairs	
79-230-8130	3.0mm	79-230-8330	3.0mm
79-230-8131	3.25mm	79-230-8340	3.25mm
79-230-8132	3.5mm	79-230-8360	3.75mm
79-230-8134	4.0mm	79-230-8370	4.0mm
79-230-8135	4.25mm	79-230-8380	4.25mm
79-230-8136	4.5mm	79-230-8390	4.5mm
79-230-8137	4.75mm	79-230-8400	4.75mm
79-230-8138	5.0mm	79-230-8410	5.0mm
79-230-8142	6.0mm	79-230-8412	5.5mm
79-230-8146	7.0mm	79-230-8414	6.0mm
79-230-8150	8.0mm	79-230-8418	7.0mm
79-230-8154	9.0mm	79-230-8422	8.0mm
		79-230-8426	9.0mm



Anis

Item Code	Sizes
Radial Marker, 4 mm Durchmesser Mitte, Öffnung 12.5mm O.D. Radial Marker, 4mm diameter center, opening 12.5mm O.D.	
79-230-8852	8 blades
79-230-8854	12 blades
79-230-8855	16 blades



Anis

Item Code	Sizes
Nahtplatzierungsmarkierung, 8 Radialklingen 8mm Durchmesser Mittelöffnung für Hornhauttransplantate. Suture Placement Marker, 8 radial blades 8mm diameter center opening for corneal grafts.	
79-230-8862	




Fechtner

Item Code	Sizes
Trabekulektomie Markierer Trabeculectomy Marker	
79-230-8975	



Marking Pattern



Mcdonald

Item Code	Sizes
Optic Zone Marker, doppeltes Ende, mit Fadenkreuz Optic Zone Marker, double end, with cross hairs	
79-230-8117	6.5 and 7.0mm diameters

**Osher Neumann**

Item Code	Sizes
Osher-Neumann Hornhautmarker Osher-Neumann Corneal Marker	
79-230-8000	4 Line
79-230-8001	8 Line
79-230-8002	12 Line

**PRK Scraper**


Item Code	Sizes
Kombination aus PRK Scraper und Marker 6.5mm Marker, Gesamtlänge 112mm combination of PRK Scraper and Marker 6.5mm marker total length 112mm	
79-230-8003	

**Double Ended Marker**

Item Code	Sizes
5mm Durchmesser auf einer Seite, 5,5 mm gegenüber 5mm diameter on one side 5.5mm opposite	
79-230-8004	


**Maloney**

Item Code	Sizes
Intraoperativ Keratometer titanium, zur qualitativen Messung von Astigmatismus. Intra-Operative Keratometer titanium for qualitative measurement of astigmatism.	
79-230-7888	Standard
79-230-7888T	titanium



Castroviejo

Item Code	Sizes
Messschieber, 20 mm Spreizung Caliper, 20mm spread	
79-230-9000	straight
79-230-9002	angled
79-230-9010	curved



Helveston

Item Code	Sizes
Scleral Ruler, 15mm lang, mit Kerben in 5mm Schritten einzeln Markierung Zahn an der Spitze für Messen und Markieren der Entfernung vom Limbus zum Ort der Muskelwiedereinführung. Scleral Ruler, 15mm long, with notches in 5mm increments single marking tooth at tip for measuring and marking the distance from the limbus to the location of the muscle reinsertion.	
79-230-9030	




Jameson

Item Code	Sizes
Messschieber, verchromtes Messing Caliper, chrome plated brass	
79-230-9150	



Ruler

Item Code
Edelstahl, Zoll + mm Stainless Steel inches and mm
79-230-9200



Braunstein

Item Code	Sizes
Messschieber, 3,5/4,0 mm, Edelstahl Caliper, 3,5/4.0mm, Stainless steel	
79-230-9250	
79-230-9251	



PRECISE, CONTROLLED DELIVERY, TIME AFTER TIME

Y-TIP PLUNGER ROD

- Rounded, Capsular-friendly dimensions assist lens manipulation post-implantation
 - Distinctive blue color designed for easy visibility in the cartridge and reduced microscope reflections
- DT50-7791

CARTRIDGE LOCK

Quick and easy snap-in design, for secure cartridge loading, assures correct position of cartridge every time.

SCREW-STYLE

Consistent insertion forceps result in predictable lens delivery from start to finish.

High quality titanium material and durable construction for safe, reliable implantation


Scheren Scissors

Ciseaux

Tijeras

Forbici

Ножницы




Vitrektomieschere

“Squeeze Handle” Schere Diese “Squeeze Handle” Instrumente verfügen über Titangriffe, um das Gesamtgewicht zu reduzieren, und Vorderseiten aus gehärtetem Edelstahl für sicheres Schneiden

Vitrectomy Scissors

“Squeeze Handle” Scissors these “squeeze handle” instruments feature titanium handles to reduce overall weight, and front ends of hardened stainless steel for secure cutting



Scissors

Item Code	Sizes
horizontal, gerade	horizontal, straight
79-240-5300	20G 0.8 S.S
79-240-5300T	20G 0.8 titanium
79-240-5301	23G 0.6 S.S
79-240-5301T	23G 0.6 titanium



Scissors

Item Code	Sizes
horizontal, gekrümmt	horizontal, curved
79-240-5310	20G 0.8 S.S
79-240-5310T	20G 0.8 titanium
79-240-5423	23G 0.6 S.S
79-240-5423T	23G 0.6 titanium
79-240-5425	25G 0.50 S.S
79-240-5425T	25G 0.50 titanium



Scissors

Item Code	Sizes
horizontal, abgewinkelt 45°	horizontal, angled 45°
79-240-5320	20G 0.8 S.S
79-240-5320T	20G 0.8 titanium
79-240-5321	23G 0.6 S.S
79-240-5321T	23G 0.6 titanium



Scissors

Item Code	Sizes
vertikale Öffnung gerade	vertical opening straight
79-240-5200	20G 0.8 S.S
79-240-5200T	20G 0.8 titanium
79-240-5201	23G 0.6 S.S
79-240-5201T	23G 0.6 titanium



Scissors

Item Code	Sizes
vertikale Öffnung abgewinkelt 60°	vertical opening angled 60°
79-240-5240	20G 0.8 S.S
79-240-5240T	20G 0.8 titanium



Scissors

Item Code	Sizes
vertikale Öffnung abgewinkelt 80°	vertical opening angled 80°
79-240-5250	20G 0.8 S.S
79-240-5250T	20G 0.8 titanium

Alio

Item Code	Sizes
MICS Schere 23 Gauge gebogener Schaft mit horizontalen Mikro-Klingen zum Schneiden empfindlicher Membranen MICS scissors 23 gauge curved shaft with horizontal micro blades for cutting delicate membranes	
79-240-5351T	titanium



horizontal
blade



vertical
blade


YAE

Item Code	Sizes
Multi - Zweck 23G, vertikale Klinge Multi - Purpose 23G, vertical blade	
79-240-5352T	3mm blade 24mm long shaft 112mm
79-240-5353T	2.5mm blade, 15mm long curved shaft 100mm



Castroviejo

Item Code	Sizes
Corneoscleral Scissors, kleine Klingen Corneoscleral Scissors, small blades	
79-240-1000	right
79-240-1010	left




Castroviejo

Item Code	Sizes
Corneoscleral Scissors, mittlere Klingen Corneoscleral Scissors, medium blades	
79-240-1020	right
79-240-1030	left




Troutman - Castroviejo

Item Code	Sizes
Corneoscleral Scissors mit Anschlag, kleine Klingen Corneoscleral Scissors with stop, small blades	
79-240-1200	right
79-240-1210	left



Troutman - Castroviejo

Item Code	Sizes
Corneoscleral Scissors mit Anschlag, mittlere Klingen Corneoscleral Scissors with stop, medium blades	
79-240-1220	right
79-240-1230	left



Castroviejo

Item Code	Sizes
Hornhaut-Transplantationsschere mit Anschlag starke Kurve, kleine Schaufeln Corneal Transplant Scissors with stop strong curve, small blades	
79-240-2000	right
79-240-2010	left




Rich

Item Code	Sizes
Hornhaut-Transplantationsschere extrem empfindlich, stark gebogene Klingen zum Trimmen der Empfänger Hornhautbett und Spender Taste. Kann auch zum Öffnen verwendet werden. Himmel anteriore Kapsulotomie	
Corneal Transplant Scissors extremely delicate, strongly, curved blades for trimming the recipient corneal bed and donor button.Can also be used for open sky anterior capsulotomy.	
79-240-2014	right
79-240-2015	left



Terry

Item Code	Sizes
Mikro-Hornhautschere runden Griff für akribische Kontrolle. Micro Corneal Scissors round handle for meticulous control.	
79-240-2016	right
79-240-2017	left



Katzin

Item Code	Sizes
Hornhaut-Transplantationsschere starke Kurve, mittlere Blätter Corneal Transplant Scissors strong curve, medium blades	
79-240-2020	right
79-240-2030	left



Castroviejo

Item Code	Sizes
Universal-Hornhautschere gebogene, stumpfe Spitzen Universal Corneal Scissors curved, blunt tips	
79-240-2200	small blades
79-240-2220	medium blades
79-240-2240	large blades
79-240-2260	strongly curved large blades



79-240-2200 79-240-2220 79-240-2240 79-240-2260



Castroviejo

Item Code	Sizes
Keratoplastik Schere, seitlich abgewinkelt, stumpfe Spitzen, mittlere Klingen Keratoplasty Scissors, angled to side, blunt tips, medium blades	
79-240-2850	



Corneal scissors

Item Code	Sizes
gebogen, 10mm lange Klängen curved, 10mm long blades	
79-240-1464-1	pointed tips curved
79-240-1464-2	blunt tips



79-240-1464-1



Conjunctival scissors

Item Code	Sizes
gebogen, 10mm lange Klängen curved, 10mm long blades	
79-240-1540-1	pointed tips curved
79-240-1540-2	reverse blades
79-240-1540-2	blunt tips



Conjunctival scissors

Item Code	Sizes
gebogen, 11mm lange Klängen, stumpfe Spitzen curved, 11mm long blades, blunt tips	
79-240-1543	



Conjunctival scissors

Item Code	Sizes
gebogen, 8mm lange Klängen, stumpfe Spitzen curved, 8mm long blades, blunt tips	
79-240-1546	



IOL removal scissors

Item Code	Sizes
Schneideschere zum Entfernen von IOL gerade, stumpfe Spitzen, 8mm lang mit geschliffener unterer Klinge Cutting scissors for removal of IOL straight, blunt tips, 8mm long with serrated lower blade	
79-240-1690	



IOL removal scissors

Item Code	Sizes
Schneideschere zum Entfernen von IOL abgewinkelt, stumpfe Spitzen, 8mm lang mit gezackter unterer Klinge Cutting scissors for removal of IOL angled, blunt tips, 8mm long with serrated lower blade	
79-240-1691	



MCPerson - Westcott


Item Code	Sizes
Bindehautschere gebogen stumpfe Spitzen, kleine Klingen. Conjunctival Scissors curved blunt tips, small blades.	
79-240-3000	

**Westcott**

Item Code	Sizes
Tenotomy Scissors stumpfe Spitzen, mittlere Klingen gekrümmt. Tenotomy Scissors blunt tips, medium blades curved.	
79-240-3004	

**Westcott**

Item Code	Sizes
Tenotomy Scissors Stumpfe Spitzen, Standardklingen gebogen Tenotomy Scissors blunt tips, standard blades curved	
79-240-3100	right
79-240-3110	left

**Tibolt**

Item Code	Sizes
Punktschere, eine konisch geformte Klinge mit Mikrorillen und strukturierte Oberfläche für einfache „Zwei-snip Punktplastik“ Punctal Scissors one conically shaped blade with micro grooves and textured surface for simple "Two-snip Punctoplasty"	
79-240-3130	


**Mini Westcott**

Item Code	Sizes
Tenotomy Scissors 4mm lange gebogene Klingen stumpfe Spitzen. Tenotomy Scissors 4mm long curved blades blunt tips.	
79-240-3200	



MCPerson - Westcott

Item Code	Sizes
Stichschere sehr scharf spitz Spitzen kleine Klingen gebogen. Stich Scissors very sharp pointed tips small blades curved.	
79-240-4000	



Westcott

Item Code	Sizes
Stichschere sehr scharfe spitze Spitzen Standard Klingen gebogen Stich Scissors very sharp pointed tips standard blades curved	
79-240-4100	



Jaffe

Item Code	Sizes
Stichschere sehr scharfe spitze Spitzen mittlere Klingen gebogen Stich Scissors very sharp pointed tips medium blades curved	
79-240-4150	



Iris

Item Code	Sizes
Scheren scharfe Spitzen, kleine Klingen Scissors sharp tips, small blades	
79-240-4400	straight
79-240-4410	curved



Fine

Item Code	Sizes
Stichschere scharfe Spitzen, mittlere Klingen Stich Scissors sharp tips, medium blades	
79-240-4500	straight
79-240-4510	curved



Uthoff

Item Code	Sizes
Kapsulotomieschere, konvex gekrümmt, 7 mm lange, dünne Klingen, spitz zulaufende Spitzen, rechts Capsulotomy scissors, convex curved, 7 mm long, thin blades, pointed tips, right	
79-240-4240	

**Fogla Scissors Right**

Item Code	Sizes
Die untere Klinge ist dünner und 1mm länger als die obere Klinge The lower blade is thinner and 1mm longer than the upper blade	
79-240-4241	

**Multipurpose scissors
Noyes**

Item Code	Sizes
Mehrzweckschere Noyes, gerade Linie, stumpfe Spitzen Multipurpose scissors Noyes, straight line, blunt tips	
79-240-4242	

**Corneal scissors**

Item Code	Sizes
Hornhautschere, stark, abgewinkelt, 8 mm lange Klingen, stumpfe Spitzen Corneal scissors, strong, angled, 8 mm long blades, blunt tips	
79-240-4243	



Barraquer

Item Code	Sizes
Iris Schere, Stumpfe Spitzen, 7mm lange Klängen	
Iris Scissors, blunt tips, 7mm long blades	
79-240-4900	



Capsulotomy Scissors Vannas

Item Code	Sizes
5mm lange Klängen, scharfe Spitzen	
5mm long blades, sharp tips	
79-240-5000	straight
79-240-5010	curved
79-240-5020	angled forward
79-240-5030	angled to side



Gills - Vannas

Item Code	Sizes
7mm lange Klängen, scharfe Spitzen	
7mm long blades, sharp tips	
79-240-5050	straight
79-240-5060	curved
79-240-5070	angled forward




Mcperson - Vannas

Item Code	Sizes
8mm lange Klängen, scharfe Spitzen	
8mm long blades, sharp tips	
79-240-5100	curved


Capsulotomy Scissors Vannas

Item Code	Sizes
7mm extra dünne lange Klängen, scharfe Spitzen	
7mm extra thin long blades, sharp tips	
79-240-5110	straight
79-240-5111	curved
79-240-5112	angled forward
10mm extra thin long blades, sharp tips	
79-240-5120	straight
79-240-5121	curved
79-240-5122	angled forward
79-240-5123	curved, angled, forward
10mm long angled blades, curved tips	
79-240-5125	sharp points
79-240-5126	blunt points




Eye Scissors

Item Code	Sizes
spitze Spitzen klein pointed tips small	
79-240-7200	straight
79-240-7210	curved




Eye Scissors

Item Code	Sizes
spitze Spitzen, Standard pointed tips, standard	
79-240-7400	straight
79-240-7410	curved
79-240-7400TC	Tungsten Carbide Str
79-240-7410TC	Tungsten Carbide Cvd
79-240-7400SC	Super Cut Straight
79-240-7410SC	Super Cut Curved




Eye Scissors

Item Code	Sizes
große Ringe, spitze Spitzen, Standard large rings, pointed tips, standard	
79-240-7440	straight
79-240-7450	curved




Stitch Scissors

Item Code	Sizes
Band Typ, Nadelspitzen gebogen ribbon type, needle points curved	
79-240-8000	



Stitch Scissors

Item Code	Sizes
Nadel Punkte, leichte Kurve needle points, light curve	
79-240-8100	



Stevensen

Item Code	Sizes
Tenotomy Schere stumpfe Spitzen, Standard Tenotomy Scissors blunt tips, standard	
79-240-8500	straight
79-240-8510	curved
79-240-8500TC	Tungsten Carbide Str
79-240-8510TC	Tungsten Carbide Cvd
79-240-8500SC	Super Cut Str
79-240-8510SC	Super Cut Cvd



Stevensen

Item Code	Sizes
Tenotomy Schere Band Typ stumpfe Spitzen Tenotomy Scissors ribbon type blunt tips	
79-240-8520	straight
79-240-8530	curved



Knapp

Item Code	Sizes
Strabismus Schere, stumpfe Spitzen Strabismus Scissors, blunt tips	
79-240-9000	straight
79-240-9010	curved
79-240-9000TC	Tungsten Carbide Str
79-240-9010TC	Tungsten Carbide Cvd
79-240-9000SC	Super Cut Str
79-240-9010SC	Super Cut Cvd



Strabismus Scissors

Item Code	Sizes
Band Typ, stumpfe Spitzen ribbon type, blunt tips	
79-240-9020	straight
79-240-9030	curved



Metzenbaum

Item Code	Sizes
Schiere, leicht gebogene Klingen, stumpfe Spitzen, 5 1/4" (14,5 cm), lang Dissecting Scissors, gently curved blades, blunt tips, 5 3/4" (14.5cm), long	
79-240-9040	
79-240-9040TC	Tungsten Carbide
79-240-9040SC	Super Cut




Utility Scissors

Item Code	Sizes
Eine spitze und eine, stumpfe Spitze, 5 1/4" (14.5cm) lang, gerade one pointed and one, blunt tip, 5 3/4" (14.5cm) long, straight	
79-240-9060	
79-240-9060TC	Tungsten Carbide
79-240-9060SC	Super Cut



Enucleation Scissors

Item Code	Sizes
stumpfe Spitzen blunt tips	
79-240-9910	medium curve
79-240-9920	strong curve



Black Coated Super Cut Scissors

Item Code	Sizes
Schwarz beschichtete Super Cut Iris Schere black coated super cut Iris scissors	
79-240-7400SCB	Str
79-240-7410SCB	Cvd



Pinzetten Forceps

Pinces

Pinzas

Pinze

Пинцет

ICL forceps

Item Code	Sizes
ICL-Zange zum Laden, abgewinkelte Spitzen ICL forceps for loading, angled tips	
79-250-75666	Stainless Steel
79-250-75666T	titanium




Foldable Lens Cutter Squeeze

Item Code	Sizes
Titangriff 112mm Titanium Handle 112mm	
79-24-21731T	titanium



IOL Lens Cutter

Item Code	Sizes
IOL Linsenschneider/ Halter mit einem gezackten Klinge aus rostfreiem Stahl IOL Lens cutter/Holder with one serrated blade stainless steel	
79-250--0787	



Foldable Lens Removing Forceps

Item Code	Sizes
Titangriff 110mm Titanium Handle 110mm	
79-24-21741T	titanium





Edelstahl Autoklavierbar | Stainless Steel Autoclavable

Item Code	Sizes
glatte Backen, 20 Gauge, gerade smooth jaws, 20 gauge, straight	
79-240-7499	straight




Item Code	Sizes
Subretinale Pinzette Abgewinkelt 135°, 4,5 mm von der Spitze Subretinal Forceps Angled 135°, 4.5mm from the tip	
79-250-7500	20G/0.9

Item Code	Sizes
Gezackte Backen, gerade Serrated jaws, straight	
79-250-7501	20G/0.9
79-250-7502	23G/0.6

Item Code	Sizes
ILM Pinzette 2,2 mm lang mit Welle Größe 27,5 mm ILM Forceps 2.2mm long with shaft size 27.5mm	
79-250-7503	20G/0.9
79-250-7504	23G/0.6

Item Code	Sizes
Ende griping Pinzette gerade End griping forceps straight	
79-250-7505	20G/0.9
79-250-7506	23G/0.6

Item Code	Sizes
Gezackte ILM Pinzette, 1,25 mm lang - mit feiner Spitzhacke Serrated ILM Forceps, 1.25mm Long - with fine pick	
79-250-7507	20G/0.9
79-250-7508	23G/0.6



Item Code	Sizes
Spaide Pic Pinzette Spaide Pic forceps	
79-250-7510	20G/0.9
79-250-7511	23 G/0.6

Item Code	Sizes
Asymmetrisch Endgreifende Pinzette Asymmetrical End-gripping Forceps	
79-250-7512	20G/0.9
79-250-7513	23G/0.6

Item Code	Sizes
Eckardt End-gripping Pinzette Eckardt End-gripping Forceps	
79-250-7514	20G/0.9
79-250-7515	23G/0.6

Item Code	Sizes
ILM Zange ILM forceps	
79-250-7516	20G/0.9
79-250-7517	23G/0.6

Item Code	Sizes
Fremdkörperzange Korb Stil mit drei Greifarme Foreign Body Forceps Basket style with three gripping arms	
79-250-7518	20G/0.9

Vitreo - Retinal Forceps



Titan | Titanium



Item Code	Sizes
Subretinale Pinzette Abgewinkelt 135°, 4,5 mm von der Spitze Subretinal Forceps Angled 135°, 4.5mm from the tip	
79-250-7500T	20G/0.9



Item Code	Sizes
Gezackte Backen, gerade Serrated jaws, straight	
79-250-7501T	20G/0.9
79-250-7502T	23G/0.6



Item Code	Sizes
ILM Pinzette 2,2 mm lang mit Welle Größe 27,5 mm ILM Forceps 2.2mm long with shaft size 27.5mm	
79-250-7503T	20G/0.9
79-250-7504T	23G/0.6



Item Code	Sizes
Ende griping Pinzette gerade End griping forceps straight	
79-250-7505T	20G/0.9
79-250-7506T	23G/0.6



Item Code	Sizes
Gezackte ILM Pinzette, 1,25 mm Lang - mit feiner Auswahl. Serrated ILM Forceps, 1.25mm Long - with fine pick.	
79-250-7507T	20G/0.9
79-250-7508T	23G/0.6



Item Code	Sizes
Spaide Pic Pinzette Spaide Pic forceps	
79-250-7510T	20G/0.9
79-250-7511T	23G/0.6




Item Code	Sizes
Asymmetrisch Endgreifende Pinzette Asymmetrical End-gripping Forceps	
79-250-7512T	20G/0.9
79-250-7513T	23G/0.6



Item Code	Sizes
Eckardt End-gripping Pinzette Eckardt End-gripping Forceps	
79-250-7514T	20G/0.9
79-250-7515T	23G/0.6



Item Code	Sizes
ILM Pinzette ILM forceps	
79-250-7516T	20G/0.9
79-250-7517T	23G/0.6



Item Code	Sizes
Fremdkörperzange Korb Stil mit drei Greifarme Foreign Body Forceps Basket style with three gripping arms	
79-250-7518T	20G/0.9



Micro Capsulorhexis Forceps

Item Code	Sizes
Capsulorhexis Zange 4mm lange Backen mit abgewinkelter, greifender Plattform. Gebogener Schaft 24mm lang. Capsulorhexis forceps 4mm long jaws with angled, grasping platform. Curved shaft 24mm long.	
79-250-7651	21G/0.8 S.S
79-250-7651T	21G/0.8 titanium
79-250-7652	23G/0.6 S.S
79-250-7652T	23G/0.6 titanium

Item Code	Sizes
Ikeda Capsulorhexis Pinzette 0.6mm (23G) Empfindliche 1.2mm lange Kiefer, mit abgewinkelter, greifender Plattform. Gebogener Schaft 24 mm Ikeda Capsulorhexis forceps 0.6mm (23G) Delicate 1.2mm long jaws with angled, grasping platform. Curved shaft 24mm	
79-250-7653	S.S
79-250-7653T	titanium

Item Code	Sizes
Ikeda abgewinkelt micro Capsulorhexis 0.9 mm langer Kiefer mit 90° abgewinkelter, griffiger Plattform. Stark gebogener Schaft 24mm Ikeda angled micro Capsulorhexis 0.9mm long jaw with 90° angled, grasping platform. Strongly curved shaft 24mm	
79-250-7654	S.S
79-250-7654T	titanium


23 G, MICS/MCCS Coaxial Capsulorhexis Forceps

Item Code	Sizes
MICS/MCCS Capsulorhexis 23G 1,3 mm Backen, für 1 mm Schnitte MICS/MCCS Capsulorhexis 23G 1.3 mm jaws, for 1 mm incisions	
79-250-600001T	titanium



MICS capsulorhexis forceps

Item Code	Sizes
23G Ikeda Kapsulorhexis Pinzette 0,65 mm zarte 1,2 mm lange Backen mit abgewinkelten, Greifende Plattform, gebogener Schaft 23G Ikeda capsulorhexis forceps 0.65 mm delicate 1.2 mm long jaws with angled, grasping platform, curved shaft	
79-250-7655T	titanium
23G komaki micro capsulorhxis Pinzette Universal Kapsulorhexis Pinzette 0,7 mm Lange Backen mit 90° abgewinkelter Greifplattform 23G komaki micro capsulorhxis forceps universal capsulorhexis forceps 0.7 mm long jaws with 90° angled grasping platform	
79-250-7656T	titanium



Botvin

Item Code	Sizes
Iris Pinzette für periphere Iridektomien Iris Forceps For peripheral iridectomies	
79-250-1040	serrated tips
79-250-1050	1x2 teeth



Colibri Style

Item Code	Sizes
Sehr empfindlich, 1x2 Zähne, 0.12mm very delicate, 1x2 teeth, 0.12mm	
79-250-1500	Colibri
79-250-1520	Harms-Colibri, with tying platform
79-250-1520T	Harms-Colibri, titanium, with tying platform
79-250-1522	Dyson-Colibri, short tips, extremely thin shanks, with tying platform Standard, 1x2 teeth with tying platform
79-250-1550	Colibri, 0.4mm Corneal Suturing Forceps delicate, 1mm spread, 1x2 teeth, 0.12mm
79-250-1560	Polack Corneal Forceps very delicate, 1x1 teeth, 0.1mm
79-250-1700	Pierse-Colibri



79-250-1500 79-250-1520 79-250-1522



79-250-1550 79-250-1560 79-250-1700



Gills - Colibri

Item Code	Sizes
Gewebezange, sehr feine spitze Spitzen mit Bindeplattform Tissue Forceps, very fine pointed tips with tying platform	
79-250-1450	



Colibri Forceps

Item Code	Sizes
Colibri Hornhautzange, zart, 1x2 gerade mit Bindeplattform Colibri corneal forceps, delicate, 1x2 straight with tying platform	
79-250-118950-1	0.12 mm
79-250-118950-2	0.40 mm
Item Code	Sizes
79-250-118950-3	0.12 mm teeth, with tying 1x2 oblique



Hoskin

Item Code	Sizes
NAHTPINZETTE, gerade Tissue Forceps, straight	
79-250-1718	#18, fine grooved tips
79-250-1719	#19, micro grooved tips
79-250-1728	#28, very delicate, micro grooved tips




79-250-1718 79-250-1719 79-250-1728



Hoskin

Item Code	Sizes
Gewebe Pinzette, Colibri Stil Tissue Forceps, Colibri style	
79-250-1722	#22, micro grooved tips
79-250-1730	#30, very delicate micro grooved tips
79-250-1734	#34, pointed tips



79-250-1722 79-250-1730 79-250-1734



Pierse

Item Code	Sizes
Hornhautzange, sehr empfindliche 1x1 Zähne, 0,1mm gerade Corneal Forceps, very delicate 1x1 teeth, 0.1mm straight	
79-250-1800	



Fechtner

Item Code	Sizes
Konjunktiva Pinzette, sehr filigran ringförmig, Spitzen mit Bindeplattform Conjunctiva Forceps, very delicate ring shaped, tips with tying platform	
79-250-1820	



Castroviejo - Colibri

Item Code	Sizes
79-250-1900	1x2 teeth, 0.12mm
79-250-1902	Harms 1x2 teeth, 0.12mm with tying platform
79-250-1920	Hyde 2x2 teeth, 0.12mm with tying platform



Hoskin

Item Code	Sizes
Gewebe Pinzette, gebogen Tissue Forceps, curved	
79-250-1716	#16, fine grooved tips



Bonn


Item Code	Sizes
Französisch Muster bonn Zange 0,1 mm mit Bindung French pattern bonn forceps 0.1 mm with tying	
79-250-7850A	11cm long handle
79-250-7835	7.5cm short handle
79-250-7835T	titanium

**Bonn**

Item Code	Sizes
Pinzette, sehr empfindliche 1x2 Zähne, 0.12mm Forceps, very delicate 1x2 teeth, 0.12mm	
79-250-2000	with tying

**Bonn**

Item Code	Sizes
Zange, 1x2 Zähne, 0,12mm mit Anbindeplattform Forceps, 1x2 teeth, 0.12mm with tying platform	
79-250-2020	S.S
79-250-2020T	titanium

**Thorpe**

Item Code	Sizes
Hornhautzange, 2x3 Zähne, 0,12mm mit Bindeplattform Corneal Forceps, 2x3 teeth, 0.12mm with tying platform	
79-250-2100	

**Colibri Corneal Forceps**

Item Code	Sizes
Colibri Corneal Forcep mit Bindeplattform aus Titan Colibri Corneal Forcep with tying platform titanium	
79-250-500095T	0.10 1x2 titanium
79-250-500095-1T	0.30 1x2 titanium



Bonn Corneal Forceps

Item Code	Sizes
Bonn Corneal Forcep Zarte, 1x2 gerade 0,12mm Zähne mit Bindeplattform	
Bonn Corneal Forcep delicate, 1x2 straight 0.12mm teeth with tying platform	
79-250-500093	



Corneal Forceps

Item Code	Sizes
Hornhautzange Zarte, 1x2 gerade 0,12mm Zähne mit Bindeplattform, ergonomischer Griff	
Corneal Forcep delicate, 1x2 straight 0.12mm teeth with tying platform, ergonomic handle	
79-250-500094	



Corneal Forceps

Item Code	Sizes
Hornhautzange 1x2 zart w/ Bindung Plattform Titan ergonomischer Griff	
Corneal Forcep 1x2 delicate w/tying platform titanium ergonomic handle	
79-250-500096T	0.10
79-250-500096-1T	0.30
79-250-500096-2T	0.10 oblique
79-250-500096-3T	0.30 oblique



Corneal Forceps

Item Code	Sizes
Hornhautzange 90mm Corneal Forceps 90mm titanium	
79-250-500097T	0.12 1x2
79-250-500097-1T	0.3 1x2
79-250-500097-2T	0.12 1x2 oblique
79-250-500098T	0.3 notched
Plain tying forceps	
79-250-500098-1T	5mm titanium




Kelmann McPherson

Item Code	Sizes
Kelmann Pinzette 90mm Kelmann Forcep 90mm titanium	
79-250-600009T	tying Ang 9mm
79-250-600009-1T	tying Ang 7mm
79-250-600009-2T	tying Ang 11mm



Iris forceps

Item Code	Sizes
Iris Pinzette, 1x2 gerade, 0,20 mm Zähne, mit Anbindeplattform	
Iris forceps, 1x2 straight, 0.20 mm teeth, with tying platform	
79-250-700006	




Corneal forceps

Item Code	Sizes
Hornhautzange, zart, 1x2 gerade, 0,12 mm Zähne, mit Bindeplattform	
Corneal forceps, delicate, 1x2 straight, 0.12 mm teeth, with tying platform	
79-250-13160	



Conjunctival and Fixation Forceps

Item Code	Sizes
Bindehaut und Fixierung, Pinzette 1x2 gerade, 0,50 mm Zähne	
Conjunctival and fixation forceps 1x2 straight, 0.50 mm teeth	
79-250-700008	
Sklerale Zange, gerade, 1x2 gerade 0,70 mm Zähne, mit Anbindeplattform	
Scleral forceps, straight, 1x2 straight 0.70 mm teeth, with tying platform	
79-250-700009	



Conjunctival and Fixation Forceps

Item Code	Sizes
Bindehaut und Fixierung, Pinzette 1x2 gerade, 0,50 mm Zähne	
Conjunctival and fixation forceps 1x2 straight, 0.50 mm teeth	
79-250-700010	



Suturing forceps

Item Code	Sizes
Zange zum Vernähen, gerade, 1x2 schräge Zähne, mit Anbindeplattform	
Suturing forceps, straight, 1x2 oblique teeth, with tying platform	
79-250-700011-1	0.12mm
79-250-700011-2	0.35mm
79-250-700011-3	0.60mm
79-250-700011-4	0.90mm



Jayle Corneal Tying Forceps

Item Code	Sizes
79-250-5505	0.15mm teeth
79-250-5506	0.3mm teeth




Jayle Corneal Tying Forceps

Item Code	Sizes
79-250-5507T	0.12mm teeth titanium
79-250-5508T	0.3mm teeth titanium



St.Martin Corneal Tying Forceps

Item Code	Sizes
79-250-5509	0.15mm teeth
79-250-5510	0.3mm teeth
79-250-5511T	0.15mm teeth titanium
79-250-5512T	0.3mm teeth titanium




Bonn Micro Tying Forceps

Item Code	Sizes
79-250-5513	corneal 0.12mm teeth
79-250-5514T	corneal 0.12mm teeth titanium
79-250-5515	iris 0.12mm teeth
79-250-5516T	iris 0.12mm teeth titanium




Mcpherson

Item Code	Sizes
Gewebebezüge, 1x2 Zähne, 0,4mm mit Anbindeplattform Tissue Forceps 1x2 teeth, 0.4mm with tying platform	
79-250-2300	straight
79-250-2310	angled
8mm long 1x2 teeth, 0.3mm	
79-250-2330	angled



Hoffer - Mcpherson

Item Code	Sizes
Zange sehr empfindlich 11mm lange Backen, 1x2 Zähne, 0.12mm Forceps very delicate 11mm long jaws, 1x2 teeth, 0.12mm	
79-250-2350	



Castroviejo Suturing Forceps

Item Code	Sizes
1x2 Zähne mit Plattform zum Binden 1x2 teeth with tying platform	
79-250-2500	0.12mm
79-250-2510	0.3mm
79-250-2520	0.5mm
79-250-2530	0.9mm
79-250-2500T	0.12mm, titanium




Castroviejo Suturing Forceps

Item Code	Sizes
1x2 Zähne mit Plattform zum Binden 1x2 teeth with tying platform	
79-250-25500	0.12mm
79-250-25501	0.3mm
79-250-25502	0.5mm
79-250-25503	0.9mm
79-250-25504T	0.12mm, titanium



Castroviejo Suturing Forceps

Item Code	Sizes
1x2 Zähne mit Plattform zum Binden 1x2 teeth with tying platform	
79-250-25300	0.12mm
79-250-25300-1	0.3mm
79-250-25300-2	0.5mm
79-250-25300-3	0.9mm



Moody

Item Code	Sizes
Fixierzange 1x2 Zähne, 0,5mm mit Schloss Fixation Forceps 1x2 teeth, 0.5mm with lock	
79-250-2553	left
79-250-2554	right



Castroviejo-Colibri

Item Code	Sizes
Castroviejo-Colibri Typ Hornhautzange 0,12mm, 1x2 Castroviejo-Colibri type corneal forceps 0.12mm, 1x2	
79-250-1930	



Girard

Item Code	Sizes
Corneoscleral Forceps, 1x2 Zähne, 0,12 mm mit Bindeplattform Corneoscleral Forceps, 1x2 teeth, 0.12mm with tying platform	
79-250-2900	right hand
79-250-2910	left hand



Stern-Castroviejo

Item Code	Sizes
Fixierzange 1x2 Zähne, 0,5mm mit Schloss Fixation Forceps 1x2 teeth, 0.5mm with lock	
79-250-2552	



Bores

Item Code	Sizes
Hornhautfixierungszange U - geformt, 3mm Verbreitung 1x2 Zähne an jeder Spitze, 0.12mm Corneal Fixation Forceps U - Shaped, 3mm spread 1x2 teeth at each tip, 0.12mm	
79-250-3250	



Bishop - Harmon

Item Code	Sizes
Gewebe Pinzette, 1x2 Zähne Tissue Forceps, 1x2 teeth	
79-250-3500	delicate
79-250-3510	standard
79-250-3520	heavy



Bishop - Harmon

Item Code	Sizes
Verbandzange Dressing Forceps	
79-250-3550	criss-cross serrated tips
79-250-3550-1	serrated 0.5
79-250-3550-2	serrated 0.8

Fixation Forceps

Item Code	Sizes
1x2 Zähne, 0,3 mm 1x2 teeth, 0.3mm	
79-250-3560	sauer
79-250-3562	manhattan Eye & Ear with tying platform



Dressing Forceps

Item Code	Sizes
Gezähnt, zart Serrated, delicate	
79-250-4000	straight
79-250-4010	curved



Tissue Forceps

Item Code	Sizes
1x2 Zähne 1x2 teeth	
79-250-4100	delicate, straight
79-250-4110	delicate, curved
79-250-4140	standard, straight
79-250-4141	standard, curved



Adson

Item Code	Sizes
Gerade, 5" (125mm) lang straight, 5" (125mm) long	
79-250-4150	serrated jaws, delicate
79-250-4152	serrated jaws, standard
79-250-4170	1x2 teeth, delicate
79-250-4172	1x2 teeth, standard
79-250-4152T	serrated titanium
79-250-4170T	1x2 delicate titanium



Bayonet

Item Code	Sizes
Verbandzange mit gezackten Backen 5 3/4" (146mm) lang Dressing Forceps serrated jaws 5 3/4" (146mm) long	
79-250-4180	



Lester

Item Code	Sizes
Fixierzange gerade Fixation Forceps straight	
79-250-4300	1x2 teeth
79-250-4320	2x3 teeth



Fixation Forceps

Item Code	Sizes
1x2 Zähne 1x2 teeth	
79-250-4500	Bracken delicate teeth
79-250-4550	Elschnig, standard teeth




Troutman

Item Code	Sizes
Superior Rectus Zange 1x2 Zähne abgewinkelt Superior Rectus Forceps 1x2 teeth angled	
79-250-4700	



McPherson

Item Code	Sizes
Für 8-0 bis 11-0 Nähzangen For 8-0 to 11-0 sutures forceps	
79-250-5000	5mm long tying straight
79-250-5000T	5mm long tying straight, titanium
79-250-5010	5mm long tying angled
79-250-5010T	angled, 5mm long tying titanium



79-250-5000 79-250-5010



79-250-5030

Kelman - McPherson forceps

Item Code	Sizes
Für 8-0 bis 11-0 Nähzangen For 8-0 to 11-0 sutures forceps	
79-250-5030	7.5mm long tying angled
79-250-5030T	7.5mm long tying angled, titanium



Bechert Forceps

Item Code	Sizes
Für 8-0 bis 11-0 Nähzangen For 8-0 to 11-0 sutures forceps	
79-250-5049	10mm long tying angled



79-250-5049

Gaskin Forceps

Item Code	Sizes
Für 8-0 bis 11-0 Nähzangen For 8-0 to 11-0 sutures forceps	
79-250-5050	11mm long tying angled
79-250-5050T	11mm long tying angled titanium



79-250-5050



Haberle - McPherson

Item Code	Sizes
Lens Holding Forceps 7,5 mm lange Backen mit Nut, abgewinkelt Zum Greifen der IOL Haptik Lens Holding Forceps 7.5mm long jaws with groove, angled For grasping IOL haptic	
79-250-5040	



Kurstin

Item Code	Sizes
Flap Stretching Forceps, scheibenförmig gezackte Kiefer, zum Dehnen konzipiert die Klappe, um Striae zu beseitigen. Flap Stretching Forceps, disc shaped serrated jaws, designed for stretching the flap to eliminate striae.	
79-250-5056	
LASIK Flap Pinzette, scheibenförmig gezackte Kiefer LASIK Flap Forceps, disc shaped serrated jaws	
79-250-5058	




79-250-5056 79-250-5058




Inamura

Item Code	Sizes
Kapsulorhexis Pinzette zarte, sich verjüngende Schäfte um den Schnitt während der kontinuierlich krummlinig Capsulorhexis Hervorragend für MICS Capsulorhexis Forceps delicate tapered shanks to seal the incision during continuous curvilinear capsulorhexis, Excellent for MICS	
79-250-5070	



Utrata

Item Code	Sizes
Kapsulorhexis Pinzette, sehr filigraner, kurzer Griff, dreieckige Greifspitzen, extrem dünn mit Orientierungspunkten bei 2,5 mm und 5,0 mm Capsulorhexis Forceps, very delicate, short handle, triangular grasping tips extremely thin with landmarks at 2.5mm and 5.0mm	
79-250-5071	straight



Masket

Item Code	Sizes
Kapsulorhexis Pinzette, sehr filigraner, kurzer Griff, dreieckige Greifspitzen extrem dünn mit Orientierungspunkten bei 2,5 mm und 5,0 mm Capsulorhexis Forceps, very delicate, short handle, triangular grasping tips extremely thin with landmarks at 2.5mm and 5.0mm	
79-250-5074	vaulted




Kraff

Item Code	Sizes
Capsule Tag Forceps 11mm lange Schäfte 1,5 mm lange Greifspitzen Capsule Tag Forceps 11mm long shanks 1.5mm long grasping tips	
79-250-5080	



Utrata Capsulorhexis Forceps

Item Code	Sizes
Scharfe Spitzen, 80mm Sharp Tips, 80mm	
79-250-2002S	



Utrata

Item Code	Sizes
Kapsulorhexis Pinzette sehr filigrane, dreieckige Greifspitzen extrem dünne, 11mm lange Schäfte Capsulorhexis Forceps very delicate, triangular grasping tips extremely thin, 11mm long shanks	
79-250-5081	stainless steel
79-250-5081T	titanium




Utrata

Item Code	Sizes
Kapsulorhexis Pinzette sehr filigrane, dreieckige Greifspitzen extrem dünne, 11mm lange Schäfte Rundgriff mit Führungsstift zur Ausrichtung Capsulorhexis Forceps very delicate, triangular grasping tips extremely thin, 11mm long shanks round handle with guide pin for alignment	
79-250-5082	



Nevyas

Item Code	Sizes
Kapsulorhexis Pinzette Cystotom geformte Spitzen, extrem dünne, 11mm lange Schäfte, zum Reißen und Greifen der vorderen Kapsel. Capsulorhexis Forceps cystotome shaped tips, extremely thin, 11mm long shanks, for tearing and grasping the anterior capsule.	
79-250-5083	stainless steel
79-250-5083T	titanium



Masket

Item Code	Sizes
Kapsulorhexis Pinzette sehr empfindlich, dreieckige Greifspitzen extrem dünn 11mm lang gewölbte Schäfte Capsulorhexis Forceps very delicate, triangular grasping tips extremely thin 11mm long vaulted shanks	
79-250-5084	
79-250-5084T	titanium



Inamura

Item Code	Sizes
Kapsulorhexis Pinzette Kreuzaktion mit rundem Griff 2 mm Einschnitt Capsulorhexis Forceps round handle cross action 2 mm incision	
79-250-50070	



Masket

Item Code	Sizes
Kapsulorhexis Pinzette sehr delikate dreieckig Greifspitzen extrem dünn 11mm lang gewölbt Schaft mit rundem Griff mit Führungsstift für die Ausrichtung Capsulorhexis Forceps very delicate triangular grasping tips extremely thin 11mm long vaulted shanks round handle with guide pin for alignment	
79-250-5086	
79-250-5086T	titanium



Capsulorhexis Forceps

Item Code	Sizes
Corydon Pinzette, ergonomisch gebogene, zystoforme Spitzen, 11,5 cm lang Corydon forceps, ergonomic curved, cystotome tips, 11.5 cm long	
79-250-17163	




Capsulorhexis Forceps

Item Code	Sizes
Kapsulorhexis Pinzette abgewinkelt, 12 mm abgestufte leicht gebogene Arme, scharfe Spitzen, ergonomischer Griff Capsulorhexis Forceps angled, 12 mm graduated slightly curved arms, sharp tips, ergonomic handle	
79-250-600002	11mm angled
79-250-600003	12mm angled



Capsulorhexis Forceps

Item Code	Sizes
Runder Griff 11 mm lange Schäfte gerade Round handle 11mm long shanks straight	
79-250-405081	




Capsulorhexis Forceps

Item Code	Sizes
Runder Griff, gebogen, Cystotome Spitzen, 11,5 cm lang Round handle, curved, cystotome tips, 11.5cm long	
79-250-500091	



Inamura Capsulorhexis Forceps

Item Code	Sizes
Spitze, gezackte Spitzen abgewinkelt 90° vom Schaft Gebogener Schaft, Spitze bis Drehpunkt 8,5mm, Cross Action Spitzen, 1,2mm Breite am Schwenkkasten, Runder Griff, Gesamtlänge 111mm gewünschte Größe von capsulorhexis Sharp pointed serrated tips angled 90° from shaft Curved shaft, tip to pivot point 8.5mm, Cross action tips, 1.2mm width at pivot box Round handle, overall length 111mm desired size of capsulorhexis	
79-250-00786T	titanium
79-250-00786-1T	marks on shaft at 2.5mm and 5.0mm denote




Capsulorhexis Forceps

Item Code	Sizes
Capsulorhexis Pinzette, leicht, abgewinkelt, 12 mm, leicht gebogene Arme, scharfe Spitzen, Capsulorhexis forceps, lightweight, angled, 12 mm, slightly curved arms, sharp tips,	
79-250-80001234T	titanium

Capsulorhexis Pinzette, leicht, abgewinkelt, 12 mm, leicht gebogene Arme, stark abgewinkelte, scharfe Spitzen Capsulorhexis forceps, lightweight, angled, 12 mm, slightly curved arms, strongly angled, sharp tips	
79-250-80001234-1T	titanium

Capsulorhexis Pinzette, leicht, abgewinkelt, 11 mm, leicht gebogene Arme, gekerbte Spitzen Capsulorhexis forceps, lightweight, angled, 11 mm, slightly curved arms, notched tips	
79-250-80001234-2T	titanium

Capsulorhexis Pinzette, leicht, abgewinkelt, 11 mm, leicht gebogene Arme, scharfe, stark abgewinkelte Spitzen Capsulorhexis forceps, lightweight, angled, 11 mm, slightly curved arms, sharp, strongly angled tips	
79-250-80001234-3T	titanium



Capsulorhexis Forceps

Item Code	Sizes
Capsulorhexis Zange, abgewinkelt, 11 mm leicht gebogene Arme, scharf, gekerbte Spitzen Capsulorhexis forceps, angled, 11 mm slightly curved arms, sharp, notched tips	
79-250-700003	



Capsulorhexis Forceps

Item Code	Sizes
Capsulorhexis Zange, abgewinkelt, 11 mm leicht gebogene Arme, scharfe Spitzen, ergonomischer Griff Capsulorhexis forceps, angled, 11 mm slightly curved arms, sharp tips, ergonomic handle	
79-250-700002T	titanium



Capsulorhexis Forceps

Item Code	Sizes
Capsulorhexis Pinzette flacher Griff, 11 mm scharfe Spitzen, Mikroinzision	
Capsulorhexis forceps flat handle, 11 mm sharp tips, micro incision	
79-250-700001T	titanium



MICS capsulorhexis forceps

Item Code	Sizes
MICS capsulorhexis Pinzette, Kontrollierte Öffnung für 2 mm Schnitte	
MICS capsulorhexis forceps, controlled opening for 2 mm incisions	
79-250-700018T	titanium



Capsulorhexis forceps for micro coaxial phaco

Item Code	Sizes
Capsulorhexis Pinzette mit 2 mm Kontrollierte Öffnung für 2mm Schnitte	
Capsulorhexis forceps with 2mm controlled opening for 2mm incisions	
79-250-500099T	titanium



MICS/MCCS Capsulorhexis Forceps

Item Code	Sizes
MICS/MCCS Capsulorhexis mit 2 mm gesteuerter Öffnung, für 2 mm Schnitte	
MICS/MCCS Capsulorhexis with 2 mm controlled opening, for 2 mm incisions	
79-250-600000	



Capsulorhexis Forceps

Item Code	Sizes
extrem empfindlich extremely delicate	
79-250-31300	




Prechopper

Item Code	Sizes
Combo Prechopper, für Kerne der Klassen 1-4, 2 mm Öffnung, scharfe Oberseite Combo Prechopper, for grades 1-4 nuclei, 2 mm opening, sharp top side	
79-250-600005-1	



Prechopper

Item Code	Sizes
Akahoshi Super Combo III Prechopper. Für Nucleus der Klassen 1 bis 3. eignet sich für die vertikale Karate Prechop Technik innerhalb eines 2mm Einschnitts. Prechopping kann ohne Kernunterstützung für Nuklei Grade 1 bis 3 abgeschlossen werden Akahoshi Super Combo III Prechopper. For nucleus grades 1 to 3. is suitable for the vertical Karate Prechop technique within a 2mm incision. Prechopping can be completed without, nuclear support for nuclei grade 1 to 3	
79-250-7233	
Akahoshi Hybrid Combo Vorstufe Für Kerne der Klassen 1-4 Akahoshi Hybrid Combo prechopper For Grades 1-4 Nuclei	
79-250-7235	
Akahoshi Universal Nucleus Splitter Akahoshi Universal Nucleus Splitter	
79-250-7236	



Akahoshi

Item Code	Sizes
Phaco PreChopper, 4,5 mm lange empfindliche Backen mit scharfen Spitzen. Zum Knacken, Teilen und Drehen des Kerns ohne Formen Phaco PreChopper, 4.5mm long delicate jaws with sharp tips. For cracking, dividing and rotating the nucleus without sculpting	
79-250-7230	




Akahoshi

Item Code	Sizes
Combo PreChopper Zum Knacken, Teilen und Drehen Harte und weiche Kerne ohne skulptural Combo PreChopper For cracking, dividing and rotating both hard and soft nuclei without sculpting	
79-250-7232	



Anis

Item Code	Sizes
Binden Pinzette, extra zart Glatte Kiefer, für 9-0 bis 11-0 Nähte Tying Forceps, extra delicate smooth jaws, for 9-0 to 11-0 sutures	
79-250-5112	straight
79-250-5113	curved



Freeman - Jaffe

Item Code	Sizes
Linsen HALte Pinzette mit Längsnut Zum Greifen der IOL Haptik Lens Holding Forceps with longitudinal groove, for grasping IOL haptic	
79-250-5190	



Jaffe

Item Code	Sizes
Binden Pinzette, sehr empfindlich, glatte Backen, 6mm lange Plattform Für 8-0 bis 11-0 Nähte Tying Forceps, very delicate, smooth jaws, 6mm long platform, for 8-0 to 11-0 sutures	
79-250-5200	straight
79-250-5210	curved
79-250-5200T	straight titanium
79-250-5210T	curved titanium




Gerl

Item Code	Sizes
Binden Pinzette, gebogene Schäfte 6mm lange Plattform, für 8-0 bis 11-0 Nähte Tying Forceps, curved shanks 6mm long platform, for 8-0 to 11-0 sutures	
79-250-5215T	titanium




Tennant

Item Code	Sizes
Bindezange, extra zarte, glatte Kiefer mit 6mm langer Plattform, Runder Griff mit Führung Stift, Für 9-0 bis 11-0 Nähte Tying Forceps, extra delicate smooth jaws with 6mm long platform, round handle with guide pin, For 9-0 to 11-0 sutures	
79-250-5220	straight
79-250-5220T	straight, titanium
79-250-5230	curved
79-250-5230T	curved, titanium




Maumenee

Item Code	Sizes
Binden Zangen, konkav-konvexe Kiefer Runder Griff mit Führung Stift Für 8-0 bis 11-0 Nähte Tying Forceps, concave-convex jaws round handle with guide pin For 8-0 to 11-0 sutures	
79-250-5234	straight
79-250-5235	angled
79-250-5234T	straight titanium
79-250-5235T	angled titanium



Harms

Item Code	Sizes
Bindezange, Standard, glatte Kiefer für 7-0 bis 9-0 Nähte Tying Forceps, standard, smooth jaws for 7-0 to 9-0 sutures	
79-250-5400	straight
79-250-5410	curved
79-250-5400T	straight titanium
79-250-5410T	curved titanium



Tuebingen Model

Item Code	Sizes
Bindezange gerade Tying forceps straight	
79-250-19030	S.S
79-250-19030T	titanium




Tuebingen Model

Item Code	Sizes
Bindezange gebogen Tying forceps curved	
79-250-19040	S.S
79-250-19040T	titanium



McPherson Tying Forcep

Item Code	Sizes
Empfohlen für 8-0 bis 10-0 Nähte Recommended for 8-0 to 10-0 sutures	
79-250-700019	4mm tying straight
79-250-700019-1	4mm tying curved
79-250-700019-2	4mm tying angled
79-250-700019-3	8mm tying angled



Kelmann Forcep

Item Code	Sizes
Kelmann Pinzette abgewinkelt ergonomischer Griff Kelmann forcep angled ergonomic handle	
79-250-600007	11 mm tying
79-250-600007-1	7 mm tying



Troutman Forcep

Item Code	Sizes
Troutman Zange sehr zart ergonomischer Griff Troutman forcep very delicate ergonomic handle	
79-250-600075	7 mm tying str
79-250-600008	7 mm tying cvd



Troutman Forcep

Item Code	Sizes
79-250-9604	Straight, delicate, bullet shape
79-250-9605	Curved, delicate, bullet shape



Troutman Forcep

Item Code	Sizes
Lade Zange für faltbare Linsen in die Patrone, 11 mm Winkel zur Spitze, zylindrische Arme Loading forceps for foldable lenses into the cartridge, 11 mm angle to tip, cylindrical arms	
79-250-700014T	titanium




Golf Ball Tying Forcep

Item Code	Sizes
Golf Ball Bindung Zange Titan Golf ball tying forcep titanium	
79-250-700016-1T	angled 8mm
79-250-700016-2T	straight 5mm
79-250-700016-3T	curved 5mm
79-250-700016-4T	delicate str 5mm



Tying Forcep

Item Code	Sizes
Troutman Pinzette, 6mm Troutman forceps 6mm	
79-250-55410	straight
79-250-55420	curved

**Kelman McPherson**

Item Code	Sizes
Französisch Muster Bindung Zange 11mm abgewinkelt French pattern tying forceps 11mm angled	
79-250-500088	

**McPherson**

Item Code	Sizes
Französisch Muster Bindung Zange 11mm abgewinkelt French pattern tying forceps 11mm angled	
79-250-511188	Tying Forceps 5mm str
79-250-500089	Tying Forceps 5mm angled
79-250-500090	Tying Forceps 10mm angled

**McPherson**

Item Code	Sizes
Zange für Fixierung, gerade, Fixation forceps, straight,	
79-250-700012-1	3mm
79-250-700012-2	4mm

**Green Fixation Forceps**

Item Code	Sizes
Grüne Fixierzange Green fixation forceps	
79-250-700013	



Helveston

Item Code	Sizes
Bindezange, Standard, glatte Backen, für 4-0 bis 6-0 Nähte. Tying Forceps, standard, smooth jaws, for 4-0 to 6-0 sutures.	
79-250-5420	



Fine

Item Code	Sizes
Bindezange, Standard, glatte Backen, für 7-0 bis 9-0 Nähte. Tying Forceps, standard, smooth jaws, for 7-0 to 9-0 sutures	
79-250-5550	




Arita

Item Code	Sizes
Meibomian Gland Kompressor breite, glatt polierte Backen Meibomian Gland Compressor broad, smoothly polished jaws	
79-250-5900	



Cilia Forceps with spring tention

Item Code	Sizes
79-250-6205	
79-250-6205T	titanium



Barraquer

Item Code	Sizes
Cilia Pinzette leicht abgewinkelt Strukturierte Backen bieten überlegene Greiffähigkeiten Cilia Forceps lightly angled Textured jaws provide superior grasping capabilities	
79-250-6000	



79-250-6001

Item Code	Sizes
79-250-6001	



Beer Forceps Cilia

Item Code	Sizes
79-250-9300	




Cilia Forceps

Item Code	Sizes
Zilien Pinzette Schräge Backen, vergoldet Cilia Forceps slanted jaws gold plated	
79-250-6020	



Gradle

Item Code	Sizes
Cilia Pinzette für glatte Kiefer Cilia Forceps smooth jaws	
79-250-6100	



Bonaccolto

Item Code	Sizes
Bindehautzange, längs gezahnte Backen mit Kreuzverzahnungen an den Spitzen Conjunctiva Forceps, longitudinally serrated jaws with cross serrations at tips	
79-250-6200	1.2mm wide
79-250-6210	1.7mm wide



Giannetti

Item Code	Sizes
MICS Capsulorrhexis Pinzette Ultra empfindliche Schäfte und Spitzen Maximale Backenöffnung: 1,75 mm Zur Durchführung einer Capsulorrhexis durch einen Mikroschnitt. MICS Capsulorrhexis Forceps ultra delicate shanks and tips maximum jaw opening 1.75mm For performing capsulorrhexis through a micro incision.	
79-250-5090	



Moorfields Conjunctival Forceps

Item Code	Sizes
79-250-5500F	standard
79-250-5501F	fine
79-250-5500FT	standard titanium
79-250-5501FT	fine titanium



Stallard Tying Forceps

Item Code	Sizes
79-250-5502	



Rycroft Corneal Tying Forceps

Item Code	Sizes
79-250-5503	plain
79-250-5504	0.3mm teeth



Scleral Plug Forceps

Item Code	Sizes
79-250-5517	



Vessel Dilator

Item Code	Sizes
11 cm lang, flacher Griff 9 mm breit, gewinkelt 10° 11 cm long, flat handle 9 mm wide, angulated 10°	
79-250-6590	



Micro Forcep

Item Code	Sizes
15 cm langer, runder Griff 15 cm long, round handle	
79-250-6591	6mm tying 1x2, 0.30 straight
79-250-6592	6mm tying straight
79-250-6593	6mm tying curved
79-250-6594	vessel dilator



Nugent

Item Code	Sizes
Utensilien Pinzette Utility Forceps	
79-250-6214	smooth jaws
79-250-6215	serrated jaws



Foreign

Item Code	Sizes
Körperzange gerade Body Forceps straight	
79-250-6400	



Utility & Splinter

Item Code	Sizes
Zange spitz, kurze Kiefer Geeignet für die Epilation. Forceps pointed, short jaws Suitable for epilation.	
79-250-6500	#H



Jewelers

Item Code	Sizes
Pinzette, standard, gerade Forceps, standard, straight	
79-250-6510	#1



Jewelers

Item Code	Sizes
Pinzette, filigran, gerade Forceps, delicate, straight	
79-250-6520	#3-C



Jewelers

Item Code	Sizes
Pinzette, filigran, gerade Forceps, delicate, straight	
79-250-6530	#3



Jewelers

Item Code	Sizes
Pinzette, filigran, gerade Forceps, delicate, straight	
79-250-6540	#4



Jewelers

Item Code	Sizes
Pinzette, extra zart, gerade Forceps, extra delicate, straight	
79-250-6550	#5



Osher

Item Code	Sizes
Iris Pinzette, sehr fein strukturierte Kiefer abgewinkelt Iris Forceps, very fine textured jaws angled	
79-250-6558	



Jewelers

Item Code	Sizes
Pinzette, extra zart, abgewinkelt Forceps, extra delicate, angled	
79-250-6560	#5/45



Jewelers

Item Code	Sizes
Pinzette, gebogen Forceps, curved	
79-250-6570	#7



Suture

Item Code	Sizes
Entfernungszange, sehr feine spitze Spitzen mit texturierten Kiefer Ideal zum Greifen von nassen Nähten Removal Forceps, very fine pointed tips with textured jaws Ideal for grasping wet sutures	
79-250-6575	



Jaffe

Item Code	Sizes
Utensilien Pinzette, sehr zarte glatte Kiefer gebogen Utility Forceps, very delicate smooth jaws curved	
79-250-6600	



Arruga

Item Code	Sizes
Kapselzange Capsule Forceps	
79-250-7000	



Rigid IOL implantation forceps

Item Code	Sizes
Starre IOL Implantationszange, abgewinkelt Rigid IOL implantation forceps, angled	
79-250-700015	



Implantation forceps

Item Code	Sizes
Implantationszange für 5,5 und 6,0 mm Acryl-IOLs Implantation forceps for 5.5 and 6.0 mm acrylic IOLs	
79-250-600006	



Ernest

Item Code	Sizes
Nucleus Cracker, extra zarte Kreuzwirkung gezackte Paddelspitzen um den Kern zu knacken durch einen 2,5 mm Schnitt Nucleus Cracker, extra delicate cross- action serrated paddle tips for cracking the nucleus through a 2.5mm incision	
79-250-7240	



Ernest

Item Code	Sizes
Micro Nucleus Cracker, extra zarte Kreuzwirkung, gezackte Paddelspitzen Um den Kern zu knacken durch einen 2mm Schnitt. Micro Nucleus Cracker, extra delicate cross-action, serrated paddle tips For cracking the nucleus through a 2mm incision.	
79-250-7242	



Dodick

Item Code	Sizes
Nucleus Cracker, Kreuzwirkung längs gezahnt Paddelförmige Backen, zum Knacken des Zellkerns durch einen 3mm Schnitt Nucleus Cracker, cross-action longitudinally serrated paddle shaped jaws, for cracking the nucleus through a 3mm incision	
79-250-7244	



Hu Femto Forceps

Item Code	Sizes
Stumpfe 0,3 mm Spitzen wirkungsübergreifenden Mechanismus zum Öffnen von Schnitten, erstellt mit einem Femtosekundenlaser Blunted 0.3mm tips, cross-action mechanism for opening incisions, created with a femtosecond laser	
79-250-7245	



Alfonso

Item Code	Sizes
Nucleus Greifzange Zwei kurze Reihen feinverzahnter Zähne zum Greifen und Extrahieren von Kernfragmenten Nucleus Grasping Forceps two short rows of delicate interlocking teeth, for grasping and extracting nucleus fragments	
79-250-7253	



Coaxial forceps

Item Code	Sizes
Koaxiale Pinzette für das Endothel Lentikeleinlage in DSEK-Technik, atraumatisch Coaxial forceps for endothelial lenticule insertion in DSEK technique, atraumatic	
79-250-3839.5T	titanium



Corneal-scleral punch

Item Code	Sizes
Hornhaut-Skleralschlag, gerade, Ø 1,5 mm Ø 1,7 mm Corneal-scleral punch, straight, Ø 1.5 mm Ø 1.7 mm	
79-250-2865	



Stripping Forceps

Item Code	Sizes
Abisolierzange für die Schlemm's Kanal, gerade Stripping forceps for the Schlemm's canal, straight	
79-250-3276.7	



Stripping forcepsdick

Item Code	Sizes
Abisolierzange für die Schlemm Serie Kanal, gebogene Spitze Stripping forceps for the Schlemm canal, curved tip	
79-250-3279	




Dodick

Item Code	Sizes
IOL Faltzange, für weiche IOLs IOL folding forceps, for soft IOLs	
79-250-8210	



Livernois

Item Code	Sizes
IOL Faltzange, konkave Backenflächen für weiche IOLs IOL folding forceps concave jaw surfaces for soft IOLs	
79-250-8215	



Faulkner

Item Code	Sizes
Lens Holding Forceps Runde, glatte Backen zum Halten von weichen IOLs Lens Holding Forceps round, smooth jaws for holding soft IOLs	
79-250-8230	

**Buratto**

Item Code	Sizes
Weiche IOL, die Pinzette einfügt extra zart hochglanzpoliert konvexe Backen für faltbares Acryl und Silikon-IOLs Soft IOL Inserting Forceps extra delicate highly polished convex jaws for foldable acrylic and silicone IOLs	
79-250-8268	

**Spaleck**

Item Code	Sizes
Weiche IOL, die Pinzette einfügt zarte, hochglanzpolierte, gewölbte Backen Für faltbare IOLs aus Acryl und Silikon Soft IOL Inserting Forceps delicate highly polished convex jaws For foldable acrylic and silicone IOLs	
79-250-8270	

**Ernest McDonald**

Item Code	Sizes
IOL Einsetzen der Pinzette polierte, bi-konvexe Backen patentierte Kreuzwirkung für Acryl-IOLs IOL Inserting Forceps polished bi-convex jaws patented cross-action for acrylic IOLs	
79-250-8272	


**Bechert**

Item Code	Sizes
Lens Holding Forceps sehr empfindliche flache Kiefer sanft geschwungen Lens Holding Forceps very delicate flat jaws gently curved	
79-250-8476	



Blaydes

Item Code	Sizes
Linsenhalte Pinzette sehr zarte, schmale Kiefer abgewinkelt 45° Lens Holding Forceps very delicate narrow jaws angled 45°	
79-250-8500	




Shepard

Item Code	Sizes
Lens Holding Forceps Entenschnabel geformte Kiefer sanft geschwungen Lens Holding Forceps duckbill shaped jaws gently curved	
79-250-8600	




Clayman

Item Code	Sizes
Lens Holding Forceps zarte abgewinkelte Kiefer sanft geschwungen Lens Holding Forceps delicate angled jaws gently curved	
79-250-8700	



Jameson

Item Code	Sizes
Muskel Pinzette, mit Slide Lock Muscle Forceps, with slide lock	
79-250-9000	4 teeth, child size, right
79-250-9010	4 teeth, child size, left
79-250-9020	6 teeth, adult size, right
79-250-9030	6 teeth, adult size, left



Berke

Item Code	Sizes
Ptosis Pinzette, mit Slide Lock längs gerillte Backen Ptosis Forceps, with slide lock longitudinally grooved jaws	
79-250-9300	20mm long
79-250-9310	27mm long



Steinert

Item Code	Sizes
IOL Einsetzen der Pinzette, konisch geformte Backen mit flachen Innenflächen, verwendet für das Falten und Einfügen von weichen IOLs IOL Inserting Forceps, conically shaped jaws with flat inside surfaces, Used for folding and inserting soft IOLs	
79-250-8219	



Livernois

Item Code	Sizes
IOL Holding Forceps hochglanzpolierte runde Backen Zum Halten einer weichen IOL beim Falten mit einem Einführzange. IOL Holding Forceps highly polished round jaws For holding a soft IOL while folding with an inserting forceps.	
79-250-8220	straight
79-250-8221	angled



Livernois - McDonald

Item Code	Sizes
IOL Einsetzen der Pinzette 5mm lange konkave Backen patentierte Kreuzwirkung Zum Einsetzen von Silikon-IOLs IOL Inserting Forceps 5mm long concave jaws patented cross-action For inserting silicone IOLs	
79-250-8225	



Ernest - McDonald

Item Code	Sizes
IOL Einsetzen der Pinzette, 5mm lange gerade Backen, unauffällig patentierte Kreuzwirkung, zum Einsetzen von Silikon-IOLs IOL Inserting Forceps, 5mm long straight jaws, low profile patented cross-action For inserting silicone IOLs	
79-250-8228	



Ernest - McDonald II

Item Code	Sizes
Lens Cartridge Lade Pinzette, gerade, 20 gauge Backen verfügen über eine Serie von konkaven und konvexen Oberflächen Lens Cartridge Loading Forceps straight, 20 gauge jaws feature a series of concave and convex surfaces	
79-250-8229	




Chalazion Forceps

Item Code	Sizes
rund round	
79-250-9450	Lambert, 8mm I.D.
79-250-9500	Hunt, 12mm I.D.



Chalazion Forceps

Item Code	Sizes
oval oval	
79-250-9550	Baird, 11 x 8mm I.D. small
79-250-9600	Francis, 14 x 11mm I.D. medium
79-250-9650	Desmarres, 20 x 13mm I.D. large



Desmarres Forceps

Item Code	Sizes
oval oval	
79-250-2125	25mm



Watzke

Item Code	Sizes
Hülsenspreiz Pinzette Sleeve Spreading Forceps	
79-250-7950	



Hartmann

Item Code	Sizes
Moskito Pinzette Extra zart, 3 „ (95mm) lang Mosquito Forceps extra delicate, 3 ¾" (95mm) long	
79-250-9900	straight
79-250-9910	curved

**Halsted**

Item Code	Sizes
Moskitopinzette zart, 5" (125mm) lang Mosquito Forceps delicate, 5" (125mm) long	
79-250-9940	straight
79-250-9950	curved

**Halsted**

Item Code	Sizes
Moskito Pinzette Zarte 1x2, 5" (125mm) lang Mosquito Forceps delicate 1x2, 5" (125mm) long	
79-250-9970	straight
79-250-9980	curved




Backhaus

Item Code	Sizes
Handtuchklemme Towel Clamp	
79-250-9964	3½" (90mm)
79-250-9965	5¼" (135mm)
79-250-9964T	3½" (90mm) titanium
79-250-9965T	5¼" (135mm) titanium



Baby Jones

Item Code	Sizes
Handtuchhalter, Cross Action Towel Clamp, Cross Action	
79-250-9960	(55mm) long



Schaedel

Item Code	Sizes
Handtuchklammer, Cross Action Towel Clamp, Cross Action	
79-250-9961	(90mm) long



Serrefine

Item Code	Sizes
gezahnten Backen serrated jaws	
79-250-9850	small (38mm)



Dieffenbach Serrefine

Item Code	Sizes
79-250-9851	Straight, 50 mm
79-250-9852	curved, 50 mm




Pean Forceps

Item Code	Sizes
Moskitozange, gerade, gezackte Backen Mosquito forceps, straight, serrated jaws	
79-250-2720	



Rampleys Forceps


Item Code	Sizes
Rampley Schwammzange Rampley sponge forceps	
79-250-9920	18cm
79-250-9921	25cm



Frazier





Item Code	Sizes
Saug- und Waschschlauch, mit Loch an/aus, 12cm lang Suction and wash tube, with hole on/off, 12cm long	
79-220-1861	
Saug- und Waschschlauch, mit Loch an/aus, 17cm lang Suction and wash tube, with hole on/off, 17cm long	
79-220-1862	





Nadelhalter Needle Holders

Porte-aiguille
Portaagujas
Porta aghi
Держатели для игл



Mc Pherson

Item Code	Sizes
Nadelhalter sehr empfindliche Kiefer Needle Holder very delicate jaws	
79-260-1000	with lock straight
79-260-1010	without lock straight
79-260-1020	with lock curved
79-260-1030	without lock curved

**Jaffe**

Item Code	Sizes
Nadelhalter zarte konische Kiefer Needle Holder delicate conical jaws	
79-260-1100	with lock straight
79-260-1120	with lock curved
79-260-1130	without lock curved

**Castroviejo**

Item Code	Sizes
Nadelhalter zarte Kiefer gerade Needle Holder delicate jaws straight	
79-260-1500	with lock
79-260-1510	without lock

**Castroviejo**

Item Code	Sizes
79-260-1600	with lock
79-260-1610	without lock

**Silcock Needle Holder, catch**

Item Code	Sizes
79-260-1611	



Castroviejo

Item Code	Sizes
Nadelhalter zarte Kiefer, gebogen Needle Holder delicate jaws, curved	
79-260-1520	with lock
79-260-1530	without lock



Castroviejo

Item Code	Sizes
Nadelhalter, Standardbacken, gerade, mit Schloss Needle Holder, standard jaws, straight, with lock	
79-260-1560	Standard
79-250-1560TC	Tungsten Tip TC



Castroviejo

Item Code	Sizes
Nadelhalter, Standard Backen gebogen Needle Holder standard jaws curved	
79-260-1580	with lock
79-260-1581	without lock
79-260-1580T	with lock
79-260-1581T	without lock




Kalt

Item Code	Sizes
Nadelhalter, zarte glatte Backen, gerade, mit Schloss Needle Holder, delicate smooth jaws, straight, with lock	
79-260-1800	



Drews

Item Code	Sizes
Nadelhalter, extra empfindliche Backen Needle Holder, extra delicate jaws	
79-260-2990	straight, with lock
79-260-2991	straight, without lock
79-260-2992	curved, with lock
79-260-2993	curved, without lock




Castroviejo

Item Code	Sizes
Nadelhalter empfindliche Kiefer Titan Needle Holder delicate jaws titanium	
79-260-1500T	with lock str
79-260-1520T	with lock cvd
79-260-1530T	without lock cvd
79-260-1560T	with lock standard




Barraquer

Item Code	Sizes
Nadel Halter, kurze Ausführung Sehr zarte Kiefer, gebogen Needle Holder, short model very delicate jaws, curved	
79-260-3020	with lock
79-260-3030	without lock



Troutman

Item Code	Sizes
Nadelhalter zarte Kiefer, stark gebogen Needle Holder delicate jaws, strongly curved	
79-260-3250	without lock
79-260-3260	with lock



Barraquer

Item Code	Sizes
Nadelhalter Sehr zarte Kiefer, gebogen Needle Holder very delicate jaws, curved	
79-260-3300	with lock
79-260-3310	without lock
79-260-3300T	titanium, with lock
79-260-3310T	titanium, without lock



Barraquer

Item Code	Sizes
Nadelhalter zarte Kiefer, gerade Needle Holder delicate jaws, straight	
79-260-3500	with lock
79-260-3510	without lock



Barraquer

Item Code	Sizes
Nadelhalter, zarte Kiefer, gebogen Needle Holder, delicate jaws, curved	
79-260-3520	with lock
79-260-3530	without lock
Nadelhalter, zarte Kiefer, geschwungen groß Needle Holder, delicate jaws, curved large	
79-260-3540	with lock
79-260-3550	without lock




Barraquer

Item Code	Sizes
Nadelhalter, Standard Backen, gebogen Needle Holder, standard jaws, curved	
79-260-3620	with lock
79-260-3630	without lock
79-260-3620TC	Tungsten Carbide with lock
79-260-3630TC	Tungsten Carbide without lock
79-260-3620T	titanium, with lock
79-260-3630T	titanium, without lock




Anis

Item Code	Sizes
Nadelhalter, extra zarte Kiefer Needle Holder, extra delicate jaws	
79-260-3750	with lock straight
79-260-3751	without lock straight
79-260-3752	with lock curved
79-260-3753	without lock curved




Micro Needle Holder

Item Code	Sizes
Nadelhalter, extra zarte Backen, gerade Needleholder, extra delicate jaws, straight	
79-260-3800	with lock
79-260-3810	without lock
79-260-3800T	titanium, with lock
79-260-3810T	titanium, without lock




Barraquer (Golf Pattern)

Item Code	Sizes
Nadel Halter, kurze Ausführung Sehr empfindliche Kiefer, Gebogen Needle Holder, short model very delicate jaws, Curved	
79-260-1620	with lock
79-260-1630	without lock

**Barraquer**

Item Code	Sizes
Nadel Halter, kurze Ausführung Sehr zarte Kiefer, gebogen Needle Holder, short model very delicate jaws, curved	
79-260-1640	with lock
79-260-1650	without lock

**Micro Needle Holder**

Item Code	Sizes
Nadelhalter, zarte Kiefer gerade Needle Holder, delicate jaws straight	
79-260-1660	without lock
79-260-1670	with lock


**Needle Holder**

Item Code	Sizes
zart, gebogen, ohne Schloss, Gesamtlänge: 115 mm, Titan Ideal für 9-0 bis 10-0 Nähte delicate, curved, without lock, overall length: 115 mm, titanium Ideal for 9-0 to 10-0 sutures	
79-260-1680	with lock
79-260-1690	without lock
79-260-1680T	titanium, with lock
79-260-1690T	titanium, without lock

**Barraquer**

Item Code	Sizes
Nadelhalter, feine Backen, gerade Needle Holder, delicate jaws, straight	
79-260-1700	with lock
79-260-1710	without lock
79-260-1700T	titanium, with lock
79-260-1710T	titanium, without lock





Tränenwegsinstrumente, Bimanuelle I/A,
Quickswitch I/A System, Infusionskanülen,
Rougeure, Nasenspekulum, Elevatoren,
Meißel, Schlägel, Sonden


Lacrimal Instruments, Bimanual I/A,
Quickswitch I/A System, Infusion HAndles,
Rougeurs, Nasal Speculums, Elevators,
Chisels, Mallets, Probes

Instruments lacrymaux, I/A bimanuel, système I/A Quickswitch,
aiguilles de perfusion, rougeurs, spéculums nasaux, éleveurs,
ciseaux, maillets, sondes

Instrumentos lagrimales, I/A bimanual, sistema I/A Quickswitch,
mangos de infusión, rougeurs, espéculos nasales, elevadores,
cincheles, mazos, sondas

Strumenti lacrimali, I/A bimanuale, sistema I/A Quickswitch, maniglie per
infusione, Rougeur, speculum nasali, elevatori, scalpelli, mazzette, sonde

Лакримальные инструменты, бимануальная система ввода/вывода,
система ввода/вывода Quickswitch, инфузионные ручки, ронжероны,
назальные спекуляторы, элеваторы, долота, молоточки, зонды



Kerrison

Item Code	Sizes
Knochenstanze Rongeur, 9mm Öffnung Bone Nibbling Rongeur, 9mm opening	
79-270-1800	size 0, 3.0mm wide
79-270-1801	size 1, 3.5mm wide
79-270-1802	size 2, 4.0mm wide
79-270-1803	size 3, 4.5mm wide



2/3

Citelli

Item Code	Sizes
Knochenstanze Rongeur 7mm Öffnung, 2,0mm breit Bone Nibbling Rongeur 7mm opening, 2.0mm wide	
79-270-1805	



2/3

Beyer


Item Code	Sizes
Rongeur, einzelne Aktion Rongeur, single action	
79-270-1810	



2/3

Nasal


Item Code	Sizes
Spekulum Speculum	
79-270-1820	infant
79-270-1821	child
79-270-1822	adult



2/3

Freer

Item Code	Sizes
Periosteal Aufzug, ein Ende stumpf, anderes Ende halbscharf, 4,5 mm breite Klingen Periosteal Elevator, one end blunt, other end semi-sharp, 4.5mm wide blades	
79-270-1830	



2/3

Joseph

Item Code	Sizes
Periosteal Elevator sanft gebogene Spitze Periosteal Elevator gently curved tip	
79-270-1835	



3/4

West

Item Code	Sizes
Lacrimal Meißel, gerade Lacrimal Chisel, straight	
79-270-1840	



3/4

Freer

Item Code	Sizes
Lacrimal Meißel, gebogen Lacrimal Chisel, curved	
79-270-1845	



Mallet

Item Code	Sizes
Hammer, Blei gefüllt, Kopf aus Edelstahl Hammer lead filled, stainless steel head	
79-270-1860	



2/3

Harms

Item Code	Sizes
Trabekulotomie-Sonde Trabeculotomy Probe	
79-270-1000	right
79-270-1010	left



Infant

Item Code	Sizes
Lacrimal Dilator, sehr feine stumpfe Spitze Lacrimal Dilator, very fine blunt tip	
79-270-2000	



Muldoon

Item Code	Sizes
Lakrimal Dilator Lacrimal Dilator	
79-270-2100	



Wilder

Item Code	Sizes
Lakrimal Dilator Lacrimal Dilator	
79-270-2110	size 1, fine taper
79-270-2120	size 2, medium taper
79-270-2130	size 3, heavy taper




Castroviejo

Item Code	Sizes
Lacrimal Dilator, doppeltes Ende feine und mittlere Verjüngung Lacrimal Dilator, double-end fine and medium taper	
79-270-2300	



Bowman

Item Code	Sizes
Lacrimal Probe formbarer Edelstahl Lacrimal Probe malleable stainless steel	
79-270-2500	set of 6
79-270-2510	0000 & 000
79-270-2520	00 & 0
79-270-2530	1 & 2
79-270-2540	3 & 4
79-270-2550	5 & 6
79-270-2560	7 & 8



Catalano

Item Code	Sizes
Lacrimal Intubation Set enthält 2 stumpfe Sonden mit 0,7 mm Durchmesser 30,5 cm lang befestigt Silikonschläuche 012" I.D., 025" O.D. Lacrimal Intubation Set includes 2 blunt 0.7mm diameter probes attached to 30.5cm long silicone tubing .012" I.D., .025" O.D.	
79-270-2610	set
79-270-2602	silicone tubing only




3/4

3/4

Crawford

Item Code	Sizes
Lacrimal Intubation Set Enthält 2 Olive Spitze 0,6 mm Durchmesser Sonden 30,5 cm lang befestigt Silikonschläuche 012" I.D., 025" O.D. Lacrimal Intubation Set includes 2 olive tip 0.6mm diameter probes attached to 30.5cm long silicone tubing .012" I.D., .025" O.D.	
79-270-2620	set
79-270-2602	silicone tubing only



3/4

Crawford

Item Code	Sizes
Apportierhaken für Crawford Lacrimal Intubation Sonden Retrieving Hook for Crawford lacrimal intubation probes	
79-270-2623	

**Pigtail**

Item Code	Sizes
Sonde mit Löchern für Nähte Probe with suture holes	
79-270-2900	

**Rollet Rugine**


Item Code	Sizes
79-270-2910	

**Nettleship Lacrimal Dilator**

Item Code	Sizes
Nettleship lacrimal dilator einseitig Nettleship lacrimal dilator single end	
79-270-2920	
Nettleship lacrimal dilator, doppelendig Nettleship lacrimal dilator, double end	
79-270-2930	

**Howarth Periosteal Elevator**

Item Code	Sizes
Howarth Periosteal Elevator, für DCR, 215mm Länge Howarth Periosteal Elevator, for DCR, 215mm length	
79-270-2940	

**Fison Retractor**


Item Code	Sizes
Fison Retraktor, für Ablösung Fison Retractor, for detachment	
79-270-2950	





Lacrimal

Item Code	Sizes
Kanüle, formbare Spitze, 23 Gauge Cannula, malleable tip, 23 gauge	
79-270-3000	straight
79-270-3010	curved



Air Injection

Item Code	Sizes
Kanüle, abgewinkelt bei 7mm Cannula, angled at 7mm	
79-270-3502	30 gauge
79-270-3522	27 gauge



Dalk

Item Code	Sizes
Lufteinspritzkanüle, abgeflacht, 27 Gauge, gewölbt 0,2 mm, hintere Öffnung in der Nähe der Spitze Air Injection Cannula, flattened, 27 gauge, vaulted 0.2mm, posterior port near tip	
79-270-3590	27 gauge



Dalk

Item Code	Sizes
DALK Kanüle, abgeflachte „cobra-förmige“ Spitze 0,2 mm, Öffnung hinten DALK Cannula, flattened "cobra-shaped" tip 0.2mm posterior port	
79-270-3595	27 gauge



Lasek

Item Code	Sizes
Alkoholkanüle, zarte olivenförmige Spitze, abgewinkelt bei 10mm 25 Gauge Alcohol Cannula, delicate olive shaped tip, angled at 10mm 25 gauge	
79-270-3805	




Stevens

Item Code	Sizes
Sub-Tenon's Anästhesiekanüle sanft gebogen, flache Spitze 19 Gauge Sub-Tenon's Anesthesia Cannula gently curved, flat tip 19 gauge	
79-270-4005	



Gess

Item Code	Sizes
Spülung-Aspirierung, Kanüle U-förmig, mit Endöffnung Aspirationsanschluss, 23 Gauge Lieferung mit Silikon Schlauch und Adapter Irrigating-Aspirating, Cannula U-shaped, with end opening aspiration port, 23 gauge Supplied with silicone tubing and adaptor	
79-270-4304	curved right
79-270-4305	curved left



Simcoe

Item Code	Sizes
Bewässern-Aspirieren Kanüle Originalmodell, 15mm lang, 0,3mm Durchmesser, Aspirationsanschluss Irrigating-Aspirating Cannula original model, 15mm long, 0.3mm diameter, aspiration port	
79-270-4300	



Corbin

Item Code	Sizes
Sub-Tenon's Anästhesie Kanüle glatt abgerundet, Spitze 0,3 mm Seitenanschluss, 23 Gauge Sub-Tenon's Anesthesia Cannula smooth rounded tip 0.3mm side port, 23 gauge	
79-270-4008	



Reversed Simcoe

Item Code	Sizes
Bewässerung-Aspirating, Kanüle 15mm lang, 0,3mm Durchmesser, Aspiration Port Frontöffnung Bewässerung Port 23 Gauge	
Irrigating-Aspirating, Cannula 15mm long, 0.3mm diameter, aspiration port front opening irrigation port 23 gauge	
79-270-4302	

Simcoe

Item Code	Sizes
Spülkanüle U-förmig, mit 0,3 mm anterior Aspiration Port, 23 Gauge	
Irrigating-Aspirating Cannula U-shaped, with 0.3mm anterior aspiration port, 23 gauge	
79-270-4308	curved right
79-270-4309	curved left

Strauss-Simcoe

Item Code	Sizes
MSICS I/A Cannula, 23 Gauge, 0,3 mm Anschluss länglich und sanft gekrümmt mit 15° abgewinkelter Spitze.	
MSICS I/A Cannula, 23 gauge, 0.3mm port elongated and gently curved with 15° angled tip.	
79-270-4320	



Kelman

Item Code	Sizes
Cystotom, scharfe Spitze und Scharfe Schneide, 22 Gauge	
Cystotome, sharp point and sharp cutting edge, 22 gauge	
79-270-4600	

McIntyre

Item Code	Sizes
Cystotom, abgewinkelt bei 10mm scharfe Spitze, 23 Gauge	
Cystotome, angled at 10mm sharp point, 23 gauge	
79-270-4680	

Lieppman

Item Code	Sizes
Cystotom, extra kleine scharfe Spitze und scharfe Schneide, 22 Gauge	
Cystotome, extra small sharp point and sharp cutting edge, 22 gauge	
79-270-4700	

Shammas

Item Code	Sizes
Posterior Capsule Polierkürette, 1mm Durchmesser Tasse mit strukturierter Basis, 22 Gauge	
Posterior Capsule Polishing Curette, 1mm diameter cup with textured base, 22 gauge	
79-270-4850	



Shapiro

Item Code	Sizes
Hintere Kapsel, Polierer Karbid Imprägnierte Spitze Dual, 0,3 mm Seitenanschlüsse, gebogen, 23 Gauge	
Posterior Capsule, Polisher carbide impregnated tip dual, 0.3mm side ports, curved, 23 gauge	
79-270-4906	

Kratz


Item Code	Sizes
Cystotom, scharfe Spitze und Scharfe Schneide geformt, 22 Gauge	
Cystotome, sharp point and sharp cutting edge formed, 22 gauge	
79-270-4601	

Jensen

Item Code	Sizes
Hintere Kapsel, Polierer Karbid Imprägniert auf der hinteren Oberfläche der Olivenspitze, vordere Öffnung	
Posterior Capsule, Polisher carbide impregnated on posterior surface of olive tip, front opening	
79-270-4920	25 gauge
79-270-4930	23 gauge

Bishop-Harmon

Item Code	Sizes
Vorderkammerirrigator, enthält 19 Gauge abgewinkelte Kanüle, Adapter und blau Silikonkolben Anterior Chamber Irrigator, includes 19 gauge angled cannula, adaptor and blue silicone bulb	
79-270-5000	complete
79-270-5005	silicone bulb and adaptor
79-270-5010	silicone bulb
79-270-5020	adaptor
79-270-5050	19 gauge cannula
79-270-5052	21 gauge cannula



Lu

Item Code	Sizes
Posterior Capsule Polisher abgeflachte, olivförmige Spitze Karbide imprägniert auf die hintere Fläche, vordere Öffnung Posterior Capsule Polisher flattened olive shaped tip carbide impregnated on the posterior surface, front opening	
79-270-4933	23 gauge

Dahan

Item Code	Sizes
Nucleus Prolapsing Cannula abgewinkelt bei 4mm, Miniatur- Olivenspitze mit 0,15 mm Öffnung am Ende Nucleus Prolapsing Cannula angled at 4mm, miniature olive tip with 0.15mm end opening	
79-270-5058	25 gauge

Hydrodissection

Item Code	Sizes
Kanüle, abgewinkelt auf 8mm flache Spitze, vordere Öffnung Cannula, angled at 8mm flat tip, front opening	
79-270-5054	25 gauge

Irrigating Cannula

Item Code	Sizes
Dual 0,4 mm Seite Ports 23 Gauge dünne Wand dual 0.4mm side ports 23 gauge thin wall	
79-270-5095	23 gauge

Fukasaku

Item Code	Sizes
LASIK-Kanüle, Spitze mit niedrigem Profil, Endöffnung LASIK Cannula low profile tip, end opening	
79-270-5108	23 gauge

Banaji

Item Code	Sizes
LASIK Kanüle, kugelförmige Spitze 6 Anschlüsse für multidirektionale Bewässerung 25 Gauge LASIK Cannula, bullet shaped tip 6 ports for multi-directional irrigation 25 gauge	
79-270-5112	smooth
79-270-5113	textured

Buratto


Item Code	Sizes
LASIK Kanüle, vorne und seitlich leicht abgeflacht LASIK Cannula, slightly flattened one front and two side ports	
79-270-5117	25 gauge
79-270-5118	23 gauge

McIntyre

Item Code	Sizes
Vorderkammer, Kanüle glatte stumpfe Spitze, vordere Öffnung Anterior Chamber, Cannula smooth blunt tip, front opening	
79-270-5120	23 gauge, straight
79-270-5130	23 gauge, angled
79-270-5140	26 gauge, straight
79-270-5150	26 gauge, angled
79-270-5160	30 gauge, straight
79-270-5170	30 gauge, angled

Gimbel

Item Code	Sizes
Aspirieren des Kortex, Kanüle Ende Öffnung, 30 gauge Cortex Aspirating, Cannula end opening, 30 gauge	
79-270-5174	



Vidaurri

Item Code	Sizes
LASIK Kanüle, doppelarmig 8 Bewässerungsöffnungen, Stärke 25 LASIK Cannula, double-armed 8 irrigating ports, 25 gauge	
79-270-5180	vertical
79-270-5181	horizontal



Simcoe

Item Code	Sizes
Cortex Extractor, 0,3 mm Seitenanschluss, 13mm lang, 23 gauge Cortex Extractor, 0.3mm side port 13mm long, 23 gauge	
79-270-5220	smooth tip
79-270-5221	textured tip



Simcoe

Item Code	Sizes
Cortex Extractor, 0,3 mm Seitenanschluss 21mm lang, 23 gauge Cortex Extractor, 0.3mm side port 21mm long, 23 gauge	
79-270-5230	smooth tip
79-270-5231	textured tip




McIntyre-Binkhorst

Item Code	Sizes
Kanüle, „J“ Form, glatte stumpfe Spitze Ende Öffnung, 26 Gauge Cannula, „J“ shape, smooth blunt tip end opening, 26 gauge	
79-270-5440	angled right
79-270-5445	straight
79-270-5450	angled left



Chang

Item Code	Sizes
Hydrodissektionskanüle, flache Spitze abgewinkelt 90° mit abgeschrägter Öffnung, 27 Gauge Hydrodissection Cannula, flat tip angled 90° with beveled opening 27 gauge	
79-270-5464	standard tip
79-270-5466	long tip



Knolle-Pearce

Item Code	Sizes
Bewässerung Vectis, Flüssigkeitsfluss durch drei vordere Öffnungen, Ports 23 Gauge Schleife Irrigating Vectis, fluid flow through three front opening, ports 23 gauge loop	
79-270-5500	



Simcoe

Item Code	Sizes
Irrigating Lens Nucleus Loop, zwei vordere Öffnungen, fein gezahnt, starke Kurve, 25 Gauge Irrigating Lens Nucleus Loop, two front opening ports, finely serrated, strong curve, 25 gauge	
79-270-5530	right
79-270-5531	left




Simcoe

Item Code	Sizes
Cortex Extractor, 0,4 mm Seitenanschluss, 21mm lang, 23 Gauge dünne Wand Cortex Extractor, 0.4mm side port 21mm long, 23 gauge thin wall	
79-270-5232	



Alfonso-McIntyre

Item Code	Sizes
Irrigating Nucleus Spoon 0,3 mm, vordere Öffnung Port Irrigating Nucleus Spoon single 0.3mm, front opening port	
79-270-5532	2.5mm wide
79-270-5533	4.0mm wide



Infusion Handle

Item Code	Sizes
Infusionsgriff Infusion Handle	
79-270-6805	male/male connectors
79-270-6806	male/female connectors



Aspiration Handpieces

Item Code	Sizes
mit männlichem Verbindungsstück, seitlicher Hafen, der in Kurve magentafarbenes Titan zeigt with male connector, side port facing into curve magenta color titanium	
79-270-5804T	23 gauge, 0.3mm port
79-270-5805T	23 gauge, 0.3mm port, textured tip
79-270-5810T	21 gauge, 0.35mm port
79-270-5811T	21 gauge, 0.35mm port, textured tip
79-270-5814T	21 gauge, 0.4mm port
79-270-5815T	21 gauge, 0.4mm port, textured tip
79-270-5816T	22 gauge, 0.3mm port, ova
79-270-5817T	22 gauge, 0.3mm port, oval, textured tip
79-270-5822T	20 gauge, 0.3mm port, oval



Irrigation Handpieces

Item Code	Sizes
mit Buchse, blaue Farbe with female connector, blue color	
79-270-5836T	23 gauge, dual 0.3mm side ports
79-270-5838T	22 gauge, dual 0.4mm side ports, oval
79-270-5840T	21 gauge, dual 0.5mm side ports




Aspiration Handpieces Ø21G

Item Code	Sizes
Gebogene sandgestrahlte Spitze, Titangriff Curved sandblasted tip, titanium handle	
79-270-2233-1T	titanium



Irrigation Handpieces Ø21G

Item Code	Sizes
Gebogene Spitze, Dual Sideports, Titangriff Curved tip, dual sideports, titanium handle	
79-270-2232-2T	titanium



Scoring Hook and Aspirating Handpiece

Item Code	Sizes
Scoring Haken und Absaugung Handstück für das DSEK-Verfahren Scoring hook and aspirating handpiece for DSEK procedure	
79-270-2183.14T	titanium

Bipolar Forceps

Item Code	Sizes
Juweliere Typ, Spitze, gerade Jewelers Type, pointed tips, straight	
79-280-7010	plain
79-280-7012	insulated



Bipolar Forceps

Item Code	Sizes
bipolaren Pinzetten Bipolar Forceps	
79-280-7020	straight
79-280-7021	angled



Bipolar

Item Code	Sizes
Koaptation Pinzette, spitze Spitzen Coaptation Forceps, pointed tips	
79-280-7030	



Bipolar

Item Code	Sizes
Bajonettzange Bayonet Forceps	
79-280-7040	



Bipolar Cord


Item Code	Sizes
autoklavierbar autoclavable	
79-280-7065	





Plastic Sterilizing Cases

Item Code	Size # of Instr	Sizes (mm)
Autoklavierbarer Kunststoff mit Silikon-Fingermatte Basis, Deckel und Matte sind für Dampfpenetration perforiert Autoclavable plastic with silicone finger mat base, lid and mat are perforated for steam penetration		
79-290-2020	small 2-3	160 x 70 x 25




Plastic Trays

Item Code	Size # of Instr	Sizes (mm)
Autoklavierbarer Kunststoff, mit Silikon-Fingermatte Basis, Deckel und Matte sind für Dampfpenetration perforiert Autoclavable plastic, with silicone finger mat base, lid and mat are perforated for steam penetration		
79-290-2030	large 10-15	265 x 160 x 25
79-290-2040	large, double level 20-25	265 x 160 x 50



Sterilization Perforated Case With Lid

Item Code	Size # of Instr	Sizes (mm)
S.S Sterilizing Case Inox mit Silikon-Fingermatte Basis, Deckel und Matte sind für die Dampfpenetration perforiert S.S Sterilizing Case inox with silicone finger mat base, lid and mat are perforated for steam penetration		
79-290-22518356	silicon matt	252 x 209 x 24mm
79-290-22518357	silicon matt	189 x 209 x 24mm
79-290-22518358	silicon matt	126 x 209 x 24mm



Sterilization Tray with Lid

Item Code	Size # of Instr	Sizes (mm)
S.S Lochblech aus Edelstahl mit Deckel mit Silikonbeschlag S.S Perforated stainless steel tray with lid with silicon fitting		
79-290-22000		240x250x38mm




Fine Mesh Trays for Micro Instruments with Silicon Mat

Item Code	Size # of Instr	Sizes (mm)
Diese Schalen sind speziell für die Sterilisation empfindlicher Mikroinstrumente konzipiert. Die Maschenweite dieser Schalen beträgt 1,6 mm, was dazu beiträgt, die Instrumente aus allen Richtungen zu reinigen. These trays are especially designed for sterilizing delicate micro instruments. The mesh size of these trays are 1.6mm, which helps to clean the instruments from all directions.		
79-290-4350		160 X 70 X 20mm
79-290-4351		160 X 100 X 20mm
79-290-4352		200 X 125 X 20mm
79-290-4353		200 X 150 X 20mm
79-290-4354		265 X 160 X 20mm
79-290-4355		210 X 190 X 20mm
79-290-4356	for Cataract Set	250 X 250 X 20mm



Fine Mesh Cassettes With Silicon Fittings For Micro Instruments

Item Code	Size # of Instr	Sizes (mm)
79-290-4248	for 3 Micro Retinal Instruments	200 X 70 X 40
79-290-4249	for 5 Micro Instruments	200 X 90 X 40
79-290-4250	for 10 Micro Instruments	200 X 150 X 40
79-290-4251	for 15 Micro Instruments	200 X 210 X 40




Micro Instruments Tray

Item Code	Size # of Instr	Sizes (mm)
Tablett mit Silikon-Fingermatte Basis, Deckel und Matte sind für Dampfpenetration perforiert Tray with silicone finger mat base, lid and mat are perforated for steam penetration		
79-290-4243	for 5 instr	185x60x23mm
79-290-4244	for 10 instr	185x30x23mm
79-290-4245	for 15 instr	185x205x45mm



Ophthalmic tray

Item Code	Size # of Instr
S.S Augenschale mit Silikonmatte S.S Ophthalmic tray with silicon mat	
79-290-35000	for 5 instruments
79-290-35000-1	for 10 instruments
79-290-35000-2	for 15 to 20 instruments



Full Perforated Tray

Item Code	Sizes (mm)
Voll gelochter Siebkorb Full Perforated Tray	
79-290-4944	40 X 40 X 30mm
79-290-4945	80 X 80 X 50mm
79-290-4946	90 X 90 X 50mm



Ophthalmologische Instrumente Ophthalmic Instruments

Instruments ophtalmiques

Instrumentos oftálmicos

Strumenti oftalmici

Офтальмологические инструменты



Item Code

79-270-430558

Item Code

79-270-430559

Ein beleuchtetes Instrument, das zur Untersuchung des Augeninneren verwendet wird

A lighted instrument that is used to examine the inside of the eye

Instrument lumineux utilisé pour examiner l'intérieur de l'œil

Instrumento luminoso que se utiliza para examinar el interior del ojo

Strumento illuminato utilizzato per esaminare l'interno dell'occhio

Освещенный инструмент, который используется для осмотра

внутренней поверхности глаза

Item Code

79-270-4305510


Deutsch: Umrechnungstabellen
English: Conversion tables
Spanish: Tablas de conversión
Italian: Tabelle di conversione
Russian: Таблицы пересчета



44Charriere (Ch) French (F)	Durchmesser (mm) diameter (mm)	Zoll Inches
1	0,33	0,013
2	0,67	0,025
3	1,00	0,039
4	1,33	0,051
5	1,67	0,065
6	2,00	0,0787
7	2,33	0,092
8	2,67	0,105
9	3,00	0,1181
10	3,33	0,131
11	3,67	0,144
12	4,00	0,1575
13	4,33	0,170
14	4,67	0,184
15	5,00	0,1968
16	5,33	0,210
17	5,67	0,223
18	6,00	0,2362
19	6,33	0,249
20	6,67	0,263
21	7,00	0,2756
22	7,33	0,288
23	7,67	0,302
24	8,00	0,3150
25	8,33	0,328
26	8,67	0,341
27	9,00	0,3543
28	9,33	0,367
29	9,67	0,380
30	10,00	0,3973
31	10,33	0,407
32	10,67	0,420
34	11,33	0,446
36	12,00	0,4724
38	12,67	0,494
40	13,33	0,5199
45	15,00	0,5905

Lehre (G) Gauge (G)	Durchmesser (mm) diameter (mm)	Zoll Inches
35	0,13	0,005
34	0,18	0,007
33	0,20	0,008
32	0,23	0,009
31	0,25	0,010
30	0,30	0,012
29	0,33	0,013
28	0,36	0,014
27	0,41	0,016
26	0,45	0,018
25	0,51	0,020
	0,53	0,021
24	0,56	0,022
23	0,64	0,025
22	0,71	0,028
21	0,81	0,032
20	0,89	0,035
	0,97	0,038
19	1,07	0,042
18	1,27	0,050
17	1,50	0,059
16	1,65	0,065
15	1,83	0,072
14	2,11	0,083
13	2,41	0,095
12	2,77	0,109
11	3,05	0,120
10	3,40	0,134
9	3,76	0,148
8	4,19	0,165
7	4,57	0,180
6	5,16	0,203

Einheit (OZ) Ounces (OZ)	Inhalt (Liter) Capacity (liters)
1	0,028
5	0,140
16	0,450
35	1
128	3,7



An der falschen Stelle gebohrt, zu tief angesetzt oder Knochen gebrochen. Dann vergiss nicht Schrauben, Ringe, Draht und passende Klinge. Willst für die Heilung brennen, Kanne voll, dem Patient vom schlechten trennen, Manchmal schmerzhaft wie Nadeln stechen oder sterile Instrumente farblich markiert auf Silikon Matten liegen ohne Flecken, Doch vorher noch den Abstand messen. **Und all die anderen wichtigen Dinge nicht vergessen.**

Drilled in the wrong place, set too deep or broken bone. Then do not forget screws, rings, wire and matching blade. Want to burn for healing, can full, the patient from the bad separate, Sometimes painful as needles prick or sterile instruments color-marked on silicone mats lie without stains, But before still measure the distance. **And all the other important things do not forget.**



digimed
Medizintechnik

Digi-med
Inhaber: Patrick Mohr

Kreutzerstrasse 1
78573 Wurmlingen
Telefon: +49-(0)7461-9101172
Fax: +49-(0)7461-9101172
info@digi-med-de
www-digi-med-de

Rev.: 2024