




Bulldog Klemmen
BULLDOG CLAMPS

Bulldogklemmen

Schließdruck und andere Winkelungen
auf Kundenwunsch

Werkstoff 1.4021 (X20Cr13)
gewinkelt = geknickt

Schwache Schließkraft (110 g) für Venen
Starke Schließkraft (220 g) für Arterien

Bulldog clamps

Closing pressure and other angles
on request

Material 1.4021 (X20Cr13)

Soft closing pressure (110 g), for veins
Strong closing pressure (220 g), for arteries



BULLDOGKLEMMEN DBK10	4 - 5
BULLDOG CLAMPS DBK10	4 - 5
BULLDOGKLEMMEN DBK20	6
BULLDOG CLAMPS DBK20	6
BULLDOGKLEMMEN DBK30	7
BULLDOG CLAMPS DBK30	7
BULLDOGKLEMMEN	8 - 10
BULLDOG CLAMPS	8 - 10
NOTIZ	11
NOTE	11



Diethrich
anatomisch / anatomic

Länge length (mm)	Zahnung jaw (mm)	Venen/Aterien Veins/Ateries (g)	gerade straight	gebogen curved	gewinkelt 55° angled 55°
50	8	110 / 220	.12.082.08	auf Anfrage on request	.12.083.08
55	15	110 / 220	.12.082.12	auf Anfrage on request	.12.083.13
60	20	110 / 220	.12.082.16	auf Anfrage on request	.12.083.16

gewinkelt und gebogen ca. 2 mm kürzer
angled and curved approx 2 mm shorter

DeBaKey / Diethrich
atraumatisch / atraumatic

Länge length (mm)	Zahnung jaw (mm)	Venen/Aterien Veins/Ateries (g)	gerade straight	gebogen curved	gewinkelt 55° angled 55°
50	10	110 / 220	.12.078.10	auf Anfrage on request	.12.079.10
55	15	110 / 220	.12.078.14	auf Anfrage on request	.12.079.14
60	20	110 / 220	.12.078.20	auf Anfrage on request	.12.079.20

gewinkelt und gebogen ca. 2 mm kürzer
angled and curved approx 2 mm shorter

DeBaKey Mini
atraumatisch / atraumatic

Länge length (mm)	Zahnung jaw (mm)	Venen/Aterien Veins/Ateries (g)	gerade straight	gebogen curved	gewinkelt 55° angled 55°
50	8	110 / 220	auf Anfrage on request	auf Anfrage on request	auf Anfrage on request
55	14	110 / 220	auf Anfrage on request	auf Anfrage on request	auf Anfrage on request
60	20	110 / 220	auf Anfrage on request	auf Anfrage on request	auf Anfrage on request

gewinkelt und gebogen ca. 2 mm kürzer
angled and curved approx 2 mm shorter



DeBaKey
atraumatisch / atraumatic

Länge length (mm)	Zahnung jaw (mm)	Venen/Aterien Veins/Ateries (g)	gerade straight	gebogen curved	gewinkelt 55° angled 55°
75	14	110 / 220	.12.092.07	.12.293.07	.12.093.07
90	29	110 / 220	.12.092.08	.12.293.08	.12.093.08
100	39	110 / 220	.12.092.10	.12.293.10	.12.093.10
120	59	110 / 220	.12.092.12	.12.293.12	.12.093.12

gewinkelt und gebogen ca. 5 mm kürzer
 angled and curved approx 5 mm shorter

DeBaKey Gregory Soft
atraumatisch / atraumatic

Länge length (mm)	Zahnung jaw (mm)	Venen/Aterien Veins/Ateries (g)	gewinkelt 75° angled 75°
90	17	125 / 125	.12.097.09
110	17	125 / 125	.12.087.10

125 g Schließdruck
 125 g closing pressure

DeBaKey Santulli
atraumatisch / atraumatic

Länge length (mm)	Zahnung jaw (mm)	Venen/Aterien Veins/Ateries (g)	gebogen curved
75	27	110 / 220	.12.089.07



DeBakey Glover Satinsky
atraumatisch / atraumatic

Länge length (mm)	Venen/Aterien Veins/Ateries (g)	doppelt gewinkelt double angled
70	110 / 220	auf Anfrage on request
90	110 / 220	auf Anfrage on request
110	110 / 220	auf Anfrage on request



DeBakey Glover
atraumatisch / atraumatic

Länge length (mm)	Venen/Aterien Veins/Ateries (g)	gerade straight	gebogen curved	gewinkelt 90° angled 90°
60	110 / 220	.12.096.06	.12.097.06	.12.065.06
70	110 / 220	.12.096.07	.12.097.07	.12.065.07
80	110 / 220	.12.096.08	.12.097.08	.12.065.08
90	110 / 220	.12.096.09	.12.097.09	.12.065.09
110	110 / 220	.12.096.11	.12.097.11	.12.063.10

gewinkelt und gebogen verkürzt
angled and curved shorter



Glover Mini
anatomisch / anatomic

Länge length (mm)	Zahnung jaw (mm)	Venen/Aterien Veins/Ateries (g)	gerade straight	gebogen curved	gewinkelt angled 45°	gewinkelt angled 60°	gewinkelt 90° angled 90°
30	8	110 / 220	.12.132.30	.12.133.30	.12.135.30	.12.136.30	.12.137.30
35	13	110 / 220	.12.132.35	.12.133.35	.12.135.35	.12.136.35	.12.137.35
40	18	110 / 220	.12.132.40	.12.133.40	.12.135.40	.12.136.40	.12.137.40
50	28	110 / 220	.12.132.50	.12.133.50	.12.135.50	.12.136.50	.12.137.50

gewinkelt und gebogen etwas verkürzt
angled and curved slightly shorter





ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Dieffenbach
 anatomisch / anatomic

Länge length (mm)	Zahnung jaw (mm)	Venen/Aterien Veins/Ateries (g)	gerade straight	leicht gebogen slightly curved
40	12	110 / 220	.12.102.04	.12.103.04
50	15	110 / 220	.12.102.05	.12.103.05
60	18	110 / 220	.12.102.06	.12.103.06





Diethrich
anatomisch / anatomic

.12.082.08	.12.082.12	.12.082.16
------------	------------	------------

Diethrich
anatomisch / anatomic

.12.083.08	.12.083.12	.12.083.16
------------	------------	------------

DeBakey Diethrich
atraumatisch / atraumatic

.12.079.10	.12.079.14	.12.079.20
------------	------------	------------



DeBakey Mini
atraumatisch / atraumatic


auf Anfrage on request	auf Anfrage on request	auf Anfrage on request
---------------------------	---------------------------	---------------------------

DeBakey Mini
atraumatisch / atraumatic

auf Anfrage on request	auf Anfrage on request	auf Anfrage on request
---------------------------	---------------------------	---------------------------

DeBakey Mini
atraumatisch / atraumatic

auf Anfrage on request	auf Anfrage on request	auf Anfrage on request
---------------------------	---------------------------	---------------------------



DeBaKey
atraumatisch / atraumatic


.12.092.08	auf Anfrage on request	.12.093.08
------------	---------------------------	------------





Glover Mini
anatomisch / anatomic

.12.132.35	.12.133.35	.12.135.40	auf Anfrage on request	auf Anfrage on request
------------	------------	------------	---------------------------	---------------------------



Dieffenbach
anatomisch / anatomic

.12.102.05	.12.103.05
------------	------------



DeBakey Glover
atraumatisch / atraumatic

.12.096.06	.12.097.06	auf Anfrage on request
------------	------------	---------------------------



The page features a large grid for taking notes. In the background, there is a faint image of a hand. Overlaid on this is a red wireframe model of a hand, which appears to be a 3D scan or a digital representation of a hand's structure. The grid is composed of small squares, and the overall theme is medical technology, as indicated by the header and the 'digimed' logo.



