




Vertrieb von Katalogen und
Digitalfotografien für die Medizintechnik



Maxillo Facial



95-091-12	Mikro-Platten-Standard-Set Standard Set Micro Plates komplett, bestehend aus: complete, consisting out of:	Platten je 5 Stück / Plates, 5 each:
		95-290-04 4-Loch / 4 holes
		95-290-06 6-Loch / 6 holes
		95-290-08 8-Loch / 8 holes
		95-290-12 12-Loch / 12 holes
		95-290-16 16-Loch / 16 holes
		95-290-24 24-Loch / 24 holes
		95-290-40 5-Loch, rechts / 5 holes, right
		95-290-44 5-Loch, links / 5 holes, left
		95-290-50 8-Loch, rechts / 8 holes, right
		95-290-54 8-Loch, links / 8 holes, left
		95-290-60 5-Loch, 90° / 5 holes, 90°
		95-290-64 7-Loch, 90° / 7 holes, 90°
		95-290-70 6-Loch / 6 holes
		95-290-74 6-Loch / 6 holes
		95-290-75 7-Loch / 7 holes
		95-290-82 9-Loch / 9 holes
		95-290-86 Orbita-Platte 8-Loch / Orbital Plate, 8 holes
		Schrauben, je 10 Stück / Screws, 10 each:
		95-292-04 Ø 1,2 x 4 mm
		95-292-05 Ø 1,2 x 5 mm
		95-292-06 Ø 1,2 x 6 mm
		95-292-07 Ø 1,2 x 7 mm
		95-292-08 Ø 1,2 x 8 mm
		95-292-09 Ø 1,2 x 9 mm
		95-292-11 Ø 1,2 x 11 mm
		95-292-55 Ø 1,4 x 5 mm Notfallschraube / Emergency screw
95-001-01	Sterilisier-Container 300x200x70 mm / Sterilisation Container 300x200x70 mm	
95-450-05	Rack für Instrumente / Rack for instruments	
95-451-05	Rack für Platten und Schrauben, TITAN Rack for plates and screws, TITANIUM	
95-060-12	Plattenschneidezange mit Hartmetall, 12 cm Plate cutting pliers, with Tungsten Carbide inserts, 12 cm	
95-406-15	Flachzange 13,5 cm / Flat pliers, 13,5 cm	
95-050-03	Plattenbiegezange ADERER, 13 cm Plate bending pliers ADERER, 13 cm	
95-153-01	Platten/Schrauben-Haltepinzette, TITAN, 15 cm Plates and screws holding forceps, TITANIUM, 15 cm	
95-120-72	Schraubendreher selbsthaltend, 18 cm, für Kreuzschlitzschrauben Screw-driver, self holding, 18 cm, for cross head screws	
95-199-04	1x Spiralbohrer Ø 1,0 x 46 mm mit Stryker-Ansatz 1x Twist drill Ø 1,0 x 46 mm with Stryker Coupling	
95-199-08	1x Spiralbohrer Ø 1,0 x 50 mm mit Stryker-Ansatz 1x Twist drill Ø 1,0 x 50 mm with Stryker Coupling	

Gerne können Sie Ihr individuelles Set zusammenstellen.
Wir passen die Lagerungsracks entsprechend an.

You can always compose your individual set.
We will adapt the racks accordingly.



95-290-04
4-Loch
4-holes



95-290-06
6-Loch
6-holes



95-290-08
8-Loch
8-holes



95-290-12
12-Loch
12-holes



95-290-16
16-Loch
16-holes



95-290-24
24-Loch
24-holes



95-290-40
5-Loch, rechts
5-holes, right



95-290-44
5-Loch, links
5-holes, left



95-290-50
8-Loch, rechts
8-holes, right




95-290-54
8-Loch, links
8-holes, left



95-290-60
5-Loch, 90°
5-holes, 90°



95-290-64
7-Loch, 90°
7-holes, 90°



95-290-70
6-Loch
6-holes



95-290-74
6-Loch
6-holes



95-290-75
7-Loch
7-holes



95-290-82
9-Loch
9-holes



95-290-86
Orbita-Platte 8-Loch
Orbital-Plate 8-holes



95-290-90
2x2-Loch
2x2-holes



95-290-92
2x2-Loch
2x2-holes



95-290-94
3x2-Loch
3x2-holes



95-290-96
3x2-Loch
3x2-holes




95-290-98
4x2-Loch
4x2-holes




95-291-00
4x2-Loch
4x2-holes



95-291-04
4x2-Loch, Zygoma
4x2-holes, Zygoma




95-291-08
6x4-Loch
6x4-holes



95-291-12
6x4-Loch
6x4-holes


Gitter-Platten, TITAN
Mesh Plates, TITANIUM

95-291-51	60 x 60 x 0,1 mm
95-291-52	120 x 60 x 0,1 mm
95-291-53	120 x 120 x 0,1 mm
95-291-54	60 x 60 x 0,2 mm
95-291-55	120 x 60 x 0,2 mm
95-291-56	120 x 120 x 0,2 mm



Gitter-Platten, TITAN
Mesh Plates, TITANIUM

95-291-57	80 x 50 x 0,3 mm
95-291-58	80 x 50 x 0,6 mm





Kreuzschlitz
Cross Head

95-292-02	Ø 1,2 x 2 mm
95-292-03	Ø 1,2 x 3 mm
95-292-04	Ø 1,2 x 4 mm
95-292-05	Ø 1,2 x 5 mm
95-292-06	Ø 1,2 x 6 mm
95-292-07	Ø 1,2 x 7 mm
95-292-08	Ø 1,2 x 8 mm
95-292-09	Ø 1,2 x 9 mm
95-292-10	Ø 1,2 x 10 mm
95-292-11	Ø 1,2 x 11mm
95-292-12	Ø 1,2 x 12mm
95-292-13	Ø 1,2 x 13mm

Notfallschrauben
Emergency screws

95-292-53	Ø 1,4 x 3 mm
95-292-55	Ø 1,4 x 5 mm
95-292-57	Ø 1,4 x 7 mm



Vierkant
Square head

95-293-02	Ø 1,2 x 2 mm
95-293-03	Ø 1,2 x 3 mm
95-293-04	Ø 1,2 x 4 mm
95-293-05	Ø 1,2 x 5 mm
95-293-06	Ø 1,2 x 6 mm
95-293-07	Ø 1,2 x 7 mm
95-293-08	Ø 1,2 x 8 mm

Notfallschrauben
Emergency screws

95-293-53	Ø 1,4 x 3 mm
95-293-55	Ø 1,4 x 5 mm



95-060-12 Plattenschneidezange
17 cm, mit Hartmetall
Plate cutting pliers
17 cm, with Tungsten Carbide inserts



95-406-15 Flachzange, 13,5 cm
Flat pliers, 13,5 cm



95-050-03 Plattenbiegezange ADERER, 13 cm
Plate bending pliers ADERER, 13 cm



95-153-01 Platten/Schrauben-Haltepinzette,
TITAN, 15 cm
Plates and screws holding forceps
TITANIUM, 15 cm



95-120-61

Schraubendreher, 18 cm
 selbsthaltend, für Vierkantschrauben
 Screw-driver, 18 cm
 self-holding, for square head screws



95-120-72

Schraubendreher, 18 cm
 selbsthaltend, für Kreuzschlitzschrauben
 Screw-driver handle
 self-holding, for cross head screws



95-120-43

Schraubendrehergriff
 alleine, für alle Klingen
 Screw-driver handle
 only, for all blades



95-120-77

Schraubendreherklinge
 alleine, selbsthaltend, für Vierkantschrauben
 Screw-driver blade
 only, self holding, for cross head screws



95-120-66

Schraubendreherklinge
 alleine, selbsthaltend, für Kreuzschlitzschrauben
 Screw-driver blade
 only, self-holding for cross head screws



Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz
Twist Drill with Stryker Coupling

95-199-04

Ø 1,0 x 46 mm
 für Schrauben bis 4 mm Länge
 for screws up to 4 mm length

95-199-08

Ø 1,0 x 50 mm
 für Schrauben bis 8 mm Länge
 for screws up to 8 mm length

Spiralbohrer mit Dental-Ansatz

95-199-14

Ø 1,0 x 30 mm
 für Schrauben bis 4 mm Länge
 for screws up to 4 mm length

95-199-18

Ø 1,0 x 34 mm
 für Schrauben bis 8 mm Länge
 for screws up to 8 mm length



95-091-17	Medium-Platten-Standard-Set Standard Set Medium Plates komplett, bestehend aus: complete, consisting out of:		Platten je 5 Stück / Plates, 5 each:
95-001-01	Sterilisier-Container 300x200x70 mm / Sterilisation Container 300x200x70 mm	95-280-10	4-Loch / 4 holes
95-450-10	Rack für Instrumente / Rack for instruments	95-280-26	6-Loch / 6 holes
95-451-10	Rack für Platten und Schrauben, TITAN Rack for plates and screws, TITANIUM	95-280-48	8-Loch / 8 holes
95-060-12	Plattenschneidezange mit Hartmetall, 12 cm Plate cutting pliers, with Tungsten Carbide inserts, 12 cm	95-280-56	16-Loch / 16 holes
95-406-15	Flachzange 13,5 cm / Flat pliers, 13,5 cm	95-280-68	18-Loch / 18 holes
95-050-05	Plattenbiegezange ADERER, 13 cm Plate bending pliers ADERER, 13 cm	95-280-80	30-Loch / 30 holes
95-153-01	Platten/Schrauben-Haltepinzette, TITAN, 15 cm Plates and screws holding forceps, TITANIUM, 15 cm	95-281-14	4-Loch, rechts / 4 holes, right
95-120-71	Schraubendreher selbsthaltend, 18 cm, für Kreuzschlitzschrauben Screw-driver, self holding, 18 cm, for cross head screws	95-281-18	4-Loch, links / 4 holes, left
95-201-05	1x Spiralbohrer Ø 1,3 x 47 mm mit Stryker-Ansatz 1x Twist drill Ø 1,3 x 47 mm with Stryker Coupling	95-281-24	4-Loch, rechts / 4 holes, right
95-201-08	1x Spiralbohrer Ø 1,3 x 50 mm mit Stryker-Ansatz 1x Twist drill Ø 1,3 x 50 mm with Stryker Coupling	95-281-28	4-Loch, links / 4 holes, left
	Platten je 5 Stück / Plates, 5 each	95-282-04	4-Loch, 90° / 4 holes, 90°
95-280-04	4-Loch / 4 holes	95-282-14	4-Loch, 90° / 4 holes, 90°
95-280-06	4-Loch / 4 holes	95-282-26	6-Loch / 6 holes
95-280-08	4-Loch / 4 holes	95-283-05	5-Loch / 5 holes
		95-283-15	5-Loch / 5 holes
		95-283-40	6-Loch / 6 holes
		95-283-45	6-Loch / 6 holes
		95-283-56	7-Loch / 7 holes
		95-284-06	Orbita-Platte 6-Loch / Orbital Plate, 6 holes
		95-284-08	Orbita-Platte 8-Loch / Orbital Plate, 8 holes
			Schrauben, je 10 Stück / Screws, 10 each:
		95-398-03	Ø 1,7 x 3 mm
		95-398-04	Ø 1,7 x 4 mm
		95-398-05	Ø 1,7 x 5 mm
		95-398-06	Ø 1,7 x 6 mm
		95-398-07	Ø 1,7 x 7 mm
		95-398-08	Ø 1,7 x 8 mm
		95-398-09	Ø 1,9 x 5 mm Notfallschraube / Emergency screw
			Gerne können Sie Ihr individuelles Set zusammenstellen. Wir passen die Lagerungsracks entsprechend an.
			You can always compose your individual set. We will adapt the racks accordingly.



95-280-01
2-Loch
2 holes



95-280-02
2-Loch
2 holes



95-280-04
4-Loch
4 holes



95-280-06
4-Loch
4 holes



95-280-08
4-Loch
4 holes



95-280-10
4-Loch
4 holes



95-280-26
6-Loch
6 holes



95-280-36
6-Loch
6 holes



95-280-48
8-Loch
8 holes



95-280-56
16-Loch
16 holes



95-280-68
18-Loch
18 holes



95-280-80
30-Loch
30 holes



95-281-04
4-Loch, rechts
4 holes, right



95-281-08
4-Loch, links
4 holes, left



95-281-14
4-Loch, rechts
4 holes, right



95-281-18
4-Loch, links
4 holes, left



95-281-24
4-Loch, rechts
4 holes, right



95-281-28
4-Loch, links
4 holes, left



95-281-83
4-Loch, rechts
4 holes, right



95-281-88
4-Loch, links
4 holes, left



95-281-45
5-Loch, rechts
5 holes, right




95-281-55
5-Loch, links
5 holes, left




95-282-04
 4-Loch
 4 holes



95-282-14
 4-Loch
 4 holes



95-282-26
 6-Loch
 6 holes



95-282-25
 5-Loch
 5 holes




95-282-46
 6-Loch
 6 holes



95-283-05
 5-Loch
 5 holes



95-283-15
 5-Loch
 5 holes



95-283-25
 5-Loch
 5 holes



95-283-40
 6-Loch
 6 holes



95-283-08
 6-Loch
 6 holes



95-283-56
 7-Loch
 7 holes



95-284-04
 4-Loch
 4 holes



95-284-06
 6-Loch
 6 holes




95-284-08
 8-Loch
 8 holes




95-284-10
 10-Loch
 10 holes


für Trepanation
 for trepanation



95-283-07
 Ø 7 mm
 Ø 7 mm



95-283-10
 Ø 10 mm
 Ø 10 mm



95-283-14
 Ø 14 mm
 Ø 14 mm


Bohrlochplatten
 Burr hole plates



95-286-34
 2x2-Loch
 2x2 holes




95-286-04
 2x2-Loch
 2x2 holes




95-286-36
 3x2-Loch
 3x2 holes




95-286-06
 3x2-Loch
 3x2 holes




95-286-38
 4x2-Loch
 4x2 holes




95-286-08
 4x2-Loch
 4x2 holes




95-286-24
 6x4-Loch
 6x4 holes




95-286-54
 6x4-Loch
 6x4 holes



95-286-70




95-286-72




95-286-74

Neuro-Spaltenplatten
Neuro gap plates

95-286-76 Neuro Sub-temporale Platte
Neuro sub temporal plate




95-286-80 Neuro Sub-temporale Platte
Neuro sub temporal plate




Gitter-Platten, TITAN
Mesh Plates, TITANIUM

95-291-61 60 x 60 x 0,1 mm
95-291-62 120x 60 x 0,1 mm
95-291-63 120x 120 x 0,1 mm
95-291-64 60x 60 x 0,2 mm
95-291-65 120x 60 x 0,2 mm
95-291-66 120x 120 x 0,2 mm



Gitter Platten, TITAN
Mesh Plates, TITANIUM

95-251-67 80 x 50 x 0,3 mm
95-251-68 80 x 50 x 0,6 mm





Kreuzschlitz
Cross Head

95-398-03	Ø 1,7 x 3 mm
95-398-04	Ø 1,7 x 4 mm
95-398-05	Ø 1,7 x 5 mm
95-398-06	Ø 1,7 x 6 mm
95-398-07	Ø 1,7 x 7 mm
95-398-08	Ø 1,7 x 8 mm

Notfallschrauben
Emergency screws

95-398-55	Ø 1,9 x 5 mm
-----------	--------------



Vierkant
Square head

95-399-03	Ø 1,7 x 3 mm
95-399-04	Ø 1,7 x 4 mm
95-399-05	Ø 1,7 x 5 mm
95-399-06	Ø 1,7 x 6 mm
95-399-07	Ø 1,7 x 7 mm
95-399-08	Ø 1,7 x 8 mm
95-399-09	Ø 1,7 x 9 mm
95-399-11	Ø 1,7 x 11 mm
95-399-13	Ø 1,7 x 13mm
95-399-15	Ø 1,7 x 15mm

Notfallschrauben
Emergency screws

95-399-55	Ø 1,9 x 5 mm
95-399-57	Ø 1,9 x 7 mm



95-060-12 Plattenschneidezange
17 cm, mit Hartmetall
Plate cutting pliers
17 cm, with Tungsten Carbide inserts



95-406-15 Flachzange, 13,5 cm
Flat pliers, 13,5 cm



95-050-03 Plattenbiegezange ADERER, 13 cm
Plate bending pliers ADERER, 13 cm



95-153-01 Platten/Schrauben-Haltepinzette,
TITAN, 15 cm
Plates and screws holding forceps
TITANIUM, 15 cm



95-120-60

Schraubendreher, 18 cm
selbsthaltend, für Kreuzschlitz
für Titan Schrauben Ø 1,7 mm
Screw-driver, 18 cm
selfretaining, for cross lock
for titan screws Ø 1,7 mm



95-120-71

Schraubendreher, 18 cm
selbsthaltend, für Vierkant
für Titan Schrauben Ø 1,7 mm
Screw-driver, 18 cm
selfretaining, for square lock
for titan screws Ø 1,7 mm



95-120-40

Schraubendrehergriff aus Ferozell
drehbar für alle Sorten Klingen
Ferozell Screw-driver handle
turnable, for all blades



95-120-81

Schraubendreher Metallgriff
drehbar, 15 cm, selbsthaltend, für Kreuzschlitz
für Titanschrauben Ø 1,2 mm
Metal Screw-driver handle
turnable, 15 cm, selfretaining, for cross lock
for titan screws Ø 1,2 mm



95-120-84

Schraubendreher Metallgriff
drehbar, 15 cm, selbsthaltend, für Vierkant
für Titanschrauben Ø 1,7 mm
Metal Screw-driver handle
turnable, 15 cm, selfretaining, square lock
for titan screws Ø 1,7 mm



95-121-15 Schraubendrehermetallgriff
alleine, für Ø 1,7 mm Schraubendreherklingen
Metal Screw-driver handle
only for Ø 1,7 mm blades



95-121-17 Schraubendreherklinge
alleine, für Schrauben Ø 1,7 mm Kreuzschlitz
Screw-driver blade
only, for screws Ø 1,7 mm, cross lock



95-121-19 Schraubendreherklinge
alleine, für Schrauben Ø 1,7 mm Vierkant
Screw-driver blade
only, for screws Ø 1,7 mm, square lock



95-513-05 Tiefenmesser, Messtiefe 50 mm
Depth gauge, measuring depth 50 mm



**Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz
Twist Drill with Stryker Coupling**

95-201-05 Ø 1,3 x 50 mm
für Schrauben bis 5 mm Länge
for screws up to 5 mm length

95-201-08 Ø 1,3 x 50 mm
für Schrauben bis 8 mm Länge
for screws up to 8 mm length

**Spiralbohrer mit Dental Coupling
Twist Drill with Dental Coupling**

95-201-15 Ø 1,3 x 31 mm
für Schrauben bis 5 mm Länge
for screws up to 5 mm length

95-201-18 Ø 1,3 x 34 mm
für Schrauben bis 8 mm Länge for screws up to 8 mm length



95-091-17	Mini-Platten-Standard-Set Standard Set Mini Plates komplett, bestehend aus: complete, consisting out of:	Platten je 5 Stück / Plates, 5 each:	
95-001-01	Sterilisier-Container 300x200x70 mm / Sterilisation Container 300x200x70 mm	95-360-03	12-Loch / 12 holes
95-450-20	Rack für Instrumente / Rack for instruments	95-300-04	4-Loch / 4 holes
95-451-20	Rack für Platten und Schrauben, TITAN Rack for plates and screws, TITANIUM	95-300-03	4-Loch / 4 holes
95-501-17	Plattenschneidezange mit Hartmetall, 18 cm Plate cutting pliers, with Tungsten Carbide inserts, 18 cm	95-300-06	6-Loch / 6 holes
95-406-15	Flachzange 13,5 cm / Flat pliers, 13,5 cm	95-301-04	6-Loch / 6 holes
95-050-07	Plattenbiegezange ADERER, 13 cm Plate bending pliers ADERER, 13 cm	95-300-08	8-Loch / 8 holes
95-153-01	Platten/Schrauben-Haltepinzette, TITAN, 15 cm Plates and screws holding forceps, TITANIUM, 15 cm	95-300-16	16-Loch / 16 holes
95-124-00	Schraubendreher selbsthaltend, 18 cm, für Kreuzschlitzschrauben Screw-driver, self holding, 18 cm, for cross head screws	95-330-04	4-Loch, rechts / 4 holes, right
95-200-00	1x Spiralbohrer Ø 1,5 x 50 mm mit Stryker-Ansatz 1x Twist drill Ø 1,5 x 50 mm with Stryker Coupling	95-340-04	4-Loch, links / 4 holes, left
95-200-20	1x Spiralbohrer Ø 1,5 x 50 mm mit Stryker- Ansatz 1x Twist drill Ø 1,5 x 50 mm with Stryker Coupling	95-330-14	4-Loch, rechts / 4 holes, right
	Platten je 5 Stück / Plates, 5 each	95-340-14	4-Loch, links / 4 holes, left
95-360-01	8-Loch / 8 holes	95-324-05	5-Loch / 5 holes
95-360-02	10-Loch / 10 holes	95-323-06	6-Loch / 6 holes
		95-320-04	4-Loch / 4 holes
		95-221-04	4-Loch / 4 holes
		95-321-06	6-Loch / 6 holes
		95-325-05	5-Loch / 5 holes
		95-326-05	5-Loch / 5 holes
		95-350-04	6-Loch / 6 holes
		95-310-05	5-Loch / 5 holes
		95-311-06	5-Loch / 5 holes
		95-311505	5-Loch / 5 holes
		Schrauben, je 10 Stück / Screws, 10 each:	
		95-401/05	Ø 2,0 x 5 mm
		95-401/07	Ø 2,0 x 7 mm
		95-401/09	Ø 2,0 x 9 mm
		95-401/11	Ø 2,0 x 11 mm
		95-401/13	Ø 2,0 x 13 mm
		95-401/15	Ø 2,0 x 15 mm
		95-401/17	Ø 2,0 x 17 mm
		95-411/07	Ø 2,3 x 7 mm
			Notfallschraube / Emergency screw
		Gerne können Sie Ihr individuelles Set zusammenstellen. Wir passen die Lagerungsracks entsprechend an.	
		You can always compose your individual set. We will adapt the racks accordingly.	



95-296-00
 4-Loch
 4 holes



95-296-04
 4-Loch
 4 holes



95-296-08
 4-Loch
 4 holes



95-296-12
 6-Loch
 6 holes




95-296-16
 8-Loch
 8 holes




95-296-20
 4-Loch, rechts
 4 holes, right



95-296-24
 4-Loch, links
 4 holes, left



95-296-28
 4-Loch, rechts
 4 holes, right



95-296-32
 4-Loch, links
 4 holes, left



95-296-36
 4-Loch, rechts
 4 holes, right




95-296-40
 4-Loch, links
 4 holes, left




95-296-44
 5-Loch, rechts
 5 holes, right




95-296-46
 5-Loch, links
 5 holes, left




95-296-50
 6-Loch, rechts
 6 holes, right




95-296-54
 5-Loch, links
 5 holes, left




95-296-60
 6-Loch, rechts
 6 holes, right




95-296-56
4-Loch
4 holes




95-296-64
5-Loch
5 holes




95-296-68
5-Loch
5 holes



95-296-72
6-Loch
6 holes




95-296-76
6-Loch
6 holes




Orbita-Platten
Orbital Plates


95-360-01
8-Loch
8 holes



95-360-02
10-Loch
10 holes




95-360-03
12-Loch
12 holes




95-296-90
4-Loch, rechts
4 holes, right



95-296-88
4-Loch, links
4 holes, left



95-296-92
4-Loch, rechts
4 holes, right



95-296-94
4-Loch, links
4 holes, left




95-298-02
2-Loch
2 holes



95-298-06
4-Loch
4 holes



95-298-10
4-Loch
4 holes




95-298-14
40-Loch
40 holes




95-298-18
5-Loch,
rechts
5 holes, right




95-298-22
5-Loch, links
5 holes, left




95-298-26
7-Loch,
rechts
7 holes, right




95-298-30
7-Loch, links
7 holes, left




95-298-34
9-Loch,
rechts
9 holes, right




95-298-38
9-Loch, links
9 holes, left




95-298-42
4-Loch
4 holes




95-298-46
10-Loch
10 holes




95-298-50
5-Loch
5 holes




95-298-54
8-Loch
8 holes




95-298-58
8-Loch
8 holes




95-298-62
4-Loch
4 holes



95-298-76
6-Loch
6 holes



95-298-80
4-Loch
4 holes



95-298-84
10-Loch
10 holes

Orbita-Platten
Orbital Plates



95-300-04
4-Loch
4 holes



95-300-03
4-Loch
4 holes



95-301-04
4-Loch
4 holes



95-301-05
4-Loch
4 holes




95-300-06
6-Loch
6 holes




95-301-06
6-Loch
6 holes




95-300-08
8-Loch
8 holes




95-300-12
12-Loch
12 holes



95-300-16
16-Loch
16 holes



95-300-24
24-Loch
24 holes



95-300-40
40-Loch
40 holes



95-330-04
4-Loch, rechts
4 holes, right



95-340-04
4-Loch, links
4 holes, left



95-330-14
4-Loch, rechts
4 holes, right



95-340-14
4-Loch, links
4 holes, left



95-331-04
4-Loch, rechts
4 holes, right



95-341-04
4-Loch, links
4 holes, left



95-331-14
5-Loch, rechts
5 holes, right



95-341-14
5-Loch, links
5 holes, left



95-380-01
4-Loch, rechts
4 holes, right




95-390-04
4-Loch, links
4 holes, left




95-381-01
4-Loch, rechts
4 holes, right




95-391-01
4-Loch, links
4 holes, left



95-324-05
5-Loch
5 holes




95-323-06
6-Loch
6 holes




95-320-04
4-Loch
4 holes




95-321-04
4-Loch
4 holes




95-321-06
6-Loch
6 holes




95-322-06
6-Loch
6 holes




95-325-05
5-Loch
5 holes




95-326-05
5-Loch
5 holes




95-350-04
6-Loch
6 holes




95-310-05
5-Loch
5 holes




95-311-06
5-Loch
5 holes




95-311-05
5-Loch
5 holes




95-312-23
6-Loch
6 holes



95-314-30
6-Loch
6 holes




95-312-07
7-Loch
7 holes




95-319-50
4-Loch
4 holes


für Trepanation
for trepanation



95-394-07
Ø 7 mm
Ø 7 mm




95-394-10
Ø 10 mm
Ø 10 mm




95-394-14
Ø 14 mm
Ø 14 mm


Bohrlochplatten
Burr hole plates




95-349-04
 2 x 2-Loch
 2 x 2 holes




95-348-04
 2 x 2-Loch
 2 x 2 holes




95-349-08
 3 x 2-Loch
 3 x 2 holes




95-348-08
 3 x 2-Loch
 3 x 2 holes




95-349-12
 4 x 2-Loch
 4 x 2 holes




95-348-12
 4 x 2-Loch
 4 x 2 holes



95-348-20
 4 x 4-Loch
 4 x 4 holes



95-349-20
 4 x 4-Loch
 4 x 4 holes



Gitter-Platten, TITAN
Mesh Plates, TITANIUM

95-291-71	60 x 60 x 0,1 mm
95-291-72	120 x 60 x 0,1 mm
95-291-73	120 x 120 x 0,1 mm
95-291-74	60 x 60 x 0,2 mm
95-291-75	120 x 60 x 0,2 mm
95-291-76	120 x 120 x 0,2 mm
95-291-77	80 x 50 x 0,3 mm

TITAN-Draht
TITANIUM wires

95-291-84	0,4 mm
95-291-85	0,5 mm
95-291-86	0,6 mm



**Schlitz/Pin
Single slot**

95-400-04	Ø 2,0 x 4 mm
95-400-05	Ø 2,0 x 5 mm
95-400-07	Ø 2,0 x 7 mm
95-400-09	Ø 2,0 x 9 mm
95-400-11	Ø 2,0 x 11 mm
95-400-13	Ø 2,0 x 13 mm
95-400-15	Ø 2,0 x 15 mm
95-400-17	Ø 2,0 x 17 mm

Notfallschraube
Emergency screw

95-410-07	Ø 2,3 x 7 mm
-----------	--------------



**Kreuzschlitz
Cross head**

95-401-04	Ø 2,0 x 4 mm
95-401-05	Ø 2,0 x 5 mm
95-401-07	Ø 2,0 x 7 mm
95-401-09	Ø 2,0 x 9 mm
95-401-11	Ø 2,0 x 11 mm
95-401-13	Ø 2,0 x 13 mm
95-401-15	Ø 2,0 x 15 mm
95-401-17	Ø 2,0 x 17 mm

Notfallschraube
Emergency screw

95-411-05	Ø 2,3 x 5 mm
95-411-07	Ø 2,3 x 7 mm



**Vierkant
Square head**

95-402-04	Ø 2,0 x 4 mm
95-402-05	Ø 2,0 x 5 mm
95-402-07	Ø 2,0 x 7 mm
95-402-09	Ø 2,0 x 9 mm
95-402-11	Ø 2,0 x 11 mm
95-402-13	Ø 2,0 x 13 mm
95-402-15	Ø 2,0 x 15 mm
95-402-17	Ø 2,0 x 17 mm

Notfallschraube
Emergency screw

95-402-55	Ø 2,3 x 5 mm
95-402-57	Ø 2,3 x 7 mm



95-501-17 Plattenschneidezange
 18 cm, mit Hartmetall
 Plate cutting pliers
 18 cm, with Tungsten Carbide inserts



95-406-15 Flachzange, 13,5 cm
 Flat pliers, 13,5 cm




95-050-07 Plattenbiegezange ADERER, 13 cm
 Plate bending pliers ADERER, 13 cm



95-051-15 Plattenbiegezange
 13,5 cm, mit Stift
 Plate bending pliers
 13,5 cm, with pin



95-153-01 Platten/Schrauben-Haltepinzette
 TITAN, 15 cm
 Plates and screws holding forceps
 TITANIUM, 15 cm



95-120-00 Schraubendreher, drehbar
mit Haltevorrichtung, für Schrauben Ø 2,0 mm
mit Schlitz und Bohrung
Screw-driver, turnable
with holding device, for screws Ø 2,0 mm
with slot and holding

95-121-00 Schraubendreher
mit Haltevorrichtung, für Schrauben Ø 2,0 mm
mit Schlitz und Bohrung
Screw-driver, turnable
with holding device, for screws Ø 2,0 mm
with slot and holding



95-120-10 Schraubendreher, Kreuzschlitz, drehbar,
selbsthaltend für Schrauben Ø 2,0 mm
Screw-driver, crosslock,
selfretaining, for screws Ø 2,0 mm

95-120-11 Schraubendreher, Kreuzschlitz, fest,
selbsthaltend für Schrauben Ø 2,0 mm
Screw-driver, crosslock, selfretaining,
firm for screws Ø 2,0 mm



95-120-20 Schraubendreher, Vierkant, drehbar
selbsthaltend für Schrauben 2,0 mm
Screw-driver, crosslock, turnable
selfretaining, for screws Ø 2,0 mm

95-120-21 Schraubendreher, Vierkant, fest,
selbsthaltend für Schrauben 2,0 mm
Screw-driver, crosslock, selfretaining,
firm for screws Ø 2,0 mm



95-120-40 Schraubendrehergriff, aus Ferozell,
drehbar für alle Sorten Klingen
Ferozell Screw-driver handle
turnable, for all blades

95-120-41 Schraubendrehergriff, aus Ferozell,
nicht drehbar für alle Sorten Klingen
Ferozell Screw-driver handle
not turnable, for all blades



95-120-13

Schraubendreher, mit Metallgriff,
 drehbar, selbsthaltend,
 Screw-driver, with metal handle turnable
 selfretaining, for cross lock screws Ø 2,0 mm



95-120-23

Schraubendreher, mit Metallgriff,
 drehbar, selbsthaltend,
 für Vierkantschrauben Ø 2,0 mm
 Screw-driver, with metal handle turnable
 selfretaining, for square lock screws Ø 2,0 mm



95-120-03

Schraubendreher, mit Metallgriff,
 drehbar, Haltevorrichtung für Schrauben
 Ø 2,0 mm Schlitz und Bohrung
 Screw-driver, with metal handle turnable
 holding device for screws Ø 2,0 mm,
 single slot



95-120-3

Schraubendrehergriff aus Metall
 für alle Sorten Klingen
 Metal Screw-driver handle
 for all blades



95-120-53

Schraubendreherklinge
 alleine, selbsthaltend,
 für Kreuzschlitzschrauben Ø 2,0 mm
 Screw-driver blade
 selfretaining, for cross lock screws Ø 2,0 mm



95-120-54

Schraubendreherklinge
 alleine, selbsthaltend,
 für Vierkantschrauben Ø 2,0 mm
 Screw-driver blade
 selfretaining, for square lock screws Ø 2,0 mm



95-120-51

Schraubendreherklinge
 ohne Haltevorrichtung für Schrauben
 mit Schlitz und Bohrung Ø 2,0 mm
 Screw-driver blade, without holding device
 for screws Ø 2,0 mm, single slot

95-120-51

Schraubendreherklinge
 mit Haltevorrichtung für Schrauben
 mit Schlitz und Bohrung Ø 2,0 mm
 Screw-driver blade, without holding device
 for screws Ø 2,0 mm, single slot



95-120-52

Haltevorrichtung, für Schraubendreher
Klinge für Schrauben mit Schlitz und Bohrung,
für Titanschrauben Ø 2,0 mm
Screw-holding device
for screw driver blades single slot
for Titan screws Ø 2,0 mm



95-513-05

Tiefenmesser, Messertiefe 50 mm
Depth gauge, measuring depth 50 mm



**Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz
Twist Drill with Stryker Coupling**

95-200-00

Ø 1,5 x 50 mm
für Schrauben bis 7 mm Länge
for screws up to 7 mm length

95-200-20

Ø 1,5 x 70 mm
für Schrauben bis 20 mm Länge
for screws up to 20 mm length

95-200-30

Ø 1,5 x 31 mm
für Schrauben bis 7 mm Länge
for screws up to 7 mm length

95-200-40

Ø 1,5 x 105 mm
für Schrauben bis 20 mm Länge
for screws up to 20 mm length



95-803-00

Transbuccale Bohrhilfe
für Schraubendreher mit Haltevorrichtung
Transbuccal drilling guide
for screws-driver with holding sleeve

95-803-50

Transbuccale Bohrhilfe
für Schraubendreher ohne Haltevorrichtung
Transbuccal drilling guide
for screws-driver without holding sleeve



Vertrieb von Katalogen und
Digitalfotografien für die Medizintechnik

Digi-med
Inhaber: Patrick Mohr

Kreutzerstrasse 1
78573 Wurmlingen
Telefon: +49-(0)7461-9101172
Fax: +49-(0)7461-9101172
info@digi-med.de
www.digi-med.de