




TRAUMATOLOGISCHE, ORTHOPÄDISCHE IMPLANTATE UND INSTRUMENTE
**DHPS IMPLANTATE + SCHRAUBEN / MINI, KLEIN, GROSS FRAGMENT,
REKONSTRUKTIONS PLATTEN + SCHRAUBEN**

TRAUMATOLOGY, ORTHOPAEDICS IMPLANTS AND INSTRUMENTS
**DHPS IMPLANTS + SCREWS / MINI, SMALL, LARGE FRAGMENT,
RECONSTRUCTION PLATES + SCREWS**



WICHTIGER HINWEIS:

Die Verantwortung für die richtige Auswahl der Patienten, für eine angemessene Schulung und Information, für die Erfahrung bei der Auswahl und Platzierung von Implantaten und die Entscheidung, Implantate postoperativ zu belassen oder zu entfernen, liegt beim Arzt.

IMPORTANT NOTE:

Responsibility for the proper selection of patients, for adequate training and information, for experience in the choice and placement of implants and the decision to leave or remove implants postoperatively rests with the physician.

Orthopädische und traumatologische Implantate

Wir bieten Ihnen ein komplettes Produktsortiment von osteosynthese Implantaten und orthopädischen Instrumenten von digimed Medizintechnik aus Tuttlingen an.

Orthopaedic and traumatologic implants

We offer you a complete product range of osteosynthesis implants and orthopaedic instruments from digimed Medizintechnik in Tuttlingen.

DHPS IMPLANTATE PLATTEN UND SCHRAUBEN DHPS IMPLANTS PLATES AND SCREWS

Ø 1,5 MM - MINI FRAGMENT PLATTEN
Ø 1,5 MM - MINI FRAGMENT PLATES

Ø 2,0 MM - MINI FRAGMENT PLATTEN
Ø 2,0 MM - MINI FRAGMENT PLATES

MINI-FRAGMENT PLATTEN
MINI FRAGMENT PLATES

GROSS FRAGMENT PLATTEN
LARGE FRAGMENT PLATES

REKONSTRUKTIONS PLATTEN
RECONSTRUCTIVE PLATES

KLINGEN PLATTEN BLADE PLATES

SPONGIOSA SCHRAUBEN
SPONGIOSA SCREWS

MALLEOLAR SCHRAUBEN
MALLEOLAR SCREWS

KANNULIERTE SCHRAUBEN
CANNULATED SCREWS

INSTRUMENTE | DHPS - DCS
INSTRUMENTS | DHPS - DCS

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

TITAN-IMPLANTATSYSTEME FÜR DIE KRANIO-MAXILLOFAZIALE OSTEOSYNTHESE

Die Titanplattensysteme bestehen aus fünf modularen Komponenten für die kranio-maxillofaziale Osteosynthese.

Die Nomenklatur der Systeme als solche basiert auf dem Durchmesser der zu den einzelnen Sets gehörenden Titanschrauben.

Rohmaterial für Titan-Knochenschrauben: Nach ISO-Spezifikation ISO 5832-3 Titanlegierung Ti6Al 4V
Rohmaterial für Titan-Knochenplatten: Entsprechend der ISO-Spezifikation ISO 5832-2 Reintitan.

Montagebohrer für jedes System Fitting Drill for each System

Bohrer / Drill	Schraube / Screw	Notfallschraube / Emergency Screw
Ø 1,0 mm	Ø 1,2 mm	Ø 1,4 mm
Ø 1,3 mm	Ø 1,6 mm	Ø 1,9 mm
Ø 1,5 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,3 mm
Ø 1,8 mm	Ø 2,3 mm	Ø 2,7 mm
Ø 2,0 mm	Ø 2,7 mm	Ø 3,0 mm

GENERAL INFORMATION

TITANIUM IMPLANT SYSTEMS FOR CRANIO MAXILLO FACIAL OSTEOSYNTHESE

The Titanium Plating Systems feature five modular components for Cranio Maxillo Facial Osteosynthesis.

The nomenclature of the systems as such is based on the diameter of the titanium screws being part of the individual sets.

Raw Material for Titanium Bone Screws: According to ISO Specification ISO 5832-3 Titanium Alloy Ti6Al 4V
Raw Material for Titanium Bone Plates: According to ISO Specification ISO 5832-2 Pure Titanium.



DHPS IMPLANTATE PLATTEN UND SCHRAUBEN

DHPS IMPLANTS PLATES AND SCREWS

DHS Platten / DHS Hip Screw Plates	7
DCS Suprakondyläre Platten / DCS Supracondylar Plates	8
DHS Platten, kurzer Zylinder / DHS Hip Plates Short Barrel	8

DHPS IMPLANTATE PLATTEN UND SCHRAUBEN

DHPS IMPLANTS PLATES AND SCREWS

DHPS Zugschrauben / DHPS Lag Screws	8
DHPS Kompressions-Schraube / DHPS Compression Screw	8

Ø 1,5 MM - MINI FRAGMENT PLATTEN

Ø 1,5 MM - MINI FRAGMENT PLATES

Mini-Platte, gerade, ø 1,5 mm / Mini Plate, straight, ø 1,5 mm	9
T-Platte, ø 1,5 mm / T-Plates, ø 1,5 mm	9
H-Platte, ø 1,5 mm / H Plate, ø 1,5 mm	9
Kondylen Platten, ø 1,5 mm / Condylar Plates, ø 1,5 mm	9
Mini DC P-Platten, gerade, ø 2,0 mm / mini-DCP-Plates, straight, ø 2,0 mm	10
Kompressions-Platten, gerade, ø 2,0 mm / compression-Plates, straight, ø 2,0 mm	10
L-Platte, 90° links, ø 2,0 mm / L-Plates, 90° left, ø 2,0 mm	10

Ø 2,0 MM - MINI FRAGMENT PLATTEN

Ø 2,0 MM - MINI FRAGMENT PLATES

L-Platte, 90° rechts, ø 2,0 mm / L-Plates 90° right, ø 2,0 mm	10
T-Platte, ø 2,0 mm / T-Plates, ø 2,0 mm	10
L-Platte, schräg links, ø 2,0 mm / L-Plates, oblique left, ø 2,0 mm	10
L-Platte schräg rechts, ø 2,0 mm / L-Plates oblique right, ø 2,0 mm	11
T-Platte, ø 2,0 mm / T-Plates, ø 2,0 mm	11
H-Platte, ø 2,0 mm / H-Plates, ø 2,0 mm	11
Mini DC P-Platten, ø 2,0 mm / Mini DC P Plates, ø 2,0 mm	11
Mini DC P-Platten, ø 2,0 mm / Mini DC P Plates, ø 2,0 mm	11
Kondylen-Platte, ø 2,0 mm / Condylar-Plates, ø 2,0 mm	11

MINI FRAGMENT PLATTEN FÜR 2,0 MM KORTIKALIS SCHRAUBEN

MINI-FRAGMENT PLATES FOR 2,0 MM CORTICAL SCREWS

LC /DC P Mini Platten, ø 2,0 mm / LC /DC P Mini Plates, ø 2,0 mm	12
Adaptions-Platte, ø 2,0 mm / Adaption-Plates, ø 2,0 mm	12

MINI-FRAGMENT PLATTEN FÜR 2,7 MM KORTIKALIS SCHRAUBEN

MINI FRAGMENT PLATES FOR 2,7 MM CORTICAL SCREWS

DCP Kompressions-Platten, ø 2,7 mm / DCP compression Plates, ø 2,7 mm	13
L-Platte, 90° links, ø 2,7 mm / L-Plate 90° left, ø 2,7 mm	13
L-Platte, 90° rechts, ø 2,7 mm / L-Plate 90° right, ø 2,7 mm	13
T-Platte, 90° rechts, ø 2,7 mm / T-Plate 90° right, ø 2,7 mm	13
L-Platte, schräg links, ø 2,7 mm / L-Plate oblique left, ø 2,7 mm	13
L-Platte, schräg rechts, ø 2,7 mm / L-Plate oblique right, ø 2,7 mm	14
Multifragment-Platte, ø 2,7 mm / Multi Fragment-Plate, ø 2,7 mm	14
Kondylen-Platten, ø 2,7 mm / condylar Plates, ø 2,7 mm	14

MINI-FRAGMENT PLATTEN FÜR 2,7 MM KORTIKALIS SCHRAUBEN

MINI FRAGMENT PLATES FOR 2,7 MM CORTICAL SCREWS

LC /DCP Kompressions-Platten, ø 2,7 mm / LC /DCP Compression-Plates, ø 2,7 mm	14
viertelrohr Platten, ø 2,7 mm / Quarter tubular Plates, ø 2,7 mm	14

MINI-FRAGMENT PLATTEN FÜR 3,5 MM KORTIKALIS SCHRAUBEN

MINI FRAGMENT PLATES FOR 3,5 MM CORTICAL SCREWS

DC P Kompressions-Platten, ø 3,5 mm / DC P Compression Plates, ø 3,5 mm	15
LC /DC P Kompressions-Platte, ø 3,5 mm / LC /DC P Compression Plates, ø 3,5 mm	15
Drittelrohr Platten, ø 3,5 mm / 1/3 Tubular Plates, ø 3,5 mm	15
Drittelrohr Platten mit Kragen, ø 3,5 mm / 1/3 Tubular Plates withcollar, ø 3,5 mm	15

FRAGMENT PLATTEN FÜR 3,5 MM KORTIKALIS & 4,0 MM SPONGIOSA SCHRAUBEN

FRAGMENT PLATES FOR 3,5 MM CORTICAL AND 4,0 MM CANCELLOUS SCREWS

T-Platten, rechtwinklig, ø 3,5 mm / T-Plates right angle, ø 3,5 mm	16
T-Platten, schräg, ø 3,5 mm / T-Plates oblique, ø 3,5 mm	16
Kleeblatt Platten, ø 3,5 mm / Cloverleaf Plate, ø 3,5 mm	16
Clavicula Platte, ø 3,5 mm / Clavicula Plate, ø 3,5 mm	16

GROSS FRAGMENT PLATTEN FÜR 4,5 MM KORTIKALIS & 6,5 MM SPONGIOSA & 4,5 MM MALLEOLAR SCHRAUBEN

LARGE FRAGMENT PLATES FOR 4,5 MM CORTICAL & 6,5 MM CANCELLOUS & 4,5 MM MALLEOLAR SCREWS

DC P Kompressions-Platten schmal, ø 4,5 mm / DC P Compression Plates small, ø 4,5 mm	17
LC /DC P Kompressions-Platten schmal, ø 4,5 mm / LC /DC P Compression Plates small, ø 4,5 mm	17
DC P Kompressions-Platten breit, ø 4,5 mm / DC P Compression Plates broad, ø 4,5 mm	18
LC /DC P Kompressions-Platten breit, ø 4,5 mm / LC /DC P Compression Plates broad, ø 4,5 mm	18
Halbrohr-Platten, ø 4,5 mm / Semi Tubular Plates, ø 4,5 mm	19
große T-Platten, ø 4,5 mm / T-Plate large, ø 4,5 mm	19
L-Abstützplatten, ø 4,5 mm / L-Buttress Plates, ø 4,5 mm	19
T-Abstützplatten, ø 4,5 mm / T-Buttress Plates, ø 4,5 mm	19
Löffelplatten, ø 4,5 mm / Spoon Plates, ø 4,5 mm	20
Kondylenabstützplatten, distal, ø 4,5 mm / Condylar Buttress Plates, ø 4,5 mm	20
Distale Femur Platten, lateral, ø 4,5 mm / Distal Femoral Plates, ø 4,5 mm	20
Proximale Tibia Platten, lateral, ø 4,5 mm / Proximal Tibial Plates, ø 4,5 mm	21
Tibiakopf-Abstützplatten, lateral, ø 4,5 mm / Lateral Tibial Head Buttress Plate, ø 4,5 mm	21
Distale Tibia Platten, medial, ø 4,5 mm / Distal Tibial Plates, ø 4,5 mm	22
Schmale Verlängerungsplatten 8 Löcher / Lengthening Plates small, 8 holes	22
Breite Verlängerungsplatten 8 Löcher / Lengthening Plates broad, 8 holes	22
Breite Verlängerungsplatten 10 Löcher / Lengthening Plates broad, 10 holes	22

REKONSTRUKTIONS PLATTEN FÜR 3,5 MM KORTIKALIS & 4,0 MM SPONGIOSA

RECONSTRUCTIVE PLATES FOR 3,5 MM CORTICAL & 4,0 MM CANCELLOUS

gerade, ø 2,7 mm / straight, ø 2,7 mm	23
gerade, ø 3,5 mm / straight, ø 3,5 mm	23
REK. PLATTEN FÜR 4,5 MM KORTIKALIS, 6,5 MM SPONGIOSA, 4,5 MM MALLEOLAR, 4,5 MM SCHAFT-SCHR.	
REC. PLATES FOR 4,5 MM CORTICAL, 6,5 MM CANCELLOUS, 4,5 MM MALLEOLAR, 4,5 MM SCHAFT-SCREWS	
gebogen, ø 3,5 mm / curved, ø 3,5 mm	24
gebogen, ø 4,5 mm / curved, ø 4,5 mm	24



KLINGEN PLATTEN FÜR 3,5 MM KORTIKALIS & 4,0 MM SPONGIOSA

BLADE PLATES FOR 3,5 MM CORTICAL & 4,0 MM CANCELLOUS

Klingen-Platten, 3 Löcher, ø 3,5 mm / Blade Plates, 3 holes, ø 3,5 mm	25
Kinder-Osteotomie-Platten, ø 3,5 mm / Infant Osteotomy Plates, ø 3,5 mm	25
Klingen-Platten für Kinder, 3 Löcher, ø 4,5 mm / Blade Plates for children, 3 holes, ø 4,5 mm	25
Osteotomie-Platten für Jugendliche, 3 Löcher, ø 4,5 mm / Osteotomy Plates Adolescent, 3 holes, ø 4,5 mm	25
Kondylen-Platten Klein-Statur, 95° / Condylar Plates small-stature, 95°	26
Winkel Platten Klein-Statur, 130° / Angle Plates small-stature, 130°	26

KLINGEN PLATTEN FÜR OSTEOTOMIE

BLADE PLATES FOR OSTEOTOMY

Osteotomie Klingen Platten, 87°, 4 Löcher / Osteotomy Blade Plates 87°, 4 holes	26
Osteotomie Klingen Platten, 100°, 4 Löcher / Osteotomy Blade Plates 100°, 4 holes	26
Osteotomie Klingen Platten, 110° 4 Löcher / Osteotomy Blade Plates 110°, 4 holes	27

KLINGEN PLATTEN

BLADE PLATES

Winkel Klingen-Platten, 130° / Angle Blade Plates, 130°	27
Kondylen Klingen-Platten, 95° / Condylar Blade Plates, 95°	28

KLINGEN PLATTEN FÜR KORTIKALIS SCHRAUBEN

BLADE PLATES FOR CORTICAL SCREWS

ø 1,5 mm / ø 2,0 mm	29
ø 2,7 mm / ø 3,5 mm	30
ø 4,5 mm	31
Vollgewinde, ø 3,5 mm / Fully Threaded, ø 3,5 mm	32

SPONGIOSA SCHRAUBEN

SPONGIOSA SCREWS

Vollgewinde, ø 4,0 mm / Fully Threaded, ø 4,0 mm	32
Kurzgewinde, ø 4,0 mm / Short Threaded, ø 4,0 mm	33
Vollgewinde, ø 6,5 mm / Fully Threaded, ø 6,5 mm	33
16 mm Gewinde, ø 6,5 mm / 16 mm Thread, ø 6,5 mm	34
32 mm Gewinde, ø 6,5 mm / 32 mm Thread, ø 6,5 mm	34

MALLEOLAR SCHRAUBEN

MALLEOLAR SCREWS

Malleolar Schrauben, ø 4,5 mm / Malleolar Screws, ø 4,5 mm	35
Unterlegscheiben / Washers	35
Vollgewinde, selbst schneidend, ø 3,5 mm / Fully Threaded, self cutting, ø 3,5 mm	36

KANNULIERTE SCHRAUBEN

CANNULATED SCREWS

Kurzgewinde, selbst schneidend, ø 3,5 mm / Short Threaded, self cutting, ø 3,5 mm	36
Vollgewinde, selbst schneidend, ø 4,5 mm / Fully Threaded, self cutting, ø 4,5 mm	37
Kurzgewinde, selbst schneidend, ø 4,5 mm / Short Threaded, self cutting, ø 4,5 mm	37
16 Gewinde, selbst schneidend, ø 4,5 mm / 16 mm Thread, self cutting, ø 4,5 mm	38
16 mm Gewinde, selbst schneidend, ø 7,0 mm / 16 mm Thread, self cutting, ø 7,0 mm	38
32 mm Gewinde, selbst schneidend, ø 7,0 mm / 32 mm Thread, self cutting, ø 7,0 mm	38

INSTRUMENTE | ZIELGERÄT UND MESSLEHRE

INSTRUMENTS | DRILL GUIDE AND GAUGE

Verstellbares Universalzielgerät / Adjustable Drill Guide	39
Zielgerät / Targeting Device	39
Führungsdraht, ø 2,5 mm / Guide Wire, ø 2,5 mm	39
Messlehre / Lengthening Gauge	39
3-fach Kombinationsfräser / Triple Combination Reamer	40
Gewindeschneider, Ø 12,5 mm / Tap, Ø 12,5 mm	40
T-Griff / T-handle	40
Schlüssel mit T-Griff / Wrench with T-handle	40

INSTRUMENTE | DHPS - DCS

INSTRUMENTS | DHPS - DCS

Verbindungsschraube, lang / Connecting Screw, long	40
Verbindungsschraube, kurz / Connecting Screw, short	40
Führungsschaft, kurz / Guide Shaft, short	40
Zentrierhülse, kurz / Centring Sleeve, short	40

INSTRUMENTE | HÜLSE - BOHRER | SCHNEIDEN UND FRÄSEN

INSTRUMENTS | SLEEVE - DRILL | TAPS AND SINKS

Zentrierhülse, lang / Centring Sleeve, long	41
Einschläger / Impactor	41
Bohrer mit AO-Anschluss / Drill With AO Connection	41
Bohrer mit Rundschaft / Drill with Round Shaft	41
Bohrer Dreischneider, Schnellkupplung / Drill, Three-Fluted, quick coupling	42
Kopfraumfräser / Countersink	42
Gewindeschneider / Taps	42

INSTRUMENTE | BOHRBUCHSEN

INSTRUMENTS | DRILL SLEEVES

Einsatz-Bohrbuchse; 2,5 mm / 3,5 mm / Insert Drill Sleeve; 2,5 mm / 3,5 mm	43
Einsatz-Bohrbuchse; 4,5 mm / 3,2 mm / Insert Drill Sleeve; 4,5 mm / 3,2 mm	43
Dreifach-Bohrbuchse; 2,0 mm / Triple Drill Sleeve; 2,0 mm	43
Doppel-Bohrbuchse; 1,1 mm / 1,5 mm / Double Drill Sleeve; 1,1 mm / 1,5 mm	43
Doppel-Bohrbuchse; 1,5 mm / 2,0 mm / Double Drill Sleeve; 1,5 mm / 2,0 mm	43
Doppel-Bohrbuchse; 2,0 mm / 2,7 mm / Double Drill Sleeve; 2,0 mm / 2,7 mm	43
Doppel-Bohrbuchse; 2,5 mm / 3,5 mm / Double Drill Sleeve; 2,5 mm / 3,5 mm	43
Doppel-Bohrbuchse; 4,5 mm / 3,2 mm / Double Drill Sleeve; 4,5 mm / 3,2 mm	43
Doppel-Bohrbuchse; 6,5 mm / 3,2 mm / Double Drill Sleeve; 6,5 mm / 3,2 mm	44
Universal-Bohrbuchse; 3,5 mm / Universal Drill Sleeve; ; 3,5 mm	44
Universal-Bohrbuchse; 4,5 mm / 3,2 mm / Universal Drill Sleeve; ; 4,5 mm / 3,2 mm	44
Bohrbuchse neutral; versetzt; 2,7 mm / Drill Sleeve Neutral; offset; 2,7 mm	44
Bohrbuchse neutral / versetzt; 3,5 mm / Drill Sleeve Neutral; offset; 3,5 mm	44
Bohrbuchse neutral / versetzt; 4,5 mm / Drill Sleeve Neutral; offset; 4,5 mm	44
Bohrbuchse für Rundloch; Länge 40 mm / Drill Sleeve for Round Holes; Length 40 mm	44



INSTRUMENTE	GEWEBE SCHUTZHÜLSE	
INSTRUMENTS	PROTECTION SLEEVE	
Gewebeschutzhülse; 3,2 mm / 3,5 mm / Protection Sleeve; 3,2 mm / 3,5 mm		45
Gewebeschutzhülse; 4,5 mm / Protection Sleeve; 4,5 mm		45
INSTRUMENTE	SCHRAUBENDREHER	
INSTRUMENTS	SCREWDRIVER	
Schraubendreher; kannüliert / Screwdriver, cannulated		46
Kreuzschlitz Schraubendreher-Schaft / Screwdriver Shaft cross slotted		46
6-kant/Inbus Schraubendreher-Schaft / Hexagonal Screwdriver Shaft		46
6-kant/Inbus Schraubendreher / Hexagonal Screwdriver		46
INSTRUMENTE	SCHRAUBEN HALTEHÜLSE HANDGRIFFE	
INSTRUMENTS	SCREW HOLDING SLEEVES HANDLES	
Haltehülse / Holding Sleeves		47
Mini-Handgriff, Schnellverschluss / Mini Quick Coupling Handle		48
Handgriff klein, Schnellverschluss / Small Quick Coupling Handle		48
T-Handgriff klein, Schnellverschluss / Small T- Quick Coupling		48
T-Handgriff, Jacobs kannüliert / T- handle Chuck, cannulated		48
INSTRUMENTE	TIEFENMESSLEHRE	
INSTRUMENTS	LENGTH MEASURING DEVICE	
Tiefenmesslehre 30 mm, mit Schutzhülse / Depth Gauge 30 mm with Protection Sleeve		49
Tiefenmesslehre 38 mm, mit Schutzhülse / Depth Gauge 38 mm with Protection Sleeve		49
Tiefenmesslehre 50 mm / Depth Gauge 50 mm		49
Tiefenmesslehre 110 mm / Depth Gauge 110 mm		49
Tiefenmesslehre 120 mm / Depth Gauge 120 mm		49
INSTRUMENTE	KNOCHEN - PLATTEN HALTEZANGEN	
INSTRUMENTS	BONE - PLATES HOLDING FORCEPS	
Knochen/Platten Haltezangen mit Fuß / Bone/Plate Holding Forceps with Foot		50
Knochen/Platten Haltezangen / Bone/Plate Holding Forceps		50
Verbrugge Zange, selbst zentriert / Verbrugge Self Centring Forceps		50
Hirschkäferzange, 120 mm / Stagbeetle Forceps, 120 mm		50
Repositionszangen mit Spitze / Reduction Forceps with Point		50
Repositionszangen mit Spitze / Reduction Forceps with Point		50
INSTRUMENTE	KNOCHEN - PLATTEN HALTEZANGEN	
INSTRUMENTS	BONE - PLATES HOLDING FORCEPS	
Repositionszangen mit Spitze / Reduction Forceps with Point		51
Repositionszangen gezahnt / Reduction Forceps Serrated Jaws		51
Repositionszangen gezahnt, arretierbar / Reduction Forceps Serrated Jaws, locking		51
Farabeuf Zangen / Farabeuf Forceps		51
Repositionszangen für Schrauben / Reduction Forceps for use with Screws		51
Repositionszangen abgewinkelt, runde Spitze / Reduction Forceps curved down, pointed		51
INSTRUMENTE	DRAHT - PLATTEN SCHNEIDER	
INSTRUMENTS	WIRE - PLATES CUTTER	
Repositionszangen, runde Spitze / Reduction Forceps, pointed ball tips		52
Repositionszangen 3-Punkt-Spitze / Reduction Forceps, 3 point ball tips		52
Repositionszangen asymmetrische Spitze / Pelvic Reduction Forceps, asymmetric tip tips		52
Draht-Schneider 175 mm / Wire Cutter 175 mm		52
Draht-Schneider 220 mm / Wire Cutter 220 mm		52
Platten-Schneider 240 mm / Plate Cutter 240 mm		52
INSTRUMENTE	SCHRÄNKEISEN	
INSTRUMENTS	BENDING IRONS	
Schränkeisen für Mini-Platten / Bending Iron for Mini-Plates		53
Schränkeisen für 2,7 mm / 3,5 mm Platten / Bending Iron for 2,7 mm / 3,5 mm Plates		53
Biegehülse für Kirschner Draht / Bending Sleeve for Kirschner Wire		53
Rekonstruktionsplatten Schränkeisen für 3,5 mm / 4,5 mm / Reconstructions Plate Bending Iron for 3,5 mm / 4,5 mm		53
Schränkeisen für Groß Fragment-Platten / Bending Iron for Large Fragment Plates		53
INSTRUMENTE	BIEGEZANGEN	
INSTRUMENTS	BENDING PLIERS	
Biegezangen für 1,5 mm/ 2,0 mm Platten / Bending Pliers for 1,5 mm / 2,0 mm Plates		54
Biegezangen für 2,7 mm/ 3,5 mm Platten / Bending Pliers for 2,7 mm / 3,5 mm Plates		54
Biegezangen für 3,5 mm/ 4,5 mm Rekonstruktions Platten / Bending Pliers for 3,5 mm/ 4,5 mm Reconstruction plates		54
Großer Biegeapparat / Large Bending Device		54
INSTRUMENTE	BIEGESCHABLONEN - RETRAKTOREN	
INSTRUMENTS	BENDING TEMPLATES - RETRACTORS	
Biegeschablonen / Bending Templates		55
Hohmann Retraktor / Hohmann Retractor		55
Retraktor für Kleinfragmente / Retractor for Small Fragments		55
Becken-Retraktor, stumps / Pelvic retractor, blunt		55
Volkman Retraktor / Volkman Retractor		55
INSTRUMENTE	SONSTIGE	
INSTRUMENTS	OTHER	
Knochenhaken, T-Griff / Bone Hook, T-handle		56
Scharfer Haken / Sharp Hook		56
Periost Elevator / Periosteal Elevator		56
Schrauben-Haltepinzette / Screw Holding Forceps		56
Drahtextraktions-Zangen / Extraction Pliers for Wires		56
Plattenspanner / Plate Tension Device		56
Plattenspanner; 8 mm / Compression Device; 8 mm		56
INSTRUMENTE	SONSTIGE	
INSTRUMENTS	OTHER	
Bohrhülse für 17-990-1800 / Drill Sleeve fore 17-990-1800		57
Schraubenschlüssel; 11 mm / Wrench; 11 mm		57
Schraubenschlüssel; 11 mm, Kardan / Scket Wrench; 11 mm, kardan		57
Knochenhaltestab mit Kugelspitze / Ball Spike		57
Abstützschuh / Spiked Disk		57
Schnellverschluss-Adapter Jacobs Futter / Quick Connect Adapter Jacobs Chuck		57



DHS Platten DHS Hip Screw Plates

Material	material	ISO 5832-1
Schaftdicke	thickness	6,0 mm
Schaftbreite	width	19,0 mm
Lochabstand	hole spacing	19,0 mm
Zylinderlänge •	barrel length	38,0 mm

Artikelnummer Item Number	Grad Degree	Loch Holes
17-000-3002	130	2
17-000-3003	130	3
17-000-3004	130	4
17-000-3005	130	5
17-000-3006	130	6
17-000-3008	130	8
17-000-3010	130	10
17-000-3012	130	12
17-000-3014	130	14

17-000-3502	135	2
17-000-3503	135	3
17-000-3504	135	4
17-000-3505	135	5
17-000-3506	135	6
17-000-3507	135	7
17-000-3508	135	8
17-000-3509	135	9
17-000-3510	135	10
17-000-3512	135	12
17-000-3514	135	14
17-000-3516	135	16
17-000-3518	135	18

17-000-4002	140	2
17-000-4003	140	3
17-000-4004	140	4
17-000-4005	140	5
17-000-4006	140	6
17-000-4008	140	8
17-000-4010	140	10
17-000-4012	140	12
17-000-4014	140	14

Artikelnummer Item Number	Grad Degree	Loch Holes
17-000-4502	145	2
17-000-4503	145	3
17-000-4504	145	4
17-000-4505	145	5
17-000-4506	145	6
17-000-4508	145	8
17-000-4510	145	10
17-000-4512	145	12
17-000-4514	145	14

17-000-5002	150	2
17-000-5003	150	3
17-000-5004	150	4
17-000-5005	150	5
17-000-5006	150	6
17-000-5007	150	8
17-000-5008	150	10
17-000-5009	150	12
17-000-5010	150	14



DCS Suprakondyläre Platten DCS Supracondylar Plates



Material	material	ISO 5832-1
Schaftdicke	thickness	6,0 mm
Schaftbreite	width	19,0 mm
Lochabstand	hole spacing	16,0 mm
Zylinderlänge •	barrel length	38,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-000-9506	95	6
17-000-9508	95	8
17-000-9510	95	10
17-000-9512	95	12
17-000-9514	95	14
17-000-9516	95	16
17-000-9518	95	18
17-000-9520	95	20
17-000-9522	95	22

DHS Platten, kurzer Zylinder DHS Hip Plates Short Barrel



Material	material	ISO 5832-1
Schaftdicke	thickness	6,0 mm
Schaftbreite	width	19,0 mm
Lochabstand	hole spacing	16,0 mm
Zylinderlänge •	barrel length	25,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-001-3504	135	4
17-001-3505	135	5
17-001-3506	135	6

DHPS Zugschrauben DHPS Lag Screws



Material	material	ISO 5832-1
Gewinde	thread	12,7 mm
Gewindelänge	thread length	22,4 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-000-0050	50
17-000-0055	55
17-000-0060	60
17-000-0065	65
17-000-0070	70
17-000-0075	75
17-000-0080	80
17-000-0085	85
17-000-0090	90
17-000-0095	95
17-000-0100	100
17-000-0105	105
17-000-0110	110
17-000-0115	115
17-000-0120	120
17-000-0125	125
17-000-0130	130
17-000-0135	135
17-000-0140	140
17-000-0145	145

DHPS Kompressions-Schraube DHPS Compression Screw



Material	material	ISO 5832-1
Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	
17-000-0036	36	

Mini-Platte, gerade, ø 1,5 mm
Mini Plate, straight, ø 1,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,0 mm
Plattenbreite	width	3,8 mm
Lochabstand	hole spacing	5,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-010-0020	100	20

H-Platte, ø 1,5 mm
H Plate, ø 1,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,0 mm
Plattenbreite	width	8,2 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-010-0804	9,0	4

T-Platte, ø 1,5 mm
T-Plates, ø 1,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,0 mm
Plattenbreite	width	3,8 mm
Lochabstand	hole spacing	5,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Schaft Holes shaft	Loch Kopf Holes head
17-011-0339	50	9	3
17-011-0349	50	9	4

Kondylen Platten, ø 1,5 mm
Condylar Plates, ø 1,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,0 mm
Plattenbreite	width	3,5 mm
Lochabstand	hole spacing	5,0 mm

Artikelnummer Item Number		Loch Holes
17-010-1106	links • left	6
17-010-1206	rechts • right	6



Mini DC P-Platten, gerade, ø 2,0 mm
mini-DCP-Plates, straight, ø 2,0 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,0 mm
Plattenbreite	width	5,0 mm
Lochabstand	hole spacing	6,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-011-0003	17	3
17-011-0004	23	4
17-011-0005	29	5
17-011-0006	35	6

L-Platte, 90° rechts, ø 2,0 mm
L-Plates 90° right, ø 2,0 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,0 mm
Plattenbreite	width	5,0 mm
Lochabstand	hole spacing	6,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-011-0202	18	2

T-Platte, ø 2,0 mm
T-Plates, ø 2,0 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,0 mm
Plattenbreite	width	5,0 mm
Lochabstand	hole spacing	6,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-011-0302	18	2

Kompressions-Platten, gerade, ø 2,0 mm
compression-Plates, straight, ø 2,0 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,2 mm
Plattenbreite	width	5,0 mm
Lochabstand	hole spacing	5,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-011-0020	119	20
17-011-0022	100	20

L-Platte, 90° links, ø 2,0 mm
L-Plates, 90° left, ø 2,0 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,0 mm
Plattenbreite	width	5,0 mm
Lochabstand	hole spacing	6,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-011-0102	18	20

L-Platte, schräg links, ø 2,0 mm
L-Plates, oblique left, ø 2,0 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,0 mm
Plattenbreite	width	5,0 mm
Lochabstand	hole spacing	6,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-011-0402	20	2

L-Platte schräg rechts, ø 2,0 mm
L-Plates oblique right, ø 2,0 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,0 mm
Plattenbreite	width	5,0 mm
Lochabstand	hole spacing	6,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-011-0502	20	2

T-Platte, ø 2,0 mm
T-Plates, ø 2,0 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,2mm
Plattenbreite	width	5,0 mm
Lochabstand	hole spacing	5,0 mm

Art.Nr. Item Nr.	Länge mm length mm	Loch schaft Holes shaft	Loch Kopf Holes head
17-011-0339	50	9	3
17-011-0349	50	9	4

H Platte, ø 2,0 mm
H-Plates, ø 2,0 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,0 mm
Plattenbreite	width	11,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-011-0804	9,0	4

Mini DC P-Platten, ø 2,0 mm
Mini DC P Plates, ø 2,0 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,0 mm
Plattenbreite	width	5,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-011-1004	22	4
17-011-1005	27	5
17-011-1006	32	6
17-011-1007	37	7
17-011-1008	42	8

Mini DC P-Platten, ø 2,0 mm
Mini DC P Plates, ø 2,0 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,5 mm
Plattenbreite	width	5,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-011-1016	32	6
17-011-1017	37	7
17-011-1018	42	8
17-011-1019	47	9
17-011-1020	52	10

Kondylen-Platte, ø 2,0 mm
Condylar-Plates, ø 2,0 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,2 mm
Plattenbreite	width	5,0 mm
Lochabstand	hole spacing	5,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-011-0804	links / left	4



Adaptions-Platte, ø 2,0 mm
Adaption-Plates, ø 2,0 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,0 mm
Plattenbreite	width	5,0 mm
Lochabstand	hole spacing	5,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-011-1420	100	20

LC /DC P Mini Platten, ø 2,0 mm
LC /DC P Mini Plates, ø 2,0 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,0 mm
Plattenbreite	width	45,0 mm
Lochabstand	hole spacing	5,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-011-2004	23	4
17-011-2005	29	5
17-011-2006	35	6
17-011-2007	41	7
17-011-2008	47	8
17-011-2009	53	9
17-011-2010	59	10
17-011-2020	119	20



DCP Kompressions-Platten, ø 2,7 mm
Small Fragment DCP Plate, ø 2,7 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	
2-6 loch	2-6 hole	2,0 mm
7-12 loch	7-12 hole	2,5 mm
Plattenbreite	width	8,0 mm
Lochabstand	hole spacing	8,0 mm
Lochab. Mitte	hole spacing middle	11,0 mm
bei	for 17-012-0002-L	16,8 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-012-0002	20	2
17-012-0002-L	26	2
17-012-0003	28	3
17-012-0004	36	4
17-012-0005	44	5
17-012-0006	52	6
17-012-0007	60	7
17-012-0008	68	8
17-012-0009	76	9
17-012-0010	84	10
17-012-0011	92	11
17-012-0012	100	12
17-012-0013	108	13
17-012-0014	116	14

L-Platte, 90° links, ø 2,7 mm
L-Plate 90° left, ø 2,7 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,2 mm
Plattenbreite	width	7,0 mm
Lochabstand	hole spacing	8,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-012-0103	32	3

L-Platte, 90° rechts, ø 2,7 mm
L-Plate 90° right, ø 2,7 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,2 mm
Plattenbreite	width	7,0 mm
Lochabstand	hole spacing	8,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-012-0203	32	3

T-Platte, 90° rechts, ø 2,7 mm
T-Plate 90° right, ø 2,7 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,2 mm
Plattenbreite	width	7,0 mm
Lochabstand	hole spacing	8,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-012-0303	32	3
17-012-0304	40	4
17-012-0305	48	5
17-012-0306	56	6
17-012-0307	64	7
17-012-0308	72	8

L-Platte, schräg links, ø 2,7 mm
L-Plate oblique left, ø 2,7 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,2 mm
Plattenbreite	width	7,2 mm
Lochabstand	hole spacing	8,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-012-0403	34,5	3



L-Platte, schräg rechts, ø 2,7 mm
L-Plate oblique right, ø 2,7 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,2 mm
Plattenbreite	width	7,2 mm
Lochabstand	hole spacing	8,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17012-0503	34,5	3

Multifragment-Platte, ø 2,7 mm
Multi Fragment-Plate, ø 2,7 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,2 mm
Plattenbreite	width	14,5 mm
Lochabstand	hole spacing	8,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-012-0907	44,5	7

Kondylen-Platten, ø 2,7 mm
condylar Plates, ø 2,7 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,5 mm
Plattenbreite	width	7,0 mm
Lochabstand	hole spacing	8,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-012-1106	links / left	6
17-012-1206	rechts / right	6

LC /DCP Kompressions-Platten, ø 2,7 mm
LC /DCP Compression-Plates, ø 2,7 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	2,0 mm
	2-6 loch/hole	2,5 mm
	7-12 loch/hole	
Plattenbreite	width	8,0 mm
Lochabstand	hole spacing	8,0 mm
Lochab. mitte	hole spacing middle	11,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-012-2002	20	2
17-012-2003	28	3
17-012-2004	36	4
17-012-2005	44	5
17-012-2006	52	6
17-012-2007	60	7
17-012-2008	68	8
17-012-2009	76	9
17-012-2010	84	10
17-012-2011	92	11
17-012-2012	100	12

viertelrohr Platten, ø 2,7 mm
Quarter tubular Plates, ø 2,7 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,0 mm
Plattenbreite	width	7,0 mm
Lochabstand	hole spacing	8,0 mm
Lochab. mitte	hole spacing middle	11,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-014-0003	23	3
17-014-0004	31	4
17-014-0005	39	5
17-014-0006	47	6
17-014-0007	55	7
17-014-0008	63	8
17-014-0009	71	9
17-014-0010	79	10

DC P Kompressions-Platten, ø 3,5 mm
DC P Compression Plates, ø 3,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	3,4 mm
Plattenbreite	width	10,0 mm
Lochabstand	hole spacing	12,0 mm
Lochab. mitte	hole spacing middle	16,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-020-0002	26	2
17-020-0003	38	3
17-020-0004	50	4
17-020-0005	62	5
17-020-0006	74	6
17-020-0007	86	7
17-020-0008	98	8
17-020-0009	110	9
17-020-0010	122	10
17-020-0011	134	11
17-020-0012	146	12
17-020-0013	158	13
17-020-0014	170	14
17-020-0016	194	16
17-020-0018	218	18
17-020-0020	242	20
17-020-0022	266	22

Drittelrohr Platten, ø 3,5 mm
1/3 Tubular Plates, ø 3,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,1 mm
Plattenbreite	width	9,0 mm
Lochabstand	hole spacing	12,0 mm
Lochab. mitte	hole spacing middle	16,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-022-0002	25	2
17-022-0003	37	3
17-022-0004	49	4
17-022-0005	61	5
17-022-0006	73	6
17-022-0007	85	7
17-022-0008	97	8
17-022-0009	109	9
17-022-0010	121	10
17-022-0011	133	11
17-022-0012	145	12

Drittelrohr Platten mit Kragen, ø 3,5 mm
1/3 Tubular Plates with collar, ø 3,5 mm



LC /DC P Kompressions-Platte, ø 3,5 mm
LC /DC P Compression Plates, ø 3,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	4,5 mm
Plattenbreite	width	11,5 mm
Lochabstand	hole spacing	13,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-020-2004	51	4
17-020-2005	64	5
17-020-2006	77	6
17-020-2007	90	7
17-020-2008	103	8
17-020-2009	116	9
17-020-2010	129	10
17-020-2011	142	11
17-020-2012	155	12

Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,1 mm
Plattenbreite	width	9,0 mm
Lochabstand	hole spacing	12,0 mm
Lochab. mitte	hole spacing middle	16,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-022-1002	26	2
17-022-1003	38	3
17-022-1004	50	4
17-022-1005	62	5
17-022-1006	74	6
17-022-1007	86	7
17-022-1008	98	8
17-022-1009	110	9
17-022-1010	122	10
17-022-1011	134	11
17-022-1012	146	12



T-Platten, rechtwinklig, ø 3,5 mm
T-Plates right angle, ø 3,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,0 mm
Plattenbreite	width	10,0 mm
Breite T 3-Loch	width T for 3 hole	24,0 mm
Breite T 4-Loch	width T for 4 hole	31,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-026-0333	50	3
17-026-0344	56	4
17-026-0353	67	3
17-026-0364	78	4

Kleeblatt Platten, ø 3,5 mm
Cloverleaf Plate, ø 3,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	2,0 mm
Plattenbreite	width	15,0 mm
Breite T	width T	39,5 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-028-0003	88	3
17-028-0004	104	4
17-028-0005	120	5
17-028-0006	136	6
17-028-0007	152	7
17-028-0008	168	8
17-028-0009	184	9
17-028-0010	200	10

T-Platten, schräg, ø 3,5 mm
T-Plates oblique, ø 3,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	1,0 mm
Plattenbreite	width	10,0 mm
Breite T Loch	width T hole	23,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-026-0333	50	3
17-026-0344	56	4
17-026-0353	67	3
17-026-0364	78	4

Clavicula Platte, ø 3,5 mm
Clavicula Plate, ø 3,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	2,9 mm
Plattenbreite	width	10,0 mm
links	left	

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
6028-1104	95	4
6028-1105	107	5
6028-1106	119	6

Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	2,9 mm
Plattenbreite	width	10,0 mm
rechts	right	

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
6028-1204	95	4
6028-1205	107	5
6028-1206	119	6

FÜR 4,5 MM KORTIKALIS & 6,5 MM SPONGIOSA & 4,5 MM MALLEOLAR SCHRAUBEN
FOR 4,5 MM CORTICAL & 6,5 MM CANCELLOUS & 4,5 MM MALLEOLAR SCREWS

DC P Kompressions-Platten
 schmal, ø 4,5 mm
 DC P Compression Plates
 small, ø 4,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	4,0 mm
Plattenbreite	width	12,0 mm
Lochabstand	hole spacing	16,0 mm
Lochab. Mitte	hole spacing middle	25,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-030-0002	39	2
17-030-0003	55	3
17-030-0004	71	4
17-030-0005	87	5
17-030-0006	103	6
17-030-0007	119	7
17-030-0008	135	8
17-030-0009	151	9
17-030-0010	167	10
17-030-0011	183	11
17-030-0012	199	12
17-030-0013	215	13
17-030-0014	231	14
17-030-0015	247	15
17-030-0016	263	16
17-030-0018	295	18
17-030-0020	327	20
17-030-0022	359	22
17-030-0024	391	24

LC /DC P Kompressions-Platten
 schmal, ø 4,5 mm
 LC /DC P Compression Plates
 small, ø 4,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	4,0 mm
Plattenbreite	width	12,0 mm
Lochabstand	hole spacing	16,0 mm
Lochab. Mitte	hole spacing middle	25,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-030-2002	39	2
17-030-2003	55	3
17-030-2004	71	4
17-030-2005	87	5
17-030-2006	103	6
17-030-2007	119	7
17-030-2008	135	8
17-030-2009	151	9
17-030-2010	167	10
17-030-2011	183	11
17-030-2012	199	12
17-030-2014	231	14
17-030-2016	263	16



FÜR 4,5 MM KORTIKALIS & 6,5 MM SPONGIOSA & 4,5 MM MALLEOLAR SCHRAUBEN
FOR 4,5 MM CORTICAL & 6,5 MM CANCELLOUS & 4,5 MM MALLEOLAR SCREWS

DC P Kompressions-Platten

breit, ø 4,5 mm

DC P Compression Plates

broad, ø 4,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	5,0 mm
Plattenbreite	width	16,2 mm
Lochabstand	hole spacing	16,0 mm
Lochab. Mitte	hole spacing middle	25,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-031-0002	39	2
17-031-0003	55	3
17-031-0004	71	4
17-031-0005	87	5
17-031-0006	103	6
17-031-0007	119	7
17-031-0008	135	8
17-031-0009	151	9
17-031-0010	167	10
17-031-0011	183	11
17-031-0012	199	12
17-031-0013	215	13
17-031-0014	231	14
17-031-0015	247	15
17-031-0016	279	17
17-031-0017	263	16
17-031-0018	295	18
17-031-0020	327	20
17-031-0022	359	22
17-031-0024	391	24
17-031-0026	423	26

LC /DC P Kompressions-Platten

breit, ø 4,5 mm

LC /DC P Compression Plates

broad, ø 4,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	5,0 mm
Plattenbreite	width	16,2 mm
Lochabstand	hole spacing	16,0 mm
Lochab. Mitte	hole spacing middle	25,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-031-2006	103	6
17-031-2007	119	7
17-031-2008	135	8
17-031-2009	151	9
17-031-2010	167	10
17-031-2011	183	11
17-031-2012	199	12
17-031-2013	215	13
17-031-2014	231	14
17-031-2015	247	15
17-031-2016	263	16
17-031-2017	279	17
17-031-2018	295	18



FÜR 4,5 MM KORTIKALIS & 6,5 MM SPONGIOSA & 4,5 MM MALLEOLAR SCHRAUBEN
FOR 4,5 MM CORTICAL & 6,5 MM CANCELLOUS & 4,5 MM MALLEOLAR SCREWS

Halbrohr-Platten, ø 4,5 mm
Semi Tubular Plates, ø 4,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	4,0 mm
Plattenbreite	width	12,0 mm
Lochabstand	hole spacing	16,0 mm
Lochab. Mitte	hole spacing middle	25,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-032-0002	39	2
17-032-0003	55	3
17-032-0004	71	4
17-032-0005	87	5
17-032-0006	103	6
17-032-0007	119	7
17-032-0008	135	8
17-032-0009	151	9
17-032-0010	167	10
17-032-0011	183	11
17-032-0012	199	12

L-Abstützplatten, ø 4,5 mm
L-Buttress Plates, ø 4,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	2,0 mm
Plattenbreite	width	16,0 mm
Lochabstand	hole spacing	16,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-034-0604	87	4
17-034-0606	119	6
17-034-0608	151	8
17-034-0610	183	10

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-034-0704	84	4
17-034-0706	119	6
17-034-0708	151	8
17-034-0710	183	10

große T-Platten, ø 4,5 mm
T-Plate large, ø 4,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	2,0 mm
Plattenbreite	width	17,0 mm
Lochabstand	hole spacing	33,0 mm
Lochab. Mitte	hole spacing middle	16,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-034-0303	68	3
17-034-0304	84	4
17-034-0305	100	5
17-034-0306	116	6
17-034-0307	134	7
17-034-0308	148	8
17-034-0309	164	9
17-034-0310	180	10
17-034-0312	212	12

T-Abstützplatten, ø 4,5 mm
T-Buttress Plates, ø 4,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	2,0 mm
Plattenbreite	width	17,0 mm
Lochabstand	hole spacing	33,0 mm
Lochab. Mitte	hole spacing middle	16,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-034-0804	84	4
17-034-0805	100	5
17-034-0806	116	6
17-034-0808	148	8



FÜR 4,5 MM KORTIKALIS & 6,5 MM SPONGIOSA & 4,5 MM MALLEOLAR SCHRAUBEN
FOR 4,5 MM CORTICAL & 6,5 MM CANCELLOUS & 4,5 MM MALLEOLAR SCREWS

Löffelplatten, ø 4,5 mm
Spoon Plates, ø 4,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	2,0 mm
Kopfbreite	thread width	34,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-039-0005	100	5
17-039-0006	120	6

Distale Femur Platten, lateral, ø 4,5 mm
Distal Femoral Plates, ø 4,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	3,2 mm
Plattenbreite	width	16,0 mm
Kopfbreite	thread width	24,0 mm
Lochabstand	hole spacing	18,0 mm

für linkes Bein
for left leg

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-041-0105	80	5
17-041-0107	122	7
17-041-0109	158	9
17-041-0111	194	11
17-041-0113	230	13

Kondylenabstützplatten, distal, ø 4,5 mm
Condylar Buttress Plates, ø 4,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	5,0 mm
Plattenbreite	width	16,0 mm
Lochabstand	hole spacing	16,0 mm

für linkes Bein
for left leg

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-040-0107	158	7
17-040-0109	190	9
17-040-0111	222	11
17-040-0113	254	13
17-040-0115	286	15

für rechtes Bein
for right leg

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-040-0207	158	7
17-040-0209	190	9
17-040-0211	222	11
17-040-0213	254	13
17-040-0215	286	15

für rechtes Bein
for right leg

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-041-0205	80	5
17-041-0207	122	7
17-041-0209	158	9
17-041-0211	194	11
17-041-0213	230	13

FÜR 4,5 MM KORTIKALIS & 6,5 MM SPONGIOSA & 4,5 MM MALLEOLAR SCHRAUBEN
FOR 4,5 MM CORTICAL & 6,5 MM CANCELLOUS & 4,5 MM MALLEOLAR SCREWS

Proximale Tibia Platten, lateral, ø 4,5 mm
Proximal Tibial Plates, ø 4,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	3,2 mm
Plattenbreite	width	16,0 mm
Kopfbreite	thread width	24,0 mm
Lochabstand	hole spacing	18,0 mm

für linkes Bein
for left leg

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-042-0105	80	5
17-042-0107	122	7
17-042-0109	158	9
17-042-0111	194	11
17-042-0113	230	13

für rechtes Bein
for right leg

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-042-0205	80	5
17-042-0207	122	7
17-042-0209	158	9
17-042-0211	194	11
17-042-0213	230	13

Tibiakopf-Abstützplatten, lateral, ø 4,5 mm
Lateral Tibial Head Buttress Plate, ø 4,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	4,0 mm
Plattenbreite	width	14,0 mm
Lochabstand	hole spacing	16,0 mm

rechts abgewinkelt für linkes Bein
right abgewinkelt für linkes Bein

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-043-0105	118	5
17-043-0107	150	7
17-043-0109	182	9
17-043-0111	214	11
17-043-0113	246	13

linkes abgewinkelt für rechtes Bein
left angled for right leg

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-043-0205	118	5
17-043-0207	150	7
17-043-0209	182	9
17-043-0211	214	11
17-043-0213	246	13



FÜR 4,5 MM KORTIKALIS & 6,5 MM SPONGIOSA & 4,5 MM MALLEOLAR SCHRAUBEN
FOR 4,5 MM CORTICAL & 6,5 MM CANCELLOUS & 4,5 MM MALLEOLAR SCREWS

Distale Tibia Platten, medial, ø 4,5 mm
Distal Tibial Plates, ø 4,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	3,2 mm
Plattenbreite	width	16,0 mm
Kopfbreite	thread width	24,0 mm
Lochabstand	hole spacing	18,0 mm

für linkes Bein
for left leg

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-044-0105	80	5
17-044-0107	122	7
17-044-0109	158	9
17-044-0111	194	11
17-044-0113	230	13

für rechtes Bein
for right leg

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-044-0205	80	5
17-044-0207	122	7
17-044-0209	158	9
17-044-0211	194	11
17-044-0213	230	13

Schmale Verlängerungsplatten 8 Löcher
Lengthening Plates small, 8 holes



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	4,0 mm
Plattenbreite	width	12,0 mm
Lochabstand	hole spacing	12,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-045-0125	125	30
17-045-0135	135	40
17-045-0145	145	50
17-045-0155	155	60
17-045-0165	165	70
17-045-0175	175	80

Breite Verlängerungsplatten 8 Löcher
Lengthening Plates broad, 8 holes



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	5,0 mm
Plattenbreite	width	16,0 mm
Lochabstand	hole spacing	12,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-046-0125	125	30
17-046-0135	135	40
17-046-0145	145	50
17-046-0155	155	60
17-046-0165	165	70

Breite Verlängerungsplatten 10 Löcher
Lengthening Plates broad, 10 holes



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	5,0 mm
Plattenbreite	width	16,0 mm
Lochabstand	hole spacing	12,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-047-0180	180	50
17-047-0190	190	60
17-047-0200	200	70
17-047-0210	210	80
17-047-0220	220	90
17-047-0230	230	100
17-047-0240	240	110
17-047-0250	250	120

FÜR 3,5 MM KORTIKALIS & 4,0 MM SPONGIOSA
FOR 3,5 MM CORTICAL & 4,0 MM CANCELLOUS

gerade, ø 2,7 mm
 straight, ø 2,7 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	3,1 mm
Plattenbreite	width	8,0 mm
Lochabstand	hole spacing	8,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-051-0005	40	5
17-051-0006	48	6
17-051-0008	64	8
17-051-0010	80	10
17-051-0012	96	12
17-051-0014	112	14
17-051-0016	128	16
17-051-0018	144	18
17-051-0020	160	20
17-051-0022	176	22
17-051-0024	192	24

gerade, ø 3,5 mm
 straight, ø 3,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	2,8 mm
Plattenbreite	width	10,0 mm
Lochabstand	hole spacing	12,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-050-0003	34	3
17-050-0004	46	4
17-050-0005	58	5
17-050-0006	70	6
17-050-0007	82	7
17-050-0008	94	8
17-050-0009	106	9
17-050-0010	118	10
17-050-0011	130	11
17-050-0012	142	12
17-050-0013	154	13
17-050-0014	166	14
17-050-0015	178	15
17-050-0016	190	16
17-050-0018	214	18
17-050-0020	238	20
17-050-0022	262	22



**FÜR 4,5 MM KORTIKALIS, 6,5 MM SPONGIOSA, 4,5 MM MALLEOLAR SCHRAUBEN, 4,5 MM SCHAFT-SCHRAUBEN
FOR 4,5 MM CORTICAL, 6,5 MM CANCELLOUS, 4,5 MM MALLEOLAR SCREWS, 4,5 MM SHAFT-SCREWS**

gebogen, ø 3,5 mm
curved, ø 3,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	3,6 mm
Plattenbreite	width	10,0 mm
Lochabstand	hole spacing	12,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-050-0106	70	6
17-050-0108	94	8
17-050-0110	118	10
17-050-0112	142	12
17-050-0114	166	14
17-050-0116	190	16
17-050-0118	214	18

gebogen, ø 4,5 mm
curved, ø 4,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	2,9 mm
Plattenbreite	width	12,0 mm
Lochabstand	hole spacing	16,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Loch Holes
17-052-0003	45	3
17-052-0004	61	4
17-052-0005	77	5
17-052-0006	93	6
17-052-0007	109	7
17-052-0008	125	8
17-052-0009	141	9
17-052-0010	157	10
17-052-0011	173	11
17-052-0012	189	12
17-052-0013	205	13
17-052-0014	221	14
17-052-0015	237	15
17-052-0016	253	16



FÜR 3,5 MM KORTIKALIS & 4,0 MM SPONGIOSA
FOR 3,5 MM CORTICAL & 4,0 MM CANCELLOUS

Klingen-Platten, 3 Löcher, ø 3,5 mm
Blade Plates, 3 holes, ø 3,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	4,5 mm
Plattenbreite	width	14,0 mm
Lochabstand	hole spacing	11,7 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Distanz mm distance mm	Grad degree
6053-0012	25	7	87
6053-0014	32	7	87
6053-0112	25	12	87
6053-0114	32	12	87

Klingen-Platten für Kinder,
3 Löcher, ø 4,5 mm
Blade Plates for children,
3 holes, ø 4,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	4,5 mm
Plattenbreite	width	11,5 mm
Lochabstand	hole spacing	11,5 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Distanz mm distance mm	Grad degree
17-053-2012	35	8	80
17-053-2014	45	8	80
17-053-2112	35	8	90
17-053-2114	45	8	90
17-053-2212	35	8	100
17-053-2214	45	8	100

Kinder-Osteotomie-Platten,
ø 3,5 mm
Infant Osteotomy Plates,
ø 3,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	2,0 mm
Plattenbreite	width	11,0 mm
Lochabstand	hole spacing	10,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Grad degree	Loch Holes
6053-1012	30	115	2
6053-1014	35	115	3

Osteotomie-Platten für Jugendliche,
3 Löcher, ø 4,5 mm
Osteotomy Plates Adolescent,
3 holes, ø 4,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	4,5 mm
Plattenbreite	width	14,0 mm
Lochabstand	hole spacing	11,7 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Distanz mm distance mm	Grad degree
17-054-0012	40	10	87
17-054-0014	50	10	87
17-054-0012	40	15	87
17-054-0014	50	15	87
17-054-0016	60	15	87



Kondylen-Platten Klein-Statur, 95° Condylar Plates small-stature, 95°



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	4,5 mm
Plattenbreite	width	14,0 mm
Klingenbreite	blade width	11,7 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Länge mm Schaft length mm shaft	Loch Holes
17-054-0540	40	92	5
17-054-0550	50	92	5
17-054-0560	60	92	5
17-054-0570	70	92	5
17-054-0580	40	124	7
17-054-0740	50	124	7
17-054-0750	60	124	7
17-054-0760	70	124	7
17-054-0770	40	156	9
17-054-0940	50	156	9
17-054-0950	60	156	9
17-054-0960	70	156	9
17-054-0970	35	8	80

Winkel Platten Klein-Statur, 130° Angle Plates small-stature, 130°



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	4,5 mm
Plattenbreite	width	14,0 mm
Lochabstand	hole spacing	13,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Länge mm Schaft length mm shaft	Loch Holes
17-054-2540	50	64	4
17-054-2550	60	64	4
17-054-2560	70	64	4
17-054-2570	80	64	4
17-054-2580	50	108	6
17-054-2740	60	108	6
17-054-2750	70	108	6
17-054-2760	80	108	6
17-054-2770	50	156	9
17-054-2940	60	156	9
17-054-2950	70	156	9
17-054-2960	80	156	9
17-054-2970	35	8	80

Osteotomie Klingen Platten, 87°, 4 Löcher Osteotomy Blade Plates 87°, 4 holes



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	6,6 mm
Plattenbreite	width	18,0 mm
Klingenbreite	blade width	16,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Länge mm Schaft length mm shaft	Offset mm
17-055-0002	40	102	10
17-055-0004	50	102	10
17-055-0005	55	102	10
17-055-0006	60	102	10
17-055-0007	65	102	10
17-055-0010	80	102	10
17-055-0102	40	102	15
17-055-0104	50	102	15
17-055-0105	55	102	15
17-055-0106	60	102	15
17-055-0107	65	102	15
17-055-0108	70	102	15
17-055-0109	75	102	15
17-055-0110	80	102	15
17-055-0204	50	102	20
17-055-0206	60	102	20
17-055-0208	70	102	20
17-055-0209	75	102	20

Osteotomie Klingen Platten, 100°, 4 Löcher Osteotomy Blade Plates 100°, 4 holes



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	6,6 mm
Plattenbreite	width	18,0 mm
Lochabstand	hole spacing	16,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Länge mm Schaft length mm shaft	Offset mm
17-055-1004	50	102	10
17-055-1006	60	102	10

Osteotomie Klingen Platten, 110° 4 Löcher
Osteotomy Blade Plates 110°, 4 holes



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	6,0 mm
Plattenbreite	width	16,0 mm
Lochabstand	hole spacing	16,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Länge mm Schaft length mm shaft	Grad degree
17-055-2007	65	71	110
17-055-2009	75	71	110
17-055-2011	85	71	110
17-055-3007	65	71	120
17-055-3009	75	71	120
17-055-3011	85	71	120
17-055-4007	65	71	130
17-055-4008	70	71	130
17-055-4009	75	71	130
17-055-4010	80	71	130
17-055-4011	85	71	130
17-055-4012	90	71	130
17-055-4013	95	71	130
17-055-4014	100	71	130
17-055-4015	105	71	130
17-055-4016	110	71	130

Winkel Klingen-Platten, 130°
Angle Blade Plates, 130°



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	6,0 mm
Plattenbreite	width	16,0 mm
Lochabstand	hole spacing	16,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Länge mm Schaft length mm shaft	Grad degree
17-056-0450	50	64	4
17-056-0460		64	4
17-056-0470	70	64	4
17-056-0475	75	64	4
17-056-0480	80	64	4
17-056-0485	85	64	4
17-056-0490	90	64	4
17-056-0495	95	64	4
17-056-0500	100	64	4
17-056-0505	105	64	4
17-056-0510	110	64	4
17-056-0650	70	106	6
17-056-0660	75	106	6
17-056-0670	80	106	6
17-056-0680	85	106	6
17-056-0690	90	106	6
17-056-0970	95	156	9
17-056-0980	100	156	9
17-056-0990	105	156	9
17-056-0992	110	156	9
17-056-1270	70	204	12
17-056-1280	80	204	12
17-056-1290	90	204	12



Kondylen Klingen-Platten, 95° Condylar Blade Plates, 95°



Material	material	ISO 5832-1
Plattendicke	thickness	6,6 mm
Plattenbreite	width	16,0 mm
Lochabstand	hole spacing	16,0 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Länge mm Schaft length mm shaft	Grad degree
17-056-2550	50	92	5
17-056-2560	60	92	5
17-056-2570	70	92	5
17-056-2580	80	92	5
17-056-2750	50	124	7
17-056-2760	60	124	7
17-056-2770	70	124	7
17-056-2780	80	124	7
17-056-2950	50	156	9
17-056-2960	60	156	9
17-056-2970	70	156	9
17-056-2980	80	156	9
17-056-3250	50	204	12
17-056-3260	60	204	12
17-056-3270	70	204	12
17-056-3280	80	204	12
17-056-3450	50	236	14
17-056-3460	60	236	14
17-056-3470	70	236	14
17-056-3480	80	236	14
17-056-3660	60	268	16
17-056-3670	70	268	16
17-056-3680	80	268	16
17-056-3860	60	300	18
17-056-3870	70	300	18
17-056-3880	80	300	18



ø 1,5 mm



ø 2,0 mm



Material	material	ISO 5832-1
Gewinde	thread ø	1,5 mm
Kern	core ø	1,0 mm
Schraubenkopf	head ø	3,0 mm
Innensechskant	hex ø	1,5 mm
Gewindesteigung	thread pitch	0,5 mm
Bohrer für Gewindeloch 17-990-0002	drill for thread hole 17-990-0002	1,1 mm
Bohrer für Gleitloch 17-990-0003	drill for gliding hole 17-990-0003	1,5 mm
Gewindeschneider 17-990-0410	tap 17-990-0410	1,5 mm
Schraubendreher 17-990-0612	screwdriver 17-990-0612	1,5 mm

Material	material	ISO 5832-1
Gewinde	thread ø	2,0 mm
Kern	core ø	1,3 mm
Schraubenkopf	head ø	4,0 mm
Innensechskant	hex ø	1,5 mm
Gewindesteigung	thread pitch	0,6 mm
Bohrer für Gewindeloch 17-990-0003	drill for thread hole 17-990-0003	1,5 mm
Bohrer für Gleitloch 17-990-0008	drill for gliding hole 17-990-0008	2,0 mm
Gewindeschneider 17-990-0420	tap 17-990-0420	2,0 mm
Schraubendreher 17-990-0612	screwdriver 17-990-0612	1,5 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-060-0006	6
17-060-0007	7
17-060-0008	8
17-060-0009	9
17-060-0010	10
17-060-0011	11
17-060-0012	12
17-060-0014	14
17-060-0016	16
17-060-0018	18
17-060-0020	20
17-060-0022	22
17-060-0024	24

Artikelnummer Item Number	Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
standard standard	selbstschneidend self cutting	
17-061-0006	–	6
17-061-0008	–	8
17-061-0010	17-061-0510	10
17-061-0012	17-061-0512	12
17-061-0014	17-061-0514	14
17-061-0016	17-061-0516	16
17-061-0018	17-061-0518	18
17-061-0020	17-061-0520	20
17-061-0022	17-061-0522	22
17-061-0024	17-061-0524	24
17-061-0026	17-061-0526	26
17-061-0028	17-061-0528	28
17-061-0030	17-061-0530	30
17-061-0032	17-061-0532	32
17-061-0034	17-061-0534	34
17-061-0036	17-061-0536	36
17-061-0038	17-061-0538	38



ø 2,7 mm



Material	material	ISO 5832-1
Gewinde	thread ø	2,7 mm
Kern	core ø	1,9 mm
Schraubenkopf	head ø	5,0 mm
Innensechskant	hex ø	2,5 mm
Gewindesteigung	thread pitch	1,0 mm
Bohrer für Gewindeloch 17-990-0008	drill for thread hole 17-990-0008	2,0 mm
Bohrer für Gleitloch 17-990-0016	drill for gliding hole 17-990-0016	2,7 mm
Gewindeschneider 17-990-0430	tap 17-990-0430	2,7 mm
Schraubendreher 17-990-0620	screwdriver 17-990-0620	2,5 mm

ø 3,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Gewinde	thread ø	3,5 mm
Kern	core ø	2,4 mm
Schraubenkopf	head ø	6,0 mm
Innensechskant	hex ø	2,5 mm
Gewindesteigung	thread pitch	1,25 mm
Bohrer für Gewindeloch 17-990-0012	drill for thread hole 17-990-0012	2,5 mm
Bohrer für Gleitloch 17-990-0024	drill for gliding hole 17-990-0024	3,5 mm
Gewindeschneider 17-990-0440	tap 17-990-0440	3,5 mm
Schraubendreher 17-990-0650	screwdriver 17-990-0650	2,5 mm

Artikelnummer Item Number	Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
standard standard	selbstschneidend self cutting	
17-062-0006	–	6
17-062-0008	–	8
17-062-0010	17-062-0510	10
17-062-0012	17-062-0512	12
17-062-0014	17-062-0514	14
17-062-0016	17-062-0516	16
17-062-0018	17-062-0518	18
17-062-0020	17-062-0520	20
17-062-0022	17-062-0522	22
17-062-0024	17-062-0524	24
17-062-0026	17-062-0526	26
17-062-0028	17-062-0528	28
17-062-0030	17-062-0530	30
17-062-0032	17-062-0532	32
17-062-0034	17-062-0534	34
17-062-0036	17-062-0536	36
17-062-0038	17-062-0538	38
17-062-0040	17-062-0540	40

Artikelnummer Item Number	Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
standard standard	selbstschneidend self cutting	
17-063-0010	17-063-0510	10
17-063-0012	17-063-0512	12
17-063-0014	17-063-0514	14
17-063-0016	17-063-0516	16
17-063-0018	17-063-0518	18
17-063-0020	17-063-0520	20
17-063-0022	17-063-0522	22
17-063-0024	17-063-0524	24
17-063-0026	17-063-0526	26
17-063-0028	17-063-0528	28
17-063-0030	17-063-0530	30
17-063-0032	17-063-0532	32
17-063-0034	17-063-0534	34
17-063-0036	17-063-0536	36
17-063-0038	17-063-0538	38
17-063-0040	17-063-0540	40
17-063-0045	17-063-0545	45
17-063-0050	17-063-0550	50
17-063-0055	17-063-0555	55
17-063-0060	17-063-0560	60
17-063-0065	17-063-0565	65
17-063-0070	17-063-0570	70
17-063-0075	17-063-0575	75
17-063-0080	17-063-0580	80
17-063-0085	17-063-0585	85
17-063-0090	17-063-0590	90
17-063-0095	17-063-0595	95
17-063-0100	17-063-0600	100
17-063-0105	17-063-0605	105
17-063-0110	17-063-0610	110
17-063-0115	17-063-0615	115
17-063-0120	17-063-0620	120



ø 4,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Gewinde	thread ø	4,5 mm
Kern	core ø	3,0 mm
Schraubenkopf	head ø	8,0 mm
Innensechskant	hex ø	3,5 mm
Gewindesteigung	thread pitch	1,75 mm
Bohrer für Gewindeloch 17-990-0020	drill for thread hole 17-990-0020	3,2 mm
Bohrer für Gleitloch 17-990-0030	drill for gliding hole 17-990-0030	4,5 mm
Gewindeschneider 17-990-0460	tap 17-990-0460	4,5 mm
Schraubendreher 17-990-0660	screwdriver 17-990-0660	3,5 mm

Artikelnummer Item Number	Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
standard standard	selbstschneidend self cutting	
17-064-0014	17-064-0514	14
17-064-0016	17-064-0516	16
17-064-0018	17-064-0518	18
17-064-0020	17-064-0520	20
17-064-0022	17-064-0522	22
17-064-0024	17-064-0524	24
17-064-0026	17-064-0526	26
17-064-0028	17-064-0528	28
17-064-0030	17-064-0530	30
17-064-0032	17-064-0532	32
17-064-0034	17-064-0534	34
17-064-0036	17-064-0536	36
17-064-0038	17-064-0538	38
17-064-0040	17-064-0540	40
17-064-0042	17-064-0542	42
17-064-0044	17-064-0544	44
17-064-0045	17-064-0545	45
17-064-0046	17-064-0546	46
17-064-0048	17-064-0548	48
17-064-0050	17-064-0550	50
17-064-0052	17-064-0552	52
17-064-0054	17-064-0554	54
17-064-0055	17-064-0555	55
17-064-0056	17-064-0556	56
17-064-0058	17-064-0558	58
17-064-0060	17-064-0560	60

Artikelnummer Item Number	Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
standard standard	selbstschneidend self cutting	
17-064-0062	17-064-0562	62
17-064-0064	17-064-0564	64
17-064-0065	17-064-0565	65
17-064-0066	17-064-0566	66
17-064-0068	17-064-0568	68
17-064-0070	17-064-0570	70
17-064-0072	17-064-0572	72
17-064-0074	17-064-0574	74
17-064-0075	17-064-0575	75
17-064-0076	17-064-0576	76
17-064-0078	17-064-0578	78
17-064-0080	17-064-0580	80
17-064-0085	17-064-0585	85
17-064-0090	17-064-0590	90
17-064-0095	17-064-0595	95
17-064-0100	17-064-0600	100
17-064-0105	17-064-0605	105
17-064-0110	17-064-0610	110
17-064-0115	17-064-0615	115
17-064-0120	17-064-0620	120
17-064-0125	17-064-0625	125
17-064-0130	17-064-0630	130
17-064-0135	17-064-0635	135
17-064-0140	17-064-0640	140
17-064-0145	–	145



Vollgewinde, ø 3,5 mm
Fully Threaded, ø 3,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Gewinde	thread ø	3,5 mm
Kern	core ø	2,4 mm
Schraubenkopf	head ø	6,0 mm
Innensechskant	hex ø	2,5 mm
Gewindesteigung	thread pitch	1,75 mm
Bohrer für Gewindeloch 17-990-0012	drill for thread hole 17-990-0012	2,5 mm
Gewindeschneider 17-990-0445	tap 17-990-0445	3,5 mm
Schraubendreher 17-990-0650	screwdriver 17-990-0650	2,5 mm

Vollgewinde, ø 4,0 mm
Fully Threaded, ø 4,0 mm



Material	material	ISO 5832-1
Gewinde	thread ø	4,0 mm
Kern	core ø	1,9 mm
Schraubenkopf	head ø	6,0 mm
Innensechskant	hex ø	2,5 mm
Gewindesteigung	thread pitch	1,75 mm
Bohrer für Gewindeloch 17-990-0012	drill for thread hole 17-990-0012	2,5 mm
Gewindeschneider 17-990-0445	tap 17-990-0445	4,0 mm
Schraubendreher 17-990-0650	screwdriver 17-990-0650	2,5 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-071-0008	8
17-071-0010	10
17-071-0012	12
17-071-0014	14
17-071-0016	16
17-071-0018	18
17-071-0020	20
17-071-0022	22
17-071-0024	24
17-071-0026	26
17-071-0028	28
17-071-0030	30
17-071-0032	32
17-071-0034	34
17-071-0036	36
17-071-0038	38
17-071-0040	40
17-071-0045	45
17-071-0050	50
17-071-0055	55
17-071-0060	60

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-072-0010	10
17-072-0012	12
17-072-0014	14
17-072-0016	16
17-072-0018	18
17-072-0020	20
17-072-0022	22
17-072-0024	24
17-072-0026	26
17-072-0028	28
17-072-0030	30
17-072-0032	32
17-072-0034	34
17-072-0036	36
17-072-0038	38
17-072-0040	40
17-072-0042	42
17-072-0044	44
17-072-0046	46
17-072-0048	48
17-072-0050	50
17-072-0055	55
17-072-0060	60



Kurzgewinde, ø 4,0 mm
Short Threaded, ø 4,0 mm



Material	material	ISO 5832-1
Gewinde	thread ø	4,5 mm
Kern	core ø	1,9 mm
Schraubenkopf	head ø	6,0 mm
Innensechskant	hex ø	2,5 mm
Gewindesteigung	thread pitch	1,75 mm
Bohrer für Gewindeloch 17-990-0012	drill for thread hole 17-990-0012	2,5 mm
Gewindeschneider 17-990-0450	tap 17-990-0450	4,0 mm
Schraubendreher 17-990-0650	screwdriver 17-990-0650	2,5 mm

Vollgewinde, ø 6,5 mm
Fully Threaded, ø 6,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Gewinde	thread ø	6,5 mm
Kern	core ø	3,0 mm
Schraubenkopf	head ø	8,0 mm
Innensechskant	hex ø	3,5 mm
Gewindesteigung	thread pitch	2,75 mm
Bohrer für Gewindeloch 17-990-0020 17-990-0030	drill for thread hole 17-990-0020 17-990-0030	3,2 mm
Gewindeschneider 17-990-0470	tap 17-990-0470	6,5 mm
Schraubendreher 17-990-0660	screwdriver 17-990-0660	3,5 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Gewinde Länge mm length mm shaft
17-072-2010	10	5
17-072-2012	12	5
17-072-2014	14	5
17-072-2016	16	6
17-072-2018	18	7
17-072-2020	20	8
17-072-2022	22	9
17-072-2024	24	10
17-072-2026	26	12
17-072-2028	28	14
17-072-2030	30	14
17-072-2032	32	14
17-072-2034	34	14
17-072-2035	35	15
17-072-2036	36	16
17-072-2038	38	16
17-072-2040	40	16
17-072-2042	42	16
17-072-2044	44	16
17-072-2045	45	16
17-072-2046	46	16
17-072-2048	48	16
17-072-2050	50	16
17-072-2055	55	16
17-072-2060	60	16

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-074-0020	20
17-074-0025	25
17-074-0030	30
17-074-0035	35
17-074-0040	40
17-074-0045	45
17-074-0050	50
17-074-0055	55
17-074-0060	60
17-074-0065	65
17-074-0070	70
17-074-0075	75
17-074-0080	80
17-074-0085	85
17-074-0090	90
17-074-0095	95
17-074-0100	100
17-074-0105	105
17-074-0110	110
17-074-0115	115
17-074-0120	120
17-074-0125	125
17-074-0130	130



16 mm Gewinde, ø 6,5 mm
16 mm Thread, ø 6,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Gewinde	thread ø	6,5 mm
Kern	core ø	3,0 mm
Schraubenkopf	head ø	8,0 mm
Schaft	shaft ø	4,5 mm
Innensechskant	hex ø	3,5 mm
Gewindesteigung	thread pitch	2,75 mm
Bohrer für Gewindeloch 17-990-0020	drill for thread hole 17-990-0020	3,2 mm
Bohrer für Schaft 17- 990-0030	drill for shaft hole 17-990-0030	4,5 mm
Gewindeschneider 17-990-0470	tap 17-990-0470	6,5 mm
Schraubendreher 17-990-0660	screwdriver 17-990-0660	3,5 mm

32 mm Gewinde, ø 6,5 mm
32 mm Thread, ø 6,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Gewinde	thread ø	6,5 mm
Kern	core ø	3,0 mm
Schraubenkopf	head ø	8,0 mm
Schaft	shaft ø	4,5 mm
Innensechskant	hex ø	3,5 mm
Gewindesteigung	thread pitch	2,75 mm
Bohrer für Gewindeloch 17-990-0020	drill for thread hole 17-990-0020	3,2 mm
Bohrer für Schaft 17- 990-0030	drill for shaft hole 17-990-0030	4,5 mm
Gewindeschneider 17-990-0470	tap 17-990-0470	6,5 mm
Schraubendreher 17-990-0660	screwdriver 17-990-0660	3,5 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-074-1025	25
17-074-1030	30
17-074-1035	35
17-074-1040	40
17-074-1045	45
17-074-1050	50
17-074-1055	55
17-074-1060	60
17-074-1065	65
17-074-1070	70
17-074-1075	75
17-074-1080	80
17-074-1085	85
17-074-1090	90
17-074-1095	95
17-074-1100	100
17-074-1105	105
17-074-1110	110
17-074-1115	115
17-074-1120	120
17-074-1125	125
17-074-1130	130
17-074-1135	135
17-074-1140	140

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-074-3045	45
17-074-3050	50
17-074-3055	55
17-074-3060	60
17-074-3065	65
17-074-3070	70
17-074-3075	75
17-074-3080	80
17-074-3085	85
17-074-3090	90
17-074-3095	95
17-074-3100	100
17-074-3105	105
17-074-3110	110
17-074-3115	115
17-074-3120	120
17-074-3125	125
17-074-3130	130
17-074-3135	135
17-074-3140	140
17-074-3145	145
17-074-3150	150



Malleolar Schrauben, ø 4,5 mm
Malleolar Screws, ø 4,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Gewinde	thread ø	4,5 mm
Kern	core ø	3,0 mm
Schraubenkopf	head ø	8,0 mm
Innensechskant	hex ø	3,5 mm
Bohrer für Gewindeloch 17-990-0020	drill for thread hole 17-990-0020	3,2 mm
Schraubendreher 17-990-0660	screwdriver 17-990-0660	3,5 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Gewinde Länge mm length mm shaft
17-078-0020	20	9
17-078-0025	25	12
17-078-0030	30	15
17-078-0035	35	18
17-078-0040	40	20
17-078-0045	45	22
17-078-0050	50	24
17-078-0055	55	26
17-078-0060	60	28
17-078-0065	65	30
17-078-0070	70	32
17-078-0075	75	34
17-078-0080	80	36

Unterlegscheiben
Washers



Material	material	ISO 5832-1
----------	----------	------------

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-088-0004	2,0 / 4,5
17-088-0007	4,0 / 7,0
17-088-0010	5,0 / 10,0
17-088-0013	6,8 / 13,0
17-088-0016	6,8 / 16,0



Vollgewinde, selbst schneidend, ø 3,5 mm
Fully Threaded, self cutting, ø 3,5 mm



Material oder	material or	ISO 5832-1 Titan / Titanium
Gewinde	thread ø	3,5 mm
Kern	core ø	2,5 mm
Schraubenkopf	head ø	5,0 mm
Innensechskant	hex ø	2,5 mm
Kannülierung	cannulated ø	2,1 mm

Kurzgewinde, selbst schneidend, ø 3,5 mm
Short Threaded, self cutting, ø 3,5 mm



Material oder	material or	ISO 5832-1 Titan / Titanium
Gewinde	thread ø	3,5 mm
Kern	core ø	2,5 mm
Schraubenkopf	head ø	5,0 mm
Innensechskant	hex ø	2,5 mm
Kannülierung	cannulated ø	2,1 mm

ISO 5832-1

Titan / Titanium

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-080-0010	10	17-180-0010	10
17-080-0012	12	17-180-0012	12
17-080-0014	14	17-180-0014	14
17-080-0016	16	17-180-0016	16
17-080-0018	18	17-180-0018	18
17-080-0020	20	17-180-0020	20
17-080-0022	22	17-180-0022	22
17-080-0024	24	17-180-0024	24
17-080-0026	26	17-180-0026	26
17-080-0028	28	17-180-0028	28
17-080-0030	30	17-180-0030	30
17-080-0032	32	17-180-0032	32
17-080-0034	34	17-180-0034	34
17-080-0036	36	17-180-0036	36
17-080-0038	38	17-180-0038	38
17-080-0040	40	17-180-0040	40
17-080-0042	42	17-180-0042	42
17-080-0044	44	17-180-0044	44
17-080-0046	46	17-180-0046	46
17-080-0048	48	17-180-0048	48
17-080-0050	50	17-180-0050	50

ISO 5832-1

Titan / Titanium

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-080-2010	10 / 4	17-180-2010	10 / 4
17-080-2012	12 / 4	17-180-2012	12 / 4
17-080-2014	14 / 5	17-180-2014	14 / 5
17-080-2016	16 / 5	17-180-2016	16 / 5
17-080-2018	18 / 6	17-180-2018	18 / 6
17-080-2020	20 / 7	17-180-2020	20 / 7
17-080-2022	22 / 7	17-180-2022	22 / 7
17-080-2024	24 / 8	17-180-2024	24 / 8
17-080-2026	26 / 8	17-180-2026	26 / 8
17-080-2028	28 / 9	17-180-2028	28 / 9
17-080-2030	30 / 10	17-180-2030	30 / 10
17-080-2032	32 / 11	17-180-2032	32 / 11
17-080-2034	34 / 11	17-180-2034	34 / 11
17-080-2036	36 / 12	17-180-2036	36 / 12
17-080-2038	38 / 12	17-180-2038	38 / 12
17-080-2040	40 / 13	17-180-2040	40 / 13
17-080-2042	42 / 14	17-180-2042	42 / 14
17-080-2044	44 / 14	17-180-2044	44 / 14
17-080-2046	46 / 15	17-180-2046	46 / 15
17-080-2048	48 / 15	17-180-2048	48 / 15
17-080-2050	50 / 16	17-180-2050	50 / 16



Vollgewinde, selbst schneidend, ø 4,5 mm
Fully Threaded, self cutting, ø 4,5 mm



Material oder	material or	ISO 5832-1 Titan / Titanium
Gewinde	thread ø	4,5 mm
Kern	core ø	3,2 mm
Schraubenkopf	head ø	6,5 mm
Innensechskant	hex ø	3,5 mm
Kannülierung	cannulated ø	1,35 mm

Kurzgewinde, selbst schneidend, ø 4,5 mm
Short Threaded, self cutting, ø 4,5 mm



Material oder	material or	ISO 5832-1 Titan / Titanium
Gewinde	thread ø	4,5 mm
Kern	core ø	3,2 mm
Schraubenkopf	head ø	6,5 mm
Innensechskant	hex ø	3,5 mm
Kannülierung	cannulated ø	1,35 mm

ISO 5832-1

Titan / Titanium

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-081-0010	10	17-181-0010	10
17-081-0012	12	17-181-0012	12
17-081-0014	14	17-181-0014	14
17-081-0016	16	17-181-0016	16
17-081-0018	18	17-181-0018	18
17-081-0020	20	17-181-0020	20
17-081-0022	22	17-181-0022	22
17-081-0024	24	17-181-0024	24
17-081-0026	26	17-181-0026	26
17-081-0028	28	17-181-0028	28
17-081-0030	30	17-181-0030	30
17-081-0032	32	17-181-0032	32
17-081-0034	34	17-181-0034	34
17-081-0036	36	17-181-0036	36
17-081-0038	38	17-181-0038	38
17-081-0040	40	17-181-0040	40
17-081-0042	42	17-181-0042	42
17-081-0044	44	17-181-0044	44
17-081-0046	46	17-181-0046	46
17-081-0048	48	17-181-0048	48
17-081-0050	50	17-181-0050	50

ISO 5832-1

Titan / Titanium

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-081-2020	20 / 7	17-180-2020	22 / 7
17-081-2022	22 / 7	17-180-2022	24 / 8
17-081-2024	24 / 8	17-180-2024	26 / 8
17-081-2026	26 / 8	17-180-2026	28 / 9
17-081-2028	28 / 9	17-180-2028	30 / 10
17-081-2030	30 / 10	17-180-2030	32 / 11
17-081-2032	32 / 11	17-180-2032	34 / 11
17-081-2034	34 / 11	17-180-2034	36 / 12
17-081-2036	36 / 12	17-180-2036	38 / 12
17-081-2038	38 / 12	17-180-2038	40 / 13
17-081-2040	40 / 13	17-180-2040	42 / 14
17-081-2042	42 / 14	17-180-2042	44 / 14
17-081-2044	44 / 14	17-180-2044	46 / 15
17-081-2046	46 / 15	17-180-2046	48 / 15
17-081-2048	48 / 15	17-180-2048	50 / 16
17-081-2050	50 / 16	17-180-2050	52 / 17
17-081-2052	52 / 17	17-181-2052	54 / 17
17-081-2054	54 / 17	17-181-2054	56 / 18
17-081-2056	56 / 18	17-181-2056	60 / 18
17-081-2060	60 / 18	17-181-2060	64 / 19
17-081-2064	64 / 19	17-181-2064	68 / 20
17-081-2068	68 / 20	17-181-2068	72 / 20
17-081-2072	72 / 20	17-181-2072	50



Gewinde, selbst schneidend, ø 4,5 mm
16 mm Thread, self cutting, ø 4,5 mm



Material	material	ISO 5832-1
Gewinde	thread ø	6,5 mm
Kern	core ø	4,5 mm
Schraubenkopf	head ø	8,0 mm
Innensechskant	hex ø	3,5 mm
Kannülierung	cannulated ø	2,1 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-082-1025	25
17-082-1030	30
17-082-1035	35
17-082-1040	40
17-082-1045	45
17-082-1050	50
17-082-1055	55
17-082-1060	60
17-082-1065	65
17-082-1070	70
17-082-1075	75
17-082-1080	80
17-082-1085	85
17-082-1090	90
17-082-1095	95
17-082-1100	100
17-082-1105	105
17-082-1110	110
17-082-1115	115
17-082-1120	120

16 mm Gewinde, selbst schneidend, ø 7,0 mm
16 mm Thread, self cutting, ø 7,0 mm



Material oder	material or	ISO 5832-1 Titan / Titanium
Gewinde	thread ø	7,0 mm
Kern	core ø	4,5 mm
Schraubenkopf	head ø	8,0 mm
Innensechskant	hex ø	3,5 mm
Kannülierung	cannulated ø	2,1 mm

ISO 5832-1		Titan / Titanium	
Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-083-1030	30	17-183-1030	30
17-083-1035	35	17-183-1035	35
17-083-1040	40	17-183-1040	40
17-083-1045	45	17-183-1045	45
17-083-1050	50	17-183-1050	50
17-083-1055	55	17-183-1055	55
17-083-1060	60	17-183-1060	60
17-083-1065	65	17-183-1065	65
17-083-1070	70	17-183-1070	70
17-083-1075	75	17-183-1075	75
17-083-1080	80	17-183-1080	80
17-083-1085	85	17-183-1085	85
17-083-1090	90	17-183-1090	90
17-083-1095	95	17-183-1095	95
17-083-1100	100	17-183-1100	100
17-083-1105	105	17-183-1105	105
17-083-1110	110	17-183-1110	110
17-083-1115	115	17-183-1115	115
17-083-1120	120	17-183-1120	120
17-083-1125	125	17-183-1125	125
17-083-1130	130	17-183-1130	130

32 mm Gewinde, selbst schneidend, ø 7,0 mm
32 mm Thread, self cutting, ø 7,0 mm



Material oder	material or	ISO 5832-1 Titan / Titanium
Gewinde	thread ø	7,0 mm
Kern	core ø	4,5 mm
Schraubenkopf	head ø	8,0 mm
Innensechskant	hex ø	3,5 mm
Kannülierung	cannulated ø	2,1 mm

ISO 5832-1		Titan / Titanium	
Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm	Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-083-3045	45	17-183-3045	45
17-083-3050	50	17-183-3050	50
17-083-3055	55	17-183-3055	55
17-083-3060	60	17-183-3060	60
17-083-3065	65	17-183-3065	65
17-083-3070	70	17-183-3070	70
17-083-3075	75	17-183-3075	75
17-083-3080	80	17-183-3080	80
17-083-3085	85	17-183-3085	85
17-083-3090	90	17-183-3090	90
17-083-3095	95	17-183-3095	95
17-083-3100	100	17-183-3100	100
17-083-3105	105	17-183-3105	105
17-083-3110	110	17-183-3110	110
17-083-3115	115	17-183-3115	115
17-083-3120	120	17-183-3120	120
17-083-3125	125	17-183-3125	125
17-083-3130	130	17-183-3130	130

Verstellbares Universalzielgerät Adjustable Drill Guide

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-900-0010	




Zielgerät Targeting Device

Artikelnummer Item Number	Grad degree
17-900-0012	130
17-900-0013	135
17-900-0014	140
17-900-0015	145
17-900-0016	150
17-900-0018	95




Führungsdraht, ø 2,5 mm Guide Wire, ø 2,5 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-900-0020	230



Messlehre Lengthening Gauge

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-900-0022	



3-fach Kombinationsfräser Triple Combination Reamer



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-900-0030	für Standard DHPS-Platten for standard DHPS plates
17-900-0031	kurz short
17-900-0032	für DCS-Suprakondyläre Platten for DCS supracondylar plates

Verbindungsschraube, lang Connecting Screw, long



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-900-0042	für 17-900-0040 for 17-900-0040

Gewindeschneider, Ø 12,5 mm Tap, Ø 12,5 mm



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-900-0034	220

Verbindungsschraube, kurz Connecting Screw, short



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-900-0044	für 17-900-0046 for 17-900-0046

T-Griff T-handle



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-900-0036	

Führungsschaft, kurz Guide Shaft, short



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-900-0046	

Schlüssel mit T-Griff Wrench with T-handle



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-900-0040	

Zentrierhülse, kurz Centring Sleeve, short



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-900-0050	

Zentrierhülse, lang
Centring Sleeve, long



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-900-0052	

Einschläger
Impactor



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-900-0060	

Bohrer mit AO -Anschluss
Drill With AO Connection



Art. Nummer Item Number	Ø mm	Länge ges.mm total length mm	Länge Bohrer mm drill length mm
17-990-0002	1,1	60	35
17-990-0004	1,5	85	60
17-990-0006	1,5	110	85
17-990-0008	2,0	100	75
17-990-0010	2,0	125	100
17-990-0012	2,5	110	85
17-990-0014	2,5	180	155
17-990-0016	2,7	100	75
17-990-0018	2,7	125	100
17-990-0020	3,2	145	120
17-990-0022	3,2	195	170
17-990-0024	3,5	110	85
17-990-0026	3,5	145	120
17-990-0028	3,5	195	170
17-990-0030	4,5	145	120
17-990-0032	4,5	195	170

Bohrer mit Rundschaft
Drill with Round Shaft



Art. Nummer Item Number	Ø mm	Länge ges.mm total length mm	Länge Bohrer mm drill length mm
17-990-0012	1,1	45	30
17-990-0104	1,5	70	55
17-990-0106	2,0	85	70
17-990-0110	2,5	95	80
17-990-0114	2,7	110	95
17-990-0118	3,2	130	115
17-990-0122	3,2	180	165
17-990-0124	3,5	110	95
17-990-0126	3,5	180	165
17-990-0130	4,5	130	115
17-990-0132	4,5	130	165



Bohrer Dreischneider, Schnellkupplung Drill, Three-Fluted, quick coupling



Art. Nummer Item Number	Ø mm	Länge ges.mm total length mm	Länge Bohrer mm drill length mm
17-990-0210	2,5	230	205
17-990-0220	3,2	230	205
17-990-0230	4,5	195	170

Gewindeschneider Taps



Art. Nummer Item Number	Ø mm
17-983-0032	für 7,0 mm Schrauben, kannüliert for 7,0 mm screws, cannulated
17-983-0410	für 1,5 mm Kortikalis Schrauben for 1,5 mm cortical screws
17-990-0420	für 2,0 mm Kortikalis Schrauben for 2,0 mm cortical screws
17-990-0430	für 2,7 mm Kortikalis Schrauben for 3,7 mm cortical screws
17-990-0440	für 3,5 mm Kortikalis Schrauben for 3,5 mm cortical screws
17-990-0445	für 3,5mm Spongiosa Schrauben for 3,5 mm cancellous screws
17-990-0450	für 4,0 mm Spongiosa Schrauben for 4,0 mm cancellous screws
17-990-0460	für 4,5 mm Spongiosa Schrauben for 4,5 mm cancellous screws
17-990-0470	für 6,5 mm Schrauben, skaliert for 6,5 mm screws calibrated
17-990-0480	für 3,5 mm Schrauben, durchbohrt, ID: 1,4 mm, Länge: 110mm for 3,5 mm screws cannulated ID: 1,4 mm, length: 110 mm
17-990-0490	für 4,5 mm Schrauben, durchbohrt kalibriert for 4,5 mm screws, cannulated, calibrated

Kopfraumfräser Countersink



Art. Nummer Item Number	Ø mm
17-983-0030	für 7,0 mm Schrauben, kannüliert for 7,0 mm screws, cannulated
17-990-0310	für 1,5mm / 2,0mm Schrauben for 1,5 mm / 2,0 mm screws,
17-990-0320	für 2,7 mm / 3,5 mm / 4,0 mm Schrauben for 2,7 mm / 3,5 mm / 4,0 mm screws,
17-990-0326	für 4,0 mm Schrauben, durchbohrt, ID: 1,8 mm for 4,0 mm screws, cannulated, ID: 1,8 mm
17-990-0330	für 4,5 mm/6,0 mm Schrauben, Ø 8 mm, Gesamtlänge 120 mm for 4,5 mm/6,0 mm screws, Ø 8 mm, length: 120 mm
17-990-0380	mit T-Griff für 4,5 mm/6,0 mm Schrauben with T-handle for 4,5 mm/6,0 mm screws



Einsatz-Bohrbuchse; 2,5 mm / 3,5 mm
Insert Drill Sleeve; 2,5 mm / 3,5 mm



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-0510	

Doppel-Bohrbuchse; 1,5 mm / 2,0 mm
Double Drill Sleeve; 1,5 mm / 2,0 mm



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-0532	

Einsatz-Bohrbuchse; 4,5 mm / 3,2 mm
Insert Drill Sleeve; 4,5 mm / 3,2 mm



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-0512	

Doppel-Bohrbuchse; 2,0 mm / 2,7 mm
Double Drill Sleeve; 2,0 mm / 2,7 mm



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-0534	

Dreifach-Bohrbuchse; 2,0 mm
Triple Drill Sleeve; 2,0 mm




Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-0520	

Doppel-Bohrbuchse; 2,5 mm / 3,5 mm
Double Drill Sleeve; 2,5 mm / 3,5 mm



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-0536	

Doppel-Bohrbuchse; 1,1 mm / 1,5 mm
Double Drill Sleeve; 1,1 mm / 1,5 mm



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-0530	

Doppel-Bohrbuchse; 4,5 mm / 3,2 mm
Double Drill Sleeve; 4,5 mm / 3,2 mm



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-0538	



Doppel-Bohrbuchse; 6,5 mm / 3,2 mm
Double Drill Sleeve; 6,5 mm / 3,2 mm



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-0552	

Bohrbuchse neutral / versetzt; 3,5 mm
Drill Sleeve Neutral, offset; 3,5 mm



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-0574	

Universal-Bohrbuchse; 3,5 mm
Universal Drill Sleeve, ; 3,5 mm



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-0562	

Bohrbuchse neutral / versetzt; 4,5 mm
Drill Sleeve Neutral, offset; 4,5 mm



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-0576	

Universal-Bohrbuchse; 4,5 mm / 3,2 mm
Universal Drill Sleeve, ; 4,5 mm / 3,2 mm



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-0564	

Bohrbuchse für Rundloch; Länge 40 mm
Drill Sleeve for Round Holes; Length 40 mm

Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-0588	

Bohrbuchse neutral; versetzt; 2,7 mm
Drill Sleeve Neutral; offset; 2,7 mm



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-0572	



Gewebeschutzhülse; 3,2 mm / 3,5 mm
Protection Sleeve; 3,2 mm / 3,5 mm



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-0586	

Gewebeschutzhülse; 4,5 mm
Protection Sleeve; 4,5 mm



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-0592	



Schraubendreher; kannüliert
Screwdriver, cannulated



Artikelnummer Item Number	Breite mm width mm
17-993-0040	3,5

6-kant/Inbus Schraubendreher - Schaft
Hexagonal Screwdriver - Shaft



Länge mm	Breite mm width mm	Länge mm length mm
17-990-0632	3,5	165

Kreuzschlitz Schraubendreher-Schaft
Screwdriver Shaft cross slotted



Artikelnummer Item Number	Breite mm width mm
17-990-0610	1,5

6-kant/Inbus Schraubendreher
Hexagonal Screwdriver



Länge mm	Breite mm width mm	Länge mm length mm
17-990-0640	1,5	
17-990-0650	2,5	210

6-kant/Inbus Schraubendreher-Schaft
Hexagonal Screwdriver Shaft



Artikelnummer Item Number	Breite mm width mm
17-990-0612	1,5

6-kant/Inbus Schraubendreher
Hexagonal Screwdriver



Länge mm	Breite mm width mm	Länge mm length mm
17-990-0652	2,5	270
17-990-0660	3,5	245
17-990-0662	3,5	300

6-kant/Inbus Schraubendreher-Schaft
Hexagonal Screwdriver Shaft



Länge mm	Breite mm width mm	Länge mm length mm
17-990-0620	1,5	100
17-990-0622	3,5	135
17-990-0624	2,5	165
17-990-0630	3,5	100



Haltehülse Holding Sleeves



Artikelnummer Item Number	Beschreibung Description
17-990-0710	für 1,5 mm Schrauben for 1,5 mm screws
17-990-0720	für 2,0 mm Schrauben for 2,0 mm screws
17-990-0730	für 2,7 mm / 3,5 mm Schrauben for 2,7 mm / 3,5 mm mm screws

Haltehülse Holding Sleeves



Artikelnummer Item Number	Beschreibung Description
17-990-0740	für 2,7 mm / 3,5 mm 4,0 mm Schrauben for 2,7 mm / 3,5 mm 4,0 mm screws
17-990-0750	für 4,5 mm Schrauben for 4,5 mm screws
17-990-0760	für 4,5 mm / 6,5 mm Schrauben for 4,5 mm / 6,5 mm mm screws



Mini-Handgriff, Schnellverschluss
Mini Quick Coupling Handle



Artikelnummer Item Number	Beschreibung Description
17-990-0810	

T-Handgriff klein, Schnellverschluss
Small T- Quick Coupling



Artikelnummer Item Number	Beschreibung Description
17-990-0830	mit Schnellkupplung with quick coupling
17-990-0832	mit Schnellkupplung, kannüliert with quick coupling, cannulated

Mini-Handgriff, Schnellverschluss
Mini Quick Coupling Handle



Artikelnummer Item Number	Beschreibung Description
17-990-0812	

T-Handgriff, Jacobs kannüliert
T- handle Chuck, cannulated



Artikelnummer Item Number	Beschreibung Description
17-990-0840	

Handgriff klein, Schnellverschluss
Small Quick Coupling Handle



Artikelnummer Item Number	Beschreibung Description
17-990-0820	



Tiefenmesslehre 30 mm, mit Schutzhülse
Depth Gauge 30 mm with Protection Sleeve



Artikelnummer Item Number	Beschreibung Description
17-990-0910	für 1,5 mm / 2,0 mm Schrauben for 1,5 mm / 2,0 mm screws

Tiefenmesslehre 110 mm
Depth Gauge 110 mm



Artikelnummer Item Number	Beschreibung Description
17-990-0930	für 4,5 mm / 6,5 mm Schrauben for 4,5 mm / 6,5 mm screws

Tiefenmesslehre 38 mm, mit Schutzhülse
Depth Gauge 38 mm with Protection Sleeve



Artikelnummer Item Number	Beschreibung Description
17-990-0912	für 1,5 mm / 2,0 mm Schrauben for 1,5 mm / 2,0 mm screws

Tiefenmesslehre 120 mm
Depth Gauge 120 mm



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-0932	



Tiefenmesslehre 50 mm
Depth Gauge 50 mm




Artikelnummer Item Number	Beschreibung Description
17-990-0920	für 2,7 mm / 3,5 mm / 4,0 mm Schrauben for 2,7 mm / 3,5 mm / 4,0 mm screws

Knochen/Platten Haltezangen mit Fuß
Bone/Plate Holding Forceps with Foot



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1010	

Hirschkäferzange, 120 mm
Stagbeetle Forceps, 120 mm



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1030	

Knochen/Platten Haltezangen
Bone/Plate Holding Forceps



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1012	

Repositionszangen mit Spitze
Reduction Forceps with Point



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1032	

Verbrugge Zange, selbst zentriert
Verbrugge Self Centring Forceps



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1020	150 mm
17-990-1022	190 mm
17-990-1024	240 mm
17-990-1026	260 mm
17-990-1028	280 mm

Repositionszangen mit Spitze
Reduction Forceps with Point



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1040	130 mm, schmal 130 mm, narrow
17-990-1042	130 mm, breit 130 mm, bold

Repositionszangen mit Spitze
Reduction Forceps with Point



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1034	205 mm

Farabeuf Zangen
Farabeuf Forceps



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1060	109 mm
17-990-1062	250 mm

Repositionszangen gezahnt
Reduction Forceps Serrated Jaws



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1044	140 mm

Repositionszangen für Schrauben
Reduction Forceps for use with Screws



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1070	340 mm

Repositionszangen gezahnt, arretierbar
Reduction Forceps Serrated Jaws, locking



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1050	170 mm
17-990-1052	240 mm


Repositionszangen abgewinkelt, runde Spitze
Reduction Forceps curved down, pointed



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1080	200 mm, abgewinkelt 200 mm, curved down
17-990-1082	240 mm, abgewinkelt 240 mm, curved down
17-990-1084	400 mm, abgewinkelt 400 mm, curved down




Repositionszangen, runde Spitze
Reduction Forceps, pointed ball tips



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1086	250 mm

Draht-Schneider 175 mm
Wire Cutter 175 mm



Artikelnummer Item Number	Durchmesser mm Diameter mm
17-990-1110	ø 1,6

Repositionszangen 3-Punkt-Spitze
Reduction Forceps, 3 point ball tips



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1088	400 mm

Draht-Schneider 220 mm
Wire Cutter 220 mm



Artikelnummer Item Number	Durchmesser mm Diameter mm
17-990-1120	ø 2,5

Repositionszangen asymetrische Spitze
Pelvic Reduction Forceps, asymeric tip tips



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1090	400 mm

Platten-Schneider 240 mm
Plate Cutter 240 mm



Artikelnummer Item Number	Beschreibung Description
17-990-1150	für Mini-Platten for mini plates



Schränkeisen für Mini-Platten
Bending Iron for Mini-Plates



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1210	

Schränkeisen für 3,5 mm / 4,5 mm
Rekonstruktionsplatten
Bending Iron for 3,5 mm / 4,5 mm
Reconstructions Plate



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1230	

Schränkeisen für 2,7 mm / 3,5 mm Platten
Bending Iron for 2,7 mm / 3,5 mm Plates



Artikelnummer Item Number	Beschreibung Description
17-990-1212	rechts /right
17-990-1214	links / left

Schränkeisen für Groß Fragment-Platten
Bending Iron for Large Fragment Plates



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1232	

Biegehülse für Kirschner Draht
Bending Sleeve for Kirschner Wire



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1220	




Biegezangen für 1,5 mm/ 2,0 mm Platten
Bending Pliers for 1,5 mm/ 2,0 mm Plates



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1240	

Biegezangen für 3,5 mm/ 4,5 mm
Rekonstruktions Platten
Bending Pliers for 3,5 mm/ 4,5 mm
Reconstruction plates



Artikelnummer Item Number	Beschreibung Description
17-990-1252	

Biegezangen für 2,7 mm/ 3,5 mm Platten
Bending Pliers for 2,7 mm/ 3,5 mm Plates



Artikelnummer Item Number	Beschreibung Description
17-990-1242	klein / small
17-990-1250	groß / big

Großer Biegeapparat
Large Bending Device



Artikelnummer Item Number	Beschreibung Description
17-990-1260	



Biegeschablonen Bending Templates



Art. Nummer Item Number	Ø mm	Löcher holes
17-990-1272	3,5	5
17-990-1274	3,5	7
17-990-1276	3,5	9
17-990-1278	3,5	12
17-990-1282	4,5	5
17-990-1284	4,5	7
17-990-1286	4,5	9
17-990-1288	4,5	12
17-990-1290	für 3,5 mm Rekonstruktions Platten, gerade for 3,5 mm Reconstruction-Plates, straight	
17-990-1292	für 3,5 mm Rekonstruktions-Platten, gebogen for 3,5 mm Reconstruction-Platesn, curved	
17-990-1294	für 4,5 mm Rekonstruktions Platten, gerade for 3,5 mm Reconstruction Plates, straight	

Hohmann Retraktor Hohmann Retractor



Art. Nummer Item Number	Breite mm width mm	Länge mm length mm
17-990-1300	6	150
17-990-1302	8	160
17-990-1306	15	160

Retraktor für Kleinfragmente Retractor for Small Fragments



Art. Nummer Item Number	Breite mm width mm	Länge mm length mm
17-990-1308	16	120

Becken-Retraktor, stumpf Pelvic retractor, blunt



Art. Nummer Item Number	Beschreibung Description	Länge mm length mm
17-990-1310	stumpf / blunt	270

Volkman Retraktor Volkman Retractor



Art. Nummer Item Number	Beschreibung Description	Länge mm length mm
17-990-1320		230



Knochenhaken, T-Griff
Bone Hook, T-handle



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1330	200

Schrauben-Haltepinzette
Screw Holding Forceps



Artikelnummer Item Number	Breite mm width mm
17-990-1500	für 1,5 - 1,7 mm Schrauben for 1,5 - 1,7 mm screws
17-990-1510	für 3,5 - 6,5 mm Schrauben for 3,5 - 6,5 mm screws

Scharfer Haken
Sharp Hook



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1400	150

Drahtextraktions-Zangen
Extraction Pliers for Wires



Artikelnummer Item Number	Breite mm width mm	Länge mm length mm
17-990-1610	-	130
17-990-1620	4	180

Periost Elevator
Periosteal Elevator



Artikelnummer Item Number	Breite mm width mm	Länge mm length mm
17-990-1412	3 mm, Ende gerade 3 mm, straight edge	190
17-990-1420	6 mm, Ende gebogen 6 mm, curved edge	190
17-990-1422	6 mm, Ende gerade 6 mm, straight edge	190

Plattenspanner
Plate Tension Device



Artikelnummer Item Number	Breite mm width mm	Länge mm length mm
17-990-1800		

Plattenspanner; 8 mm
Compression Device; 8 mm



Artikelnummer Item Number	Breite mm width mm	Länge mm length mm
17-990-1802		



Bohrhülse für 17-990-1800
Drill Sleeve fore 17-990-1800



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1804	

Knochenhaltetestab mit Kugelspitze
Ball Spike



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1830	300

Schraubenschlüssel; 11 mm
Wrench; 11 mm



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1810	

Abstützschuh
Spiked Disk



Artikelnummer Item Number	Durchmesser Diameter
17-990-1840	ø 25 mm

Schraubenschlüssel; 11 mm, Kardan
Soket Wrench; 11 mm, kardan



Artikelnummer Item Number	Länge mm length mm
17-990-1820	

Schnellverschluss-Adapter Jacobs Futter
Quick Connect Adapter Jacobs Chuck



Artikelnummer Item Number	Durchmesser mm Diameter mm
17-990-1850	







An der falschen Stelle gebohrt, zu tief angesetzt oder Knochen gebrochen. Dann vergiss nicht Schrauben, Ringe, Draht und passende Klinge. Willst für die Heilung brennen, Kanne voll, dem Patient vom schlechten trennen, Manchmal schmerzhaft wie Nadeln stechen oder sterile Instrumente farblich markiert auf Silikon Matten liegen ohne Flecken, Doch vorher noch den Abstand messen. **Und all die anderen wichtigen Dinge nicht vergessen.**

Drilled in the wrong place, set too deep or broken bone. Then do not forget screws, rings, wire and matching blade. Want to burn for healing, can full, the patient from the bad separate, Sometimes painful as needles prick or sterile instruments color-marked on silicone mats lie without stains, But before still measure the distance. **And all the other important things do not forget.**





digimed
Medizintechnik

Digimed Medizintechnik
Inhaber: Patrick Mohr

Kreutzerstrasse 1
78573 Wurmlingen, Germany
Telefon: +49-(0)7461-9101172
Fax: +49-(0)7461-9101172
info@digi-med.de
www.digi-med.de

Rev.: 2023