



BASKET SERIES & ACCESSORIES



Sterilisation Siebkörbe & Zubehör
STERILIZATION BASKETS & ACCESSORIES

Suitability of our sterile containers for steam sterilization procedures¹⁾ as per DIN 58953, part 9 (issue May 1987)

Sterilization container	Packing		Steam sterilization procedure acc.to DIN 58946, part I				
	Description	Symbolic representation and packing system	Gravitation procedure	Pre - vacuum procedure	Fractional vacuum procedure	Fractional flow procedure	Steam injection procedure
with filters (StB - F)	Textiles in sterilization container with filter in lid and bottom acc.to DIN 58952 part I		+	+	+	+	+
			0	0	+	+	+
	Textiles in sterilization container with filter in lid, bottom not perforated acc.to DIN 58952 part I		—	—	+	+	+
			—	—	+	+	0
	Textiles in sterilization container with filter in bottom lid, not perforated acc.to DIN 58952 part I		0	+	+	+	+
			—	0	+	+	+
	Instruments in wire basket acc.to DIN 58952 part III in sterilization container with filter in lid and bottom acc. to DIN 58952 part I		+ ³⁾	+	+	+	+
	Instruments in wire basket acc.to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in lid and bottom not perforated acc. to DIN 58952 part I		—	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
	Instruments in wire basket acc.to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in bottom acc. to DIN 58952 part I		0	+	+	+	+
with valves (StB - V)	Textiles in sterilization container with valves in lid bottom acc. to DIN 58952 part I		—	0	+	+	0
			—	—	+	+	0
	Textiles in sterilization container with valves in lid no valves on the bottom		—	—	+	+	—
			—	—	+	+	—
	Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and bottom		—	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
	Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and not perforated		—	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
Explanation of symbols : + applicable - not applicable 0 limited application							
1) In order to avoid mistakes with regards to service, operation and/or when loading the sterilizer, please refer to table 1 for correct or wrong combination of sterilization containers for standardized steam sterilization procedures. 2) Only sterilization containers guaranteeing evaporation or discharge of condensate are suitable above. 3) Gravitation procedures having no drying device do not guarantee a sufficient after - drying effect.							

◆ Siebkörbe Tray Serie · Sieve Baskets Tray Serie. 4

Siebkörbe Tray Serie · Sieve Baskets Tray Serie	5
Siebkörbe aus Edelstahl Tray Serie · Baskets from stainless steel Tray Serie	6
Silikonlagerungen Tray Serie · Silicone fixation Tray Serie	7
Seitlich gelochte Körbe Drahtboden/Deckel · Side Perforated Baskets Wire Base	8
Deckel für seitlich gelochte Körbe · Lid for Side Perforated Baskets Wire.	9
Seitlich Perforierter Korb Flacher Boden · Side Perforated Basket Flat Base	10
Deckel für seitlich gelochte Körbe · Lid for Side Perforated Baskets Wire.	11
Standard-Drahtgitterkörbe · Standard Wire Mesh Baskets	12
Deckel für Standard-Drahtgitterkörbe · Lid for Standard Wire Mesh Baskets.	13
Körbe aus gewellten Drahtgeflecht · Crimped Wire Mesh Baskets	14
Deckel für Körbe aus gewellten Drahtgeflecht · Lids for Crimped Wire Mesh Baskets	15
Klassisch gewellte Drahtgitterkörbe · Classic Crimped Wire Mesh Baskets.	16
Feinmaschige Körbe mit Deckel · Fine Mesh Baskets With Lid	17
Mikro-Feinmaschige Körbe mit Deckel · Micro Fine Mesh Baskets with Lid.	18
Feinmaschige Körbe mit Twist-Off-Deckel · Fine Mesh Baskets with Twist-Off Lid	19
Mikrofeinmaschige Körbe mit Twist-Off-Deckel · Micro Fine Mesh Baskets with Twist-Off Lid	20
Voll perforierte Körbe mit Deckel & Blattverriegelung · Full Perforated Trays with Lid & blade locking clip	21
Drahtgitterkörbe Tray Serie · Wire Net Baskets Tray Serie	22
Sterilgut-Körbe Tray Serie · Sterile Goods Baskets Tray Serie	23
Korb SPRI Tray Serie · Basket SPRI Tray Serie	24
Drahtgestelle Tray Serie · Wire Racks Tray Serie	25
Endoskop-Körbe Tray Serie · Endoscope Baskets Tray Serie.	26
Mikro-Ophthalmologie-Körbe Tray Serie · Micro Ophthalmic Baskets Tray Serie	29
Mikroinstrumente Kassetten Tray Serie · Micro Instruments Cassettes Tray Serie	30
Instrumente Kassetten Tray Serie · Instruments Cassettes Tray Serie	31 - 32
Mikrokassetten Befestigungsklammern · Micro Cassettes Fixing Clamps.	33
Implantologie-Kassetten Tray Serie · Implantology Cassettes Tray Serie	34
Implantologie Kassetten Tray Serie · Implantology Cassettes Tray Serie	35
Bohrer Clips / Bohrer Ständer und Halter · Bur Clips / Bur Holder Stand	36
Krankenhaus Ware Tray Serie · Hospital Ware Tray Serie	37 - 39
Krankenhausbedarf / Korbzubehör / Silikonmatten und -halter Hospital Ware / Basket Accessories / Silicon Matt & Holders	40


◆ Notizen · Note. 41

Tray
Serie





Deutsch: siebkörbe, silikon matten & halterung, klammer und krankenhaushalt
English: sieve baskets, silicone mats & holders, clamps and hospital ware
France: paniers à tamis, tapis et supports en silicone, pincettes et articles d'hôpital
Spanish: cestas para tamices, tapetes y soportes de silicona, pinzas y material hospitalario
Italian: cestini per setacci, tappetini e supporti in silicone, morsetti e articoli ospedalieri
Russian: ситовые корзины, силиконовые коврики и держатели, зажимы и больничная посуда



Tray
Serie

Tray
Serie

Siebkörbe und Zubehör
Sieve Baskets and Accessoires


Anhand dieser Übersicht sehen Sie die verwendeten Standard Siebkorbgrößen je Container Modell.

This overview shows the standard used basket sizes for each container model.

Container Modell / Container Model		Größen / Sizes	Farbe / Color
1/1 Container	580 x 280 mm	540 x 250 mm	blau / blue
		480 x 250 mm	
3/4 Container	465 x 280 mm	405 x 250 mm	grün / green
1/2 Container	285 x 280 mm	250 x 240 mm	orange / orange
Mini Container	300 X 140 mm	240 x 120 mm	gelb / yellow
		250 x 120 mm	
		265 x 120 mm	
Dental Container	310 x 190 mm	267 x 170 mm	lila / violett
		280 x 170 mm	

Einschlagtücher / Drapes

Item Code	Bezeichnung / Description	Farbe / color
99-095-000	OP-Tuch, Gewebebreite 160cm	grün / green
99-095-010	Tuch 60 x 40 cm	grün / green
99-095-020	Tuch 60 x 60 cm	grün / green
99-095-030	Tuch 85 x 85 cm	grün / green
99-095-040	Tuch 90 x 60 cm	grün / green
99-095-050	Tuch 90 x 80 cm	grün / green
99-095-060	Tuch 130 x 45 cm	grün / green
99-095-070	Tuch 130 x 60 cm	grün / green
99-095-080	Tuch 140 x 100 cm	grün / green
99-095-090	Tuch 185 x 45 cm	grün / green
99-095-100	Tuch 185 x 60 cm	grün / green



99-095-01B	Tuch 60 x 40 cm	blau / blue
99-095-02B	Tuch 60 x 60 cm	blau / blue
99-095-03B	Tuch 85 x 85 cm	blau / blue
99-095-04B	Tuch 90 x 60 cm	blau / blue
99-095-05B	Tuch 90 x 80 cm	blau / blue
99-095-06B	Tuch 130 x 45 cm	blau / blue
99-095-07B	Tuch 130 x 60 cm	blau / blue
99-095-08B	Tuch 140 x 100 cm	blau / blue
99-095-09B	Tuch 185 x 45 cm	blau / blue
99-095-10B	Tuch 185 x 60 cm	blau / blue




Tray
Serie




Die Siebkörbe aus Edelstahl, sind mit oder ohne Deckel erhältlich. Wenn Sondergrößen erwünscht sind, bitte anfragen.

The stainless steel sieve baskets, are available with or without lid. If special sizes are desired, please inquire.



Item Code	Beschreibung / Description	Size in mm	Cont.
98-590-050	Siebkorb aus Edelstahlblech / Stainless steel sheet strainer basket	267 x 173 x 34 mm	Dental
98-490-050	Siebkorb aus Edelstahlblech / Stainless steel sheet strainer basket	271 x 117 x 50 mm	Mini
98-390-030	Siebkorb aus Edelstahlblech / Stainless steel sheet strainer basket	243 x 253 x 30 mm	1/2
98-390-050	Siebkorb aus Edelstahlblech / Stainless steel sheet strainer basket	243 x 253 x 50 mm	1/2
98-390-070	Siebkorb aus Edelstahlblech / Stainless steel sheet strainer basket	243 x 253 x 70 mm	1/2
98-390-100	Siebkorb aus Edelstahlblech / Stainless steel sheet strainer basket	243 x 253 x 100 mm	1/2
98-290-030	Siebkorb aus Edelstahlblech / Stainless steel sheet strainer basket	405 x 253 x 30 mm	3/4
98-290-050	Siebkorb aus Edelstahlblech / Stainless steel sheet strainer basket	405 x 253 x 50 mm	3/4
98-290-070	Siebkorb aus Edelstahlblech / Stainless steel sheet strainer basket	405 x 253 x 70 mm	3/4
98-290-100	Siebkorb aus Edelstahlblech / Stainless steel sheet strainer basket	405 x 253 x 100 mm	3/4
98-190-030	Siebkorb aus Edelstahlblech / Stainless steel sheet strainer basket	485 x 253 x 30 mm	1/1
98-190-050	Siebkorb aus Edelstahlblech / Stainless steel sheet strainer basket	485 x 253 x 50 mm	1/1
98-190-070	Siebkorb aus Edelstahlblech / Stainless steel sheet strainer basket	485 x 253 x 70 mm	1/1
98-190-100	Siebkorb aus Edelstahlblech / Stainless steel sheet strainer basket	485 x 253 x 100 mm	1/1
98-191-030	Siebkorb aus Edelstahlblech / Stainless steel sheet strainer basket	540 x 253 x 30 mm	1/1
98-191-050	Siebkorb aus Edelstahlblech / Stainless steel sheet strainer basket	540 x 253 x 50 mm	1/1
98-191-070	Siebkorb aus Edelstahlblech / Stainless steel sheet strainer basket	540 x 253 x 70 mm	1/1
98-191-100	Siebkorb aus Edelstahlblech / Stainless steel sheet strainer basket	540 x 253 x 100 mm	1/1

98-590-000	Deckel mit Verschluss / Lid with closure	265 x 175 mm	Dental
98-490-000	Deckel mit Verschluss / Lid with closure	271 x 117 mm	Mini
98-390-000	Deckel mit Verschluss / Lid with closure	243 x 253 mm	1/2
98-290-000	Deckel mit Verschluss / Lid with closure	405 x 253 mm	3/4
98-190-000	Deckel mit Verschluss / Lid with closure	485 x 253 mm	1/1
98-191-000	Deckel mit Verschluss / Lid with closure	540 x 253 mm	1/1



Zwischenboden für Edelstahlsiebkorb, für alle Siebkorbgrößen lieferbar
Wire base for baskets, available for all sizes


Universal Silikon Halter Universal Silicon Holders



Item Code	Sizes in mm
99-8950	250 x 35 x 10



Item Code	Sizes in mm
99-8951	250 x 35 x 10



DE: Silikonlagerungen

Die Silikonlagerungen schützen Ihre Instrumente während der Sterilisation, dem Transport und der Lagerung. Die Einteilung Ihres Sets ist flexibel. Wir gestalten das Instrumentarium im Siebkorb nach Ihren Wünschen.

EN: Silicone fixation

The silicone fixation protects your instruments during transportation, sterilisation and storage. The partitioning of the instruments is flexible and can be adapted to suit your specific requirements.

ES: Fijación de silicona

La fijación de silicona protege sus instrumentos durante el transporte, la esterilización y el almacenamiento. La división del instrumental es flexible y puede adaptarse a sus necesidades específicas.

IT: Fissaggio in silicone

Il fissaggio in silicone protegge gli strumenti durante il trasporto, la sterilizzazione e lo stoccaggio. La suddivisione degli strumenti è flessibile e può essere adattata alle vostre esigenze specifiche.

RU: Силиконовый фиксатор

Силиконовая фиксация защищает инструменты во время транспортировки, стерилизации и хранения. Разделение инструментов является гибким и может быть адаптировано к вашим конкретным требованиям.

Tray
Serie



Seitenperforierte Körbe

Hergestellt aus rostfreiem Stahl der Güteklasse AISI-304.

Elektropoliert.

Gratfrei, um scharfe Instrumentenkanten und -spitzen vor Beschädigungen zu schützen.

Die Perforationslochgröße beträgt 2,0 mm.

Erfüllen alle Anforderungen für die automatische Reinigung und Sterilisation von Instrumenten aller Art.



Separate Deckel sind mit Einzel-, Doppel- und Haftrahmen erhältlich.

Innen angebrachte Fallgriffe.

Oberer und unterer Rahmendurchmesser 5,0 mm.

Boden aus Drahtgeflecht mit einem Öffnungsquadrat von 6,0 mm und einem Drahtdurchmesser von 1,2 mm erhältlich.

Auf Anfrage ist auch ein Stapelrahmen erhältlich.



Sideperforated baskets

Manufactured in stainless steel grade AISI-304.

Electro Polished.

Burr free to protect sharp instruments edges and tips from damage.

The perforation hole size is 2.0 mm.

Meet all requirements of automatic washing and sterilization of all kind of instruments.

separate lids are available with single, double and detention frame.

Inner mounted drop handles.

Top and bottom frame diameter 5.0 mm.

Base available in wire mesh with opening square 6.0 mm, wire diameter 1.2 mm.

Stacking frame can also be available on request.

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8610	240 x 120 x 30	Mini
99-8611	240 x 120 x 50	Mini
99-8612	240 x 120 x 60	Mini
99-8608	240 x 120 x 70	Mini
99-8609	240 x 120 x 100	Mini

99-8607	240 x 250 x 30	1/2
99-8613	240 x 250 x 50	1/2
99-8615	240 x 250 x 60	1/2
99-8616	240 x 250 x 70	1/2
99-8617	240 x 250 x 100	1/2

99-8656	405 x 250 x 30	3/4
99-8657	405 x 250 x 50	3/4
99-8658	405 x 250 x 60	3/4
99-8659	405 x 250 x 70	3/4
99-8660	405 x 250 x 100	3/4

99-8606	480 x 250 x 30	1/1
99-8618	480 x 250 x 50	1/1
99-8619	480 x 250 x 60	1/1
99-8620	480 x 250 x 70	1/1
99-8621	480 x 250 x 100	1/1

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8661	540 x 250 x 30	1/1
99-8662	540 x 250 x 50	1/1
99-8663	540 x 250 x 60	1/1
99-8664	540 x 250 x 70	1/1
99-8665	540 x 250 x 100	1/1

99-8622	300 x 300 x 50
99-8623	300 x 300 x 60

99-8624	470 x 400 x 60
---------	----------------

99-8625	480 x 480 x 50
99-8626	480 x 480 x 60

99-8628	500 x 300 x 50
---------	----------------

99-8632	550 x 430 x 50
---------	----------------

99-8634	600 x 300 x 60
---------	----------------



Glatte runde Kanten
Smooth Round Edges



Innen montierte Fallgriffe
Inner Mounted Drop Handles


Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request

Tray
Serie



Deckel für perforierte Körbe
(Single Frame)
Lid for perforated baskets
(Single Frame)


Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8635	240 x 120	Mini
99-8636	240 x 250	1/2
99-8642	405 x 250	3/4
99-8637	480 x 250	1/1
99-8643	540 x 250	1/1
99-8638	300 x 300	
99-8639	480 x 480	
99-8640	500 x 300	
99-8641	600 x 300	



Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request

Deckel für perforierte Körbe
(Double Frame)
Lid for perforated baskets
(Double Frame)


Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8635D	240 x 120	Mini
99-8636D	240 x 250	1/2
99-8642D	405 x 250	3/4
99-8637D	480 x 250	1/1
99-8643D	540 x 250	1/1
99-8638D	300 x 300	
99-8639D	480 x 480	
99-8640D	500 x 300	
99-8641D	600 x 300	



Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request

Deckel für perforierte Körbe
(Detention Frame)
Lid for perforated baskets
(Detention Frame)


Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8635DT	240 x 120	Mini
99-8636DT	240 x 250	1/2
99-8642DT	405 x 250	3/4
99-8637DT	480 x 250	1/1
99-8643DT	540 x 250	1/1
99-8638DT	300 x 300	
99-8639DT	480 x 480	
99-8640DT	500 x 300	
99-8641DT	600 x 300	



Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request

Tray
Serie





Flacher Boden (Innenseite)
Flat base (Inner Side)



Innen montierter Fallgriff
Inner mounted drop handle



Flacher Boden (Aussenseite)
Flat base (Outer Side)



Glatte runde Kanten
Smooth round edges

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8545	120 x 250 x 50	Mini
99-8546	120 x 250 x 60	Mini
99-8547	120 x 250 x 70	Mini
99-8548	120 x 250 x 100	Mini
99-8549	240 x 250 x 50	1/2
99-8550	240 x 250 x 60	1/2
99-8551	240 x 250 x 70	1/2
99-8552	240 x 250 x 100	1/2
99-8553	405 x 250 x 50	3/4
99-8554	405 x 250 x 60	3/4
99-8555	405 x 250 x 70	3/4
99-8556	405 x 250 x 100	3/4
99-8557	480 x 250 x 50	1/1
99-8558	480 x 250 x 60	1/1
99-8559	480 x 250 x 70	1/1
99-8560	480 x 250 x 100	1/1

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8561	540 x 250 x 50	1/1
99-8562	540 x 250 x 60	1/1
99-8563	540 x 250 x 70	1/1
99-8564	540 x 250 x 100	1/1
99-8565	480 x 360 x 50	
99-8566	480 x 360 x 60	
99-8567	480 x 360 x 70	
99-8568	480 x 360 x 100	
99-8569	480 x 480 x 50	
99-8570	480 x 480 x 60	
99-8571	480 x 480 x 70	
99-8572	480 x 480 x 100	



Universal Silikon Halterung Universal Silicon Holders



Item Code	Sizes in mm
99-8950	250 x 35 x 10

Universal Silikon Halterung Universal Silicon Holders



Item Code	Sizes in mm
99-8951	250 x 35 x 10

Side Perforated / Basket Flat Base

Our side perforated baskets are:


- Manufactured in stainless steel grade AISI-304 .
- Electro-polished.
- Burr free to protect, wraps and eliminate user injury.
- Smooth round Edges.
- Side wall perforated to protect sharp instruments edges and tips from damage.
The perforation hole size is 2.0 mm.
- Meet all requirements of automatic washing and sterilization of all kinds of instruments.
- Separate lids are available with double frame.
- Inner mounted drop handles.
- Top frame diameter 5.0 mm.
- Flat base basket available in welded mesh with opening square 6.0mm, wire diameter 1.2 mm.
- Stacking frame can also be available on request.



Seite gelocht / Korb Flachboden

Unsere seitlich gelochten Körbe sind:

- Hergestellt aus rostfreiem Stahl der Güteklasse AISI-304.
- Elektropoliert
- Gratfrei zum Schutz und zur Vermeidung von Verletzungen des Benutzers
- Glatte runde Kanten



Deckel für perforierte Körbe (Double Frame) Lid for perforated baskets (Double Frame)

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8582	120 x 250	Mini
99-8583	240 x 250	1/2
99-8584	405 x 250	3/4
99-8585	480 x 250	1/1
99-8586	540 x 250	1/1
99-8587	480 x 360	
99-8588	480 x 480	

Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request

- Perforierte Seitenwand zum Schutz von scharfen Instrumenten und Spitzen vor Beschädigungen zu schützen. Die Perforations lochgröße beträgt 2,0 mm.
- Erfüllt alle Anforderungen der automatischen Waschen und Sterilisieren aller Arten von Instrumenten.
- Separate Deckel sind mit Doppelrahmen erhältlich.
- Innen montierte Fallgriffe.
- Oberer Rahmendurchmesser 5,0 mm.
- Flacher Bodenkorb aus geschweißtem Netz mit Öffnung Quadrat 6,0 mm, Drahtdurchmesser 1,2 mm.
- Auf Anfrage ist auch ein Stapelrahmen erhältlich.

Tray
Serie





Standard-Drahtgitterkörbe


Unsere Drahtgitterkörbe sind:

- Hergestellt aus rostfreiem Stahl der Güteklasse AISI-304.
- Elektropoliert.
- Die Körbe sind stapelbar.
- Erhältlich mit Fall- und Klappgriffen.
- Gratfrei zum Schutz, zum Einwickeln und zur Vermeidung von Verletzungen.
- Getrennte Deckel sind mit Einzel-, Doppel- und Arretierungsrahmen erhältlich.
- Anforderungen an die autom. Reinigung und Sterilisation von Instrumenten werden erfüllt.
- Drahtgitter mit quadratischer Öffnung 4,5 mm, Drahtdurchmesser 1,00 mm.
- Oberer und unterer Rahmendurchmesser 5,0 mm.


Standard Wire Mesh Baskets

Our wire mesh baskets are:

- Manufactured in stainless steel grade AISI-304.
- Electro-polished.
- Burr free to protect, wraps and eliminate user injury.
- Meet all requirements of automatic washing and sterilization of all kinds of instruments.
- Separate lids are available with single, double and detention frame.
- Available in drop and folding handles.
- Top and bottom frame diameter 5.0 mm.
- Wire mesh with opening square 4.5 mm, wire diameter 1.00 mm.
- Baskets are stackable.




Innen montierte Fallgriffe
Inner Mounted Drop Handles



Komor Kante
Comor Edge



Stapelrahmen unten
Bottom Stacking Frame



Beständigkeit
Stadability

Item Code	Sizes in mm	Cont.	Item Code	Sizes in mm	Cont.	Item Code	Sizes in mm	Cont.								
99-8401	105 x 240 x 30		99-8421	405 x 250 x 30	3/4	99-8441	540 x 250 x 30	1/1								
99-8402	105 x 240 x 50		99-8422	405 x 250 x 50	3/4	99-8442	540 x 250 x 50	1/1								
99-8403	105 x 240 x 60		99-8423	405 x 250 x 60	3/4	99-8443	540 x 250 x 60	1/1								
99-8404	105 x 240 x 70		99-8424	405 x 250 x 70	3/4	99-8444	540 x 250 x 70	1/1								
99-8405	105 x 240 x 100		99-8425	405 x 250 x 100	3/4	99-8445	540 x 250 x 100	1/1								
99-8406	240 x 240 x 30		99-8426	480 x 240 x 30	Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich Many more sizes available on request	Universal Silicon Holders  <table><tr><th>Item Code</th><th>Sizes in mm</th></tr><tr><td>99-8950</td><td>250 x 35 x 10</td></tr></table>  <table><tr><th>Item Code</th><th>Sizes in mm</th></tr><tr><td>99-8951</td><td>250 x 35 x 10</td></tr></table>			Item Code	Sizes in mm	99-8950	250 x 35 x 10	Item Code	Sizes in mm	99-8951	250 x 35 x 10
Item Code	Sizes in mm															
99-8950	250 x 35 x 10															
Item Code	Sizes in mm															
99-8951	250 x 35 x 10															
99-8407	240 x 240 x 50	99-8427	480 x 240 x 50													
99-8408	240 x 240 x 60	99-8428	480 x 240 x 60													
99-8409	240 x 240 x 70	99-8429	480 x 240 x 70													
99-8410	240 x 240 x 100	99-8430	480 x 240 x 100													
99-8411	240 x 250 x 30	99-8431	480 x 250 x 30	1/1												
99-8412	240 x 250 x 50	99-8432	480 x 250 x 50	1/1												
99-8413	240 x 250 x 60	99-8433	480 x 250 x 60	1/1												
99-8414	240 x 250 x 70	99-8434	480 x 250 x 70	1/1												
99-8415	240 x 250 x 100	99-8435	480 x 250 x 100	1/1												
99-8416	250 x 250 x 30	99-8436	480 x 480 x 30													
99-8417	250 x 250 x 50	99-8437	480 x 480 x 50													
99-8418	250 x 250 x 60	99-8438	480 x 480 x 60													
99-8419	250 x 250 x 70	99-8439	480 x 480 x 70													
99-8420	250 x 250 x 100	99-8440	480 x 480 x 100													

Deckel für Drahtgitterkörbe
(Einzelrahmen)
Lids for Wire Mesh Baskets
(Single Frame)


Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8455	105 x 240	
99-8456	240 x 240	
99-8457	240 x 250	1/2
99-8458	250 x 250	
99-8459	405 x 250	3/4
99-8460	480 x 240	
99-8461	480 x 250	1/1
99-8462	480 x 480	
99-8463	540 x 250	1/1



Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request

Deckel für Drahtgitterkörbe
(Doppelrahmen)
Lids for Wire Mesh Baskets
(Double Frame)


Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8455D	105 x 240	
99-8456D	240 x 240	
99-8457D	240 x 250	1/2
99-8458D	250 x 250	
99-8459D	405 x 250	3/4
99-8460D	480 x 240	
99-8461D	480 x 250	1/1
99-8462D	480 x 480	
99-8463D	540 x 250	1/1



Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request

Deckel für Maschendrahtkörbe
(Detention Frame)
Lids for Wire Mesh Baskets
(Detention Frame)

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8455DT	105 x 240	
99-8456DT	240 x 240	
99-8457DT	240 x 250	1/2
99-8458DT	250 x 250	
99-8459DT	405 x 250	3/4
99-8460DT	480 x 240	
99-8461DT	480 x 250	1/1
99-8462DT	480 x 480	
99-8463DT	540 x 250	1/1



Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request


Tray
Serie



Körbe aus gewelltem Drahtgeflecht

Unsere gewellten Drahtgitterkörbe sind:


- Hergestellt aus rostfreiem Stahl der Güteklasse AISI-304.
- Elektropoliert.
- Gratfrei zum Schutz, zum Einwickeln und zur Vermeidung von Verletzungen des Benutzers.
- Erfüllen alle Anforderungen an die automatische Reinigung und Sterilisation von Instrumenten aller Art.
- Getrennte Deckel sind mit Einzel-, Doppel- und Arretierungsrahmen erhältlich.
- Erhältlich mit Kipp- und Fallgriffen.
- Oberer und unterer Rahmendurchmesser 5,0 mm.
- Gekräuselter Netz mit quadratischer Öffnung 5,0 mm
- Drahtdurchmesser 0,9 mm.
- Die Körbe sind stapelbar.



Crimped Wire Mesh Baskets

Our crimped wire mesh baskets are:

- Manufactured in stainless steel grade AISI-304.
- Electro-polished.
- Burr free to protect, wraps and eliminate user injury.
- Meet all requirements of automatic washing and sterilization of all kinds of instruments.
- Separate lids are available with single, double and detention frame.
- Available in tilted and drop handles.
- Top and bottom frame diameter 5.0 mm.
- Crimped mesh with opening square 5.0 mm,
- wire diameter 0.9 mm.
- Baskets are stackable.



Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8401CW	105 x 240 x 30	
99-8402CW	105 x 240 x 50	
99-8403CW	105 x 240 x 60	
99-8404CW	105 x 240 x 70	
99-8405CW	105 x 240 x 100	
99-8406CW	240 x 240 x 30	
99-8407CW	240 x 240 x 50	
99-8408CW	240 x 240 x 60	
99-8409CW	240 x 240 x 70	
99-8410CW	240 x 240 x 100	
99-8411CW	240 x 250 x 30	1/2
99-8412CW	240 x 250 x 50	1/2
99-8413CW	240 x 250 x 60	1/2
99-8414CW	240 x 250 x 70	1/2
99-8415CW	240 x 250 x 100	1/2
99-8416CW	250 x 250 x 30	
99-8417CW	250 x 250 x 50	
99-8418CW	250 x 250 x 60	
99-8419CW	250 x 250 x 70	
99-8420CW	250 x 250 x 100	

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8421CW	405 x 250 x 30	3/4
99-8422CW	405 x 250 x 50	3/4
99-8423CW	405 x 250 x 60	3/4
99-8424CW	405 x 250 x 70	3/4
99-8425CW	405 x 250 x 100	3/4
99-8426CW	480 x 240 x 30	
99-8427CW	480 x 240 x 50	
99-8428CW	480 x 240 x 60	
99-8429CW	480 x 240 x 70	
99-8430CW	480 x 240 x 100	
99-8431CW	480 x 250 x 30	1/1
99-8432CW	480 x 250 x 50	1/1
99-8433CW	480 x 250 x 60	1/1
99-8434CW	480 x 250 x 70	1/1
99-8435CW	480 x 250 x 100	1/1
99-8436CW	480 x 480 x 30	
99-8437CW	480 x 480 x 50	
99-8438CW	480 x 480 x 60	
99-8439CW	480 x 480 x 70	
99-8440CW	480 x 480 x 100	

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8441CW	540 x 250 x 30	1/1
99-8442CW	540 x 250 x 50	1/1
99-8443CW	540 x 250 x 60	1/1
99-8444CW	540 x 250 x 70	1/1
99-8445CW	540 x 250 x 100	1/1

Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request

Universal Silikon Halter Universal Silicon Holders




Item Code	Sizes in mm
99-8950	250 x 35 x 10



Item Code	Sizes in mm
99-8951	250 x 35 x 10

Deckel für gewellte
Drahtgitterkörbe (Einzelrahmen)
Lid for Crimped Wire Mesh
Baskets (Single Frame)


Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8455CW	105 x 240	
99-8456CW	240 x 240	
99-8457CW	240 x 250	1/2
99-8458CW	250 x 250	
99-8459CW	405 x 250	3/4
99-8460CW	480 x 240	
99-8461CW	480 x 250	1/1
99-8462CW	480 x 480	
99-8463CW	540 x 250	1/1



Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request

Deckel für Körbe aus gewelltem
Drahtgeflecht (Doppelrahmen)
Lid for Crimped Wire Mesh
Baskets (Double Frame)


Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8455DCW	105 x 240	
99-8456DCW	240 x 240	
99-8457DCW	240 x 250	1/2
99-8458DCW	250 x 250	
99-8459DCW	405 x 250	3/4
99-8460DCW	480 x 240	
99-8461DCW	480 x 250	1/1
99-8462DCW	480 x 480	
99-8463DCW	540 x 250	1/1



Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request

Deckel für Körbe aus gewelltem
Drahtgeflecht (Rückhalterahmen)
Lid for Crimped Wire Mesh Baskets
(Detention Frame)

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8455DTCW	105 x 240	
99-8456DTCW	240 x 240	
99-8457DTCW	240 x 250	1/2
99-8458DTCW	250 x 250	
99-8459DTCW	405 x 250	3/4
99-8460DTCW	480 x 240	
99-8461DTCW	480 x 250	1/1
99-8462DTCW	480 x 480	
99-8463DTCW	540 x 250	1/1



Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request

Tray
Serie





Klassische Körbe aus gewelltem Drahtgeflecht


Unsere klassischen gewellten Drahtgitterkörbe sind:

- Hergestellt aus rostfreiem Stahl der Güteklasse AISI-304.
- Elektropoliert.
- Gerade und glatte runde Ecken.
- Erhältlich mit gekippten und fallenden Griffen.
- Oberer und unterer Rahmendurchmesser 5,0 mm.
- Gekräuselter Netz mit quadratischer Öffnung 6,0 mm,
- Drahtdurchmesser 1,0 mm.
- Gratfrei zum Schutz, zur Umhüllung und zur Vermeidung von Verletzungen des Benutzers.
- Erfüllen alle Anforderungen der automatischen Reinigung und Sterilisation aller Arten von Instrumenten.

Classic Crimped Wire Mesh Baskets

Our classic crimped wire mesh baskets are:

- Manufactured in stainless steel grade AISI-304.
- Electro-polished.
- Burr free to protect, wraps and eliminate user injury.
- Meet all requirements of automatic washing and sterilization of all kinds of instruments.
- Straight and smooth round corners.
- Available in tilted and drop handles.
- Top and bottom frame diameter 5.0 mm.
- Crimped mesh with opening square 6.0 mm,
- Wire diameter 1.0 mm.



Glatte und gerade Ecke
Smooth and Straight Corner



Gekippter Handgriff
Tilted Handle

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8401ER	105 x 240 x 30	
99-8402ER	105 x 240 x 50	
99-8403ER	105 x 240 x 60	
99-8404ER	105 x 240 x 70	
99-8405ER	105 x 240 x 100	
99-8406ER	240 x 240 x 30	
99-8407ER	240 x 240 x 50	
99-8408ER	240 x 240 x 60	
99-8409ER	240 x 240 x 70	
99-8410ER	240 x 240 x 100	
99-8411ER	240 x 250 x 30	1/2
99-8412ER	240 x 250 x 50	1/2
99-8413ER	240 x 250 x 60	1/2
99-8414ER	240 x 250 x 70	1/2
99-8415ER	240 x 250 x 100	1/2
99-8416ER	250 x 250 x 30	
99-8417ER	250 x 250 x 50	
99-8418ER	250 x 250 x 60	
99-8419ER	250 x 250 x 70	
99-8420ER	250 x 250 x 100	

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8421ER	405 x 250 x 30	3/4
99-8422ER	405 x 250 x 50	3/4
99-8423ER	405 x 250 x 60	3/4
99-8424ER	405 x 250 x 70	3/4
99-8425ER	405 x 250 x 100	3/4
99-8426ER	480 x 240 x 30	
99-8427ER	480 x 240 x 50	
99-8428ER	480 x 240 x 60	
99-8429ER	480 x 240 x 70	
99-8430ER	480 x 240 x 100	
99-8431ER	480 x 250 x 30	1/1
99-8432ER	480 x 250 x 50	1/1
99-8433ER	480 x 250 x 60	1/1
99-8434ER	480 x 250 x 70	1/1
99-8435ER	480 x 250 x 100	1/1
99-8436ER	480 x 480 x 30	
99-8437ER	480 x 480 x 50	
99-8438ER	480 x 480 x 60	
99-8439ER	480 x 480 x 70	
99-8440ER	480 x 480 x 100	

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8441ER	540 x 250 x 30	1/1
99-8442ER	540 x 250 x 50	1/1
99-8443ER	540 x 250 x 60	1/1
99-8444ER	540 x 250 x 70	1/1
99-8445ER	540 x 250 x 100	1/1

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request


Universal Silikonhalter Universal Silicon Holders



Item Code	Sizes in mm
99-8950	250x35x10



Item Code	Sizes in mm
99-8951	250x35x10



Feinmaschige Körbe mit Deckel

Unsere Feinmaschigen Körbe mit Deckel sind:

- Hergestellt aus rostfreiem Stahl der Güteklasse AISI-304.
- Elektropoliert.
- Draht-Verschluss-Clip.
- Feines Netz mit quadratischer Öffnung 1,6 mm und Drahtdurchmesser 0,7 mm
- Gratfrei zum Schutz und zur Vermeidung von Verletzungen des Benutzers. Glatte runde Ränder.
- Top und Deckel Rahmen Draht Durchmesser 3,5 mm und 04,0 mm (je nach Größe der Körbe).


Fine Mesh Baskets With Lid

Our Fine Mesh Baskets With Lid Are:

- Manufactured in stainless steel grade AISI-304.
- Electro-polished.
- Burr free to protect, wraps and eliminate user injury. Smooth round Edges.
- Top and lid frame wire diameter 3.5 mm and 04.0 mm (according to the size of baskets).
- Fine mesh with opening square 1.6 mm and wire diameter 0.7 mm
- Wire Locking Clip.

Item Code	Sizes in mm	Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8343	40 x 40 x 20	99-8361	240 x 90 x 40	
99-8344	70 x 70 x 30	99-8362	240 x 120 x 35	Mini
99-8345	80 x 40 x 20	99-8363	275 x 175 x 35	
99-8346	80 x 40 x 30	99-8364	280 x 170 x 60	Dental
99-8347	80 x 80 x 34	99-8365	250 x 200 x 20	
99-8348	80 x 80 x 40	99-8366	300 x 180 x 20	
99-8349	90 x 90 x 50	99-8367	200 x 110 x 40	
99-8350	150 x 110 x 20	99-8368	225 x 110 x 50	
99-8351	160 x 40 x 20	99-8369	235 x 120 x 60	
99-8352	105 x 70 x 25	99-8370	270 x 135 x 40	
99-8353	141 x 50 x 40	99-8371	280 x 145 x 50	
99-8354	150 x 50 x 35	99-8372	400 x 250 x 50	
99-8355	180 x 130 x 20			
99-8356	190 x 85 x 100			
99-8357	200 x 100 x 35			
99-8358	220 x 140 x 50			
99-8359	210 x 170 x 20			
99-8360	235 x 155 x 40			

Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request




Tray
Serie



Micro Feinmaschige Körbe

Unsere Micro Feinmaschige Körbe mit Deckel sind:

- Hergestellt aus rostfreiem Stahl der Güteklasse AISI-304.
- Top und Deckel Rahmen Draht Durchmesser 3,5 mm
- Mikrofeines Netz mit quadratischer Öffnung 1,0 mm und Drahtdurchmesser 0,5 mm
- Drahtverriegelung Clip.
- Elektrolyt Politur.



Tray
Serie

Item Code	Sizes in mm
99-8343MM	40 x 40 x 20
99-8344MM	70 x 70 x 30
99-8345MM	80 x 40 x 20
99-8346MM	80 x 40 x 30
99-8347MM	80 x 80 x 34
99-8348MM	80 x 80 x 40
99-8349MM	90 x 90 x 50
99-8350MM	150 x 110 x 20
99-8351MM	160 x 40 x 20
99-8352MM	105 x 70 x 25
99-8353MM	141 x 50 x 40
99-8354MM	150 x 50 x 35
99-8355MM	180 x 130 x 20

Micro Fine Mesh Baskets

Our Micro Fine Mesh Baskets With Lid Are:

- Manufacture in stainless steel grade AISI-304.
- Top and lid frame wire diameter 3.5 mm
- Micro fine mesh with opening square 1.0 mm and wire diameter 0.5 mm
- Wire locking Clip.
- Electrolyte Polish.

Many more sizes available on request

Feinmaschige Körbe mit einzigartigem Twist-Off-Deckel

Unsere Feinmaschige Körbe mit Deckel sind:

- Hergestellt aus hochwertigem rostfreiem Stahl der Güteklasse AISI-304.
- Top und Deckelrahmen Drahtdurchmesser 3,5 mm und 4,0 mm (je nach Größe des Korbes).
- Feines Netz mit quadratischer Öffnung 1,6 mm und Drahtdurchmesser 0,7 mm.
- Gratfrei und elektrolytfrei.
- Innovative Twist-off-Deckel sind sicher und einfach zu bedienen.

Fine Mesh Baskets with Unique Twist-Off Lid

Our Fine Mesh Baskets With Lid Are:

- Manufacture in High Quality stainless steel grade AISI-304.
- Top and lid frame wire diameter 3.5 mm and 4.0 mm (According to the size of Basket).
- Fine mesh with opening square 1.6 mm and wire diameter 0.7 mm.
- Burr-Free and Electrolyte Polish.
- Innovative twist-off Lids are secure and easy to use.



Item Code	Sizes in mm
99-8344RL	70 x 70 x 30
99-8347RL	80 x 80 x 34
99-8348RL	80 x 80 x 40
99-8349RL	90 x 90 x 50
99-8350RL	150 x 110 x 20
99-8352RL	105 x 70 x 25
99-8353RL	141 x 50 x 40
99-8354RL	150 x 50 x 35
99-8355RL	180 x 130 x 20
99-8356RL	190 x 85 x 100
99-8357RL	200 x 100 x 35
99-8358RL	220 x 140 x 50
99-8359RL	210 x 170 x 20
99-8360RL	235 x 155 x 40

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8361RL	240 x 90 x 40	
99-8362RL	240 x 120 x 35	Mini
99-8363RL	275 x 175 x 35	
99-8364RL	280 x 170 x 60	Dental
99-8365RL	250 x 200 x 20	
99-8366RL	300 x 180 x 20	
99-8367RL	200 x 110 x 40	
99-8368RL	225 x 110 x 50	
99-8369RL	235 x 120 x 60	
99-8370RL	270 x 135 x 40	
99-8371RL	280 x 145 x 50	
99-8372RL	400 x 250 x 50	

Many more sizes available on request

Tray
Serie



Mikrofeinmaschige Körbe mit einzigartigem Twist-Off-Deckel

Unsere Micro Feine Mesh Körbe mit Deckel sind:

- Hergestellt aus hochwertigem rostfreiem Stahl der Güteklasse AISI-304.
- Top und Deckel Rahmen Draht Durchmesser 3,5 mm
- Micro Fine Mesh mit quadratischer Öffnung 1,0 mm und Drahtdurchmesser 0,5 mm
- Gratfrei und elektrolytfrei.
- Innovative Twist-off-Deckel sind sicher und einfach zu bedienen



Tray
Serie

Item Code	Sizes in mm
99-8344MMRL	70 x 70 x 30
99-8347MMRL	80 x 80 x 34
99-8348MMRL	80 x 80 x 40
99-8349MMRL	90 x 90 x 50
99-8350MMRL	150 x 110 x 20
99-8352MMRL	105 x 70 x 25
99-8353MMRL	141 x 50 x 40
99-8354MMRL	150 x 50 x 35
99-8355MMRL	180 x 130 x 20

Micro Fine Mesh Baskets with Unique Twist-Off Lid

Our Micro Fine Mesh Baskets With Lid Are:


- Manufacture in High Quality stainless steel grade AISI-304.
- Top and lid frame wire diameter 3.5 mm
- Micro Fine mesh with opening square 1.0 mm and wire diameter 0.5 mm
- Burr-Free and Electrolyte Polish.
- Innovative twist-off Lids are secure and easy to use

Many more sizes available on request

Voll perforierte Korbvarianten mit Blattverriegelungsklip

Unsere vollperforierten Körbe mit Deckel sind:

- Hergestellt aus rostfreiem Stahl der Güteklasse AISI-304.
- Elektropoliert.
- Stangendurchmesser der Ober- und Deckelrahmen 3,5 mm und 4,0 mm.
- Vollwandperforation zum Schutz von scharfen Instrumenten.
- Kanten und Spitzen vor Beschädigungen zu schützen.
- Das Perforationsloch ist 2,0 mm groß.
- Glatte runde Kanten.
- Blattverriegelungsclip.



Item Code	Sizes in mm
99-6343	40 x 40 x 20mm
99-6344	70 x 70 x 30mm
99-6345	80 x 40 x 20mm
99-6346	80 x 40 x 30mm
99-6347	80 x 80 x 34mm
99-6348	80 x 80 x 40mm
99-6349	90 x 90 x 50mm
99-6350	150 x 110 x 20mm
99-6351	160 x 40 x 20mm
99-6352	105 x 40 x 20mm
99-6353	141 x 50 x 40mm
99-6354	150 x 50 x 35mm
99-6355	190 x 85 x 35mm
99-6356	200 x 100 x 35mm
99-6357	240 x 90 x 40mm
99-6358	200 x 110 x 40mm
99-6359	225 x 110 x 50mm

Fully perforated baskets with blade locking clip

Our fully perforated baskets with lids are:


- Manufacture in stainless steel grade AISI-304.
- Electro Polished.
- Top and lid frame rod diameter 3.5 mm and 4.0 mm.
- Full wall perforation to protect sharp instruments edges and tips from damage.
- The perforation hole size is 2.0mm
- Smooth round edges.
- Sheet locking clip.
- Hinged Lids.

Many more sizes available on request

Tray
Serie



- Unterer Rahmen hergestellt, um Platz zu schaffen zwischen den Instrumenten und der Arbeitsfläche.
- Separate obere Abdeckung erhältlich.
- Drahtdurchmesser des oberen und unteren Rahmens 3,5 mm
- Gitter mit Drahtdurchmesser 1,5 mm, quadratische Öffnung 6,0 mm
- Gratfreie, glatte Oberfläche.
- Elektrolyt poliert.
- Stapelbar.



- Bottom frame fabricated to make space between instruments and working surface.
- Separate top cover available.
- Top and bottom frame wire diameter 3.5 mm
- Grid made with wire diameter 1.5 mm, opening square 6.0 mm
- Burr free smooth finish.
- Electrolyte Polish.
- Stackable.




DRAHTGITTERKORB WIRE NET BASKET

Item Code	Sizes in mm
99-9000	250 x 170 x 70mm
99-9001	340 x 250 x 70mm
99-9002	450 x 340 x 70mm

DECKEL FÜR DRAHTGITTERKORB LID FOR WIRE NET BASKET

Item Code	Sizes in mm
99-9003	250 x 170mm
99-9004	340 x 250mm
99-9005	450 x 340mm



- Die Standardkörbe können für den Transport, die Lagerung und für alle Arten von Autoklaven genutzt werden.
- STE Sterile Warenkörbe bedeutet daß die Körbe aus einem durchgehendem Draht bestehen, die dem Benutzer maximalen Schutz des Benutzers vor Verletzungen bietet.
- Die Körbe sind stapelbar.
- Mit einem Haken am Wagen oder an der Wand können die Körbe leicht befestigt werden.
- The standard baskets can be used for transportation, storage and for all types of autoclaves.
- STE Sterile baskets means that the baskets are made of a continuous wire, which provides the user with maximum protection from injury.
- The baskets are stackable.
- With a hook on the trolley or on the wall the baskets can be easily fixed.




Item Code	Sizes in mm	
99-9010	575 x 280 x 135	Normal / Standard
99-9011	575 x 280 x 265	Normal / Standard
99-9012	575 x 280 x 265	Zugang von vorne / Front access

- Oberer Rahmendrahtdurchmesser 6,0 mm
- Rahmendrahtdurchmesser 3,0 mm
- Drahtdurchmesser der Schlaufen 2,5 mm
- Drahtdurchmesser des unteren Rahmens 5,0 mm
- Elektrolyt Politur und gratfreie, glatte Oberfläche.
- Upper frame wire diameter 6.0 mm
- Frame wire diameter 3.0 mm
- Loops wire diameter 2.5 mm
- Base frame wire diameter 5.0 mm
- Electrolyte Polish and burr free smooth finish.


 Tray
Serie


- Die SPRI-Körbe sind sowohl stapelbar als auch nestbar.
- Stapelbar, wenn die Griffe in den Korb geklappt sind.
- Nestbar, wenn die Griffe ausgeklappt sind.
- Wenn die Körbe leer sind, halten sie ein Minimum an Stauraum in der Nesting-Position.
- Drahtdurchmesser des oberen und unteren Rahmens 5,0 mm.
- Drahtdurchmesser der Schlaufen 3,5 mm
- Elektrolytpolitur und glatte Oberfläche.



- The SPRI baskets are both stackable and nestable.
- Stackable when the handles are folded into basket.
- Nestable when the handles are folded out.
- When the baskets are empty. hold minimum storage space in nesting position.
- Upper and lower frame wire diameter 5.0mm.
- Loops wire diameter 3.5mm
- Electrolyte polish and smooth finish.


SPRI-BASKETTEN
(Doppelter Rahmen
mit klappbarem Griff)
SPRI BASKETS
(Double Frame
with Folding Handle)

Item Code	Sizes in mm
99-9110	585 x 395 x 100
99-9111	585 x 395 x 195



SPRI-BASKETTEN
(mit einfachem Rahmen)
SPRI BASKETS
(With Single Frame)

Item Code	Sizes in mm
99-9030	600 x 300 x 40
99-9031	600 x 300 x 50
99-9032	600 x 300 x 100
99-9033	600 x 300 x 130
99-9034	600 x 300 x 150
99-9035	600 x 300 x 180
99-9036	600 x 300 x 200
99-9037	600 x 400 x 100
99-9038	600 x 400 x 130
99-9039	600 x 400 x 150
99-9040	600 x 400 x 180
99-9041	600 x 400 x 200




- Diese Art von Körben ist sowohl nestbar als auch stapelbar.
- Stapelbar, wenn die Körbe übereinander einander mit entgegengesetzter Position.
- Nestbar, wenn sie in der gleichen Position platziert werden.
- Drahtdurchmesser des oberen und unteren Rahmens 6,0 mm.
- Drahtdurchmesser der Schlaufen 4,0 mm.
- Elektrolyt Polnisch.

- This type of baskets are also both nestable and stackable.
- Stackable when placed the basket on each other with opposite position.
- Nestable when placed in same position.
- Upper and lower frame wire diameter 6.0 mm.
- Loops wire diameter 4.0 mm.
- Electrolyte Polish.


Tray
Serie



Item Code	Sizes in mm
99-9060	600 x 300
99-9061	600 x 400




Drahtdurchmesser 6,0 mm und 2,5 mm
Wire diameter 6.0mm and 2.5mm
Diámetro del alambre 6,0 mm y 2,5 mm
Diametro del filo 6,0 mm e 2,5 mm
Диаметр проволоки 6,0 мм и 2,5 мм



Item Code	Sizes in mm
99-9062	600 x 400 x 44

Drahtdurchmesser 6,0 mm und 3,0 mm
Wire diameter 6.0mm and 3.0mm
Diámetro del alambre 6,0 mm y 3,0 mm
Diametro del filo 6,0 mm e 3,0 mm
Диаметр проволоки 6,0 мм и 3,0 мм



Item Code	Sizes in mm
99-9063	600 x 400 x 44

Drahtdurchmesser 6,0 mm und 3,0 mm
Wire diameter 6.0mm and 3.0mm
Diámetro del alambre 6,0 mm y 3,0 mm
Diametro del filo 6,0 mm e 3,0 mm
Диаметр проволоки 6,0 мм и 3,0 мм

Tray
Serie




Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8046	640 x 150 x 77	1



Kleine Linsenkörbe
Small Lens Baskets




Verriegelungsclip
Locking Clip



Arthroscope Korb Arthroscope Basket




Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8040	180 x 80 x 52	1
99-8041	290 x 80 x 52	1



Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8042	290 x 80 x 52	2


Endoskop-Körbe Endoscope Baskets




Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8044	460 x 80 x 52	2

Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8043	460 x 80 x 52	1

Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8045	670 x 80 x 52	1
99-8047	600 x 80 x 52	1
99-8048	700 x 80 x 52	1



Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8049	290 x 160 x 52	2



Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8050	290 x 160 x 52	2



Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8051	460 x 160 x 52	2



Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8052	460 x 160 x 52	2




Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8053	460 x 160 x 52	2

- Oberteil & Deckelrahmen Drahtdurchmesser 5,0 mm
- Drahtdurchmesser der Schlaufen 2,0 mm.
- Autoklavierbare Silikoneinsätze.
- Elektrolytpolitur und gratfreie Oberfläche.
- Verriegelungsklammern
- Top and Lid frame wire diameter 5.0mm
- Loops wire diameter 2.0mm.
- Autoclaveable silicon inserts.
- Electrolyte polish and burr free finish.
- Locking Clips

Tray
Serie



Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8054	310 x 150 x 77	2




Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8066	460 x 225 x 52	2



Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8067	460 x 225 x 52	2



Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8068	580 x 160 x 52	2




Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8069	580 x 160 x 52	2

- Mit Silikoneinsätzen am Boden der Körbe zur Aufnahme von Mikroinstrumente.
- Die Deckel sind mit Silikonstreifen versehen, um die Instrumente zu halten.
- Die Seitenwände sind aus perforiertem Blech gefertigt.
- Benutzerfreundlicher Verriegelungsgriff.

Item Code	Sizes in mm	Cont..
99-822-000	240 x 250 x 38	1/2
99-822-001	480 x 250 x 38	1/1
99-822-002	400 x 250 x 38	



- With silicon inserts on bottom of baskets to accommodate micro instruments.
- Lids are provided with silicon strips to grip the instruments.
- Side walls are made of perforated sheet.
- User friendly locking handle.



Item Code	Sizes in mm
98-020-025	160 x 70 x 25
98-030-025	265 x 160 x 25
98-040-050	265 x 160 x 50





Tray
Serie



Federhaltende Zahnkassette

Speziell entwickelt zur Minimierung der Kontaktfläche beim Verriegelung der Instrumente in der Kassette.
Jedes Instrument wird von einer separaten Feder gehalten.
Außerdem können sowohl dickere als auch dünnere Instrumente in einer Anordnung der Kassette halten.



Spring Holding Dental Cassette

Specially designed to minimize the contact area while locking of instruments inside the cassette.
Each Instrument is held by separate spring.
Further it can equally hold thicker and thinner instruments in one arrangement of cassette.

Item Code	Sizes in mm
99-8242	178 x 64 x 32
99-8243	178 x 114 x 32
99-8244	203 x 140 x 38
99-8245	203 x 280 x 38
99-8246	220 x 125 x 40
99-8247	250 x 220 x 40

Feinmaschige Zahnkassette

Die feinmaschige Dentalkassette ist sehr praktikabel wenn die Instrumente durch einen Rundum-Wasserstrom gereinigt werden müssen.

Fine Mesh Dental Cassette

Fine Mesh dental cassette is much workable when instruments are required to be cleaned by all around water flow.



Item Code	Sizes in mm
99-8148	240 x 90 x 40
99-8149	235 x 80 x 30
99-8150	235 x 155 x 40



Item Code	Sizes in mm
99-7010	180 x 60 x 22
99-7011	180 x 125 x 22



Item Code	Sizes in mm
99-7012	184 x 145 x 34
99-7013	184 x 74 x 34
99-7014	184 x 74 x 34



Item Code	Sizes in mm
99-7015	205 x 143 x 34



Tray
Serie





für 16 Instrumente mit Trennplatte
for 16 Instruments with partition plate

Item Code	Sizes in mm
99-7016	280 x 183 x 32



für 20 Instrumente
for 20 Instruments

Item Code	Sizes in mm
99-7017	280 x 183 x 32



Item Code	Sizes in mm
99-7018	280 x 205 x 32



Item Code	Sizes in mm
99-7019	280 x 183 x 32

Silikoneinsätze in verschiedenen Farben erhältlich
Silicon Inserts available in different colors
Insertos de silicona disponibles en diferentes colores
Inserti in silicone disponibili in diversi colori
Силиконовые вставки доступны в различных цветах

grün green verde verde зеленый	orange orange naranja arancione апельсин	gelb yellow amarillo giallo желтый	rot red rojo rosso красный	blau blue azul blu синий



Mikrokassetten sind die beste Lösung für die Sterilisation von Mikroinstrumenten und kleinen Klammern.
Micro cassettes are the best for sterilization of micro instruments and small clamps.

Item Code	Sizes in mm
99-7040	40 x 55 x 20
99-7041	74 x 45 x 20
99-7042	74 x 59 x 24



Silikoneinsätze in verschiedenen Farben erhältlich
Silicon Inserts available in different colors
Insertos de silicona disponibles en diferentes colores
Inserti in silicone disponibili in diversi colori
Силиконовые вставки доступны в различных цветах



Klipp-IN / Clip-IN

Item Code	Sizes in mm
99-7051	185 x 82 x 18
99-7052	185 x 140 x 18



Fixierklammer

Unsere Fixierklemmen sind:

- Einstellbare Klammerlänge.
- Universell anpassbar für alle Instrumentengrößen.
- Leicht zerlegbar für Reinigungszwecke.

Fixing Clamp

Our Fixing Clamps are:

- Adjustable clamp length.
- Universally adaptable for all sizes of instruments.
- Easily dismantled for cleaning purpose.

Item Code	Sizes in mm
99-8141	60/220 x 220 x 39
99-8142	60 x 220 x 39

Tray
Serie



Item Code	Sizes in mm
99-7060	180 x 148 x 50



Item Code	Sizes in mm
99-7061	100 x 90 x 50

- Implantologiekassetten für die Reinigung und Sterilisation.
- Reinigung und Sterilisation von Implantatzubehör.
- Verschiedene Silikonstopfen und -halter sind hilfreich bei der Aufnahme
- verschiedenen Fräsern und Bohrern von 2 bis 6,5 mm.
- Spezielle Silikonanordnung zur Aufnahme von Ratschen.
- Ein separates herausnehmbares Fach für verschiedene Mikroteile.
- Die Deckel sind auch ohne Perforation erhältlich.

- Implantology cassettes are strongly recommended for the
- process of cleaning and sterilization of implant accessories.
- Different silicon plugs and holders are helpful in holding
- different burs and drills of 2 to 6.5 mm.
- Special silicon arrangement to hold ratchet.
- A separate removable compartments for various micro parts.
- Lids are also available without perforation.

Item Code	Sizes in mm
99-7062	100 x 90 x 50



Item Code	Sizes in mm
99-7063	150 x 85 x 80



Item Code	Sizes in mm
99-7064	150 x 85 x 80



Item Code	Sizes in mm
99-7065	80 x 55 x 40



Item Code	Sizes in mm
99-7066	80 x 55 x 40




Item Code	Sizes in mm
99-7067	80 x 55 x 40

Tray
Serie



Bohrer Klemmen Bur Clips

Silikoneinsätze in verschiedenen Farben erhältlich
Silicon Inserts available in different colors
Insertos de silicona disponibles en diferentes colores
Inserti in silicone disponibili in diversi colori
Силиконовые вставки доступны в различных цветах



Item Code	Sizes in mm
99-7073	60 x 45 x 28 17 Löcher / Holes

Item Code	Sizes in mm
99-7072	45 x 38 x 28 14 Löcher / Holes

Item Code	Sizes in mm
99-7071	35 x 28 x 28 8 Löcher / Holes

Bohrerhalter-Ständer Bur Holder Stand



Bohrerhalter Ständer Bur Holder Stand



Item Code	Sizes in mm
99-7080	40x75x25 6 Löcher / Holes
99-7081	60x75x20 6 Löcher / Holes
99-7082	70x75x20 6 Löcher / Holes
99-7083	45x20x30 12 Löcher / Holes
99-7084	50x75x25 12 Löcher / Holes

Item Code	Sizes in mm
99-7090	45x20x30 4 Löcher / Holes
99-7091	35x25x30 6 Löcher / Holes
99-7092	45x25x30 8 Löcher / Holes
99-7093	63x25x30 12 Löcher / Holes
99-7094	85x25x30 16 Löcher / Holes
99-7095	110x35x34 30 Löcher / Holes

Tray
Serie



Instruments Schale

Instruments Trays



Item Code	Item Code	Sizes in mm
mit Deckel With Lid	ohne Deckel Without Lid	
99-8837	DJ-4848	200x100x25mm
99-8838	DJ-4849	200x150x40mm
99-8839	DJ-4850	230x150x50mm
99-8840	DJ-4851	250x140x50mm
99-8841	DJ-4852	250x200x50mm
99-8842	DJ-4853	300x200x50mm
99-8843	DJ-4854	350x250x50mm
99-8844	DJ-4855	350x300x50mm
99-8845	DJ-4856	400x300x50mm
99-8846	DJ-4857	450x300x50mm

Instrumenten Behälter

Instruments Box



Item Code	Sizes in mm
99-8858	150 x 80 x 40mm
99-8859	170 x 70 x 30mm
99-8860	180 x 80 x 40mm
99-8861	200 x 100 x 40mm
99-8862	230 x 120 x 50mm
99-8863	250 x 125 x 50mm
99-8864	300 x 150 x 50mm
99-8865	300 x 200 x 50mm
99-8866	350 x 175 x 65mm
99-8867	350 x 180 x 60mm

Nierentablett (mit Deckel)

Kidney Tray (With Lid)

Item Code	Sizes in mm
99-8873	150 x 30 / 6ml
99-8874	180 x 33 / 7ml
99-8875	200 x 35 / 8ml
99-8876	250 x 40 / 10ml
99-8877	280 x 45 / 11.5ml



Nierentablett (ohne Deckel)

Kidney Tray (Without Lid)

Item Code	Sizes in mm
99-8878	150 x 30 / 6ml
99-8879	180 x 33 / 7ml
99-8880	200 x 35 / 8ml
99-8881	250 x 40 / 10ml
99-8882	280 x 45 / 11.5ml



Nierenschale (flacher Typ)

Kidney Tray (Shallow Type)

Item Code	Sizes in mm
99-8883	170
99-8884	220
99-8885	240



Nierenschale (mit Deckel)

Kidney Tray (With Lid)

Item Code	Sizes in mm
99-8868	250 x 75 x 40mm
99-8869	230 x 80 x 50mm
99-8870	300 x 80 x 40mm
99-8871	280 x 90 x 45mm
99-8872	440 x 100 x 50mm

 Tray
Serie


Nadelbehälter / Needle Cases




Item Code	Sizes in mm
99-8886	150 x 90 x 15
99-886A	210 x 125 x 17

Item Code	Sizes in mm
99-8889	50 x 30 x 8
99-8890	65 x 45 x 8
99-8891	80 x 30 x 8

Item Code	Sizes in mm
99-886C	65 x 15

Reagenzglasständer Test Tube Stand



Item Code	Sizes in mm
99-8887	65 x 15


Endodontie-Box Endodontic Box




Item Code	Sizes in mm
99-8888	65 x 15

Dental Behälter Dental Box

Item Code	Sizes in mm
99-8897	250 x 160 x 40




Scaler-Tabletts Scaler Trays



Item Code	Sizes in mm
99-8892	200 x 100
99-8893	205 x 115
99-8894	210 x 150
99-8895	220 x 130
99-8896	225 x 100

Schalen Bowls

(A) Waschbecken / Wash Basin
 (B) Lotionschalen / Lotion Bowls
 (C) Schale / Bowl
 (D) Gallipots / Gallipots
 (E) Jodbecher / Iodine Cup



(Erhältlich in allen Größen)
 (Available in all sizes)

Abrichttrommel / Dressing Drum




Item Code	Sizes in mm
99-8898	80 x 80
99-8899	120 x 120
99-8900	130 x 290
99-8901	150 x 140
99-8902	160 x 120
99-8903	180 x 180
99-8904	200 x 190
99-8905	240 x 240
99-8906	290 x 240
99-8907	340 x 240
99-8908	390 x 200
99-8909	390 x 290
99-8900	390 x 390

Bettpfanne Bed Pan



Item Code	Perfektion / Perfection
99-8911	(Erwachsene) Perfektion (Adult) Perfection
99-8912	(Kind) Perfektion (Child) Perfection



Item Code	Pantoffel / Slipper
99-8913	(Erwachsener) Pantoffel (Adult) Slipper
99-8914	(Kind) Hausschuh (Child) Slipper

Urinale Urinals

Item Code
99-8835

Männliches Urinal Standardgröße
 Male Urinal Standard Size



Item Code
99-8837

Urinal Krug Standardgröße
 Urinal Jug Standard Size

Item Code
99-8836

Weibliches Urinal Standardgröße
 Femal Urinal Standard Size



Tray
Serie





Kanne (Deuche Can)
Irrigators (Deuche Can)

Item Code	Sizes in mm
99-8917	1.0
99-8918	1.5
99-8919	2.0



Kanne (Deuche Can)
Irrigators (Deuche Can)

Item Code	Sizes in mm
99-8906	250
99-8907	500
99-8908	1000

Haltestifte / Holding Pins



Item Code
99-8920

Haltestifte für Instrumente
Holding Pins For Instruments



Item Code
99-820A

Haltestifte für Trennwandplatten
Holding Pins For Partition Sheets



Spirituslampe / Spirit Lamp

Item Code	Sizes in mm
99-8921	Einfach / Single
99-8922	Doppel / Double

Schild aus rostfreiem / Stahl Stainless Steel Tag



Item Code	Sizes in mm	Item Code	Sizes in mm
99-8923	50 x 25mm	99-8932	90 x 50 mm
99-8924	75 x 30 mm	99-8933	90 x 35 mm

Universal Silikonhalterungen
Universal Silicon Holders




Item Code	Sizes in mm
99-8950	250 x 35 x 10




Item Code	Sizes in mm
99-8951	250 x 35 x 10

Silikon-Stiftmatte / Silicone Pin Mat



Item Code	Sizes in mm
99-8928	500 x 300
99-8929	480 x 250



Drilled in the wrong place, set too deep or broken bone. Then do not forget screws, rings, wire and matching blade. Want to burn for healing, can full, the patient from the bad separate, Sometimes painful as needles prick or sterile instruments color-marked on silicone mats lie without stains, But before still measure the distance. **And all the other important things do not forget.**





digimed
Medizintechnik

Digimed Medizintechnik

Inhaber: Patrick Mohr

Kreutzerstrasse 1

78573 Wurmlingen

Telefon: +49-(0)7461-9101172

Fax: +49-(0)7461-9101172

info@digi-med.de

www.digi-med.de



Rev.: 2023