

CONTAINER & BASKET SERIES

DM
Serie

W
Serie

Stainless
Serie

S
Serie

A
Serie

M
Serie

Cassette
Serie

Tray
Serie


1/1 voll · 3/4 mittel · 1/2 halb · Behälter · Standard-, Sicherheitsmodell · Flach-, Mini-, Dental-, Optik-, Bürsten-, Entnahme-, Kassettenbehälter · Siebkorb
1/1 Full · 3/4 Middle · 1/2 Half Container · Standard-, Safety Model · Flat, Mini, Dental, Optik, Brush, Removal, Cassette Container · Sieve Tray · Basket





PTFE




Valve



Bio Barrier



Filtercassetten · Kennzeichnungsschilder · Einlegtücher · Silikonmatten · Einwegpapier/Stofffilter · Stofffilter · Containerklemmen · Indikatorschild · Spannrahmen
Filter cassettes · identification plates · insertion cloths · silicone mats · disposable paper/cloth filters · container clamps · indicator plate · clamping frame · sieve basket



Sterilisation Container Systeme + Siebkörbe
STERILIZATION CONTAINER SYSTEMS + BASKETS
Filter Cassettes PTFE · Valve · Bio Barrier

DM
Serie

W
Serie

Stainless
Serie

S
Serie

A
Serie

M
Serie

Cassette
Serie

Tray
Serie

Deutsch: Einleitung

Die Sterilcontainer Systeme ermöglichen eine systematische Organisation Ihres gesamten Sterilgutes. Die komfortable Handhabung und die Vielfalt unserer Container bietet Ihnen Sicherheit und Kontrolle in allen Anwendungsbereichen der Sterilgutversorgung- Lagerung, Transport und Entsorgung können mit unseren Containern perfekt organisiert werden. Unsere Sterilcontainer entsprechen den Anforderungen der Normen und Standards zur Sterilgutverpackung. Die Container sind hergestellt aus eloxiertem Aluminium und zeichnen sich somit durch geringes Gewicht und gutes Trocknungsverhalten aus. Farbige Deckel und Kennzeichnungsschilder ermöglichen Ihnen eine genaue Kontrolle über Ihr Sterilgut. Durch unser umfangreiches Programm bieten wir Ihnen eine genaue Anpassung an Ihre Bedürfnisse.





English: Introduction

The sterilisation container systems allow you a systematic organisation of your entire instrument sterilisation. The comfortable handling and diversity of our containers gives you safety and control for your instrument sterilisation. Storage, transportation and disposal are perfectly organised with our containers. Our sterilisation container systems are conform to the international standard requirements. The sterilisation containers are made of anodised aluminium, have minimum weight and excellent drying properties. Colour-coded lids and identification labels enable you precise controlling of your instrument sterilisation. Any changes or adjustments in your requirements are no problem due to our extensive range of products.

Spanish: Introducción







Los sistemas de contenedores estériles permiten una organización sistemática de todos sus suministros estériles. El cómodo manejo y la variedad de nuestros contenedores le ofrecen seguridad y control en todas las áreas de aplicación del suministro estéril: el almacenamiento, el transporte y la eliminación pueden organizarse perfectamente con nuestros contenedores. Nuestros contenedores estériles cumplen los requisitos de las normas y estándares para el envasado de productos estériles. Los contenedores están fabricados en aluminio anodizado y se caracterizan por su bajo peso y sus buenas propiedades de secado. Las tapas de colores y las etiquetas de identificación le permiten controlar de cerca sus suministros estériles. Con nuestro amplio programa, le ofrecemos una adaptación exacta a sus necesidades.



Italia: Introduzione

I sistemi di contenitori sterili consentono un'organizzazione sistematica di tutte le vostre forniture sterili. La praticità di utilizzo e la varietà dei nostri contenitori vi offrono sicurezza e controllo in tutte le aree di applicazione delle forniture sterili: stoccaggio, trasporto e smaltimento possono essere perfettamente organizzati con i nostri contenitori. I nostri contenitori sterili soddisfano i requisiti delle norme e degli standard per l'imballaggio di prodotti sterili. I contenitori sono realizzati in alluminio anodizzato e sono quindi caratterizzati da peso ridotto e buone proprietà di asciugatura. I coperchi colorati e le etichette di identificazione consentono di tenere sotto controllo le forniture sterili. Con il nostro ampio programma, vi offriamo un adattamento preciso alle vostre esigenze.

Suitability of our sterile containers for steam sterilization procedures¹⁾ as per DIN 58953, part 9 (issue May 1987)

Sterilization container	Packing		Steam sterilization procedure acc.to DIN 58946, part I				
	Description	Symbolic representation and packing system	Gravitation procedure	Pre - vacuum procedure	Fractional vacuum procedure	Fractional flow procedure	Steam injection procedure
with filters (StB - F)	Textiles in sterilization container with filter in lid and bottom acc.to DIN 58952 part I		+	+	+	+	+
			0	0	+	+	+
	Textiles in sterilization container with filter in lid, bottom not perforated acc.to DIN 58952 part I		—	—	+	+	+
			—	—	+	+	0
	Textiles in sterilization container with filter in bottom lid, not perforated acc.to DIN 58952 part I		0	+	+	+	+
			—	0	+	+	+
	Instruments in wire basket acc.to DIN 58952 part III in sterilization container with filter in lid and bottom acc. to DIN 58952 part I		+ ³⁾	+	+	+	+
	Instruments in wire basket acc.to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in lid and bottom not perforated acc. to DIN 58952 part I		—	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
	Instruments in wire basket acc.to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in bottom acc. to DIN 58952 part I		0	+	+	+	+
			0	+	+	+	+
with valves (StB - V)	Textiles in sterilization container with valves in lid bottom acc. to DIN 58952 part I		—	0	+	+	0
			—	—	+	+	0
	Textiles in sterilization container with valves in lid no valves on the bottom		—	—	+	+	—
			—	—	+	+	—
	Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and bottom		—	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
	Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and not perforated		—	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
			—	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
			—	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾

Explanation of symbols : + applicable - not applicable 0 limited application

1) In order to avoid mistakes with regards to service, operation and/or when loading the sterilizer, please refer to table 1 for correct or wrong combination of sterilization containers for standardized steam sterilization procedures.

2) Only sterilization containers guaranteeing evaporation or discharge of condensate are suitable above.

3) Gravitation procedures having no drying device do not guarantee a sufficient after - drying effect.



DM
Serie

W
Serie

Stainless
Serie

S
Serie

A
Serie

M
Serie

Cassette
Serie

Tray
Serie



◆ DM Serie (580 x 280)	7
1/1 Voll Standard und Sicherheitsmodell · 1/1 Full Standard and Safety Model	7
1/1 Voll Standard Container Modell · 1/1 Full Standard Container Model	8
1/1 Voll Sicherheitsmodell · 1/1 Full Safe Container Model	9
1/1 Voll Wannen und Deckel · 1/1 Full Bottoms and Lids	10
1/1 Voll Drahtsiebkörbe · 1/1 Full Wire Baskets	11
◆ DM Serie (465 x 280)	13
3/4 Mittel Standard und Sicherheitsmodell · 3/4 Middle Standard and Safety Model	13
3/4 Mittel Standard Modell · 3/4 Middle Standard Model	14
3/4 Mittel Sicherheitsmodell · 3/4 Middle Safety Model	15
3/4 Mittel Wannen und Deckel · 3/4 Middle Bottoms and Lids	16
3/4 Mittel Drahtsiebkörbe · 3/4 Middle Wire Baskets	17
◆ DM Serie (285 x 280)	19
1/2 Halb Standard und Sicherheitsmodell · 1/2 Half Standard and Safety Model	19
1/2 Halb Standard Modell · 1/2 Half Standard Model	20
1/2 Halb Sicherheitsmodell · 1/2 Half Safe Model	21
1/2 Halb Wannen und Deckel Modell · 1/2 Half Bottoms and Lid Model	22
1/2 Halb Drahtsiebkörbe · 1/2 Half Wire Baskets	23
◆ DM Serie (600 x 400)	25
Großraum Container Modell · Wide Body Container Model	25
Großraum Container Modell · Wide Body Container Model	26
Großraum Container Wannen und Deckel · Wide Body Bottom and Lid	27
◆ DM Serie (Andere Container · Other Containers)	29
1/2 Flach Halb Container Modell · 1/2 Flat Half Container Model	30
1/2 Flach Halb Container Deckel & Zubehör · 1/2 Flat Half Container Lids & Accessories	31
Mini Container Modell · Mini Container Model	32
Mini Container Deckel und Zubehör · Mini Container Lids and Accessories	33
Dental Container Modell · Dental Container Model	34
Implantat Container Deckel und Zubehör · Implant Lids and Accessories	35
Optik Container Modell · Scopy Container Model	36
1/1 & 1/2 Entsorgungscontainer und Wannen · 1/1 & 1/2 Removal Container and Bottoms	37
Entsorgungscontainer Deckel · Removal Container Lids	38
Bürsten Container Edelstahl & Aluminium · Brush Container Stainless Steel & Aluminium	39
◆ DM Serie (Filter & Accessories)	40
Filter, Indikatoren und Kennzeichnung · Filters, Indicators and Labels	41
Silikonmatten und Fixierklemmen · Silicon mats and fixation clamps	42
Zubehör Halterung, Filter, Matten, Racks · Accessoires Retainer, Filter, Mat, Rack	43
Dauerfilter · Permanent Filter	44
Entsorgungscontainer · Removal Containers	45
◆ W Serie	45
1/1 Voll Container Modell · 1/1 Full Size Container Model	46
1/1 Voll Container Modell · 1/1 Full Size Container Model	47
3/4 Mittel Container Modell · 3/4 Middle Container Model	48
3/4 Mittel Container Modell · 3/4 Middle Container Model	49
1/2 Halb Container Modell · 1/2 Half Container Model	50
1/2 Halb Container Modell · 1/2 Half Container Model	51
breites Container Modell · wide body Container Model	52
langes Container Modell · long body Container Model	53
1/1 & 1/2 Entsorgungscontainer Modell · 1/1 & 1/2 Removal Container Model	54
◆ W Serie (Filter & Accessoires)	55
Zubehör Halterung, Filter, Matten, Racks · Accessoires Retainer, Filter, Mat, Rack	55 - 56
Zubehör Halterung / Instrumentenhalterung · Accessoires bracket / instrument holder	57
perforiertes Standard Modell · Perforated Standard Model	58 - 59
Mini-Modell & Dental-Modell · Mini-Model & Dental Model	59
Optik Modell · Optic Model	59



◆ Stainless Serie (585 x 280 · 295 x 280)	60
1/1 & 1/2 Entsorgungcontainer Modell · 1/1 & 1/2 Removal Container Model	60
Flach, Mini, Dental, Mini Dental Container · Flat, Mini, Dental, Mini Dental Containers	61
◆ A Serie	61
Flach, Mini, Dental, MiniDental Container · Flat, Mini, Dental, Mini-Dental Containers	61
1/2 Flach Halb Container Modell · 1/2 Flat Half Container Model	62
Mini Container Modell · Mini Container Model	63
Dental Container Modell · Dental Container Model	64
Mini Dental Container Modell · Mini Dental Container Model	65
◆ M Serie	67
1/1 Voll Container Modell · 1/1 Full Container Model	68
3/4 Mittel Container Modell · 3/4 Middle Container Model	69
1/2 Halb Container Modell · 1/2 Half Container Model	70
◆ Cassette Serie	71
1/1 Voll Container Modell · 1/1 Full Container Model	72
3/4 Mittel Container Modell · 3/4 Middle Container Model	73
1/2 Halb Container Modell · 1/2 Half Container Model	74
Dental Container Modell · Dental Container Model	75
◆ Siebkörbe Tray Serie · Sieve Baskets Tray Serie.	76
Siebkörbe Tray Serie · Sieve Baskets Tray Serie	77
Siebkörbe aus Edelstahl Tray Serie · Baskets from stainless steel Tray Serie	78
Silikonlagerungen Tray Serie · Silicone fixation Tray Serie	79
Seitlich gelochte Körbe Drahtboden/Deckel · Side Perforated Baskets Wire Base	80
Deckel für seitlich gelochte Körbe · Lid for Side Perforated Baskets Wire.	81
Seitlich Perforierter Korb Flacher Boden · Side Perforated Basket Flat Base	82
Deckel für seitlich gelochte Körbe · Lid for Side Perforated Baskets Wire.	83
Standard-Drahtgitterkörbe · Standard Wire Mesh Baskets	84
Deckel für Standard-Drahtgitterkörbe · Lid for Standard Wire Mesh Baskets.	85
Körbe aus gewellten Drahtgeflecht · Crimped Wire Mesh Baskets	86
Deckel für Körbe aus gewellten Drahtgeflecht · Lids for Crimped Wire Mesh Baskets	87
Klassisch gewellte Drahtgitterkörbe · Classic Crimped Wire Mesh Baskets.	88
Feinmaschige Körbe mit Deckel · Fine Mesh Baskets With Lid	89
Mikro-Feinmaschige Körbe mit Deckel · Micro Fine Mesh Baskets with Lid.	90
Feinmaschige Körbe mit Twist-Off-Deckel · Fine Mesh Baskets with Twist-Off Lid	91
Mikrofeinmaschige Körbe mit Twist-Off-Deckel · Micro Fine Mesh Baskets with Twist-Off Lid	92
Voll perforierte Körbe mit Deckel & Blattverriegelung · Full Perforated Trays with Lid & blade locking clip	93
Drahtgitterkörbe Tray Serie · Wire Net Baskets Tray Serie	94
Sterilgut-Körbe Tray Serie · Sterile Goods Baskets Tray Serie	95
Korb SPRI Tray Serie · Basket SPRI Tray Serie.	96
Drahtgestelle Tray Serie · Wire Racks Tray Serie	97
Endoskop-Körbe Tray Serie · Endoscope Baskets Tray Serie.	100
Mikro-Ophthalmologie-Körbe Tray Serie · Micro Ophthalmic Baskets Tray Serie	101
Mikroinstrumente Kassetten Tray Serie · Micro Instruments Cassettes Tray Serie	102
Instrumente Kassetten Tray Serie · Instruments Cassettes Tray Serie	103 - 104
Mikrokassetten Befestigungsklammern · Micro Cassettes Fixing Clamps.	105
Implantologie-Kassetten Tray Serie · Implantology Cassettes Tray Serie	106
Implantologie Kassetten Tray Serie · Implantology Cassettes Tray Serie	107
Bohrer Clips / Bohrer Ständer und Halter · Bur Clips / Bur Holder Stand	108
Krankenhaus Ware Tray Serie · Hospital Ware Tray Serie	109 - 111
Krankenhausbedarf / Korbzubehör / Silikonmatten und -halter	
Hospital Ware / Basket Accessories / Silicon Matt & Holders	112
◆ Notizen · Note	113



Unser Steril-Container-System umfasst die Systeme 1/1, 1/2, 3/4, **Mini-Container, Dental-Container und Zubehör**. Sterilcontainer aus eloxiertem Aluminium können aufgrund ihrer Filterhalterung mit Papierfilter, Textilfilter oder Teflonfilter (PTFE) genutzt werden.

Über Farbkombinationen oder Kennzeichnungsschilder können die unterschiedlichen Inhalte / OP-Sets gekennzeichnet werden. Für die verschiedenen Methoden der Instrumenten-Aufbereitung erhalten Sie die Sterilisationscontainer auch mit perforiertem Boden. Für die sichere Lagerung erhalten Sie einen optionalen Sicherheitsdeckel. Die passenden Siebkörbe / Trays und Zubehör finden Sie ebenfalls in diesem Katalog.

Neue Sterilisationscontainer Systeme mit Bio Barriere, PTFE Kassetten und Valven System. Die Filterkassetten können über ein Verschluss System individuell getauscht und ersetzt werden.

Mini-Container und Dentalcontainer mit neuem Sicherheitsverschluss. Eine neue Variante in Form von einem halben Dental-Container ist nun ebenfalls verfügbar. Entsorgungscontainer aus Aluminium und Edelstahl von 2 Container Modellen.

Our sterile container system includes the systems 1/1, 1/2, 3/4, **mini-container, dental container and accessories**. Sterile containers made of anodized aluminum can be used with paper filters, textile filters or Teflon filters (PTFE) due to their filter holder.

The different contents / surgical sets can be identified via color combinations or identification labels. For the different methods of instrument preparation, the sterilization containers are also available with a perforated bottom. For safe storage you receive an optional safety lid. The matching wire baskets / trays and accessories can also be found in this catalog.

New sterilization container systems with Bio Barrier, PTFE cassettes and Valven system. The filter cassettes can be individually exchanged and replaced via a locking system.

Mini-Container and Dentalcontainer with new safety closure. A new variant in the form of a half dental container is now also available. Disposal containers made of aluminum and stainless steel of 2 container models.



Wählen Sie zwischen unserem **Standard**-, und unserem **Sicherheitsmodell**. Der **Sicherheitsdeckel** bietet zusätzlichen **Schutz vor Kontamination** bei Transport und Lagerung- Filter-, & Sicherheitsdeckel lassen sich nur bei geöffnetem Behälter trennen.

Choose between our **standard** and our **safety model**. The **safety lid protects against contamination** during transportation and storage- The filter- and safety-lid can only be separated by complete opening of the container.



Die Filterhalterung ist mit einfachem Druck auf die Filtermitte einzusetzen, mit Druck auf die Lasche lösen Sie die Filterhalterung wieder. Die Verschlusslaschen sind in jeder Position arretierbar und bis 180° in den Deckel einschwenkbar.

The filter retainer is locked by pressing down in center of the filter- Opening the filter retainer by pressing the plate. The locking flaps are movable 180° on a pivot and can be secured in any position.



Polymer Containerdeckel sowie Containerdeckel mit integriertem Sicherheitsdeckel. Die verschiedenen Griffvarianten erleichtern die Handhabung.

Polymer container lids as well as container lids with integrated safety lid. The different handle variants facilitate handling.

1/1 Voll gelocht
 1/1 Full perforated
 585 x 280



Die Behälter sind aus **eloxiertem Aluminium** hergestellt.
 Die Deckel der Behälter sind perforiert.
 Der Boden kann perforiert als auch geschlossen sein.
 Die Behälterdeckel sind mit zusätzlichen Sicherheitsdeckel versehen.
 Die Deckel sind in 6 verschiedenen Farbvarianten erhältlich.

Deutsch: voll standard container & sicherheitsmodell
 English: full standard container & security model
 France: modèle standard complet de conteneur et de sécurité
 Spanish: contenedor estándar completo y modelo de seguridad
 Italian: modello standard completo di container e sicurezza
 Russian: полный стандартный контейнер и модель безопасности

The containers are made of **anodized aluminum**.

The lids of the containers are perforated.

The bottom can be perforated as well as closed

The lids of the containers are equipped with additional safety lids.

The lids are available in 6 different color variants.



1/1 Voll nicht gelocht
 1/1 Full not perforated
 585 x 280

DM
 Serie

1/1 volle Größe Container
 1/1 Full Size Containers



Boden ungelocht
Bottom non perforated



	99-110-100
	99-120-100
	99-130-100
	99-140-100
	99-150-100
	99-160-100

Gewicht · weight
2634 g



außen · outside	580 x 280 x 100 mm
innen · inside	550 x 265 x 84 mm

Boden gelocht
Bottom perforated



	99-111-100
	99-121-100
	99-131-100
	99-141-100
	99-151-100
	99-161-100

Gewicht · weight
3156 g

	99-110-135
	99-120-135
	99-130-135
	99-140-135
	99-150-135
	99-160-135

Gewicht · weight
3129,5 g



außen · outside	580 x 280 x 135 mm
innen · inside	550 x 265 x 115 mm

	99-111-135
	99-121-135
	99-131-135
	99-141-135
	99-151-135
	99-161-135

Gewicht · weight
3244 g

	99-110-150
	99-120-150
	99-130-150
	99-140-150
	99-150-150
	99-160-150

Gewicht · weight
3219 g



außen · outside	580 x 280 x 150 mm
innen · inside	550 x 265 x 130 mm

	99-111-150
	99-121-150
	99-131-150
	99-141-150
	99-151-150
	99-161-150

Gewicht · weight
3382 g

	99-110-200
	99-120-200
	99-130-200
	99-140-200
	99-150-200
	99-160-200

Gewicht · weight
3429,5 g



außen · outside	580 x 280 x 200 mm
innen · inside	550 x 265 x 180 mm

	99-111-200
	99-121-200
	99-131-200
	99-141-200
	99-151-200
	99-161-200

Gewicht · weight
3738,5 g

	99-110-260
	99-120-260
	99-130-260
	99-140-260
	99-150-260
	99-160-260

Gewicht · weight
3919 g



außen · outside	580 x 280 x 260 mm
innen · inside	550 x 265 x 240 mm

	99-111-260
	99-121-260
	99-131-260
	99-141-260
	99-151-260
	99-161-260

Gewicht · weight
4272,5 g

Boden ungelocht
Bottom non perforated



	99-112-100
	99-122-100
	99-132-100
	99-142-100
	99-152-100
	99-162-100

Gewicht · weight
3486 g



außen · outside	580 x 280 x 100 mm
innen · inside	550 x 265 x 84 mm

Boden gelocht
Bottom perforated



	99-113-100
	99-123-100
	99-133-100
	99-143-100
	99-153-100
	99-163-100

Gewicht · weight
4007,5 g



außen · outside	580 x 280 x 135 mm
innen · inside	550 x 265 x 115 mm

	99-113-135
	99-123-135
	99-133-135
	99-143-135
	99-153-135
	99-163-135

Gewicht · weight
4095,5 g

	99-112-135
	99-122-135
	99-132-135
	99-142-135
	99-152-135
	99-162-135

Gewicht · weight
3981,5 g



außen · outside	580 x 280 x 150 mm
innen · inside	550 x 265 x 130 mm

	99-113-150
	99-123-150
	99-133-150
	99-143-150
	99-153-150
	99-163-150

Gewicht · weight
4233 g

	99-112-150
	99-122-150
	99-132-150
	99-142-150
	99-152-150
	99-162-150

Gewicht · weight
4070,5 g



außen · outside	580 x 280 x 200 mm
innen · inside	550 x 265 x 180 mm

	99-113-200
	99-123-200
	99-133-200
	99-143-200
	99-153-200
	99-163-200

Gewicht · weight
4589 g

	99-112-200
	99-122-200
	99-132-200
	99-142-200
	99-152-200
	99-162-200

Gewicht · weight
4280 g



außen · outside	580 x 280 x 260 mm
innen · inside	550 x 265 x 240 mm

	99-113-260
	99-123-260
	99-133-260
	99-143-260
	99-153-260
	99-163-260

Gewicht · weight
5140 g

	99-112-260
	99-122-260
	99-132-260
	99-142-260
	99-152-260
	99-162-260

Gewicht · weight
4770,5 g



Boden ungelocht
Bottom non perforated




Boden gelocht
Bottom perforated



Art.Nr.	außen · outside	innen · inside	
99-105-100	580 x 280 x 100 mm	550 x 262 x 84 mm	1923 g
99-105-135	580 x 280 x 135 mm	550 x 262 x 117 mm	2019 g
99-105-150	580 x 280 x 150 mm	550 x 262 x 132 mm	2108 g
99-105-200	580 x 280 x 200 mm	550 x 262 x 182 mm	2317 g
99-105-260	580 x 280 x 260 mm	550 x 262 x 244 mm	2808 g

Art.Nr.	außen · outside	innen · inside	
99-106-100	580 x 280 x 100 mm	550 x 262 x 84 mm	2044 g
99-106-135	580 x 280 x 135 mm	550 x 262 x 117 mm	2132 g
99-106-150	580 x 280 x 150 mm	550 x 262 x 132 mm	2270 g
99-106-200	580 x 280 x 200 mm	550 x 262 x 182 mm	2627 g
99-106-260	580 x 280 x 260 mm	550 x 262 x 244 mm	2851 g

Deckel gelocht
Lid perforated



580 x 280 mm

	99-100-010
	99-100-020
	99-100-030
	99-100-040
	99-100-050
	99-100-060


Gewicht · weight
1111 g

Sicherheitsdeckel
Safety Lid




	99-103-010
	99-103-020
	99-103-030
	99-103-040
	99-103-050
	99-103-060

Gewicht · weight
851,5 g




Siebkorb · Wire Basket

99-190-030	485 x 255 x 30 mm	1108 g
99-190-050	485 x 255 x 50 mm	1112 g
99-190-070	485 x 255 x 70 mm	1176 g
99-190-100	485 x 255 x 100 mm	1289 g



Siebkorb · Wirebasket

99-191-030	540 x 255 x 30 mm	1149 g
99-191-050	540 x 255 x 50 mm	1189 g
99-191-070	540 x 255 x 70 mm	1259 g
99-191-100	540 x 255 x 100 mm	1354 g



Zwischenboden · Wire Base

99-193-0000	545 x 255 x 30 mm	729 g
-------------	-------------------	-------



Spannrahmen · Drape Retainer

99-195-000	545 x 255 mm
------------	--------------



Einschlagtuch · Drape

99-095-070	130 x 60 cm
99-095-080	140 x 100 cm
99-095-090	185 x 45 cm
99-095-100	185 x 60 cm



3/4 Mittel gelocht
3/4 Middle perforated
465 x 280



Die Behälter sind aus **eloxiertem Aluminium** hergestellt.
Die Deckel der Behälter sind perforiert.
Der Boden kann perforiert als auch geschlossen sein.
Die Behälterdeckel sind mit zusätzlichen Sicherheitsdeckel versehen.
Die Deckel sind in 6 verschiedenen Farbvarianten erhältlich.

Deutsch: mittel standard container & sicherheitsmodell
English: middle standard container & security model
France : conteneur standard moyen et modèle de sécurité
Spanish: contenedor estándar medio y modelo de seguridad
Italian: contenitore medio standard e modello di sicurezza
Russian: средний стандартный контейнер и безопасная модель

The containers are made of **anodized aluminum**.

The lids of the containers are perforated.

The bottom can be perforated as well as closed.

The lids of the containers are equipped with additional safety lids.

The lids are available in 6 different color variants.



3/4 Mittel ungelocht
3/4 Middle non-perforated
465 x 280

DM
Serie

3/4 mittlere Größe Container
3/4 Middle Size Containers



Boden ungelocht
Bottom non perforated



	99-210-100
	99-220-100
	99-230-100
	99-240-100
	99-250-100
	99-260-100

Gewicht · weight	
2268,5 g	



außen · outside	465 x 280 x 100 mm
innen · inside	425 x 260 x 84 mm

Boden gelocht
Bottom perforated



	99-211-100
	99-221-100
	99-231-100
	99-241-100
	99-251-100
	99-261-100

Gewicht · weight	
2503 g	

	99-210-135
	99-220-135
	99-230-135
	99-240-135
	99-250-135
	99-260-135

Gewicht · weight	
2549,5 g	



außen · outside	465 x 280 x 135 mm
innen · inside	425 x 260 x 115 mm

	99-211-135
	99-221-135
	99-231-135
	99-241-135
	99-251-135
	99-261-135

Gewicht · weight	
2715 g	

	99-210-150
	99-220-150
	99-230-150
	99-240-150
	99-250-150
	99-260-150

Gewicht · weight	
2620,5 g	



außen · outside	465 x 280 x 150 mm
innen · inside	425 x 260 x 130 mm

	99-211-150
	99-221-150
	99-231-150
	99-241-150
	99-251-150
	99-261-150

Gewicht · weight	
2718 g	

Boden ungelocht
Bottom non perforated


	99-212-100
	99-222-100
	99-232-100
	99-242-100
	99-252-100
	99-262-100

Gewicht · weight	
	2980 g



außen · outside	465 x 280 x 100 mm
innen · inside	425 x 260 x 84 mm

 Boden gelocht
Bottom perforated


	99-213-100
	99-223-100
	99-233-100
	99-243-100
	99-253-100
	99-263-100

Gewicht · weight	
	3213,5 g

	99-212-135
	99-222-135
	99-232-135
	99-242-135
	99-252-135
	99-262-135

Gewicht · weight	
	3260 g



außen · outside	465 x 280 x 135 mm
innen · inside	425 x 260 x 115 mm

	99-213-135
	99-223-135
	99-233-135
	99-243-135
	99-253-135
	99-263-135

Gewicht · weight	
	2425 g

	99-212-150
	99-222-150
	99-232-150
	99-242-150
	99-252-150
	99-262-150

Gewicht · weight	
	2975 g



außen · outside	465 x 280 x 150 mm
innen · inside	425 x 260 x 130 mm

	99-213-150
	99-223-150
	99-233-150
	99-243-150
	99-253-150
	99-263-150

Gewicht · weight	
	3561 g



Boden ungelocht
Bottom non perforated



Boden gelocht
Bottom perforated



Art.Nr.	außen · outside	innen · inside	
99-205-100	465 x 280 x 100 mm	425 x 262 x 85 mm	1396 g
99-205-135	465 x 280 x 135 mm	425 x 262 x 121 mm	1676 g
99-205-150	465 x 280 x 150 mm	425 x 262 x 135 mm	1792 g

Art.Nr.	außen · outside	innen · inside	
99-206-100	465 x 280 x 100 mm	425 x 262 x 85 mm	1629 g
99-206-135	465 x 280 x 135 mm	425 x 262 x 121 mm	1842 g
99-206-150	465 x 280 x 150 mm	425 x 262 x 135 mm	1978 g

Deckel gelocht
Lid perforated



465 x 280 mm

Sicherheitsdeckel
Safety Lid




	99-200-010
	99-200-020
	99-200-030
	99-200-040
	99-200-050
	99-200-060

Gewicht · weight
873 g


	99-203-010
	99-203-020
	99-203-030
	99-203-040
	99-203-050
	99-203-060

Gewicht · weight
710 g



Drahtsiebkorb · Wire Basket

99-290-030	405 x 255 x 30 mm	972 g
99-290-050	405 x 255 x 50 mm	988 g
99-290-070	405 x 255 x 70 mm	1061 g
99-290-100	405 x 255 x 100 mm	1143 g



Zwischenboden · Wire Base

99-293-030	405 x 255 x 30 mm	598 g
------------	-------------------	-------



Spannrahmen · Drape Retainer

99-295-000	405 x 255 mm
------------	--------------



Einschlagtuch · Drape

99-095-080	140 x 100 cm
------------	--------------



Die Behälter sind aus
eloxiertem Aluminium hergestellt.
Die Deckel der Behälter sind perforiert.
Der Boden kann perforiert als auch geschlossen sein.
Die Behälterdeckel sind mit zusätzlichen
Sicherheitsdeckel versehen.
Die Deckel sind in 6 verschiedenen
Farbvarianten erhältlich.

1/2 Halb gelocht
1/2 Half perforated
285 x 280



Deutsch: halb standard container & sicherheitsmodell
English: half standard container & security model
France:: conteneur semi-standard & modèle de sécurité
Spanish: medio contenedor estándar y modelo de seguridad
Italian: mezzo contenitore standard e modello di sicurezza
Russian: полустандартный контейнер и модель безопасности

The containers are made of **anodized aluminum**.

The lids of the containers are perforated.

The bottom can be perforated as well as closed.

The lids of the containers are
equipped with additional safety lids.

The lids are available in 6
different color variants.



1/2 Halb ungelocht
1/2 Half non perforated
285 x 280

DM
Serie

1/2 Halbe Größe Container
1/2 Half Size Containers



Boden ungelocht
Bottom non perforated



	99-310-100
	99-320-100
	99-330-100
	99-340-100
	99-350-100
	99-360-100

Gewicht · weight	
1744,5 g	



außen · outside	285 x 280 x 100 mm
innen · inside	262 x 260 x 84 mm

Boden gelocht
Bottom perforated



	99-311-100
	99-321-100
	99-331-100
	99-341-100
	99-351-100
	99-361-100

Gewicht · weight	
1890,5 g	

	99-310-135
	99-320-135
	99-330-135
	99-340-135
	99-350-135
	99-360-135

Gewicht · weight	
1947 g	



außen · outside	285 x 280 x 135 mm
innen · inside	262 x 260 x 116 mm

	99-311-135
	99-321-135
	99-331-135
	99-341-135
	99-351-135
	99-361-135

Gewicht · weight	
2125 g	

	99-310-150
	99-320-150
	99-330-150
	99-340-150
	99-350-150
	99-360-150

Gewicht · weight	
1981 g	



außen · outside	285 x 280 x 150 mm
innen · inside	262 x 260 x 132 mm

	99-311-150
	99-321-150
	99-331-150
	99-341-150
	99-351-150
	99-361-150

Gewicht · weight	
2462,5 g	

	99-310-200
	99-320-200
	99-330-200
	99-340-200
	99-350-200
	99-360-200

Gewicht · weight	
2101 g	



außen · outside	285 x 280 x 200 mm
innen · inside	262 x 260 x 182 mm

	99-311-200
	99-321-200
	99-331-200
	99-341-200
	99-351-200
	99-361-200

Gewicht · weight	
2513,5 g	

	99-310-260
	99-320-260
	99-330-260
	99-340-260
	99-350-260
	99-360-260

Gewicht · weight	
2483,5 g	



außen · outside	285 x 280 x 260 mm
innen · inside	262 x 260 x 238 mm

	99-311-260
	99-321-260
	99-331-260
	99-341-260
	99-351-260
	99-361-260

Gewicht · weight	
2657,5 g	

Boden ungelocht
 Bottom non perforated



	99-312-100
	99-322-100
	99-332-100
	99-342-100
	99-352-100
	99-362-100

Gewicht · weight	
2162,5 g	



außen · outside	285 x 280 x 100 mm
innen · inside	262 x 260 x 84 mm

Boden gelocht
 Bottom perforated



	99-313-100
	99-323-100
	99-333-100
	99-343-100
	99-353-100
	99-363-100

Gewicht · weight	
2309,5 g	

DM
 Serie

	99-312-135
	99-322-135
	99-332-135
	99-342-135
	99-352-135
	99-362-135

Gewicht · weight	
2351 g	



außen · outside	285 x 280 x 135 mm
innen · inside	262 x 260 x 116 mm

	99-313-135
	99-323-135
	99-333-135
	99-343-135
	99-353-135
	99-363-135

Gewicht · weight	
2466 g	

	99-312-150
	99-322-150
	99-332-150
	99-342-150
	99-352-150
	99-362-150

Gewicht · weight	
2394 g	



außen · outside	285 x 280 x 150 mm
innen · inside	262 x 260 x 132 mm

	99-313-150
	99-323-150
	99-333-150
	99-343-150
	99-353-150
	99-363-150

Gewicht · weight	
2583 g	

	99-312-200
	99-322-200
	99-332-200
	99-342-200
	99-352-200
	99-362-200

Gewicht · weight	
2560 g	



außen · outside	285 x 280 x 200 mm
innen · inside	262 x 260 x 182 mm

	99-313-200
	99-323-200
	99-333-200
	99-343-200
	99-353-200
	99-363-200

Gewicht · weight	
2785,5 g	

	99-312-260
	99-322-260
	99-332-260
	99-342-260
	99-352-260
	99-362-260

Gewicht · weight	
2930 g	



außen · outside	285 x 280 x 260 mm
innen · inside	262 x 260 x 238 mm

	99-313-260
	99-323-260
	99-333-260
	99-343-260
	99-353-260
	99-363-260

Gewicht · weight	
3069,5 g	



Boden ungelocht
Bottom non perforated




Boden gelocht
Bottom perforated



Art.Nr.	außen · outside	innen · inside	
99-305-100	285 x 280 x 100 mm	262 x 262 x 82 mm	1096 g
99-305-135	285 x 280 x 135 mm	262 x 262 x 120 mm	1284 g
99-305-150	285 x 280 x 150 mm	262 x 262 x 135 mm	1327 g
99-305-200	285 x 280 x 200 mm	262 x 262 x 185 mm	1447 g
99-305-260	285 x 280 x 260 mm	262 x 262 x 240 mm	1817 g

Art.Nr.	außen · outside	innen · inside	
99-306-100	285 x 280 x 100 mm	262 x 262 x 82 mm	1242 g
99-306-135	285 x 280 x 135 mm	262 x 262 x 120 mm	1398 g
99-306-150	285 x 280 x 150 mm	262 x 262 x 135 mm	1471 g
99-306-200	285 x 280 x 200 mm	262 x 262 x 185 mm	1672 g
99-306-260	285 x 280 x 260 mm	262 x 262 x 240 mm	2000 g

Deckel gelocht
Lid perforated



285 x 280 mm

	99-300-010
	99-300-020
	99-300-030
	99-300-040
	99-300-050
	99-300-060

Gewicht · weight
654 g

Sicherheitsdeckel
Safety Lid



	99-303-010
	99-303-020
	99-303-030
	99-303-040
	99-303-050
	99-303-060

Gewicht · weight
458 g



Drahtsiebkorb · Wire Basket

99-390-030	255 x 245 x 30 mm	637,5 g
99-390-050	255 x 245 x 50 mm	648,5 g
99-390-070	255 x 245 x 70 mm	691,5 g
99-390-100	255 x 245 x 100 mm	758,5 g



Zwischenboden · Wire Base

99-393-000	258 x 258 x 30 mm	351 g
------------	-------------------	-------



Spannrahmen · Drape Retainer

99-395-000	255 x 255 mm
------------	--------------



Einschlagtuch · Drape

99-095-040	90 x 60 cm
99-095-050	90 x 80 cm
99-095-060	130 x 45 cm
99-095-070	130 x 60 cm



DM Serie (600 x 400) · Großraum Container Modell

Wide Body Container Model · Modelo de contenedor de caja ancha · Contenitore wide body

DM
Serie



Großraum
Wide Body
600 x 400

Deutsch: großraum container modell mit gelochten deckel
English: wide body container model with perforated lid
France: modèle de conteneur à corps large avec couvercle perforé
Spanish: modelo de contenedor de gran capacidad con tapa perforada
Italian: Modello di contenitore di grande capacità con coperchio forato
Russian: модель контейнера большой вместимости с перфорированной крышкой



DM
Serie

Großraum Container
Wide Body Containers



Boden ungelocht
Bottom non perforated



	99-110-62
	99-120-62
	99-130-62
	99-140-62
	99-150-62
	99-160-62

Gewicht · weight	
3857 g	



outside	600 x 400 x 120 mm
inside	550 x 350 x 100 mm

Boden gelocht
Bottom perforated



	99-111-62
	99-121-62
	99-131-62
	99-141-62
	99-151-62
	99-161-62

Gewicht · weight	
4101 g	




outside	600 x 400 x 180 mm
inside	550 x 350 x 160 mm

	99-110-68
	99-120-68
	99-130-68
	99-140-68
	99-150-68
	99-160-68

Gewicht · weight	
4043,5 g	


	99-111-68
	99-121-68
	99-131-68
	99-141-68
	99-151-68
	99-161-68

Gewicht · weight	
4581,5 g	



Drahtsiebkorb · Wire Basket

99-190-55	470 x 337 x 51 mm
-----------	-------------------



Drahtsiebkorb · Wire Basket

99-191-60	533 x 337 x 101 mm
-----------	--------------------

Boden ungelocht
Bottom non perforated



Boden gelocht
Bottom perforated




Wanne ungelocht · Bottom non-perforated

Art.Nr.	außen · outside	innen · inside	
99-105-62	600 x 400 x 120 mm	550 x 350 x 100 mm	2189 g
99-105-68	600 x 400 x 180 mm	550 x 350 x 160 mm	2375 g

Wanne gelocht · Bottom perforated

Art.Nr.	außen · outside	innen · inside	
99-106-62	600 x 400 x 120 mm	550 x 350 x 100 mm	2431 g
99-106-68	600 x 400 x 180 mm	550 x 350 x 160 mm	2911 g

Deckel gelocht
Lid perforated



600 x 400 mm

	99-100-51
	99-100-52
	99-100-53
	99-100-54
	99-100-55
	99-100-56

Deckel gelocht · Lid perforated

Gewicht · weight
1668 g



DM Serie · Andere Container

Other Containers · Otros envases · Altri contenitori · Autres conteneurs · Другие контейнеры

DM
Serie



1/2 Halb Flach
1/2 Half Flat
1/2 Medio Plano
1/2 Mezzo piatto
1/2 Полуплоскость
285 x 280



Mini
Мини
310 x 140

Implantat
Implant
Implante
Impianto
Имплантат
300 x 138



Dental
Dentiste
Odontoiatrico
Стоматология
310 x 190



Implantat
Implant
Implante
Impianto
Имплантат
500 x 155



Optik
Optic
óptica
ottica
оптика
250 x 60



Bürste
Brush
Cepillo
Spazzola
Кисть
285 x 280



Entsorgung
Removal
Eliminación
Smaltimento
Утилизация
585 x 280
295 x 280



DM
Serie

Flach Halb · Mini · Dental · Implant · Optik · Entsorgung · Bürste
Flat Half · Mini · Dental · Implant · Optic · Removable · Brush



Boden ungelocht
Bottom non perforated



	99-310-050
	99-320-050
	99-330-050
	99-340-050
	99-350-050
	99-360-050

Gewicht · weight
1285 g



1/2 Flach Modell · 1/2 Flat Model


außen · outside	285 x 280 x 55 mm
innen · inside	270 x 270 x 33 mm

Boden ungelocht
Bottom non perforated



	99-310-080
	99-320-080
	99-330-080
	99-340-080
	99-350-080
	99-360-080

Gewicht · weight
1377 g



1/2 Flach Modell · 1/2 Flat Model

außen · outside	285 x 280 x 85 mm
innen · inside	270 x 270 x 64 mm

Boden gelocht
Bottom perforated



	99-311-080
	99-321-080
	99-331-080
	99-341-080
	99-351-080
	99-361-080

Gewicht · weight
1529 g

Boden ungelocht
Bottom non perforated



Boden nicht gelocht · Bottom non perforated

Art.Nr.	außen · outside	innen · inside	
99-305-050	285 x 280 x 55 mm	270 x 270 x 33 mm	611 g
99-305-080	285 x 280 x 85 mm	270 x 270 x 64 mm	703 g


Boden gelocht
Bottom perforated



Boden gelocht · Bottom perforated

Art.Nr.	außen · outside	innen · inside	
99-306-080	285 x 280 x 85 mm	270 x 270 x 64 mm	857 g

Deckel gelocht
Lid perforated



	99-304-010
	99-304-020
	99-304-030
	99-304-040
	99-304-050
	99-304-060

Deckel gelocht · Lid perforated

Gewicht · weight
674 g




Spannrahmen · Drape Retainer

99-395-000	255 x 255 mm
------------	--------------



Drahtsiebkorb · Wire Basket

99-390-030	255 x 245 x 30 mm
99-390-050	255 x 245 x 50 mm



Zwischenboden · Wire Base

99-393-000	245 x 255 x 30 mm	351 g
------------	-------------------	-------



Silikonmatte · Silicone Mat

99-851-000	245 x 245 mm
------------	--------------



Einschlagtuch · Drape

99-095-040	90 x 60 cm
99-095-050	90 x 80 cm



Boden ungelocht
Bottom non perforated



	99-410-040
	99-420-040
	99-430-040
	99-440-040
	99-450-040
	99-460-040

Gewicht · weight
510,5 g



außen · outside	300 x 140 x 40 mm
innen · inside	280 x 130 x 27 mm

Boden gelocht
Bottom perforated



	99-411-040
	99-421-040
	99-431-040
	99-441-040
	99-451-040
	99-461-040

Gewicht · weight
589 g

	99-410-070
	99-420-070
	99-430-070
	99-440-070
	99-450-070
	99-460-070

Gewicht · weight
567 g



außen · outside	300 x 140 x 70 mm
innen · inside	280 x 130 x 55 mm

	99-411-070
	99-421-070
	99-431-070
	99-441-070
	99-451-070
	99-461-070

Gewicht · weight
630 g

	99-410-100
	99-420-100
	99-430-100
	99-440-100
	99-450-100
	99-460-100


Gewicht · weight
625,5 g



außen · outside	300 x 140 x 100 mm
innen · inside	280 x 130 x 84 mm

	99-411-100
	99-421-100
	99-431-100
	99-441-100
	99-451-100
	99-461-100

Gewicht · weight
625 g



Mini Siebkorb · Mini Wire basket


99-490-050	265 x 120 x 45 mm	251 g
------------	-------------------	-------



Boden ungelocht
Bottom non perforated



Deckel gelocht
Lid perforated



Boden ungelocht · Mini Container non-perforated

Art.Nr.	außen · outside	innen · inside	
99-405-040	300 x 140 x 40 mm	280 x 130 x 27 mm	190 g
99-405-070	300 x 140 x 70 mm	280 x 130 x 55 mm	241 g
99-405-100	300 x 140 x 100 mm	280 x 130 x 84 mm	305 g



Boden gelocht
Bottom perforated



Boden gelocht · Mini Container perforated

Art.Nr.	außen · outside	innen · inside	
99-406-040	300 x 140 x 40 mm	280 x 130 x 27 mm	258 g
99-406-070	300 x 140 x 70 mm	280 x 130 x 55 mm	304 g
99-406-100	300 x 140 x 100 mm	280 x 130 x 84 mm	326 g


	99-400-010
	99-400-020
	99-400-030
	99-400-040
	99-400-050
	99-400-060

Gewicht · weight
325,5 g



Spannrahmen · Drape Retainer

99-495-000	280 x 125 mm
------------	--------------



Silikonmatte · Silicone Mat

99-850-000	270 x 125 mm
------------	--------------



Einschlagtuch · Drape

99-095-010	60 x 40 cm
------------	------------



Boden gelocht
Bottom perforated



Boden gelocht, Deckel gelocht
Bottom perforated, Lid perforated

Art.Nr.	outside	inside	weight
99-510-040	310 x 190 x 40 mm	280 x 182 x 35 mm	783 g
99-510-060	310 x 190 x 65 mm	280 x 182 x 55 mm	862 g
99-510-080	310 x 190 x 80 mm	280 x 182 x 80 mm	
99-510-100	310 x 190 x 100 mm	280 x 182 x 100 mm	
99-510-130	310 x 190 x 130 mm	280 x 182 x 124 mm	1022 g

Boden ungelocht
Bottom non perforated



Boden ungelocht, Deckel gelocht
Bottom non perforated, Lid perforated

Art.Nr.	outside	inside	weight
99-511-040	310 x 190 x 40 mm	280 x 182 x 35 mm	783 g
99-511-060	310 x 190 x 65 mm	280 x 182 x 55 mm	862 g
99-511-080	310 x 190 x 80 mm	280 x 182 x 80 mm	
99-511-100	310 x 190 x 100 mm	280 x 182 x 100 mm	
99-511-130	310 x 190 x 130 mm	280 x 182 x 124 mm	1022 g

Boden gelocht
Bottom perforated



Boden gelocht
Bottom perforated

Art.Nr.	outside	inside	
99-506-040	310 x 190 x 40 mm	280 x 182 x 35 mm	341 g
99-506-060	310 x 190 x 65 mm	280 x 182 x 55 mm	415 g
99-506-080	310 x 190 x 80 mm	280 x 182 x 80 mm	
99-506-100	310 x 190 x 100 mm	280 x 182 x 100 mm	
99-506-130	310 x 190 x 130 mm	280 x 182 x 124 mm	570 g

Boden ungelocht
Bottom non-perforated



Boden ungelocht
Bottom non perforated

Art.Nr.	outside	inside	
99-505-040	310 x 190 x 40 mm	280 x 182 x 35 mm	341 g
99-505-060	310 x 190 x 65 mm	280 x 182 x 55 mm	415 g
99-505-080	310 x 190 x 80 mm	280 x 182 x 80 mm	
99-505-100	310 x 190 x 100 mm	280 x 182 x 100 mm	
99-505-130	310 x 190 x 130 mm	280 x 182 x 124 mm	570 g

Deckel gelocht
Lid perforated



Deckel gelocht
Lid perforated

gewicht / weight
418 g
99-500-010
99-500-020
99-500-030
99-500-040
99-500-050
99-500-060

Einschlagtuch · Drape

99-095-010	60 x 40 cm
99-095-020	65 x 65 cm
99-095-030	85 x 85 cm



Spannrahmen · Drape Retainer

99-595-000	310 x 190mm
------------	-------------



Deckel gelocht · Boden gelocht (kein Filter)
 Lid perforated · Bottom perforated (non Filter)



	99-612-070
Yellow	99-622-070
Red	99-632-070
Blue	99-642-070
Green	99-652-070
Black	99-662-070

außen · outside	500 x 155 x 75 mm
innen · inside	495 x 155 x 75 mm

Gewicht · weight
654 g

	99-610-060
Yellow	99-620-060
Red	99-630-060
Blue	99-640-060
Green	99-650-060
Black	99-660-060




außen · outside	300 x 138 x 65 mm
innen · inside	295 x 138 x 65 mm

Gewicht · weight
368 g



Deckel gelocht · Boden gelocht (kein Filter)
Lid perforated · Bottom perforated (non Filter)



Boden & Deckel gelocht
Bottom & Lid base non closed

außen · outside	innen · inside
450 x 70 x 70 mm	450 x 65 x 60 mm
gewicht · weight	art.nr. · codes
302 g	99-600-020




Boden & Deckel gelocht
Bottom & Lid base non closed

außen · outside	innen · inside
250 x 60 x 50 mm	250 x 55 x 50 mm
gewicht · weight	art.nr. · codes
152 g	99-600-010





Sicherheitsdeckel
ungelocht
Boden ungelocht
Safety lid non perforated
Bottom non perforated



1/2 Boden & Sicherheitsdeckel ungelocht
1/2 Bottom & Safety Lid base closed



außen · outside
285 x 280 x 100 mm
innen · inside
260 x 260 x 85 mm
gewicht / weight
1677 g
99-315-100
99-325-100
99-335-100
99-345-100
99-355-100
99-365-100

außen · outside
285 x 280 x 150 mm
innen · inside
260 x 260 x 135 mm
gewicht / weight
1929 g
99-315-150
99-325-150
99-335-150
99-345-150
99-355-150
99-365-150

1/1 Boden & Sicherheitsdeckel ungelocht
1/1 Bottom & Safety Lid base closed

außen · outside
580 x 280 x 150 mm
innen · inside
550 x 260 x 135 mm
gewicht / weight
2883 g
99-115-150
99-125-150
99-135-150
99-145-150
99-155-150
99-165-150

Sicherheitsdeckel ungelocht
Boden ungelocht
Safety lid non perforated
Bottom non perforated



1/1 Boden ungelocht / 1/1 base closed

außen · outside	innen · inside
585 x 280 x 140 mm	550 x 260 x 135 mm
gewicht · weight	art.nr. · codes
2108 g	99-105-150

Boden ungelocht
Bottom non perforated



1/2 Boden ungelocht / 1/2 base closed

außen · outside	art.nr. · codes
295 x 280 x 100 mm	99-305-100
295 x 280 x 150 mm	99-305-150
innen · inside	gewicht · weight
260 x 260 x 85 mm	1096 g
260 x 260 x 135 mm	1327 g






Deckel gelocht / Lid non perforated

Farbe · color	Maße · dimension	gewicht · weight	art.nr. · codes
	285 x 280 mm	458 g	99-302-010
	285 x 280 mm	458 g	99-302-020
	285 x 280 mm	458 g	99-302-030
	285 x 280 mm	458 g	99-302-040
	285 x 280 mm	458 g	99-302-050
	285 x 280 mm	458 g	99-302-060



Deckel ungelocht
Lid non perforated



Deckel ungelocht / Lid non perforated

Farbe · color	Maße · dimension	gewicht · weight	art.nr. · codes
	580 x 280 mm	875 g	99-102-010
	580 x 280 mm	875 g	99-102-020
	580 x 280 mm	875 g	99-102-030
	580 x 280 mm	875 g	99-102-040
	580 x 280 mm	875 g	99-102-050
	580 x 280 mm	875 g	99-102-060

Deckel ungelocht
Lid non perforated





99-882-000

Bürstenbehälter- Für 20 Pinsel / Bürsten

240 x 275 x 70 mm

Rostfreier Stahl

Die Bürsten werden durch Drehen des Griffs unter dem Behälter entnommen.
 Die Behälter werden zusammen mit Wandbefestigungsvorrichtungen geliefert.

Brush container- For 20 brushes

240 x 275 x 70 mm

Stainless steel

Brushes are taken out by rotating the handle under the container.
 Containers are supplied together with wall mounting fixtures.

	99-880-100
	99-880-110
	99-880-120
	99-880-130
	99-880-140

Bürstenbehälter- Für 20 Pinsel / Bürsten

240 x 275 x 70 mm

Aluminium

Die Bürsten werden durch Drehen des Griffs unter dem Behälter entnommen.
 Die Behälter werden zusammen mit Wandbefestigungsvorrichtungen geliefert.


Brush container- For 20 brushes

240 x 275 x 70 mm


Aluminium

Brushes are taken out by rotating the handle under the container.
 Containers are supplied together with wall mounting fixtures.





Deutsch: zubehör wie filter und halterungen & schilder
English: accessories like filters and holders & signs
France: accessoires tels que filtres et supports & panneaux
Spanish: accesorios como filtros y soportes y señales
Italian: accessori come filtri, supporti e cartelli
Russian: аксессуары, такие как фильтры, держатели и указатели



DM
Serie


Zubehör Accessories

**Einweg-Papierfilter****Disposable Paper Filter**Für Container 1/1, 3/4 und 1/2
For 1/1, 3/4 and 1/2 Containers


Anzahl / pcs
100
art.nr. · codes
99-800-000

**Textfilter****Text Filter**Für Container 1/1, 3/4 und 1/2
For 1/1, 3/4 and 1/2 Containers

Anzahl / pcs
1
art.nr. · codes
99-800-010

**Einweg-Papierfilter****Disposable Paper Filter**Für Mini Container 99-804-000
For Mini Containers 99-804-000

Anzahl / pcs
200
art.nr. · codes
99-802-000

**Textfilter****Text Filter**Für Mini Container 99-804-010
For Mini Containers 99-804-010

Anzahl / pcs
1
art.nr. · codes
99-802-010

**Indikatorschilder****Paper label with indicator**

Für 1/1, 3/4 and Half Size Containers


Anzahl / pcs
100
art.nr. · codes
99-810-000

**Indikatorschilder****Paper label with indicator**Für Mini and Dental
Containers

Anzahl / pcs
100
art.nr. · codes
99-812-000

**Filterhalterung****Filter Tray for Paper Filter**

art.nr. · codes
99-809-000

**Spender für Einmalfilter****Filter Dispenser**

art.nr. · codes
99-801-000

**Sicherheitssiegel****Plastic Security Seal**

Anzahl / pcs
100
art.nr. · codes
99-819-000

**Sortiermagazin für Kennzeichnungsschilder****Dispenser for identification labels**

art.nr. · codes
99-829-000




art.nr. · codes
99-820-010
99-820-020
99-820-030
99-820-040
99-820-050
99-820-060
99-820-070
99-820-080

art.nr. · codes
99-820-010B
99-820-020B
99-820-030B
99-820-040B
99-820-050B
99-820-060B
99-820-070B
99-820-080B


Kennzeichnungsschilder mit oder ohne

Beschriftung, max- 16 Buchstaben

Coloured identification labels- Printed to your
specification, max-16 letters





270 x 125 mm



245 x 245 mm

Size	gelocht grün	gelocht blau	ungelocht grün	ungelocht blau
270 x 125 mm	99-850-001G	99-850-001B	99-850-000G	99-850-000B
245 x 245 mm	99-851-001G	99-851-001B	99-851-000G	99-851-000B
220 x 230 mm	99-852-001G	99-852-001B	99-852-000G	99-852-000B
380 x 230 mm	99-854-001G	99-854-001B	99-854-000G	99-854-000B
440 x 230 mm	99-854-201G	99-854-201B	99-854-200G	99-854-200B
520 x 230 mm	99-854-301G	99-854-301B	99-854-300G	99-854-300B



99-849-200
24 x 28 x 25
ø 7 - 12 mm



99-849-210
24 x 28 x 29
ø 12 - 16 mm



99-849-220
24 x 28 x 31
ø 16 - 26 mm



99-849-230
24 x 28 x 40
ø 26 - 36 mm




99-849-240
24 x 28 x 44
ø 36 - 45 mm



99-849-000
50 x 20 x 12 mm



99-849-010
65 x 20 x 20 mm





Haltestifte / Holding Pin

art.nr. · codes

99-830-010

Haltestift für Trennbleche
Holding Pin for Partition Sheets




Haltestifte / Holding Pin

art.nr. · codes

99-830-000

Haltestifte für Instrumente
Holding Pin for Wire Baskets



Trennbleche / Sheets

Trennbleche · Sheets	
99-831-050	50 x 20 mm
99-831-130	130 x 20 mm
99-831-220	225 x 20 mm
99-831-460	460 x 20 mm



Gleitschieber / Sliding Rails

art.nr. · codes	länge · length
99-841-000	230 mm
99-841-010	470 mm

Schiene für Gleitschieber
Sliding Rails with Securing Screws



Anschlagrahmen / Sliding Rails

art.nr. · codes	länge · length
99-842-000	230 mm
99-842-010	470 mm

Anschlagrahmen
Limiting Bar with Securing Screws



Gleitschieber / Sliding Rails

art.nr. · codes
99-840-000

Gleitschieber für 99-841-000
Divider, to be used
with 99-841-000



art.nr. · codes
99-845-000


Spiralfeder Haltevorrichtung
Spiral Holding



art.nr. · codes
99-847-000

Doppel-Spiralfeder Haltevorrichtung
Double Spiral Holding





Dauerfilter / Permanent Filter

art.nr. · codes

99-800-020

Verwendungsdauer 1200 Sterilisationszyklen
für 1/1, 3/4 und 1/2 Container
Life for 1200 Sterilization cycles
for 1/1, 3/4 and 1/2 Container




Dauerfilter / Permanent Filter

art.nr. · codes

99-804-020

Verwendungsdauer 1200 Sterilisationszyklen
für Dental Container
Life for 1200 Sterilization cycles
for Dental Container



Dauerfilter / Permanent Filter

art.nr. · codes

99-802-020

Verwendungsdauer 1200 Sterilisationszyklen
für Mini Container
Life for 1200 Sterilization cycles
for Mini Container



W Serie · 1/1, 3/4, 1/2, Entsorgungscontainer

1/1, 3/4, 1/2, Removal Containers · Contenedores de mudanzas · Contenitori di rimozione

1/1 Voll
1/1 Full
1/1 plein
1/1 completo
1/1 полный

585 x 280



3/4 Mittel
3/4 Middle
3/4 contenedor
3/4 contenitore
3/4 средний

465 x 280



Lang
Long Body
Corpo lungo
Cuerpo largo
Длинное тело

710 x 280



Großraum
Wide Body
gran modelo
grande modello
Большая

600 x 400



1/2 Halb
1/2 Half
1/2 Medio
1/2 Mezzo
1/2 половина

295 x 280



Entsorgung
Removal
Eliminación
Smaltimento
Утилизация

295 x 280



W
Serie

W
Serie

Vollgröße, Mittlere, Halbe, Breites, Langes, Entsorgungscontainer
1/1, 3/4, 1/2, Wide, Long, Removal Containers







W
Serie

Boden ungelocht / base closed

Deckel gelocht
Boden ungelocht
Lid perforated
Bottom non perforated



Sicherheitsdeckel
Deckel gelocht
Boden ungelocht
Safety Lid
Lid perforated
Bottom non perforated



außen · outside	
585 x 280 x 105 mm	
innen · inside	
550 x 260 x 85 mm	
gewicht / weight	
2634 g	
99-110-100W	
99-120-100W	
99-130-100W	
99-140-100W	
99-150-100W	
99-160-100W	

gewicht / weight	
3486 g	
99-112-100W	
99-122-100W	
99-132-100W	
99-142-100W	
99-152-100W	
99-162-100W	

außen · outside	
585 x 280 x 135 mm	
innen · inside	
550 x 260 x 115 mm	
gewicht / weight	
3129,5 g	
99-110-135W	
99-120-135W	
99-130-135W	
99-140-135W	
99-150-135W	
99-160-135W	

gewicht / weight	
3981,5 g	
99-112-135W	
99-122-135W	
99-132-135W	
99-142-135W	
99-152-135W	
99-162-135W	

außen · outside	
585 x 280 x 155 mm	
innen · inside	
550 x 260 x 135 mm	
gewicht / weight	
3219 g	
99-110-150W	
99-120-150W	
99-130-150W	
99-140-150W	
99-150-150W	
99-160-150W	

gewicht / weight	
4070,5 g	
99-112-150W	
99-122-150W	
99-132-150W	
99-142-150W	
99-152-150W	
99-162-150W	

außen · outside	
585 x 280 x 205 mm	
innen · inside	
550 x 260 x 185 mm	
gewicht / weight	
3429,5 g	
99-110-200W	
99-120-200W	
99-130-200W	
99-140-200W	
99-150-200W	
99-160-200W	


gewicht / weight	
4280 g	
99-112-200W	
99-122-200W	
99-132-200W	
99-142-200W	
99-152-200W	
99-162-200W	

außen · outside	
585 x 280 x 265 mm	
innen · inside	
550 x 260 x 245 mm	
gewicht / weight	
3919 g	
99-110-260W	
99-120-260W	
99-130-260W	
99-140-260W	
99-150-260W	
99-160-260W	


gewicht / weight	
4770,5 g	
99-112-260W	
99-122-260W	
99-132-260W	
99-142-260W	
99-152-260W	
99-162-260W	

Boden gelocht / base perforated

Deckel gelocht
Boden gelocht
Lid perforated
Bottom perforated



Sicherheitsdeckel
Deckel gelocht
Boden gelocht
Safety Lid
Lid perforated
Bottom perforated



außen · outside	
585 x 280 x 105 mm	
innen · inside	
550 x 260 x 85 mm	
gewicht / weight	
2634 g	
99-111-100W	
99-121-100W	
99-131-100W	
99-141-100W	
99-151-100W	
99-161-100W	

gewicht / weight	
4007,5 g	
99-113-100W	
99-123-100W	
99-133-100W	
99-143-100W	
99-153-100W	
99-163-100W	

außen · outside	
585 x 280 x 135 mm	
innen · inside	
550 x 260 x 115 mm	
gewicht / weight	
3129,5 g	
99-111-135W	
99-121-135W	
99-131-135W	
99-141-135W	
99-151-135W	
99-161-135W	

gewicht / weight	
4095,5 g	
99-113-135W	
99-123-135W	
99-133-135W	
99-143-135W	
99-153-135W	
99-163-135W	

außen · outside	
585 x 280 x 155 mm	
innen · inside	
550 x 260 x 135 mm	
gewicht / weight	
3219 g	
99-111-150W	
99-121-150W	
99-131-150W	
99-141-150W	
99-151-150W	
99-161-150W	

gewicht / weight	
4233 g	
99-113-150W	
99-123-150W	
99-133-150W	
99-143-150W	
99-153-150W	
99-163-150W	

außen · outside	
585 x 280 x 205 mm	
innen · inside	
550 x 260 x 185 mm	
gewicht / weight	
3429,5 g	
99-111-200W	
99-121-200W	
99-131-200W	
99-141-200W	
99-151-200W	
99-161-200W	

gewicht / weight	
4589 g	
99-113-200W	
99-123-200W	
99-133-200W	
99-143-200W	
99-153-200W	
99-163-200W	

außen · outside	
585 x 280 x 265 mm	
innen · inside	
550 x 260 x 245 mm	
gewicht / weight	
3919 g	
99-111-260W	
99-121-260W	
99-131-260W	
99-141-260W	
99-151-260W	
99-161-260W	

gewicht / weight	
5140 g	
99-113-260W	
99-123-260W	
99-133-260W	
99-143-260W	
99-153-260W	
99-163-260W	



Boden ungelocht / base closed

außen · outside	innen · inside	gewicht · weight	art.nr. · codes
585 x 280 x 90 mm	550 x 260 x 85 mm	1623 g	99-105-100W
585 x 280 x 120 mm	550 x 260 x 115 mm	2119 g	99-105-135W
585 x 280 x 140 mm	550 x 260 x 135 mm	2208 g	99-105-150W
585 x 280 x 190 mm	550 x 260 x 185 mm	2417 g	99-105-200W
585 x 280 x 250 mm	550 x 260 x 245 mm	2908 g	99-105-260W



Boden gelocht / base perforated

außen · outside	innen · inside	gewicht · weight	art.nr. · codes
585 x 280 x 90 mm	550 x 260 x 75 mm	2144 g	99-106-100W
585 x 280 x 120 mm	550 x 260 x 105 mm	2232 g	99-106-135W
585 x 280 x 140 mm	550 x 260 x 125 mm	2370 g	99-106-150W
585 x 280 x 190 mm	550 x 260 x 175 mm	2727 g	99-106-200W
585 x 280 x 250 mm	550 x 260 x 235 mm	2951 g	99-106-260W



Deckel gelocht / Lid perforated

Farbe · color	Maße · dimension	gewicht · weight	art.nr. · codes
	585 x 280 mm	1111 g	99-100-010
	585 x 280 mm	1111 g	99-100-020
	585 x 280 mm	1111 g	99-100-030
	585 x 280 mm	1111 g	99-100-040
	585 x 280 mm	1111 g	99-100-050
	585 x 280 mm	1111 g	99-100-060



Sicherheitsdeckel / Safety Lid

Farbe · color	Maße · dimension	gewicht · weight	art.nr. · codes
	585 x 280 mm	851 g	99-103-010B
	585 x 280 mm	851 g	99-103-020B
	585 x 280 mm	851 g	99-103-030B
	585 x 280 mm	851 g	99-103-040B
	585 x 280 mm	851 g	99-103-050B
	585 x 280 mm	851 g	99-103-060B





Boden ungelocht / base closed

Deckel gelocht
Boden ungelocht
Lid perforated
Bottom non perforated




außen · outside	
465 x 280 x 105 mm	
innen · inside	
430 x 260 x 85 mm	
gewicht / weight	
2368 g	
99-210-100W	
99-220-100W	
99-230-100W	
99-240-100W	
99-250-100W	
99-260-100W	

außen · outside	
465 x 280 x 135 mm	
innen · inside	
430 x 260 x 115 mm	
gewicht / weight	
2649 g	
99-210-135W	
99-220-135W	
99-230-135W	
99-240-135W	
99-250-135W	
99-260-135W	

außen · outside	
465 x 280 x 155 mm	
innen · inside	
430 x 260 x 135 mm	
gewicht / weight	
2720 g	
99-210-150W	
99-220-150W	
99-230-150W	
99-240-150W	
99-250-150W	
99-260-150W	

außen · outside	
465 x 280 x 205 mm	
innen · inside	
430 x 260 x 185 mm	
gewicht / weight	
2902 g	
99-210-200W	
99-220-200W	
99-230-200W	
99-240-200W	
99-250-200W	
99-260-200W	

Sicherheitsdeckel
Deckel gelocht
Boden ungelocht
Safety Lid
Lid perforated
Bottom non perforated



gewicht / weight	
3080 g	
99-212-100W	
99-222-100W	
99-232-100W	
99-242-100W	
99-252-100W	
99-262-100W	


gewicht / weight	
3360 g	
99-212-135W	
99-222-135W	
99-232-135W	
99-242-135W	
99-252-135W	
99-262-135W	

gewicht / weight	
4075 g	
99-212-150W	
99-222-150W	
99-232-150W	
99-242-150W	
99-252-150W	
99-262-150W	

gewicht / weight	
99-212-200W	
99-222-200W	
99-232-200W	
99-242-200W	
99-252-200W	
99-262-200W	

Boden gelocht / base perforated

Deckel gelocht
Boden gelocht
Lid perforated
Bottom perforated




außen · outside	
465 x 280 x 105 mm	
innen · inside	
430 x 260 x 75 mm	
gewicht / weight	
2603 g	
99-211-100W	
99-221-100W	
99-231-100W	
99-241-100W	
99-251-100W	
99-261-100W	

außen · outside	
465 x 280 x 135 mm	
innen · inside	
430 x 260 x 105 mm	
gewicht / weight	
2815 g	
99-211-135W	
99-221-135W	
99-231-135W	
99-241-135W	
99-251-135W	
99-261-135W	

außen · outside	
465 x 280 x 155 mm	
innen · inside	
430 x 260 x 125 mm	
gewicht / weight	
2818 g	
99-211-150W	
99-221-150W	
99-231-150W	
99-241-150W	
99-251-150W	
99-261-150W	

außen · outside	
465 x 280 x 205 mm	
innen · inside	
430 x 260 x 175 mm	
gewicht / weight	
3039 g	
99-211-200W	
99-221-200W	
99-231-200W	
99-241-200W	
99-251-200W	
99-261-200W	

Sicherheitsdeckel
Deckel gelocht
Boden gelocht
Safety Lid
Lid perforated
Bottom perforated



gewicht / weight	
3313 g	
99-213-100W	
99-223-100W	
99-233-100W	
99-243-100W	
99-253-100W	
99-263-100W	

gewicht / weight	
3525 g	
99-213-135W	
99-223-135W	
99-233-135W	
99-243-135W	
99-253-135W	
99-263-135W	

gewicht / weight	
3661 g	
99-213-150W	
99-223-150W	
99-233-150W	
99-243-150W	
99-253-150W	
99-263-150W	

gewicht / weight	
3797 g	
99-213-200W	
99-223-200W	
99-233-200W	
99-243-200W	
99-253-200W	
99-263-200W	



Boden ungelocht / base closed

außen · outside	innen · inside	gewicht · weight	art.nr. · codes
465 x 280 x 90 mm	430 x 260 x 85 mm	1496 g	99-205-100W
465 x 280 x 120 mm	430 x 260 x 115 mm	1776 g	99-205-135W
465 x 280 x 140 mm	430 x 260 x 135 mm	1892 g	99-205-150W
465 x 280 x 190 mm	430 x 260 x 185 mm	2008 g	99-205-200W

W
Serie

Boden gelocht / base perforated

außen · outside	innen · inside	gewicht · weight	art.nr. · codes
465 x 280 x 90 mm	430 x 260 x 75 mm	1729 g	99-206-100W
465 x 280 x 120 mm	430 x 260 x 105 mm	1942 g	99-206-135W
465 x 280 x 140 mm	430 x 260 x 125 mm	2268 g	99-206-150W
465 x 280 x 190 mm	430 x 260 x 175 mm	2214 g	99-206-200W



Deckel gelocht / Lid perforated

Farbe · color	Maße · dimension	gewicht · weight	art.nr. · codes
	465 x 280 mm	873 g	99-200-010
	465 x 280 mm	873 g	99-200-020
	465 x 280 mm	873 g	99-200-030
	465 x 280 mm	873 g	99-200-040
	465 x 280 mm	873 g	99-200-050
	465 x 280 mm	873 g	99-200-060



Sicherheitsdeckel / Safety Lid

Farbe · color	Maße · dimension	gewicht · weight	art.nr. · codes
	465 x 280 mm	710 g	99-203-010B
	465 x 280 mm	710 g	99-203-020B
	465 x 280 mm	710 g	99-203-030B
	465 x 280 mm	710 g	99-203-040B
	465 x 280 mm	710 g	99-203-050B
	465 x 280 mm	710 g	99-203-060B





Boden ungelocht / base closed

Deckel gelocht
Boden ungelocht
Lid perforated
Bottom non perforated



außen · outside	
295 x 280 x 105 mm	
innen · inside	
260 x 260 x 85 mm	
gewicht / weight	
1844 g	
99-310-100W	
99-320-100W	
99-330-100W	
99-340-100W	
99-350-100W	
99-360-100W	


außen · outside	
295 x 280 x 135 mm	
innen · inside	
260 x 260 x 115 mm	
gewicht / weight	
2047 g	
99-310-135W	
99-320-135W	
99-330-135W	
99-340-135W	
99-350-135W	
99-360-135W	

außen · outside	
295 x 280 x 155 mm	
innen · inside	
260 x 260 x 135 mm	
gewicht / weight	
2081 g	
99-310-150W	
99-320-150W	
99-330-150W	
99-340-150W	
99-350-150W	
99-360-150W	

außen · outside	
295 x 280 x 205 mm	
innen · inside	
260 x 260 x 185 mm	
gewicht / weight	
2201 g	
99-310-200W	
99-320-200W	
99-330-200W	
99-340-200W	
99-350-200W	
99-360-200W	

außen · outside	
295 x 280 x 265 mm	
innen · inside	
260 x 260 x 245 mm	
gewicht / weight	
2583 g	
99-310-260W	
99-320-260W	
99-330-260W	
99-340-260W	
99-350-260W	
99-360-260W	

Sicherheitsdeckel
Deckel gelocht
Boden ungelocht
Safety Lid
Lid perforated
Bottom non perforated



gewicht / weight	
2262 g	
99-312-100W	
99-322-100W	
99-332-100W	
99-342-100W	
99-352-100W	
99-362-100W	

gewicht / weight	
2451 g	
99-312-135W	
99-322-135W	
99-332-135W	
99-342-135W	
99-352-135W	
99-362-135W	

gewicht / weight	
2494 g	
99-312-150W	
99-322-150W	
99-332-150W	
99-342-150W	
99-352-150W	
99-362-150W	

gewicht / weight	
2660 g	
99-312-200W	
99-322-200W	
99-332-200W	
99-342-200W	
99-352-200W	
99-362-200W	

gewicht / weight	
3030 g	
99-312-260W	
99-322-260W	
99-332-260W	
99-342-260W	
99-352-260W	
99-362-260W	

Boden gelocht / base perforated

Deckel gelocht
Boden gelocht
Lid perforated
Bottom perforated



außen · outside	
295 x 280 x 105 mm	
innen · inside	
260 x 260 x 75 mm	
gewicht / weight	
1990 g	
99-311-100W	
99-321-100W	
99-331-100W	
99-341-100W	
99-351-100W	
99-361-100W	


außen · outside	
295 x 280 x 135 mm	
innen · inside	
260 x 260 x 105 mm	
gewicht / weight	
2225 g	
99-311-135W	
99-321-135W	
99-331-135W	
99-341-135W	
99-351-135W	
99-361-135W	

außen · outside	
295 x 280 x 155 mm	
innen · inside	
260 x 260 x 125 mm	
gewicht / weight	
2562 g	
99-311-150W	
99-321-150W	
99-331-150W	
99-341-150W	
99-351-150W	
99-361-150W	

außen · outside	
295 x 280 x 205 mm	
innen · inside	
260 x 260 x 175 mm	
gewicht / weight	
2613 g	
99-311-200W	
99-321-200W	
99-331-200W	
99-341-200W	
99-351-200W	
99-361-200W	

außen · outside	
295 x 280 x 265 mm	
innen · inside	
260 x 260 x 235 mm	
gewicht / weight	
2757 g	
99-311-260W	
99-321-260W	
99-331-260W	
99-341-260W	
99-351-260W	
99-361-260W	

Sicherheitsdeckel
Deckel gelocht
Boden gelocht
Safety Lid
Lid perforated
Bottom perforated



gewicht / weight	
2409 g	
99-313-100W	
99-323-100W	
99-333-100W	
99-343-100W	
99-353-100W	
99-363-100W	

gewicht / weight	
2566 g	
99-313-135W	
99-323-135W	
99-333-135W	
99-343-135W	
99-353-135W	
99-363-135W	

gewicht / weight	
2683 g	
99-313-150W	
99-323-150W	
99-333-150W	
99-343-150W	
99-353-150W	
99-363-150W	

gewicht / weight	
2885 g	
99-313-200W	
99-323-200W	
99-333-200W	
99-343-200W	
99-353-200W	
99-363-200W	

gewicht / weight	
3169 g	
99-313-260W	
99-323-260W	
99-333-260W	
99-343-260W	
99-353-260W	
99-363-260W	



Boden ungelocht / base closed

außen · outside	innen · inside	gewicht · weight	art.nr. · codes
295 x 280 x 90 mm	260 x 260 x 85 mm	1196 g	99-305-100W
295 x 280 x 120 mm	260 x 260 x 115 mm	1348 g	99-305-135W
295 x 280 x 140 mm	260 x 260 x 135 mm	1427 g	99-305-150W
295 x 280 x 190 mm	260 x 260 x 185 mm	1547 g	99-305-200W
295 x 280 x 250 mm	260 x 260 x 245 mm	1917 g	99-305-260W



Boden gelocht / base perforated

außen · outside	innen · inside	gewicht · weight	art.nr. · codes
295 x 280 x 90 mm	260 x 260 x 75 mm	1342 g	99-306-100W
295 x 280 x 120 mm	260 x 260 x 105 mm	1498 g	99-306-135W
295 x 280 x 140 mm	260 x 260 x 125 mm	1571 g	99-306-150W
295 x 280 x 190 mm	260 x 260 x 175 mm	1772 g	99-306-200W
295 x 280 x 250 mm	260 x 260 x 235 mm	2100 g	99-306-260W



Deckel gelocht / Lid perforated

Farbe · color	Maße · dimension	gewicht · weight	art.nr. · codes
	295 x 280 mm	654 g	99-300-010
	295 x 280 mm	654 g	99-300-020
	295 x 280 mm	654 g	99-300-030
	295 x 280 mm	654 g	99-300-040
	295 x 280 mm	654 g	99-300-050
	295 x 280 mm	654 g	99-300-060



Sicherheitsdeckel / Safety Lid

Farbe · color	Maße · dimension	gewicht · weight	art.nr. · codes
	295 x 280 mm	460 g	99-303-010B
	295 x 280 mm	460 g	99-303-020B
	295 x 280 mm	460 g	99-303-030B
	295 x 280 mm	460 g	99-303-040B
	295 x 280 mm	460 g	99-303-050B
	295 x 280 mm	460 g	99-303-060B





W
Serie

Deckel gelocht
Boden ungelocht
Lid perforated
Bottom non perforated



außen · outside	
600 x 400 x 125 mm	
innen · inside	
565 x 380 x 105 mm	
gewicht / weight	
3957 g	
	99-110-620W
	99-120-620W
	99-130-620W
	99-140-620W
	99-150-620W
	99-160-620W

außen · outside	
600 x 400 x 185 mm	
innen · inside	
565 x 380 x 165 mm	
gewicht / weight	
4143 g	
	99-110-680W
	99-120-680W
	99-130-680W
	99-140-680W
	99-150-680W
	99-160-680W

Deckel gelocht
Boden gelocht
Lid perforated
Bottom perforated



außen · outside	
600 x 400 x 125 mm	
innen · inside	
565 x 380 x 95 mm	
gewicht / weight	
4201 g	
	99-111-620W
	99-121-620W
	99-131-620W
	99-141-620W
	99-151-620W
	99-161-620W

außen · outside	
600 x 400 x 185 mm	
innen · inside	
565 x 380 x 155 mm	
gewicht / weight	
4681 g	
	99-111-680W
	99-121-680W
	99-131-680W
	99-141-680W
	99-151-680W
	99-161-680W



Boden ungelocht / base closed

außen · outside	innen · inside	gewicht · weight	art.nr. · codes
600 x 400 x 110 mm	565 x 380 x 105 mm	2289 g	99-105-620W
600 x 400 x 170 mm	565 x 380 x 165 mm	2475 g	99-105-680W



Boden gelocht / base perforated

außen · outside	innen · inside	gewicht · weight	art.nr. · codes
600 x 400 x 110 mm	565 x 380 x 95 mm	2531 g	99-106-620W
600 x 400 x 170 mm	565 x 380 x 155 mm	3011 g	99-106-680W




Deckel gelocht / lid perforated

Farbe · color	Maße · dimension	gewicht · weight	art.nr. · codes
	600 x 400 mm	1668 g	99-100-510
	600 x 400 mm	1668 g	99-100-520
	600 x 400 mm	1668 g	99-100-530
	600 x 400 mm	1668 g	99-100-540
	600 x 400 mm	1668 g	99-100-550
	600 x 400 mm	1668 g	99-100-560



W
Serie

Deckel gelocht
Boden ungelocht
Lid perforated
Bottom non perforated



außen · outside
710 x 280 x 205 mm
innen · inside
685 x 260 x 185 mm
gewicht / weight
4593 g
99-110-700W
99-120-700W
99-130-700W
99-140-700W
99-150-700W
99-160-700W

Deckel gelocht
Boden gelocht
Lid perforated
Bottom perforated



außen · outside
710 x 280 x 205 mm
innen · inside
685 x 260 x 175 mm
gewicht / weight
5131 g
99-111-700W
99-121-700W
99-131-700W
99-141-700W
99-151-700W
99-161-700W




Boden ungelocht / base closed

außen · outside	innen · inside	gewicht · weight	art.nr. · codes
710 x 280 x 190 mm	685 x 260 x 185 mm	2925 g	99-105-700W



Boden gelocht / base perforated

außen · outside	innen · inside	gewicht · weight	art.nr. · codes
710 x 280 x 190 mm	685 x 260 x 175 mm	3461 g	99-106-700W




Deckel gelocht / lid perforated

Farbe · color	Maße · dimension	gewicht · weight	art.nr. · codes
	710 x 280 mm	1381 g	99-100-710
	710 x 280 mm	1381 g	99-100-720
	710 x 280 mm	1381 g	99-100-730
	710 x 280 mm	1381 g	99-100-740
	710 x 280 mm	1381 g	99-100-750
	710 x 280 mm	1381 g	99-100-760





Sicherheitsdeckel ungelocht
Boden ungelocht
Safety lid non perforated
Bottom non perforated



Boden ungelocht / base closed


außen · outside	innen · inside	gewicht · weight	art.nr. · codes
585 x 280 x 90 mm	550 x 260 x 85 mm	1623 g	99-105-100W
585 x 280 x 120 mm	550 x 260 x 115 mm	2119 g	99-105-135W
585 x 280 x 140 mm	550 x 260 x 135 mm	2208 g	99-105-150W
585 x 280 x 190 mm	550 x 260 x 185 mm	2417 g	99-105-200W
585 x 280 x 250 mm	550 x 260 x 245 mm	2908 g	99-105-260W

außen · outside in mm	105	135	155	205	265
innen · inside in mm	85	115	135	185	245
gewicht · weight in g			3059		
99-115-	100W	135W	150W	200W	260W
99-125-	100W	135W	150W	200W	260W
99-135-	100W	135W	150W	200W	260W
99-145-	100W	135W	150W	200W	260W
99-155-	100W	135W	150W	200W	260W
99-165-	100W	135W	150W	200W	260W



Deckel ungelocht / Lid non perforated

Farbe · color	Maße · dimension	gewicht · weight	art.nr. · codes
	585 x 280 mm	875 g	99-102-010
	585 x 280 mm	875 g	99-102-020
	585 x 280 mm	875 g	99-102-030
	585 x 280 mm	875 g	99-102-040
	585 x 280 mm	875 g	99-102-050
	585 x 280 mm	875 g	99-102-060



Sicherheitsdeckel ungelocht
Boden ungelocht
Safety lid non perforated
Bottom non perforated



Boden ungelocht / base closed

außen · outside	innen · inside	gewicht · weight	art.nr. · codes
295 x 280 x 90 mm	260 x 260 x 85 mm	1196 g	99-305-100W
295 x 280 x 120 mm	260 x 260 x 115 mm	1348 g	99-305-135W
295 x 280 x 140 mm	260 x 260 x 135 mm	1427 g	99-305-150W
295 x 280 x 190 mm	260 x 260 x 185 mm	1547 g	99-305-200W
295 x 280 x 250 mm	260 x 260 x 245 mm	1917 g	99-305-260W

außen · outside in mm	105	135	155	205	265
innen · inside in mm	85	115	135	185	245
gewicht · weight in g	1700		1931		
99-315-	100W	135W	150W	200W	260W
99-325-	100W	135W	150W	200W	260W
99-335-	100W	135W	150W	200W	260W
99-345-	100W	135W	150W	200W	260W
99-355-	100W	135W	150W	200W	260W
99-365-	100W	135W	150W	200W	260W



Deckel ungelocht / Lid non perforated

Farbe · color	Maße · dimension	gewicht · weight	art.nr. · codes
	295 x 280 mm	458 g	99-302-010
	295 x 280 mm	458 g	99-302-020
	295 x 280 mm	458 g	99-302-030
	295 x 280 mm	458 g	99-302-040
	295 x 280 mm	458 g	99-302-050
	295 x 280 mm	458 g	99-302-060

**Filter Halterung / Filter Retainer**

gewicht / weight
art.nr. · codes
99-808-010


**Filter Halterung / Filter Retainer
für runde Filter / For Round Filter**

gewicht / weight
art.nr. · codes
99-801-000

**Filter Halterung / Filter Retainer
für M Serie / For M Series**

gewicht / weight
art.nr. · codes
99-808-000

für Papierfilter / for Paper Filter

**Filter Halterung
Filter Retainer
Aluminium**

gewicht / weight
art.nr. · codes
99-805-000

**Filter Halterung
Filter Retainer
Aluminium**

gewicht / weight
art.nr. · codes
99-805-100

**Filter Halterung
Filter Retainer
Edelstahl / Stainless Steel**

gewicht / weight
art.nr. · codes
99-805-110

**Filter Halterung
Filter Retainer
Edelstahl / Stainless Steel**

gewicht / weight
art.nr. · codes
99-805-200

Bio Barrières · Barreras biológicas · Bio Barriers · Био Барьер**Bio Barrier
Cassette Filter**

gewicht / weight
art.nr. · codes
99-806-000B

Die oberen und unteren Teile des Kassettensystems Kanals als verschachtelte Scheiben. Wenn die oberen und unteren Teile miteinander verbunden sind, steuern die verschachtelten Kanäle den Luft-/Dampfstrom aus dem Behälter. Nach der Idee von Pasteurs Shawn-Hals-Kolben-Experiment bilden die Kanäle einen langen Durchgang, der es Mikroorganismen nicht erlaubt einzudringen. Nur Frischluft kann in den Behälter gelangen. Die Garanzzeit des Dauerfilters entspricht dem des Behälters.


The upper and lower parts of the cassette system channel as nested slices. When the upper and lower parts are connected, the nested channels control the air/steam flow from the vessel. Following the idea of Pasteur's Shawn-Hals flask experiment, the channels form a long passageway that does not allow microorganisms to enter. Only fresh air can enter the vessel. The warranty period of the permanent filter is the same as that of the container.

cassettes de soupapes · casetes de válvulas · кассеты клапанов**Valve
Cassette Filter**

gewicht / weight
art.nr. · codes
99-806-000V

Der Filter befindet sich zwischen dem oberen und unteren Teil der Kassetten Aluminiumplatte der Kassette. Durch Unter- und Überdruck in einem Sterilisationszyklus funktioniert die obere kleine Aluminiumplatte des Kassettensystems wie ein Rückschlagventil. Auf diese Weise fließt der Dampf in den Behälter hinein und heraus. Wenn keine äußere Kraft (Vakuum oder Dampf) auf die Kassette einwirkt, bleibt das ganze System dicht. Der Dauerfilter hat eine Garanzzeit die der des Behälters entspricht.

The filter is located between the upper and lower part of the cassette aluminum plate of the cassette. Due to negative and positive pressure in a sterilization cycle, the upper small aluminum plate of the cassette system functions acts like a check valve. In this way, steam flows in and out of the container. When no external force (vacuum or steam) acts on the cassette, the whole system remains tight. The permanent filter has a warranty period equal to that of the container.

filtre à cassette en ptfe · filtro de cassette de ptfe · кассетный фильтр из птфэ**PTFE
Cassette Filter**

gewicht / weight
art.nr. · codes
99-806-000P

Dieser PTFE Filter befindet sich zwischen dem oberen und unteren Teil der Kassette. Dieser Filter kontrolliert den Luftstrom in und aus dem Behälter. Der PTFE-Filter hält 1200 Sterilisationszyklen stand.

This PTFE filter is located between the upper and lower parts of the cassette. This filter controls the air flow into and out of the container. The PTFE filter withstands 1200 sterilization cycles.



für 1/1, 1/2, 3/4 Container
for 1/1, 1/2, 3/4 Container
Paper Filter

gewicht / weight
Anzahl / pcs
100
art.nr. · codes
99-800-000



für 1/1, 1/2, 3/4 Container
for 1/1, 1/2, 3/4 Container
PTFE Filter

gewicht / weight
Anzahl / pcs
1
art.nr. · codes
99-800-100



für Mini Container
for Mini Container

Paper Filter	PTFE Filter
gewicht / weight	gewicht / weight
Anzahl / pcs	Anzahl / pcs
200	1
art.nr. · codes	art.nr. · codes
99-802-000	99-802-100



für Dental Container
for Dental Container

Paper Filter	PTFE Filter
gewicht / weight	gewicht / weight
Anzahl / pcs	Anzahl / pcs
100	1
art.nr. · codes	art.nr. · codes
99-804-000	99-802-110





für Mikro Dental Container
for Micro Dental Container

Paper Filter	PTFE Filter
gewicht / weight	gewicht / weight
Anzahl / pcs	Anzahl / pcs
100	1
art.nr. · codes	art.nr. · codes
99-803-000	99-803-100


Silikon Matten Silicone Mat

	Farbe / color	Farbe / color
dimension	grün / green	blau / blue
260 x 125 mm	99-853-100	99-853-110
225 x 235 mm	99-853-200	99-853-210
370 x 235 mm	99-853-300	99-853-310
500 x 235 mm	99-853-500	99-853-510



Diese Halter sind so konzipiert, dass sie die Instrumente während der Sterilisation und Lagerung fest und geordnet halten. Das Silikonmaterial bietet einen festen Halt und ist autoklavierbar und sterilisierbar, so dass es sich für medizinische und zahnmedizinische Einrichtungen geeignet. Die Halter sind in verschiedenen Größen und Designs erhältlich, um verschiedene Instrumente und Trays aufzunehmen.

The search results show various silicone instrument holders, including silicone instrument holders for cassettes, dental instrument organizers and silicone pen mats. These holders are designed to hold instruments firmly and orderly during sterilization and storage. The silicone material provides a firm hold and is autoclavable and sterilizable, making it suitable for medical and dental facilities. The holders are available in various sizes and designs to accommodate different instruments and trays.




W
Serie



Type 1

Stk. · Item	Maße · dimension		art.nr. · codes
1 Stk. / 1 pcs.	17 x 25 x 40 mm	komplett complete	99-854-700
4 Stk. / 4 pcs.	17 x 100 x 40 mm	komplett complete	99-854-000
8 Stk. / 8 pcs.	17 x 225 x 40 mm	komplett complete	
1 Stk. / 1 pcs.		nur Silikon only Silicone	
4 Stk. / 4 pcs.		nur Silikon only Silicone	
8 Stk. / 8 pcs.		nur Silikon only Silicone	



Type 2

Stk. · Item	Maße · dimension		art.nr. · codes
1 Stk. / 1 pcs.	17 x 25 x 40 mm	komplett complete	99-854-750
4 Stk. / 4 pcs.	17 x 100 x 40 mm	komplett complete	99-854-050
8 Stk. / 8 pcs.	17 x 225 x 40 mm	komplett complete	
1 Stk. / 1 pcs.	17 x 25 x 40 mm	nur Silikon only Silicone	
4 Stk. / 4 pcs.	17 x 100 x 40 mm	nur Silikon only Silicone	
8 Stk. / 8 pcs.	17 x 225 x 40 mm	nur Silikon only Silicone	



Type 3

Stk. · Item	Maße · dimension		art.nr. · codes
1 Stk. / 1 pcs.	17 x 25 x 40 mm	komplett complete	99-854-730
4 Stk. / 4 pcs.	17 x 100 x 40 mm	komplett complete	99-854-030
8 Stk. / 8 pcs.	17 x 225 x 40 mm	komplett complete	
1 Stk. / 1 pcs.	17 x 25 x 40 mm	nur Silikon only Silicone	
4 Stk. / 4 pcs.	17 x 100 x 40 mm	nur Silikon only Silicone	
8 Stk. / 8 pcs.	17 x 225 x 40 mm	nur Silikon only Silicone	



Stk. · Item	Maße · dimension		art.nr. · codes
1 Stk. / 1 pcs.	12 x 25 x 3 mm	nur Halter only Holder	
4 Stk. / 4 pcs.	12 x 100 x 3 mm	nur Halter only Holder	
8 Stk. / 8 pcs.	12 x 225 x 3 mm	nur Halter only Holder	

Unser Design ermöglicht eine einfache Handhabung beim Tragen wenn der Deckel geschlossen ist.

Our design allows for easy handling when carrying when the lid is closed.

Mit den Silikon Halterungen und Trennwänden ist die Organisation von chirurgischem Instrumenten einfach und sicher.



Silicone holders and dividers make organizing surgical instruments easy and safe.






Maschenweite: 4x4 mm
Bereich der Masche: 1 mm

Mesh Dimensions: 4x4 mm
Range Of Mesh: 1 mm

Der Polymerfuß optimiert das Stapeln der perforierten Tablett in die Sterilisationsbehälter.

Polymer foot optimizes stacking of perforated trays into the sterilization containers.






1/2 Halb
1/2 Half Size

3/4 Mittel
3/4 Middle Size

Din Größe
DIN Size

1/1 Voll
1/1 Full Size



Korb
Base

Maße · dimension	
242 x 252 x 25 mm	
artnr. · codes	99-380-030
242 x 252 x 45 mm	
artnr. · codes	99-380-050
242 x 252 x 65 mm	
artnr. · codes	99-380-070
242 x 252 x 95 mm	
artnr. · codes	99-380-100

Maße · dimension	
405 x 252 x 25 mm	
artnr. · codes	99-280-030
405 x 252 x 45 mm	
artnr. · codes	99-280-050
405 x 252 x 65 mm	
artnr. · codes	99-280-070
405 x 252 x 95 mm	
artnr. · codes	99-280-100

Maße · dimension	
484 x 252 x 25 mm	
artnr. · codes	99-180-030
484 x 252 x 45 mm	
artnr. · codes	99-180-050
484 x 252 x 65 mm	
artnr. · codes	99-180-070
484 x 252 x 95 mm	
artnr. · codes	99-180-100

Maße · dimension	
539 x 252 x 25 mm	
artnr. · codes	99-181-030
539 x 252 x 45 mm	
artnr. · codes	99-181-050
539 x 252 x 65 mm	
artnr. · codes	99-181-070
539 x 252 x 95 mm	
artnr. · codes	99-181-100

Korb mit Deckel
Base with Lid



Maße · dimension	
246 x 256 x 25 mm	
artnr. · codes	99-380-030L
246 x 256 x 45 mm	
artnr. · codes	99-380-050L
246 x 256 x 65 mm	
artnr. · codes	99-380-070L
246 x 256 x 95 mm	
artnr. · codes	99-380-100L

Maße · dimension	
409 x 256 x 25 mm	
artnr. · codes	99-280-030L
409 x 256 x 45 mm	
artnr. · codes	99-280-050L
409 x 256 x 65 mm	
artnr. · codes	99-280-070L
409 x 256 x 95 mm	
artnr. · codes	99-280-100L

Maße · dimension	
488 x 256 x 25 mm	
artnr. · codes	99-180-030L
488 x 256 x 45 mm	
artnr. · codes	99-180-050L
488 x 256 x 65 mm	
artnr. · codes	99-180-070L
488 x 256 x 95 mm	
artnr. · codes	99-180-100L

Maße · dimension	
543 x 256 x 25 mm	
artnr. · codes	99-181-030L
543 x 256 x 45 mm	
artnr. · codes	99-181-050L
543 x 256 x 65 mm	
artnr. · codes	99-181-070L
543 x 256 x 95 mm	
artnr. · codes	99-181-100L

Korb
[Polymer Fuß]
Base
[Polymer Feet]



Maße · dimension	
242 x 252 x 40 mm	
artnr. · codes	99-380-030F
242 x 252 x 60 mm	
artnr. · codes	99-380-050F
242 x 252 x 80 mm	
artnr. · codes	99-380-070F
242 x 252 x 110 mm	
artnr. · codes	99-380-100F

Maße · dimension	
405 x 252 x 40 mm	
artnr. · codes	99-280-030F
405 x 252 x 60 mm	
artnr. · codes	99-280-050F
405 x 252 x 80 mm	
artnr. · codes	99-280-070F
405 x 252 x 110 mm	
artnr. · codes	99-280-100F

Maße · dimension	
484 x 252 x 40 mm	
artnr. · codes	99-180-030F
484 x 252 x 60 mm	
artnr. · codes	99-180-050F
484 x 252 x 80 mm	
artnr. · codes	99-180-070F
484 x 252 x 110 mm	
artnr. · codes	99-180-100F

Maße · dimension	
539 x 252 x 40 mm	
artnr. · codes	99-181-030F
539 x 252 x 60 mm	
artnr. · codes	99-181-050F
539 x 252 x 80 mm	
artnr. · codes	99-181-070F
539 x 252 x 110 mm	
artnr. · codes	99-181-100F

Korb mit Deckel
[Polymer Fuß]
Base with Lid
[Polymer Feet]



Maße · dimension	
246 x 256 x 40 mm	
artnr. · codes	99-380-030FL
246 x 256 x 60 mm	
artnr. · codes	99-380-050FL
246 x 256 x 80 mm	
artnr. · codes	99-380-070FL
246 x 256 x 110 mm	
artnr. · codes	99-380-100FL

Maße · dimension	
409 x 256 x 40 mm	
artnr. · codes	99-280-030FL
409 x 256 x 60 mm	
artnr. · codes	99-280-050FL
409 x 256 x 80 mm	
artnr. · codes	99-280-070FL
409 x 256 x 110 mm	
artnr. · codes	99-280-100FL

Maße · dimension	
488 x 256 x 40 mm	
artnr. · codes	99-180-030FL
488 x 256 x 60 mm	
artnr. · codes	99-180-050FL
488 x 256 x 80 mm	
artnr. · codes	99-180-070FL
488 x 256 x 110 mm	
artnr. · codes	99-180-100FL

Maße · dimension	
543 x 256 x 40 mm	
artnr. · codes	99-181-030FL
543 x 256 x 60 mm	
artnr. · codes	99-181-050FL
543 x 256 x 80 mm	
artnr. · codes	99-181-070FL
543 x 256 x 110 mm	
artnr. · codes	99-181-100FL

Deckel
Lid



Maße · dimension	
246 x 256 x 15 mm	
artnr. · codes	99-380-010

Maße · dimension	
409 x 256 x 15 mm	
artnr. · codes	99-280-010

Maße · dimension	
488 x 256 x 15 mm	
artnr. · codes	99-180-010

Maße · dimension	
543 x 256 x 15 mm	
artnr. · codes	99-181-010

Polymer Fuß
Polymer Foot artnr. · codes 99-835-000





Perforierter Korb - Optik Modell
 Perforated Trays - Optic Model
 Plateaux perforés - Modèle optique
 Bandejas perforadas - Modelo óptico
 Vassoi perforati - Modello ottico
 Перфорированные лотки - оптическая модель

W
 Serie

einfache Länge
Single Scope


Korb mit Deckel
 Base with Lid



Maße · dimension	
272 x 83 x 44 mm	
art.nr. · codes	99-695-000
452 x 83 x 44 mm	
art.nr. · codes	99-696-000

doppelte Länge
Double Scope

Korb mit Deckel
 Base with Lid



Maße · dimension	
272 x 103 x 44 mm	
art.nr. · codes	99-695-030
452 x 103 x 44 mm	
art.nr. · codes	99-696-030

Perforierter Korb · Mini-Modell · Dental-Modell



Perforated Trays · Mini Model · Dental Model

Plateaux perforés · Modèle réduit · Modèle dentaire

Bandejas perforadas · Modelo Mini · Modelo Dental

Vassoi perforati · Modello mini · Modello dentale

Перфорированные лотки - МИНИ-модель - стоматологическая модель



Mini Modell
Mini Model

Korb mit Deckel
 Base with Lid



Maße · dimension	
270 x 123 x 45 mm	
art.nr. · codes	99-480-040
270 x 123 x 65 mm	
art.nr. · codes	99-480-060

Dental Modell
Dental Model

Korb mit Deckel
 Base with Lid



Maße · dimension	
270 x 170 x 50 mm	
art.nr. · codes	99-580-050
270 x 170 x 100 mm	
art.nr. · codes	99-580-100




Unser Design ermöglicht eine einfache Handhabung beim Tragen wenn der Deckel geschlossen ist.

Our design allows for easy handling when carrying when the lid is closed.




Mit den Silikon Halterungen und Trennwänden ist die Organisation von chirurgischen Instrumenten einfach und sicher.

Silicone holders and dividers make organizing surgical instruments easy and safe.



Maschenweite: 4x4 mm
 Bereich der Masche: 1 mm

Mesh Dimensions: 4x4 mm
 Range Of Mesh: 1 mm



Der Polymerfuß optimiert das Stapeln der perforierten Tabletts in die Sterilisationsbehälter.

Polymer foot optimizes stacking of perforated trays into the sterilization containers.





Edelstahl Serie
Stainless Steel Series
Série en acier inoxydable
Serie de acero inoxidable
Serie in acciaio inox
Серия из нержавеющей стали



Stainless
Serie

Deckel gelocht
Boden ungelocht
Lid perforated
Bottom non perforated



außen · outside	außen · outside
585 x 280 x 105 mm	585 x 280 x 155 mm
innen · inside	innen · inside
550 x 260 x 85 mm	550 x 260 x 135 mm
gewicht / weight	gewicht / weight
Art.Nr. / codes	Art.Nr. / codes
99-110-800	99-110-850

Deckel ungelocht
Boden ungelocht
Lid non perforated
Bottom non perforated



außen · outside	außen · outside
585 x 280 x 105 mm	585 x 280 x 155 mm
innen · inside	innen · inside
550 x 260 x 85 mm	550 x 260 x 135 mm
gewicht / weight	gewicht / weight
Art.Nr. / codes	Art.Nr. / codes
99-112-800	99-112-850

Boden ungelocht / base closed

außen · outside	innen · inside	art.nr. · codes
585 x 280 x 90 mm	550 x 260 x 85 mm	99-105-800
585 x 280 x 140 mm	550 x 260 x 135 mm	99-105-850



Deckel / Lid

außen · outside	innen · inside	art.nr. · codes
585 x 280 mm	gelocht	99-100-810
585 x 280 mm	ungelocht	99-102-810



Edelstahl Serie
Stainless Steel Series
Série en acier inoxydable
Serie de acero inoxidable
Serie in acciaio inox
Серия из нержавеющей стали



Deckel gelocht
Boden ungelocht
Lid perforated
Bottom non perforated



außen · outside	außen · outside
295 x 280 x 105 mm	295 x 280 x 155 mm
innen · inside	innen · inside
260 x 260 x 85 mm	260 x 260 x 135 mm
gewicht / weight	gewicht / weight
Art.Nr. / codes	Art.Nr. / codes
99-310-800	99-310-850

Deckel ungelocht
Boden ungelocht
Lid non perforated
Bottom non perforated



außen · outside	außen · outside
295 x 280 x 105 mm	295 x 280 x 155 mm
innen · inside	innen · inside
260 x 260 x 85 mm	260 x 260 x 135 mm
gewicht / weight	gewicht / weight
Art.Nr. / codes	Art.Nr. / codes
99-312-800	99-312-850

Boden ungelocht / base closed

außen · outside	innen · inside	art.nr. · codes
295 x 280 x 90 mm	260 x 260 x 85 mm	99-305-800
295 x 280 x 140 mm	260 x 260 x 135 mm	99-305-850



Deckel / Lid

außen · outside	gewicht · weight	art.nr. · codes
295 x 280 mm	gelocht	99-300-810
295 x 280 mm	ungelocht	99-302-810

A Serie · Flach, Mini, Dental, MiniDental Container

Flat, Mini, Dental, Mini-Dental Containers · Contenedores planos, mini, dentales, minidentales



1/2 Halb Flach
1/2 Half Flat
1/2 demi plat
1/2 Medio Plano
1/2 Mezzo piatto
1/2 Полуплоскость

300 x 280

Die Behälter und Deckel sind aus **anodisiertem Aluminium** hergestellt.
Erhältlich sind die Deckel in 6 verschiedenen Farbvarianten.

Mini Dental
Мини стоматология

210 x 155



The containers and lids are made of **anodized aluminum**.
The lids are available in 6 different color variants.

Dental
Dentaire
Odontoiatrico
Стоматология

310 x 190



Mini
Мини

310 x 140



A
Serie

A
Serie

Flach, Mini, Dental, Mini Dental Container
Flat, Mini, Dental, Mini Dental Containers






Deckel gelocht
Boden ungelocht
Lid perforated
Bottom non perforated



außen · outside
300 x 280 x 55 mm
innen · inside
270 x 270 x 45 mm
gewicht / weight
1285 g
99-310-050A
99-320-050A
99-330-050A
99-340-050A
99-350-050A
99-360-050A

außen · outside
300 x 280 x 85 mm
innen · inside
270 x 270 x 75 mm
gewicht / weight
1377 g
99-310-080A
99-320-080A
99-330-080A
99-340-080A
99-350-080A
99-360-080A

Deckel gelocht
Boden gelocht
Lid perforated
Bottom perforated



außen · outside
300 x 280 x 85 mm
innen · inside
270 x 270 x 75 mm
gewicht / weight
1529 g
99-311-080A
99-321-080A
99-331-080A
99-341-080A
99-351-080A
99-361-080A



Boden ungelocht / base closed

außen · outside	innen · inside	gewicht · weight	art.nr. · codes
300 x 280 x 45 mm	270 x 270 x 45 mm	611 g	99-305-050A
300 x 280 x 75 mm	270 x 270 x 75 mm	707 g	99-305-080A



Boden gelocht / base perforated

außen · outside	innen · inside	gewicht · weight	art.nr. · codes
300 x 280 x 75 mm	270 x 270 x 65 mm	857 g	99-306-080A




Deckel gelocht / lid perforated

Farbe · color	Maße · dimension	gewicht · weight	art.nr. · codes
	300 x 280 mm	654 g	99-304-010A
	300 x 280 mm	654 g	99-304-020A
	300 x 280 mm	654 g	99-304-030A
	300 x 280 mm	654 g	99-304-040A
	300 x 280 mm	654 g	99-304-050A
	300 x 280 mm	654 g	99-304-060A




Deckel gelocht
Boden ungelocht
Lid perforated
Bottom non perforated



außen · outside	außen · outside	außen · outside
310 x 140 x 45 mm	310 x 140 x 75 mm	310 x 140 x 105 mm
innen · inside	innen · inside	innen · inside
280 x 130 x 40 mm	280 x 130 x 70 mm	280 x 130 x 100 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
510 g	567 g	625 g
99-410-040A	99-410-070A	99-410-100A
99-420-040A	99-420-070A	99-420-100A
99-430-040A	99-430-070A	99-430-100A
99-440-040A	99-440-070A	99-440-100A
99-450-040A	99-450-070A	99-450-100A
99-460-040A	99-460-070A	99-460-100A

Deckel gelocht
Boden gelocht
Lid perforated
Bottom perforated



außen · outside	außen · outside	außen · outside
310 x 140 x 45 mm	310 x 140 x 75 mm	310 x 140 x 105 mm
innen · inside	innen · inside	innen · inside
280 x 130 x 35 mm	280 x 130 x 65 mm	280 x 130 x 95 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
589 g	630 g	625 g
99-411-040A	99-411-070A	99-411-100A
99-421-040A	99-421-070A	99-421-100A
99-431-040A	99-431-070A	99-431-100A
99-441-040A	99-441-070A	99-441-100A
99-451-040A	99-451-070A	99-451-100A
99-461-040A	99-461-070A	99-461-100A

A
Serie




Boden ungelocht / base closed

außen · outside	innen · inside	gewicht · weight	art.nr. · codes
310 x 130 x 40 mm	280 x 130 x 40 mm	190 g	99-405-040A
310 x 130 x 70 mm	280 x 130 x 70 mm	241 g	99-405-070A
310 x 130 x 100 mm	280 x 130 x 100 mm	305 g	99-405-100A



Boden gelocht / base perforated


außen · outside	innen · inside	gewicht · weight	art.nr. · codes
310 x 130 x 40 mm	280 x 130 x 35 mm	258 g	99-406-040A
310 x 130 x 70 mm	280 x 130 x 65 mm	304 g	99-406-070A
310 x 130 x 100 mm	280 x 130 x 95 mm	326 g	99-406-100A



Deckel gelocht / lid perforated

Farbe · color	Maße · dimension	gewicht · weight	art.nr. · codes
	310 x 140 mm	325 g	99-400-010A
	310 x 140 mm	325 g	99-400-020A
	310 x 140 mm	325 g	99-400-030A
	310 x 140 mm	325 g	99-400-040A
	310 x 140 mm	325 g	99-400-050A
	310 x 140 mm	325 g	99-400-060A






Deckel gelocht
Boden ungelocht
Lid perforated
Bottom non perforated



außen · outside	außen · outside	außen · outside	außen · outside	außen · outside
310 x 190 x 45 mm	310 x 190 x 65 mm	310 x 190 x 85 mm	310 x 190 x 105 mm	310 x 190 x 135 mm
innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside
280 x 180 x 40 mm	280 x 180 x 60 mm	280 x 180 x 80 mm	280 x 180 x 100 mm	280 x 180 x 130 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
783 g	862 g	910 g	960 g	1022 g
99-510-040A	99-510-060A	99-510-080A	99-510-100A	99-510-135A
99-520-040A	99-520-060A	99-520-080A	99-520-100A	99-520-135A
99-530-040A	99-530-060A	99-530-080A	99-530-100A	99-530-135A
99-540-040A	99-540-060A	99-540-080A	99-540-100A	99-540-135A
99-550-040A	99-550-060A	99-550-080A	99-550-100A	99-550-135A
99-560-040A	99-560-060A	99-560-080A	99-560-100A	99-560-135A

A
Serie

Deckel gelocht
Boden gelocht
Lid perforated
Bottom perforated



außen · outside	außen · outside	außen · outside	außen · outside	außen · outside
310 x 190 x 45 mm	310 x 190 x 65 mm	310 x 190 x 85 mm	310 x 190 x 105 mm	310 x 190 x 135 mm
innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside
280 x 180 x 35 mm	280 x 180 x 55 mm	280 x 180 x 75 mm	280 x 180 x 95 mm	280 x 180 x 125 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
783 g	862 g	910 g	960 g	1022 g
99-511-040A	99-511-060A	99-511-080A	99-511-100A	99-511-135A
99-521-040A	99-521-060A	99-521-080A	99-521-100A	99-521-135A
99-531-040A	99-531-060A	99-531-080A	99-531-100A	99-531-135A
99-541-040A	99-541-060A	99-541-080A	99-541-100A	99-541-135A
99-551-040A	99-551-060A	99-551-080A	99-551-100A	99-551-135A
99-561-040A	99-561-060A	99-561-080A	99-561-100A	99-561-135A

Boden ungelocht / base closed


außen · outside	innen · inside	gewicht · weight	art.nr. · codes
310 x 190 x 40 mm	280 x 180 x 40 mm	266 g	99-505-040A
310 x 190 x 60 mm	280 x 180 x 60 mm	340 g	99-505-060A
310 x 190 x 80 mm	280 x 180 x 80 mm	414 g	99-505-080A
310 x 190 x 100 mm	280 x 180 x 100 mm	480 g	99-505-100A
310 x 190 x 130 mm	280 x 180 x 130 mm	562 g	99-505-135A

Boden gelocht / base perforated

außen · outside	innen · inside	gewicht · weight	art.nr. · codes
310 x 190 x 40 mm	280 x 180 x 35 mm	341 g	99-506-040A
310 x 190 x 60 mm	280 x 180 x 55 mm	415 g	99-506-060A
310 x 190 x 80 mm	280 x 180 x 75 mm	414 g	99-506-080A
310 x 190 x 100 mm	280 x 180 x 95 mm	489 g	99-506-100A
310 x 190 x 130 mm	280 x 180 x 125 mm	570 g	99-506-135A

Deckel gelocht / lid perforated

Farbe · color	Maße · dimension	gewicht · weight	art.nr. · codes
	310 x 190 mm	417 g	99-500-010A
	310 x 190 mm	417 g	99-500-020A
	310 x 190 mm	417 g	99-500-030A
	310 x 190 mm	417 g	99-500-040A
	310 x 190 mm	417 g	99-500-050A
	310 x 190 mm	417 g	99-500-060A





Deckel gelocht
Boden ungelocht
Lid perforated
Bottom non perforated




außen · outside	außen · outside
210 x 155 x 55 mm	210 x 155 x 65 mm
innen · inside	innen · inside
180 x 145 x 50 mm	180 x 145 x 60 mm
gewicht / weight	gewicht / weight
99-515-050A	99-515-060A
99-525-050A	99-525-060A
99-535-050A	99-535-060A
99-545-050A	99-545-060A
99-555-050A	99-555-060A
99-565-050A	99-565-060A



Boden ungelocht / base closed

außen · outside	innen · inside	gewicht · weight	art.nr. · codes
210 x 155 x 50 mm	180 x 145 x 50 mm		99-508-050A
210 x 155 x 60 mm	180 x 145 x 60 mm		99-508-060A



Deckel gelocht / lid perforated

Farbe · color	Maße · dimension	gewicht · weight	art.nr. · codes
	210 x 155 mm		99-501-010A
	210 x 155 mm		99-501-020A
	210 x 155 mm		99-501-030A
	210 x 155 mm		99-501-040A
	210 x 155 mm		99-501-050A
	210 x 155 mm		99-501-060A

A
Serie





M Serie · 1/1, 1/2, 3/4 Container Modell

1/1, 1/2, 3/4 Container Model · Modelo contenedor · Modello di contenitore · Модель контейнера



1/1 Voll
1/1 Full
1/1 plein
1/1 completo
1/1 полный

585 x 280



3/4 Mittel
3/4 Middle
3/4 contenedor
3/4 contenitore
3/4 средний

465 x 280

Aus anodisiertem Aluminium werden die **Behälter und Deckel** hergestellt.

Die Deckel der Steril Container Behälter sind perforiert und mit Sicherheitsdeckeln versehen, die die perforierten Bereiche abdecken. Der Boden der Wanne kann sowohl perforiert als auch geschlossen sein. Erhältlich sind die Frontplatten in 7 verschiedenen Farbvarianten.

Anodized aluminum is used to make the containers and lids.

The lids of the Sterile Container tubs are perforated and provided with safety lids that cover the perforated areas.

The bottom of the tray can be perforated or closed.

The front panels are available in 7 different color variants.



1/2 Halb
1/2 Half
1/2 Medio
1/2 Mezzo
1/2 половина

295 x 280



M
Serie

M
Serie

1/1, 3/4, 1/2, Steril Container
1/1, 3/4, 1/2, Sterile Containers



7 Farben · 7 colors



Sicherheitsdeckel
Boden ungelocht
Security Lid
Bottom non perforated



außen · outside	außen · outside	außen · outside	außen · outside	außen · outside
585 x 280 x 105 mm	585 x 280 x 135 mm	585 x 280 x 155 mm	585 x 280 x 205 mm	585 x 280 x 265 mm
innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside
550 x 260 x 85 mm	550 x 260 x 115 mm	550 x 260 x 135 mm	550 x 260 x 185 mm	550 x 260 x 245 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
3636 g	4131 g	4220 g	4430 g	4920 g
99-112-100M	99-112-135M	99-112-150M	99-112-200M	99-112-260M
99-122-100M	99-122-135M	99-122-150M	99-122-200M	99-122-260M
99-132-100M	99-132-135M	99-132-150M	99-132-200M	99-132-260M
99-142-100M	99-142-135M	99-142-150M	99-142-200M	99-142-260M
99-152-100M	99-152-135M	99-152-150M	99-152-200M	99-152-260M
99-162-100M	99-162-135M	99-162-150M	99-162-200M	99-162-260M
99-172-100M	99-172-135M	99-172-150M	99-172-200M	99-172-260M

Sicherheitsdeckel
Boden gelocht
Security Lid
Bottom perforated



innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside
550 x 260 x 75 mm	550 x 260 x 105 mm	550 x 260 x 125 mm	550 x 260 x 175 mm	550 x 260 x 235 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
4157 g	4345 g	4383 g	4739 g	5290 g
99-113-100M	99-113-135M	99-113-150M	99-113-200M	99-113-260M
99-123-100M	99-123-135M	99-123-150M	99-123-200M	99-123-260M
99-133-100M	99-133-135M	99-133-150M	99-133-200M	99-133-260M
99-143-100M	99-143-135M	99-143-150M	99-143-200M	99-143-260M
99-153-100M	99-153-135M	99-153-150M	99-153-200M	99-153-260M
99-163-100M	99-163-135M	99-163-150M	99-163-200M	99-163-260M
99-173-100M	99-173-135M	99-173-150M	99-173-200M	99-173-260M

Boden ungelocht
Bottom non perforated



außen · outside	außen · outside	außen · outside	außen · outside	außen · outside
585 x 280 x 90 mm	585 x 280 x 120 mm	585 x 280 x 140 mm	585 x 280 x 190 mm	585 x 280 x 250 mm
innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside
550 x 260 x 85 mm	550 x 260 x 115 mm	550 x 260 x 135 mm	550 x 260 x 185 mm	550 x 260 x 245 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
1673 g	2169 g	2258 g	2467 g	2958 g
99-105-100M1	99-105-135M1	99-105-150M1	99-105-200M1	99-105-260M1
99-105-100M2	99-105-135M2	99-105-150M2	99-105-200M2	99-105-260M2
99-105-100M3	99-105-135M3	99-105-150M3	99-105-200M3	99-105-260M3
99-105-100M4	99-105-135M4	99-105-150M4	99-105-200M4	99-105-260M4
99-105-100M5	99-105-135M5	99-105-150M5	99-105-200M5	99-105-260M5
99-105-100M6	99-105-135M6	99-105-150M6	99-105-200M6	99-105-260M6
99-105-100M7	99-105-135M7	99-105-150M7	99-105-200M7	99-105-260M7

Boden gelocht
Bottom perforated



innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside
550 x 260 x 75 mm	550 x 260 x 105 mm	550 x 260 x 125 mm	550 x 260 x 175 mm	550 x 260 x 235 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
2194 g	2282 g	2420 g	2777 g	3001 g
99-106-100M1	99-106-135M1	99-106-150M1	99-106-200M1	99-106-260M1
99-106-100M2	99-106-135M2	99-106-150M2	99-106-200M2	99-106-260M2
99-106-100M3	99-106-135M3	99-106-150M3	99-106-200M3	99-106-260M3
99-106-100M4	99-106-135M4	99-106-150M4	99-106-200M4	99-106-260M4
99-106-100M5	99-106-135M5	99-106-150M5	99-106-200M5	99-106-260M5
99-106-100M6	99-106-135M6	99-106-150M6	99-106-200M6	99-106-260M6
99-106-100M7	99-106-135M7	99-106-150M7	99-106-200M7	99-106-260M7

integrierter Sicherheitsdeckel gelocht / integrated safety lid perforated

Farbe · color	Maße · dimension	gewicht · weight	art.nr. · codes
grau / grey	585 x 280 mm	1179 g	99-103-070M

M
Serie



Sicherheitsdeckel
Boden ungelocht
Security Lid
Bottom non perforated



außen · outside	außen · outside	außen · outside	außen · outside	außen · outside
465 x 280 x 105 mm	465 x 280 x 135 mm	465 x 280 x 155 mm	465 x 280 x 205 mm	465 x 280 x 265 mm
innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside
430 x 260 x 85 mm	430 x 260 x 115 mm	430 x 260 x 135 mm	430 x 260 x 185 mm	430 x 260 x 245 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
3130 g	3410 g	4125 g	4405 g	
99-212-100M	99-212-135M	99-212-150M	99-212-200M	99-212-260M
99-222-100M	99-222-135M	99-222-150M	99-222-200M	99-222-260M
99-232-100M	99-232-135M	99-232-150M	99-232-200M	99-232-260M
99-242-100M	99-242-135M	99-242-150M	99-242-200M	99-242-260M
99-252-100M	99-252-135M	99-252-150M	99-252-200M	99-252-260M
99-262-100M	99-262-135M	99-262-150M	99-262-200M	99-262-260M
99-272-100M	99-272-135M	99-272-150M	99-272-200M	99-272-260M

Sicherheitsdeckel
Boden gelocht
Security Lid
Bottom perforated



innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside
430 x 260 x 75 mm	430 x 260 x 105 mm	430 x 260 x 125 mm	430 x 260 x 175 mm	430 x 260 x 235 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
3363 g	3575 g	3711 g	3847 g	
99-213-100M	99-213-135M	99-213-150M	99-213-200M	99-213-260M
99-223-100M	99-223-130M	99-223-150M	99-223-200M	99-223-260M
99-233-100M	99-233-135M	99-233-150M	99-233-200M	99-233-260M
99-243-100M	99-243-135M	99-243-150M	99-243-200M	99-243-260M
99-253-100M	99-253-135M	99-253-150M	99-253-200M	99-253-260M
99-263-100M	99-263-135M	99-263-150M	99-263-200M	99-263-260M
99-273-100M	99-273-135M	99-273-150M	99-273-200M	99-273-260M

Boden ungelocht
Bottom non perforated



außen · outside	außen · outside	außen · outside	außen · outside	außen · outside
465 x 280 x 90 mm	465 x 280 x 120 mm	465 x 280 x 140 mm	465 x 280 x 190 mm	465 x 280 x 250 mm
innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside
430 x 260 x 85 mm	430 x 260 x 115 mm	430 x 260 x 135 mm	430 x 260 x 185 mm	430 x 260 x 245 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
1546 g	1826 g	1942 g	2058 g	
99-205-100M1	99-205-135M1	99-205-150M1	99-205-200M1	99-205-260M1
99-205-100M2	99-205-135M2	99-205-150M2	99-205-200M2	99-205-260M2
99-205-100M3	99-205-135M3	99-205-150M3	99-205-200M3	99-205-260M3
99-205-100M4	99-205-135M4	99-205-150M4	99-205-200M4	99-205-260M4
99-205-100M5	99-205-135M5	99-205-150M5	99-205-200M5	99-205-260M5
99-205-100M6	99-205-135M6	99-205-150M6	99-205-200M6	99-205-260M6
99-205-100M7	99-205-135M7	99-205-150M7	99-205-200M7	99-205-260M7

Boden gelocht
Bottom perforated



innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside
430 x 260 x 75 mm	430 x 260 x 105 mm	430 x 260 x 125 mm	430 x 260 x 175 mm	430 x 260 x 235 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
1779 g	1779 g	2128 g	2264 g	
99-206-100M1	99-206-135M1	99-206-150M1	99-206-200M1	99-206-260M1
99-206-100M2	99-206-135M2	99-206-150M2	99-206-200M2	99-206-260M2
99-206-100M3	99-206-135M3	99-206-150M3	99-206-200M3	99-206-260M3
99-206-100M4	99-206-135M4	99-206-150M4	99-206-200M4	99-206-260M4
99-206-100M5	99-206-135M5	99-206-150M5	99-206-200M5	99-206-260M5
99-206-100M6	99-206-135M6	99-206-150M6	99-206-200M6	99-206-260M6
99-206-100M7	99-206-135M7	99-206-150M7	99-206-200M7	99-206-260M7

integrierter Sicherheitsdeckel gelocht / integrated safety lid perforated

Farbe · color	Maße · dimension	gewicht · weight	art.nr. · codes
grau / grey	465 x 280 mm		99-203-070M

M
Serie



7 Farben · 7 colors



Sicherheitsdeckel
Boden ungelocht
Security lid
Bottom non perforated



außen · outside	außen · outside	außen · outside	außen · outside	außen · outside
295 x 280 x 105 mm	295 x 280 x 135 mm	295 x 280 x 155 mm	295 x 280 x 205 mm	295 x 280 x 265 mm
innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside
260 x 260 x 85 mm	260 x 260 x 115 mm	260 x 260 x 135 mm	260 x 260 x 185 mm	260 x 260 x 245 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
2312 g	2501 g	2499 g	2710 g	3080 g
99-312-100M	99-312-135M	99-312-150M	99-312-200M	99-312-260M
99-322-100M	99-322-135M	99-322-150M	99-322-200M	99-322-260M
99-332-100M	99-332-135M	99-332-150M	99-332-200M	99-332-260M
99-342-100M	99-342-135M	99-342-150M	99-342-200M	99-342-260M
99-352-100M	99-352-135M	99-352-150M	99-352-200M	99-352-260M
99-362-100M	99-362-135M	99-362-150M	99-362-200M	99-362-260M
99-372-100M	99-372-135M	99-372-150M	99-372-200M	99-372-260M

Sicherheitsdeckel
Boden gelocht
Security Lid
Bottom perforated



innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside
260 x 260 x 75 mm	260 x 260 x 105 mm	260 x 260 x 125 mm	260 x 260 x 175 mm	260 x 260 x 235 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
2459 g	2616 g	2733 g	2935 g	3219 g
99-313-100M	99-313-135M	99-313-150M	99-313-200M	99-313-260M
99-323-100M	99-323-135M	99-323-150M	99-323-200M	99-323-260M
99-333-100M	99-333-135M	99-333-150M	99-333-200M	99-333-260M
99-343-100M	99-343-135M	99-343-150M	99-343-200M	99-343-260M
99-353-100M	99-353-135M	99-353-150M	99-353-200M	99-353-260M
99-363-100M	99-363-135M	99-363-150M	99-363-200M	99-363-260M
99-373-100M	99-373-135M	99-373-150M	99-373-200M	99-373-260M

Boden ungelocht
Bottom non perforated



außen · outside	außen · outside	außen · outside	außen · outside	außen · outside
295 x 280 x 90 mm	295 x 280 x 120 mm	295 x 280 x 140 mm	295 x 280 x 190 mm	295 x 280 x 250 mm
innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside
260 x 260 x 85 mm	260 x 260 x 115 mm	260 x 260 x 135 mm	260 x 260 x 185 mm	260 x 260 x 245 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
1219 g	1434 g	1477 g	1597 g	1967 g
99-305-100M1	99-305-135M1	99-305-150M1	99-305-200M1	99-305-260M1
99-305-100M2	99-305-135M2	99-305-150M2	99-305-200M2	99-305-260M2
99-305-100M3	99-305-135M3	99-305-150M3	99-305-200M3	99-305-260M3
99-305-100M4	99-305-135M4	99-305-150M4	99-305-200M4	99-305-260M4
99-305-100M5	99-305-135M5	99-305-150M5	99-305-200M5	99-305-260M5
99-305-100M6	99-305-135M6	99-305-150M6	99-305-200M6	99-305-260M6
99-305-100M7	99-305-135M7	99-305-150M7	99-305-200M7	99-305-260M7

Boden gelocht
Bottom perforated



innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside
260 x 260 x 75 mm	260 x 260 x 105 mm	260 x 260 x 125 mm	260 x 260 x 175 mm	260 x 260 x 235 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
1392 g	1548 g	1621 g	1822 g	2150 g
99-306-100M1	99-306-135M1	99-306-150M1	99-306-200M1	99-306-260M1
99-306-100M2	99-306-135M2	99-306-150M2	99-306-200M2	99-306-260M2
99-306-100M3	99-306-135M3	99-306-150M3	99-306-200M3	99-306-260M3
99-306-100M4	99-306-135M4	99-306-150M4	99-306-200M4	99-306-260M4
99-306-100M5	99-306-135M5	99-306-150M5	99-306-200M5	99-306-260M5
99-306-100M6	99-306-135M6	99-306-150M6	99-306-200M6	99-306-260M6
99-306-100M7	99-306-135M7	99-306-150M7	99-306-200M7	99-306-260M7

integrierter Sicherheitsdeckel gelocht / integrated safety lid perforated

Farbe · color	Maße · dimension	gewicht · weight	art.nr. · codes
grau / grey	295 x 280 mm	608 g	99-303-070M

Cassette Serie · 1/1, 3/4, 1/2, Dental Container

1/1, 3/4, 1/2, Dental Containers · Contenedores dentales · Contenitori dentali · Зубные контейнеры



1/1 Voll
1/1 Full
1/1 plein
1/1 completo
1/1 полный
585 x 280

Aus anodisiertem Aluminium werden die Sterilgut Behälter und Deckel gefertigt.
Die Kassettenfilter gibt es in 3 verschiedene Modellen: Bio-Barriere, Ventil und PTFE.
Die Deckel sind in Aluminium und Polymer Ausführung erhältlich.
In 6 verschiedenen Farbvarianten sind die Steril Deckel erhältlich.

3/4 Mittle
3/4 Middle
3/4 contenedor
3/4 contenitore
3/4 средний
465 x 280



The sterile containers and lids are made of anodized aluminum.
The cassette filters are available in 3 different models: Bio-barrier, Valve and PTFE.
The lids are available in aluminum and polymer.
The sterile lids are available in 6 different colors.




1/2 Halb
1/2 Half
1/2 Medio
1/2 Mezzo
1/2 половина
295 x 280



Cassette
Serie

Dental
Dentaire
Odontoiatrico
Стоматология
310 x 190



Cassette
Serie

1/1, 3/4, 1/2, Dental Cassette
1/1, 3/4, 1/2, Dental Cassette






außen · outside	außen · outside	außen · outside	außen · outside	außen · outside
585 x 280 x 105 mm	585 x 280 x 135 mm	585 x 280 x 155 mm	585 x 280 x 205 mm	585 x 280 x 265 mm
innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside
550 x 260 x 85 mm	550 x 260 x 115 mm	550 x 260 x 135 mm	550 x 260 x 185 mm	550 x 260 x 245 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
3114 g	3559 g	3699 g	3907 g	4399 g
99-110-100WB	99-110-135WB	99-110-150WB	99-110-200WB	99-110-260WB
99-120-100WB	99-120-135WB	99-120-150WB	99-120-200WB	99-120-260WB
99-130-100WB	99-130-135WB	99-130-150WB	99-130-200WB	99-130-260WB
99-140-100WB	99-140-135WB	99-140-150WB	99-140-200WB	99-140-260WB
99-150-100WB	99-150-135WB	99-150-150WB	99-150-200WB	99-150-260WB
99-160-100WB	99-160-135WB	99-160-150WB	99-160-200WB	99-160-260WB
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
3074 g	3569 g	3659 g	3867 g	4359 g
99-110-100WV	99-110-135WV	99-110-150WV	99-110-200WV	99-110-260WV
99-120-100WV	99-120-135WV	99-120-150WV	99-120-200WV	99-120-260WV
99-130-100WV	99-130-135WV	99-130-150WV	99-130-200WV	99-130-260WV
99-140-100WV	99-140-135WV	99-140-150WV	99-140-200WV	99-140-260WV
99-150-100WV	99-150-135WV	99-150-150WV	99-150-200WV	99-150-260WV
99-160-100WV	99-160-135WV	99-160-150WV	99-160-200WV	99-160-260WV
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
3050 g	3545 g	3635 g	3843 g	4335 g
99-110-100WP	99-110-135WP	99-110-150WP	99-110-200WP	99-110-260WP
99-120-100WP	99-120-135WP	99-120-150WP	99-120-200WP	99-120-260WP
99-130-100WP	99-130-135WP	99-130-150WP	99-130-200WP	99-130-260WP
99-140-100WP	99-140-135WP	99-140-150WP	99-140-200WP	99-140-260WP
99-150-100WP	99-150-135WP	99-150-150WP	99-150-200WP	99-150-260WP
99-160-100WP	99-160-135WP	99-160-150WP	99-160-200WP	99-160-260WP

Cassette
Serie

Boden ungelocht
Bottom non perforated



Aluminium Deckel ungelocht
Aluminium Lid non perforated



Polymer Deckel ungelocht
Polymer Lid non perforated

außen · outside	innen · inside	
585 x 280 x ...	550 x 260 x ...	
gewicht / weight	gewicht / weight	
1623 g	90 / 85 mm	99-105-100W
2119 g	120 / 115 mm	99-105-135W
2208 g	140 / 135 mm	99-105-150W
2417 g	190 / 185 mm	99-105-200W
2908 g	250 / 245 mm	99-105-260W




Bio Barrier	Valve	PTFE
585 x 280 mm	585 x 280 mm	585 x 280 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
851 g	1151 g	1127 g
99-100-010B	99-100-010V	99-100-010P
99-100-020B	99-100-020V	99-100-020P
99-100-030B	99-100-030V	99-100-030P
99-100-040B	99-100-040V	99-100-040P
99-100-050B	99-100-050V	99-100-050P
99-100-060B	99-100-060V	99-100-060P
Bio Barrier	Valve	PTFE
585 x 280 mm	585 x 280 mm	585 x 280 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
99-100-010PB	99-100-010PV	99-100-010PP
99-100-020PB	99-100-020PV	99-100-020PP
99-100-030PB	99-100-030PV	99-100-030PP
99-100-040PB	99-100-040PV	99-100-040PP
99-100-050PB	99-100-050PV	99-100-050PP
99-100-060PB	99-100-060PV	99-100-060PP



außen · outside	außen · outside	außen · outside	außen · outside	außen · outside
465 x 280 x 105 mm	465 x 280 x 135 mm	465 x 280 x 155 mm	465 x 280 x 205 mm	465 x 280 x 265 mm
innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside
430 x 260 x 85 mm	430 x 260 x 115 mm	430 x 260 x 135 mm	430 x 260 x 185 mm	430 x 260 x 245 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
2558 g	2839 g	2910 g	3092 g	
99-210-100WB	99-210-135WB	99-210-150WB	99-210-200WB	99-210-260WB
99-220-100WB	99-220-135WB	99-220-150WB	99-220-200WB	99-220-260WB
99-230-100WB	99-230-135WB	99-230-150WB	99-230-200WB	99-230-260WB
99-240-100WB	99-240-135WB	99-240-150WB	99-240-200WB	99-240-260WB
99-250-100WB	99-250-135WB	99-250-150WB	99-250-200WB	99-250-260WB
99-260-100WB	99-260-135WB	99-260-150WB	99-260-200WB	99-260-260WB
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
2538 g	2819 g	2890 g	3072 g	
99-210-100WV	99-210-135WV	99-210-150WV	99-210-200WV	99-210-260WV
99-220-100WV	99-220-135WV	99-220-150WV	99-220-200WV	99-220-260WV
99-230-100WV	99-230-135WV	99-230-150WV	99-230-200WV	99-230-260WV
99-240-100WV	99-240-135WV	99-240-150WV	99-240-200WV	99-240-260WV
99-250-100WV	99-250-135WV	99-250-150WV	99-250-200WV	99-250-260WV
99-260-100WV	99-260-135WV	99-260-150WV	99-260-200WV	99-260-260WV
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
2526 g	2807 g	2878 g	3060 g	
99-210-100WP	99-210-135WP	99-210-150WP	99-210-200WP	99-210-260WP
99-220-100WP	99-220-135WP	99-220-150WP	99-220-200WP	99-220-260WP
99-230-100WP	99-230-135WP	99-230-150WP	99-230-200WP	99-230-260WP
99-240-100WP	99-240-135WP	99-240-150WP	99-240-200WP	99-240-260WP
99-250-100WP	99-250-135WP	99-250-150WP	99-250-200WP	99-250-260WP
99-260-100WP	99-260-135WP	99-260-150WP	99-260-200WP	99-260-260WP

Boden ungelocht
Bottom non perforated



Aluminium Deckel ungelocht
Aluminium Lid non perforated



Polymer Deckel ungelocht
Polymer Lid non perforated

außen · outside	innen · inside	
465 x 280 x ...	430 x 260 x ...	
gewicht / weight	gewicht / weight	
1496 g	90 / 85 mm	99-205-100W
1776 g	120 / 115 mm	99-205-135W
1892 g	140 / 135 mm	99-205-150W
2008 g	190 / 185 mm	99-205-200W
	250 / 245 mm	99-205-260W



Bio Barrier	Valve	PTFE
465 x 280 mm	465 x 280 mm	465 x 280 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
723 g	893 g	881 g
99-200-010B	99-200-010V	99-200-010P
99-200-020B	99-200-020V	99-200-020P
99-200-030B	99-200-030V	99-200-030P
99-200-040B	99-200-040V	99-200-040P
99-200-050B	99-200-050V	99-200-050P
99-200-060B	99-200-060V	99-200-060P
Bio Barrier	Valve	PTFE
465 x 280 mm	465 x 280 mm	465 x 280 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
99-200-010PB	99-200-010PV	99-200-010PP
99-200-020PB	99-200-020PV	99-200-020PP
99-200-030PB	99-200-030PV	99-200-030PP
99-200-040PB	99-200-040PV	99-200-040PP
99-200-050PB	99-200-050PV	99-200-050PP
99-200-060PB	99-200-060PV	99-200-060PP

Cassette
Serie





Deckel ungelocht
Boden ungelocht
Lid non perforated
Bottom non perforated



Bio Barrier



außen · outside	außen · outside	außen · outside	außen · outside	außen · outside
295 x 280 x 105 mm	295 x 280 x 135 mm	295 x 280 x 155 mm	295 x 280 x 205 mm	295 x 280 x 265 mm
innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside	innen · inside
260 x 260 x 85 mm	260 x 260 x 115 mm	260 x 260 x 135 mm	260 x 260 x 185 mm	260 x 260 x 245 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
2034 g	2237 g	2271 g	2391 g	2773 g
99-310-100WB	99-310-135WB	99-310-150WB	99-310-200WB	99-310-260WB
99-320-100WB	99-320-135WB	99-320-150WB	99-320-200WB	99-320-260WB
99-330-100WB	99-330-135WB	99-330-150WB	99-330-200WB	99-330-260WB
99-340-100WB	99-340-135WB	99-340-150WB	99-340-200WB	99-340-260WB
99-350-100WB	99-350-135WB	99-350-150WB	99-350-200WB	99-350-260WB
99-360-100WB	99-360-135WB	99-360-150WB	99-360-200WB	99-360-260WB
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
2014 g	2217 g	2251 g	2371 g	2753 g
99-310-100WV	99-310-135WV	99-310-150WV	99-310-200WV	99-310-260WV
99-320-100WV	99-320-135WV	99-320-150WV	99-320-200WV	99-320-260WV
99-330-100WV	99-330-135WV	99-330-150WV	99-330-200WV	99-330-260WV
99-340-100WV	99-340-135WV	99-340-150WV	99-340-200WV	99-340-260WV
99-350-100WV	99-350-135WV	99-350-150WV	99-350-200WV	99-350-260WV
99-360-100WV	99-360-135WV	99-360-150WV	99-360-200WV	99-360-260WV
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
2002 g	2205 g	2239 g	2359 g	2741 g
99-310-100WP	99-310-135WP	99-310-150WP	99-310-200WP	99-310-260WP
99-320-100WP	99-320-135WP	99-320-150WP	99-320-200WP	99-320-260WP
99-330-100WP	99-330-135WP	99-330-150WP	99-330-200WP	99-330-260WP
99-340-100WP	99-340-135WP	99-340-150WP	99-340-200WP	99-340-260WP
99-350-100WP	99-350-135WP	99-350-150WP	99-350-200WP	99-350-260WP
99-360-100WP	99-360-135WP	99-360-150WP	99-360-200WP	99-360-260WP

Valve



PTFE



Boden ungelocht
Bottom non perforated



Aluminium Deckel ungelocht
Aluminium Lid non perforated




Polymer Deckel ungelocht
Polymer Lid non perforated



Bio Barrier	Valve	PTFE
295 x 280 mm	295 x 280 mm	295 x 280 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
458 g	674 g	662 g
99-300-010B	99-300-010V	99-300-010P
99-300-020B	99-300-020V	99-300-020P
99-300-030B	99-300-030V	99-300-030P
99-300-040B	99-300-040V	99-300-040P
99-300-050B	99-300-050V	99-300-050P
99-300-060B	99-300-060V	99-300-060P
Bio Barrier	Valve	PTFE
295 x 280 mm	295 x 280 mm	295 x 280 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
99-300-010PB	99-300-010PV	99-300-010PP
99-300-020PB	99-300-020PV	99-300-020PP
99-300-030PB	99-300-030PV	99-300-030PP
99-300-040PB	99-300-040PV	99-300-040PP
99-300-050PB	99-300-050PV	99-300-050PP
99-300-060PB	99-300-060PV	99-300-060PP

außen · outside	innen · inside	
295 x 280 x ...	260 x 260 x ...	
gewicht	gewicht	
1196 g	90 / 85 mm	99-305-100W
1348 g	120 / 115 mm	99-305-135W
1427 g	140 / 135 mm	99-305-150W
1547 g	190 / 185 mm	99-305-200W
1917 g	250 / 245 mm	99-305-260W

Cassette
Serie



Deckel ungelocht
Boden ungelocht
Lid non perforated
Bottom non perforated



Bio Barrier



außen · outside	außen · outside	außen · outside
310 x 190 x 90 mm	310 x 190 x 110 mm	310 x 190 x 140 mm
innen · inside	innen · inside	innen · inside
280 x 180 x 80 mm	280 x 180 x 100 mm	280 x 180 x 130 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
1100 g	1150 g	1212 g
99-510-080AB	99-510-100AB	99-510-135AB
99-520-080AB	99-520-100AB	99-520-135AB
99-530-080AB	99-530-100AB	99-530-135AB
99-540-080AB	99-540-100AB	99-540-135AB
99-550-080AB	99-550-100AB	99-550-135AB
99-560-080AB	99-560-100AB	99-560-135AB

Valve



gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
1250 g	1170 g	1192 g
99-510-080AV	99-510-100AV	99-510-135AV
99-520-080AV	99-520-100AV	99-520-135AV
99-530-080AV	99-530-100AV	99-530-135AV
99-540-080AV	99-540-100AV	99-540-135AV
99-550-080AV	99-550-100AV	99-550-135AV
99-560-080AV	99-560-100AV	99-560-135AV

PTFE




gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
1080 g	1118 g	1370 g
99-510-080AP	99-510-100AP	99-510-135AP
99-520-080AP	99-520-100AP	99-520-135AP
99-530-080AP	99-530-100AP	99-530-135AP
99-540-080AP	99-540-100AP	99-540-135AP
99-550-080AP	99-550-100AP	99-550-135AP
99-560-080AP	99-560-100AP	99-560-135AP



Boden ungelocht
Bottom non perforated

gewicht / weight	innen · inside	Art.Nr. · Codes
414 g	310 x 190 x 80 mm 280 x 180 x 80 mm	99-505-080A
480 g	310 x 190 x 100 mm 280 x 180 x 100	99-505-100A
562 g	310 x 190 x 130 mm 280 x 180 x 130	99-505-135A



Aluminium Deckel ungelocht
Aluminium Lid non perforated


Bio Barrier	Valve	PTFE
310 x 190 mm	310 x 190 mm	310 x 190 mm
gewicht / weight	gewicht / weight	gewicht / weight
450 g	443 g	432 g
99-500-010AB	99-500-010AV	99-500-010AP
99-500-020AB	99-500-020AV	99-500-020AP
99-500-030AB	99-500-030AV	99-500-030AP
99-500-040AB	99-500-040AV	99-500-040AP
99-500-050AB	99-500-050AV	99-500-050AP
99-500-060AB	99-500-060AV	99-500-060AP

Cassette
Serie





Deutsch: siebkörbe, silikon matten & halterung, klammer und krankenhaushaus ware
English: sieve baskets, silicone mats & holders, clamps and hospital ware
France: paniers à tamis, tapis et supports en silicone, pinces et articles d'hôpital
Spanish: cestas para tamices, tapetes y soportes de silicona, pinzas y material hospitalario
Italian: cestini per setacci, tappetini e supporti in silicone, morsetti e articoli ospedalieri
Russian: ситовые корзины, силиконовые коврики и держатели, зажимы и больничная посуда



Tray
Serie

Tray
Serie

Siebkörbe und Zubehör
Sieve Baskets and Accessoires

Anhand dieser Übersicht sehen Sie die verwendeten Standard Siebkorbgrößen je Container Modell.

This overview shows the standard used basket sizes for each container model.

Container Modell / Container Model		Größen / Sizes	Farbe / Color
1/1 Container	580 x 280 mm	540 x 250 mm	blau / blue
		480 x 250 mm	
3/4 Container	465 x 280 mm	405 x 250 mm	grün / green
1/2 Container	285 x 280 mm	250 x 240 mm	orange / orange
Mini Container	300 X 140 mm	240 x 120 mm	gelb / yellow
		250 x 120 mm	
		265 x 120 mm	
Dental Container	310 x 190 mm	267 x 170 mm	lila / violett
		280 x 170 mm	


Einschlagtücher / Drapes

Item Code	Bezeichnung / Description	Farbe / color
99-095-000	OP-Tuch, Gewebebreite 160cm	grün / green
99-095-010	Tuch 60 x 40 cm	grün / green
99-095-020	Tuch 60 x 60 cm	grün / green
99-095-030	Tuch 85 x 85 cm	grün / green
99-095-040	Tuch 90 x 60 cm	grün / green
99-095-050	Tuch 90 x 80 cm	grün / green
99-095-060	Tuch 130 x 45 cm	grün / green
99-095-070	Tuch 130 x 60 cm	grün / green
99-095-080	Tuch 140 x 100 cm	grün / green
99-095-090	Tuch 185 x 45 cm	grün / green
99-095-100	Tuch 185 x 60 cm	grün / green




Tray
Serie





Tray
Serie




Zwischenboden für Edelstahlsiebkorb, für alle Siebkorbgrößen lieferbar
Wire base for baskets, available for all sizes

Item Code	Sizes in mm
99-8950	250 x 35 x 10



Item Code	Sizes in mm
99-8951	250 x 35 x 10



DE: Silikonlagerungen

Die Silikonlagerungen schützen Ihre Instrumente während der Sterilisation, dem Transport und der Lagerung. Die Einteilung Ihres Sets ist flexibel. Wir gestalten das Instrumentarium im Siebkorb nach Ihren Wünschen.

EN: Silicone fixation

The silicone fixation protects your instruments during transportation, sterilisation and storage. The partitioning of the instruments is flexible and can be adapted to suit your specific requirements.

ES: Fijación de silicona

La fijación de silicona protege sus instrumentos durante el transporte, la esterilización y el almacenamiento. La división del instrumental es flexible y puede adaptarse a sus necesidades específicas.

IT: Fissaggio in silicone

Il fissaggio in silicone protegge gli strumenti durante il trasporto, la sterilizzazione e lo stoccaggio. La suddivisione degli strumenti è flessibile e può essere adattata alle vostre esigenze specifiche.

RU: Силиконовый фиксатор

Силиконовая фиксация защищает инструменты во время транспортировки, стерилизации и хранения. Разделение инструментов является гибким и может быть адаптировано к вашим конкретным требованиям.

Tray
Serie



Seitenperforierte Körbe

Hergestellt aus rostfreiem Stahl der Güteklasse AISI-304.
Elektropoliert.

Gratfrei, um scharfe Instrumentenkanten und -spitzen vor Beschädigungen zu schützen.

Die Perforationslochgröße beträgt 2,0 mm.

Erfüllen alle Anforderungen für die automatische Reinigung und Sterilisation von Instrumenten aller Art.



Separate Deckel sind mit Einzel-, Doppel- und Haftrahmen erhältlich.

Innen angebrachte Fallgriffe.

Oberer und unterer Rahmendurchmesser 5,0 mm.

Boden aus Drahtgeflecht mit einem Öffnungsquadrat von 6,0 mm und einem Drahtdurchmesser von 1,2 mm erhältlich.

Auf Anfrage ist auch ein Stapelrahmen erhältlich.



Sideperforated baskets

Manufactured in stainless steel grade AISI-304.

Electro Polished.

Burr free to protect sharp instruments edges and tips from damage.

The perforation hole size is 2.0 mm.

Meet all requirements of automatic washing and sterilization of all kind of instruments.

separate lids are available with single, double and detention frame.

Inner mounted drop handles.

Top and bottom frame diameter 5.0 mm.

Base available in wire mesh with opening square 6.0 mm, wire diameter 1.2 mm.

Stacking frame can also be available on request.

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8610	240 x 120 x 30	Mini
99-8611	240 x 120 x 50	Mini
99-8612	240 x 120 x 60	Mini
99-8608	240 x 120 x 70	Mini
99-8609	240 x 120 x 100	Mini

99-8607	240 x 250 x 30	1/2
99-8613	240 x 250 x 50	1/2
99-8615	240 x 250 x 60	1/2
99-8616	240 x 250 x 70	1/2
99-8617	240 x 250 x 100	1/2

99-8656	405 x 250 x 30	3/4
99-8657	405 x 250 x 50	3/4
99-8658	405 x 250 x 60	3/4
99-8659	405 x 250 x 70	3/4
99-8660	405 x 250 x 100	3/4

99-8606	480 x 250 x 30	1/1
99-8618	480 x 250 x 50	1/1
99-8619	480 x 250 x 60	1/1
99-8620	480 x 250 x 70	1/1
99-8621	480 x 250 x 100	1/1

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8661	540 x 250 x 30	1/1
99-8662	540 x 250 x 50	1/1
99-8663	540 x 250 x 60	1/1
99-8664	540 x 250 x 70	1/1
99-8665	540 x 250 x 100	1/1

99-8622	300 x 300 x 50
99-8623	300 x 300 x 60

99-8624	470 x 400 x 60
---------	----------------

99-8625	480 x 480 x 50
99-8626	480 x 480 x 60

99-8628	500 x 300 x 50
---------	----------------

99-8632	550 x 430 x 50
---------	----------------

99-8634	600 x 300 x 60
---------	----------------



Glatte runde Kanten
Smooth Round Edges




Innen montierte Fallgriffe
Inner Mounted Drop Handles

Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request

Deckel für perforierte Körbe
(Single Frame)
Lid for perforated baskets
(Single Frame)


Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8635	240 x 120	Mini
99-8636	240 x 250	1/2
99-8642	405 x 250	3/4
99-8637	480 x 250	1/1
99-8643	540 x 250	1/1
99-8638	300 x 300	
99-8639	480 x 480	
99-8640	500 x 300	
99-8641	600 x 300	



Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request

Deckel für perforierte Körbe
(Double Frame)
Lid for perforated baskets
(Double Frame)


Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8635D	240 x 120	Mini
99-8636D	240 x 250	1/2
99-8642D	405 x 250	3/4
99-8637D	480 x 250	1/1
99-8643D	540 x 250	1/1
99-8638D	300 x 300	
99-8639D	480 x 480	
99-8640D	500 x 300	
99-8641D	600 x 300	



Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request

Deckel für perforierte Körbe
(Detention Frame)
Lid for perforated baskets
(Detention Frame)



Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8635DT	240 x 120	Mini
99-8636DT	240 x 250	1/2
99-8642DT	405 x 250	3/4
99-8637DT	480 x 250	1/1
99-8643DT	540 x 250	1/1
99-8638DT	300 x 300	
99-8639DT	480 x 480	
99-8640DT	500 x 300	
99-8641DT	600 x 300	



Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request

Tray
Serie





Flacher Boden (Innenseite)
Flat base (Inner Side)



Innen montierter Fallgriff
Inner mounted drop handle



Flacher Boden (Aussenseite)
Flat base (Outer Side)



Glatte runde Kanten
Smooth round edges

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8545	120 x 250 x 50	Mini
99-8546	120 x 250 x 60	Mini
99-8547	120 x 250 x 70	Mini
99-8548	120 x 250 x 100	Mini
99-8549	240 x 250 x 50	1/2
99-8550	240 x 250 x 60	1/2
99-8551	240 x 250 x 70	1/2
99-8552	240 x 250 x 100	1/2
99-8553	405 x 250 x 50	3/4
99-8554	405 x 250 x 60	3/4
99-8555	405 x 250 x 70	3/4
99-8556	405 x 250 x 100	3/4
99-8557	480 x 250 x 50	1/1
99-8558	480 x 250 x 60	1/1
99-8559	480 x 250 x 70	1/1
99-8560	480 x 250 x 100	1/1

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8561	540 x 250 x 50	1/1
99-8562	540 x 250 x 60	1/1
99-8563	540 x 250 x 70	1/1
99-8564	540 x 250 x 100	1/1
99-8565	480 x 360 x 50	
99-8566	480 x 360 x 60	
99-8567	480 x 360 x 70	
99-8568	480 x 360 x 100	
99-8569	480 x 480 x 50	
99-8570	480 x 480 x 60	
99-8571	480 x 480 x 70	
99-8572	480 x 480 x 100	



Universal Silikon Halterung Universal Silicon Holders



Item Code	Sizes in mm
99-8950	250 x 35 x 10

Universal Silikon Halterung Universal Silicon Holders



Item Code	Sizes in mm
99-8951	250 x 35 x 10

Side Perforated / Basket Flat Base

Our side perforated baskets are:


- Manufactured in stainless steel grade AISI-304 .
- Electro-polished.
- Burr free to protect, wraps and eliminate user injury.
- Smooth round Edges.
- Side wall perforated to protect sharp instruments edges and tips from damage.
The perforation hole size is 2.0 mm.
- Meet all requirements of automatic washing and sterilization of all kinds of instruments.
- Separate lids are available with double frame.
- Inner mounted drop handles.
- Top frame diameter 5.0 mm.
- Flat base basket available in welded mesh with opening square 6.0mm, wire diameter 1.2 mm.
- Stacking frame can also be available on request.



Seite gelocht / Korb Flachboden

Unsere seitlich gelochten Körbe sind:

- Hergestellt aus rostfreiem Stahl der Güteklasse AISI-304.
- Elektropoliert
- Gratfrei zum Schutz und zur Vermeidung von Verletzungen des Benutzers
- Glatte runde Kanten



Deckel für perforierte Körbe (Double Frame) Lid for perforated baskets (Double Frame)

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8582	120 x 250	Mini
99-8583	240 x 250	1/2
99-8584	405 x 250	3/4
99-8585	480 x 250	1/1
99-8586	540 x 250	1/1
99-8587	480 x 360	
99-8588	480 x 480	

Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request

- Perforierte Seitenwand zum Schutz von scharfen Instrumenten und Spitzen vor Beschädigungen zu schützen. Die Perforations lochgröße beträgt 2,0 mm.
- Erfüllt alle Anforderungen der automatischen Waschen und Sterilisieren aller Arten von Instrumenten.
- Separate Deckel sind mit Doppelrahmen erhältlich.
- Innen montierte Fallgriffe.
- Oberer Rahmendurchmesser 5,0 mm.
- Flacher Bodenkorb aus geschweißtem Netz mit Öffnung Quadrat 6,0 mm, Drahtdurchmesser 1,2 mm.
- Auf Anfrage ist auch ein Stapelrahmen erhältlich.

Tray
Serie





Standard-Drahtgitterkörbe


Unsere Drahtgitterkörbe sind:

- Hergestellt aus rostfreiem Stahl der Güteklasse AISI-304.
- Elektropoliert.
- Die Körbe sind stapelbar.
- Erhältlich mit Fall- und Klappgriffen.
- Gratfrei zum Schutz, zum Einwickeln und zur Vermeidung von Verletzungen.
- Getrennte Deckel sind mit Einzel-, Doppel- und Arretierungsrahmen erhältlich.
- Anforderungen an die autom. Reinigung und Sterilisation von Instrumenten werden erfüllt.
- Drahtgitter mit quadratischer Öffnung 4,5 mm, Drahtdurchmesser 1,00 mm.
- Oberer und unterer Rahmendurchmesser 5,0 mm.


Standard Wire Mesh Baskets

Our wire mesh baskets are:

- Manufactured in stainless steel grade AISI-304.
- Electro-polished.
- Burr free to protect, wraps and eliminate user injury.
- Meet all requirements of automatic washing and sterilization of all kinds of instruments.
- Separate lids are available with single, double and detention frame.
- Available in drop and folding handles.
- Top and bottom frame diameter 5.0 mm.
- Wire mesh with opening square 4.5 mm, wire diameter 1.00 mm.
- Baskets are stackable.




Innen montierte Fallgriffe
Inner Mounted Drop Handles



Komor Kante
Comor Edge



Stapelrahmen unten
Bottom Stacking Frame



Beständigkeit
Stability

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8401	105 x 240 x 30	
99-8402	105 x 240 x 50	
99-8403	105 x 240 x 60	
99-8404	105 x 240 x 70	
99-8405	105 x 240 x 100	
99-8406	240 x 240 x 30	
99-8407	240 x 240 x 50	
99-8408	240 x 240 x 60	
99-8409	240 x 240 x 70	
99-8410	240 x 240 x 100	
99-8411	240 x 250 x 30	1/2
99-8412	240 x 250 x 50	1/2
99-8413	240 x 250 x 60	1/2
99-8414	240 x 250 x 70	1/2
99-8415	240 x 250 x 100	1/2
99-8416	250 x 250 x 30	
99-8417	250 x 250 x 50	
99-8418	250 x 250 x 60	
99-8419	250 x 250 x 70	
99-8420	250 x 250 x 100	

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8421	405 x 250 x 30	3/4
99-8422	405 x 250 x 50	3/4
99-8423	405 x 250 x 60	3/4
99-8424	405 x 250 x 70	3/4
99-8425	405 x 250 x 100	3/4
99-8426	480 x 240 x 30	
99-8427	480 x 240 x 50	
99-8428	480 x 240 x 60	
99-8429	480 x 240 x 70	
99-8430	480 x 240 x 100	
99-8431	480 x 250 x 30	1/1
99-8432	480 x 250 x 50	1/1
99-8433	480 x 250 x 60	1/1
99-8434	480 x 250 x 70	1/1
99-8435	480 x 250 x 100	1/1
99-8436	480 x 480 x 30	
99-8437	480 x 480 x 50	
99-8438	480 x 480 x 60	
99-8439	480 x 480 x 70	
99-8440	480 x 480 x 100	

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8441	540 x 250 x 30	1/1
99-8442	540 x 250 x 50	1/1
99-8443	540 x 250 x 60	1/1
99-8444	540 x 250 x 70	1/1
99-8445	540 x 250 x 100	1/1

Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request

Universal Silicon Holders




Item Code	Sizes in mm
99-8950	250 x 35 x 10



Item Code	Sizes in mm
99-8951	250 x 35 x 10

Deckel für Drahtgitterkörbe
(Einzelrahmen)
Lids for Wire Mesh Baskets
(Single Frame)


Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8455	105 x 240	
99-8456	240 x 240	
99-8457	240 x 250	1/2
99-8458	250 x 250	
99-8459	405 x 250	3/4
99-8460	480 x 240	
99-8461	480 x 250	1/1
99-8462	480 x 480	
99-8463	540 x 250	1/1



Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request

Deckel für Drahtgitterkörbe
(Doppelrahmen)
Lids for Wire Mesh Baskets
(Double Frame)


Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8455D	105 x 240	
99-8456D	240 x 240	
99-8457D	240 x 250	1/2
99-8458D	250 x 250	
99-8459D	405 x 250	3/4
99-8460D	480 x 240	
99-8461D	480 x 250	1/1
99-8462D	480 x 480	
99-8463D	540 x 250	1/1



Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request

Deckel für Maschendrahtkörbe
(Detention Frame)
Lids for Wire Mesh Baskets
(Detention Frame)

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8455DT	105 x 240	
99-8456DT	240 x 240	
99-8457DT	240 x 250	1/2
99-8458DT	250 x 250	
99-8459DT	405 x 250	3/4
99-8460DT	480 x 240	
99-8461DT	480 x 250	1/1
99-8462DT	480 x 480	
99-8463DT	540 x 250	1/1



Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request


Tray
Serie



Körbe aus gewelltem Drahtgeflecht

Unsere gewellten Drahtgitterkörbe sind:


- Hergestellt aus rostfreiem Stahl der Güteklasse AISI-304.
- Elektropoliert.
- Gratfrei zum Schutz, zum Einwickeln und zur Vermeidung von Verletzungen des Benutzers.
- Erfüllen alle Anforderungen an die automatische Reinigung und Sterilisation von Instrumenten aller Art.
- Getrennte Deckel sind mit Einzel-, Doppel- und Arretierungsrahmen erhältlich.
- Erhältlich mit Kipp- und Fallgriffen.
- Oberer und unterer Rahmendurchmesser 5,0 mm.
- Gekräuselter Netz mit quadratischer Öffnung 5,0 mm
- Drahtdurchmesser 0,9 mm.
- Die Körbe sind stapelbar.



Crimped Wire Mesh Baskets

Our crimped wire mesh baskets are:

- Manufactured in stainless steel grade AISI-304.
- Electro-polished.
- Burr free to protect, wraps and eliminate user injury.
- Meet all requirements of automatic washing and sterilization of all kinds of instruments.
- Separate lids are available with single, double and detention frame.
- Available in tilted and drop handles.
- Top and bottom frame diameter 5.0 mm.
- Crimped mesh with opening square 5.0 mm,
- wire diameter 0.9 mm.
- Baskets are stackable.



Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8401CW	105 x 240 x 30	
99-8402CW	105 x 240 x 50	
99-8403CW	105 x 240 x 60	
99-8404CW	105 x 240 x 70	
99-8405CW	105 x 240 x 100	
99-8406CW	240 x 240 x 30	
99-8407CW	240 x 240 x 50	
99-8408CW	240 x 240 x 60	
99-8409CW	240 x 240 x 70	
99-8410CW	240 x 240 x 100	
99-8411CW	240 x 250 x 30	1/2
99-8412CW	240 x 250 x 50	1/2
99-8413CW	240 x 250 x 60	1/2
99-8414CW	240 x 250 x 70	1/2
99-8415CW	240 x 250 x 100	1/2
99-8416CW	250 x 250 x 30	
99-8417CW	250 x 250 x 50	
99-8418CW	250 x 250 x 60	
99-8419CW	250 x 250 x 70	
99-8420CW	250 x 250 x 100	

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8421CW	405 x 250 x 30	3/4
99-8422CW	405 x 250 x 50	3/4
99-8423CW	405 x 250 x 60	3/4
99-8424CW	405 x 250 x 70	3/4
99-8425CW	405 x 250 x 100	3/4
99-8426CW	480 x 240 x 30	
99-8427CW	480 x 240 x 50	
99-8428CW	480 x 240 x 60	
99-8429CW	480 x 240 x 70	
99-8430CW	480 x 240 x 100	
99-8431CW	480 x 250 x 30	1/1
99-8432CW	480 x 250 x 50	1/1
99-8433CW	480 x 250 x 60	1/1
99-8434CW	480 x 250 x 70	1/1
99-8435CW	480 x 250 x 100	1/1
99-8436CW	480 x 480 x 30	
99-8437CW	480 x 480 x 50	
99-8438CW	480 x 480 x 60	
99-8439CW	480 x 480 x 70	
99-8440CW	480 x 480 x 100	

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8441CW	540 x 250 x 30	1/1
99-8442CW	540 x 250 x 50	1/1
99-8443CW	540 x 250 x 60	1/1
99-8444CW	540 x 250 x 70	1/1
99-8445CW	540 x 250 x 100	1/1

Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request

Universal Silikon Halter Universal Silicon Holders




Item Code	Sizes in mm
99-8950	250 x 35 x 10



Item Code	Sizes in mm
99-8951	250 x 35 x 10

Deckel für gewellte
Drahtgitterkörbe (Einzelrahmen)
Lid for Crimped Wire Mesh
Baskets (Single Frame)


Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8455CW	105 x 240	
99-8456CW	240 x 240	
99-8457CW	240 x 250	1/2
99-8458CW	250 x 250	
99-8459CW	405 x 250	3/4
99-8460CW	480 x 240	
99-8461CW	480 x 250	1/1
99-8462CW	480 x 480	
99-8463CW	540 x 250	1/1



Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request

Deckel für Körbe aus gewelltem
Drahtgeflecht (Doppelrahmen)
Lid for Crimped Wire Mesh
Baskets (Double Frame)


Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8455DCW	105 x 240	
99-8456DCW	240 x 240	
99-8457DCW	240 x 250	1/2
99-8458DCW	250 x 250	
99-8459DCW	405 x 250	3/4
99-8460DCW	480 x 240	
99-8461DCW	480 x 250	1/1
99-8462DCW	480 x 480	
99-8463DCW	540 x 250	1/1



Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request

Deckel für Körbe aus gewelltem
Drahtgeflecht (Rückhalterahmen)
Lid for Crimped Wire Mesh Baskets
(Detention Frame)


Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8455DTCW	105 x 240	
99-8456DTCW	240 x 240	
99-8457DTCW	240 x 250	1/2
99-8458DTCW	250 x 250	
99-8459DTCW	405 x 250	3/4
99-8460DTCW	480 x 240	
99-8461DTCW	480 x 250	1/1
99-8462DTCW	480 x 480	
99-8463DTCW	540 x 250	1/1



Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request

Tray
Serie





Klassische Körbe aus gewelltem Drahtgeflecht


Unsere klassischen gewellten Drahtgitterkörbe sind:

- Hergestellt aus rostfreiem Stahl der Güteklasse AISI-304.
- Elektropoliert.
- Gerade und glatte runde Ecken.
- Erhältlich mit gekippten und fallenden Griffen.
- Oberer und unterer Rahmendurchmesser 5,0 mm.
- Gekräuselter Netz mit quadratischer Öffnung 6,0 mm,
- Drahtdurchmesser 1,0 mm.
- Gratfrei zum Schutz, zur Umhüllung und zur Vermeidung von Verletzungen des Benutzers.
- Erfüllen alle Anforderungen der automatischen Reinigung und Sterilisation aller Arten von Instrumenten.


Classic Crimped Wire Mesh Baskets

Our classic crimped wire mesh baskets are:

- Manufactured in stainless steel grade AISI-304.
- Electro-polished.
- Burr free to protect, wraps and eliminate user injury.
- Meet all requirements of automatic washing and sterilization of all kinds of instruments.
- Straight and smooth round corners.
- Available in tilted and drop handles.
- Top and bottom frame diameter 5.0 mm.
- Crimped mesh with opening square 6.0 mm,
- Wire diameter 1.0 mm.



Glatte und gerade Ecke
Smooth and Straight Corner



Gekippter Handgriff
Tilted Handle

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8401ER	105 x 240 x 30	
99-8402ER	105 x 240 x 50	
99-8403ER	105 x 240 x 60	
99-8404ER	105 x 240 x 70	
99-8405ER	105 x 240 x 100	
99-8406ER	240 x 240 x 30	
99-8407ER	240 x 240 x 50	
99-8408ER	240 x 240 x 60	
99-8409ER	240 x 240 x 70	
99-8410ER	240 x 240 x 100	
99-8411ER	240 x 250 x 30	1/2
99-8412ER	240 x 250 x 50	1/2
99-8413ER	240 x 250 x 60	1/2
99-8414ER	240 x 250 x 70	1/2
99-8415ER	240 x 250 x 100	1/2
99-8416ER	250 x 250 x 30	
99-8417ER	250 x 250 x 50	
99-8418ER	250 x 250 x 60	
99-8419ER	250 x 250 x 70	
99-8420ER	250 x 250 x 100	

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8421ER	405 x 250 x 30	3/4
99-8422ER	405 x 250 x 50	3/4
99-8423ER	405 x 250 x 60	3/4
99-8424ER	405 x 250 x 70	3/4
99-8425ER	405 x 250 x 100	3/4
99-8426ER	480 x 240 x 30	
99-8427ER	480 x 240 x 50	
99-8428ER	480 x 240 x 60	
99-8429ER	480 x 240 x 70	
99-8430ER	480 x 240 x 100	
99-8431ER	480 x 250 x 30	1/1
99-8432ER	480 x 250 x 50	1/1
99-8433ER	480 x 250 x 60	1/1
99-8434ER	480 x 250 x 70	1/1
99-8435ER	480 x 250 x 100	1/1
99-8436ER	480 x 480 x 30	
99-8437ER	480 x 480 x 50	
99-8438ER	480 x 480 x 60	
99-8439ER	480 x 480 x 70	
99-8440ER	480 x 480 x 100	

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8441ER	540 x 250 x 30	1/1
99-8442ER	540 x 250 x 50	1/1
99-8443ER	540 x 250 x 60	1/1
99-8444ER	540 x 250 x 70	1/1
99-8445ER	540 x 250 x 100	1/1

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request

Universal Silikonhalter Universal Silicon Holders



Item Code	Sizes in mm
99-8950	250x35x10



Item Code	Sizes in mm
99-8951	250x35x10



Feinmaschige Körbe mit Deckel

Unsere Feinmaschigen Körbe mit Deckel sind:

- Hergestellt aus rostfreiem Stahl der Güteklasse AISI-304.
- Elektropoliert.
- Draht-Verschluss-Clip.
- Feines Netz mit quadratischer Öffnung 1,6 mm und Drahtdurchmesser 0,7 mm
- Gratfrei zum Schutz und zur Vermeidung von Verletzungen des Benutzers. Glatte runde Ränder.
- Top und Deckel Rahmen Draht Durchmesser 3,5 mm und 04,0 mm (je nach Größe der Körbe).


Fine Mesh Baskets With Lid

Our Fine Mesh Baskets With Lid Are:

- Manufactured in stainless steel grade AISI-304.
- Electro-polished.
- Burr free to protect, wraps and eliminate user injury. Smooth round Edges.
- Top and lid frame wire diameter 3.5 mm and 04.0 mm (according to the size of baskets).
- Fine mesh with opening square 1.6 mm and wire diameter 0.7 mm
- Wire Locking Clip.

Item Code	Sizes in mm	Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8343	40 x 40 x 20	99-8361	240 x 90 x 40	
99-8344	70 x 70 x 30	99-8362	240 x 120 x 35	Mini
99-8345	80 x 40 x 20	99-8363	275 x 175 x 35	
99-8346	80 x 40 x 30	99-8364	280 x 170 x 60	Dental
99-8347	80 x 80 x 34	99-8365	250 x 200 x 20	
99-8348	80 x 80 x 40	99-8366	300 x 180 x 20	
99-8349	90 x 90 x 50	99-8367	200 x 110 x 40	
99-8350	150 x 110 x 20	99-8368	225 x 110 x 50	
99-8351	160 x 40 x 20	99-8369	235 x 120 x 60	
99-8352	105 x 70 x 25	99-8370	270 x 135 x 40	
99-8353	141 x 50 x 40	99-8371	280 x 145 x 50	
99-8354	150 x 50 x 35	99-8372	400 x 250 x 50	
99-8355	180 x 130 x 20			
99-8356	190 x 85 x 100			
99-8357	200 x 100 x 35			
99-8358	220 x 140 x 50			
99-8359	210 x 170 x 20			
99-8360	235 x 155 x 40			

Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Many more sizes available on request




Tray
Serie



Micro Feinmaschige Körbe

Unsere Micro Feinmaschige Körbe mit Deckel sind:

- Hergestellt aus rostfreiem Stahl der Güteklasse AISI-304.
- Top und Deckel Rahmen Draht Durchmesser 3,5 mm
- Mikrofeines Netz mit quadratischer Öffnung 1,0 mm und Drahtdurchmesser 0,5 mm
- Drahtverriegelung Clip.
- Elektrolyt Politur.



Tray
Serie

Item Code	Sizes in mm
99-8343MM	40 x 40 x 20
99-8344MM	70 x 70 x 30
99-8345MM	80 x 40 x 20
99-8346MM	80 x 40 x 30
99-8347MM	80 x 80 x 34
99-8348MM	80 x 80 x 40
99-8349MM	90 x 90 x 50
99-8350MM	150 x 110 x 20
99-8351MM	160 x 40 x 20
99-8352MM	105 x 70 x 25
99-8353MM	141 x 50 x 40
99-8354MM	150 x 50 x 35
99-8355MM	180 x 130 x 20

Micro Fine Mesh Baskets

Our Micro Fine Mesh Baskets With Lid Are:

- Manufacture in stainless steel grade AISI-304.
- Top and lid frame wire diameter 3.5 mm
- Micro fine mesh with opening square 1.0 mm and wire diameter 0.5 mm
- Wire locking Clip.
- Electrolyte Polish.

Many more sizes available on request

Feinmaschige Körbe mit einzigartigem Twist-Off-Deckel

Unsere Feinmaschige Körbe mit Deckel sind:

- Hergestellt aus hochwertigem rostfreiem Stahl der Güteklasse AISI-304.
- Top und Deckelrahmen Drahtdurchmesser 3,5 mm und 4,0 mm (je nach Größe des Korbes).
- Feines Netz mit quadratischer Öffnung 1,6 mm und Drahtdurchmesser 0,7 mm.
- Gratfrei und elektrolytfrei.
- Innovative Twist-off-Deckel sind sicher und einfach zu bedienen.

Fine Mesh Baskets with Unique Twist-Off Lid

Our Fine Mesh Baskets With Lid Are:

- Manufacture in High Quality stainless steel grade AISI-304.
- Top and lid frame wire diameter 3.5 mm and 4.0 mm (According to the size of Basket).
- Fine mesh with opening square 1.6 mm and wire diameter 0.7 mm.
- Burr-Free and Electrolyte Polish.
- Innovative twist-off Lids are secure and easy to use.



Item Code	Sizes in mm
99-8344RL	70 x 70 x 30
99-8347RL	80 x 80 x 34
99-8348RL	80 x 80 x 40
99-8349RL	90 x 90 x 50
99-8350RL	150 x 110 x 20
99-8352RL	105 x 70 x 25
99-8353RL	141 x 50 x 40
99-8354RL	150 x 50 x 35
99-8355RL	180 x 130 x 20
99-8356RL	190 x 85 x 100
99-8357RL	200 x 100 x 35
99-8358RL	220 x 140 x 50
99-8359RL	210 x 170 x 20
99-8360RL	235 x 155 x 40

Item Code	Sizes in mm	Cont.
99-8361RL	240 x 90 x 40	
99-8362RL	240 x 120 x 35	Mini
99-8363RL	275 x 175 x 35	
99-8364RL	280 x 170 x 60	Dental
99-8365RL	250 x 200 x 20	
99-8366RL	300 x 180 x 20	
99-8367RL	200 x 110 x 40	
99-8368RL	225 x 110 x 50	
99-8369RL	235 x 120 x 60	
99-8370RL	270 x 135 x 40	
99-8371RL	280 x 145 x 50	
99-8372RL	400 x 250 x 50	

Many more sizes available on request


Tray
Serie



Mikrofeinmaschige Körbe mit einzigartigem Twist-Off-Deckel

Unsere Micro Feine Mesh Körbe mit Deckel sind:

- Hergestellt aus hochwertigem rostfreiem Stahl der Güteklasse AISI-304.
- Top und Deckel Rahmen Draht Durchmesser 3,5 mm
- Micro Fine Mesh mit quadratischer Öffnung 1,0 mm und Drahtdurchmesser 0,5 mm
- Gratfrei und elektrolytfrei.
- Innovative Twist-off-Deckel sind sicher und einfach zu bedienen



Tray
Serie

Item Code	Sizes in mm
99-8344MMRL	70 x 70 x 30
99-8347MMRL	80 x 80 x 34
99-8348MMRL	80 x 80 x 40
99-8349MMRL	90 x 90 x 50
99-8350MMRL	150 x 110 x 20
99-8352MMRL	105 x 70 x 25
99-8353MMRL	141 x 50 x 40
99-8354MMRL	150 x 50 x 35
99-8355MMRL	180 x 130 x 20

Micro Fine Mesh Baskets with Unique Twist-Off Lid

Our Micro Fine Mesh Baskets With Lid Are:


- Manufacture in High Quality stainless steel grade AISI-304.
- Top and lid frame wire diameter 3.5 mm
- Micro Fine mesh with opening square 1.0 mm and wire diameter 0.5 mm
- Burr-Free and Electrolyte Polish.
- Innovative twist-off Lids are secure and easy to use

Many more sizes available on request

Voll perforierte Korbvarianten mit Blattverriegelungsklip

Unsere vollperforierten Körbe mit Deckel sind:

- Hergestellt aus rostfreiem Stahl der Güteklasse AISI-304.
- Elektropoliert.
- Stangendurchmesser der Ober- und Deckelrahmen 3,5 mm und 4,0 mm.
- Vollwandperforation zum Schutz von scharfen Instrumenten.
- Kanten und Spitzen vor Beschädigungen zu schützen.
- Das Perforationsloch ist 2,0 mm groß.
- Glatte runde Kanten.
- Blattverriegelungsclip.



Item Code	Sizes in mm
99-6343	40 x 40 x 20mm
99-6344	70 x 70 x 30mm
99-6345	80 x 40 x 20mm
99-6346	80 x 40 x 30mm
99-6347	80 x 80 x 34mm
99-6348	80 x 80 x 40mm
99-6349	90 x 90 x 50mm
99-6350	150 x 110 x 20mm
99-6351	160 x 40 x 20mm
99-6352	105 x 40 x 20mm
99-6353	141 x 50 x 40mm
99-6354	150 x 50 x 35mm
99-6355	190 x 85 x 35mm
99-6356	200 x 100 x 35mm
99-6357	240 x 90 x 40mm
99-6358	200 x 110 x 40mm
99-6359	225 x 110 x 50mm

Fully perforated baskets with blade locking clip

Our fully perforated baskets with lids are:


- Manufacture in stainless steel grade AISI-304.
- Electro Polished.
- Top and lid frame rod diameter 3.5 mm and 4.0 mm.
- Full wall perforation to protect sharp instruments edges and tips from damage.
- The perforation hole size is 2.0mm
- Smooth round edges.
- Sheet locking clip.
- Hinged Lids.

Many more sizes available on request

Tray
Serie



- Unterer Rahmen hergestellt, um Platz zu schaffen zwischen den Instrumenten und der Arbeitsfläche.
- Separate obere Abdeckung erhältlich.
- Drahtdurchmesser des oberen und unteren Rahmens 3,5 mm
- Gitter mit Drahtdurchmesser 1,5 mm, quadratische Öffnung 6,0 mm
- Gratfreie, glatte Oberfläche.
- Elektrolyt poliert.
- Stapelbar.



- Bottom frame fabricated to make space between instruments and working surface.
- Separate top cover available.
- Top and bottom frame wire diameter 3.5 mm
- Grid made with wire diameter 1.5 mm, opening square 6.0 mm
- Burr free smooth finish.
- Electrolyte Polish.
- Stackable.




DRAHTGITTERKORB WIRE NET BASKET

Item Code	Sizes in mm
99-9000	250 x 170 x 70mm
99-9001	340 x 250 x 70mm
99-9002	450 x 340 x 70mm

DECKEL FÜR DRAHTGITTERKORB LID FOR WIRE NET BASKET

Item Code	Sizes in mm
99-9003	250 x 170mm
99-9004	340 x 250mm
99-9005	450 x 340mm



- Die Standardkörbe können für den Transport, die Lagerung und für alle Arten von Autoklaven genutzt werden.
 - STE Sterile Warenkörbe bedeutet daß die Körbe aus einem durchgehendem Draht bestehen, die dem Benutzer maximalen Schutz des Benutzers vor Verletzungen bietet.
 - Die Körbe sind stapelbar.
 - Mit einem Haken am Wagen oder an der Wand können die Körbe leicht befestigt werden.
- The standard baskets can be used for transportation, storage and for all types of autoclaves.
 - STE Sterile baskets means that the baskets are made of a continuous wire, which provides the user with maximum protection from injury.
 - The baskets are stackable.
 - With a hook on the trolley or on the wall the baskets can be easily fixed.




Item Code	Sizes in mm	
99-9010	575 x 280 x 135	Normal / Standard
99-9011	575 x 280 x 265	Normal / Standard
99-9012	575 x 280 x 265	Zugang von vorne / Front access

- Oberer Rahmendrahtdurchmesser 6,0 mm
 - Rahmendrahtdurchmesser 3,0 mm
 - Drahtdurchmesser der Schlaufen 2,5 mm
 - Drahtdurchmesser des unteren Rahmens 5,0 mm
 - Elektrolyt Politur und gratfreie, glatte Oberfläche.
- Upper frame wire diameter 6.0 mm
 - Frame wire diameter 3.0 mm
 - Loops wire diameter 2.5 mm
 - Base frame wire diameter 5.0 mm
 - Electrolyte Polish and burr free smooth finish.




- Die SPRI-Körbe sind sowohl stapelbar als auch nestbar.
- Stapelbar, wenn die Griffe in den Korb geklappt sind.
- Nestbar, wenn die Griffe ausgeklappt sind.
- Wenn die Körbe leer sind, halten sie ein Minimum an Stauraum in der Nesting-Position.
- Drahtdurchmesser des oberen und unteren Rahmens 5,0 mm.
- Drahtdurchmesser der Schlaufen 3,5 mm
- Elektrolytpolitur und glatte Oberfläche.



- The SPRI baskets are both stackable and nestable.
- Stackable when the handles are folded into basket.
- Nestable when the handles are folded out.
- When the baskets are empty. hold minimum storage space in nesting position.
- Upper and lower frame wire diameter 5.0mm.
- Loops wire diameter 3.5mm
- Electrolyte polish and smooth finish.


SPRI-BASKETTEN
(Doppelter Rahmen
mit klappbarem Griff)
SPRI BASKETS
(Double Frame
with Folding Handle)

Item Code	Sizes in mm
99-9110	585 x 395 x 100
99-9111	585 x 395 x 195



SPRI-BASKETTEN
(mit einfachem Rahmen)
SPRI BASKETS
(With Single Frame)



Item Code	Sizes in mm
99-9030	600 x 300 x 40
99-9031	600 x 300 x 50
99-9032	600 x 300 x 100
99-9033	600 x 300 x 130
99-9034	600 x 300 x 150
99-9035	600 x 300 x 180
99-9036	600 x 300 x 200
99-9037	600 x 400 x 100
99-9038	600 x 400 x 130
99-9039	600 x 400 x 150
99-9040	600 x 400 x 180
99-9041	600 x 400 x 200




- Diese Art von Körben ist sowohl nestbar als auch stapelbar.
- Stapelbar, wenn die Körbe übereinander einander mit entgegengesetzter Position.
- Nestbar, wenn sie in der gleichen Position platziert werden.
- Drahtdurchmesser des oberen und unteren Rahmens 6,0 mm.
- Drahtdurchmesser der Schlaufen 4,0 mm.
- Elektrolyt Polnisch.

- This type of baskets are also both nestable and stackable.
- Stackable when placed the basket on each other with opposite position.
- Nestable when placed in same position.
- Upper and lower frame wire diameter 6.0 mm.
- Loops wire diameter 4.0 mm.
- Electrolyte Polish.

Item Code	Sizes in mm
99-9060	600 x 300
99-9061	600 x 400




Drahtdurchmesser 6,0 mm und 2,5 mm
Wire diameter 6.0mm and 2.5mm
Diámetro del alambre 6,0 mm y 2,5 mm
Diametro del filo 6,0 mm e 2,5 mm
Диаметр проволоки 6,0 мм и 2,5 мм



Item Code	Sizes in mm
99-9062	600 x 400 x 44

Drahtdurchmesser 6,0 mm und 3,0 mm
Wire diameter 6.0mm and 3.0mm
Diámetro del alambre 6,0 mm y 3,0 mm
Diametro del filo 6,0 mm e 3,0 mm
Диаметр проволоки 6,0 мм и 3,0 мм



Item Code	Sizes in mm
99-9063	600 x 400 x 44

Drahtdurchmesser 6,0 mm und 3,0 mm
Wire diameter 6.0mm and 3.0mm
Diámetro del alambre 6,0 mm y 3,0 mm
Diametro del filo 6,0 mm e 3,0 mm
Диаметр проволоки 6,0 мм и 3,0 мм

Tray
Serie




Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8046	640 x 150 x 77	1




Kleine Linsenkörbe
Small Lens Baskets




Verriegelungsclip
Locking Clip



Arthroscope Korb Arthroscope Basket




Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8040	180 x 80 x 52	1
99-8041	290 x 80 x 52	1



Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8042	290 x 80 x 52	2



Endoskop-Körbe Endoscope Baskets




Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8044	460 x 80 x 52	2

Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8043	460 x 80 x 52	1


Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8045	670 x 80 x 52	1
99-8047	600 x 80 x 52	1
99-8048	700 x 80 x 52	1



Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8049	290 x 160 x 52	2



Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8050	290 x 160 x 52	2



Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8051	460 x 160 x 52	2



Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8052	460 x 160 x 52	2



- Oberteil & Deckelrahmen Drahtdurchmesser 5,0 mm
- Drahtdurchmesser der Schlaufen 2,0 mm.
- Autoklavierbare Silikoneinsätze.
- Elektrolytpolitur und gratfreie Oberfläche.
- Verriegelungsklammern


- Top and Lid frame wire diameter 5.0mm
- Loops wire diameter 2.0mm.
- Autoclaveable silicon inserts.
- Electrolyte polish and burr free finish.
- Locking Clips

Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8053	460 x 160 x 52	2

Tray
Serie




Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8054	310 x 150 x 77	2





Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8066	460 x 225 x 52	2



Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8067	460 x 225 x 52	2



Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8068	580 x 160 x 52	2



Item Code	Sizes in mm	Scope
99-8069	580 x 160 x 52	2

- Mit Silikoneinsätzen am Boden der Körbe zur Aufnahme von Mikroinstrumente.
- Die Deckel sind mit Silikonstreifen versehen, um die Instrumente zu halten.
- Die Seitenwände sind aus perforiertem Blech gefertigt.
- Benutzerfreundlicher Verriegelungsgriff.

Item Code	Sizes in mm	Cont..
99-822-000	240 x 250 x 38	1/2
99-822-001	480 x 250 x 38	1/1
99-822-002	400 x 250 x 38	



- With silicon inserts on bottom of baskets to accommodate micro instruments.
- Lids are provided with silicon strips to grip the instruments.
- Side walls are made of perforated sheet.
- User friendly locking handle.





Item Code	Sizes in mm
98-020-025	160 x 70 x 25
98-030-025	265 x 160 x 25
98-040-050	265 x 160 x 50

Tray
Serie



Federhaltende Zahnkassette

Speziell entwickelt zur Minimierung der Kontaktfläche beim Verriegelung der Instrumente in der Kassette.
Jedes Instrument wird von einer separaten Feder gehalten.
Außerdem können sowohl dickere als auch dünnere Instrumente in einer Anordnung der Kassette halten.



Spring Holding Dental Cassette

Specially designed to minimize the contact area while locking of instruments inside the cassette.
Each Instrument is held by separate spring.
Further it can equally hold thicker and thinner instruments in one arrangement of cassette.

Item Code	Sizes in mm
99-8242	178 x 64 x 32
99-8243	178 x 114 x 32
99-8244	203 x 140 x 38
99-8245	203 x 280 x 38
99-8246	220 x 125 x 40
99-8247	250 x 220 x 40

Feinmaschige Zahnkassette


Die feinmaschige Dentalkassette ist sehr praktikabel wenn die Instrumente durch einen Rundum-Wasserstrom gereinigt werden müssen.

Fine Mesh Dental Cassette


Fine Mesh dental cassette is much workable when instruments are required to be cleaned by all around water flow.



Item Code	Sizes in mm
99-8148	240 x 90 x 40
99-8149	235 x 80 x 30
99-8150	235 x 155 x 40



Item Code	Sizes in mm
99-7010	180 x 60 x 22
99-7011	180 x 125 x 22



Item Code	Sizes in mm
99-7012	184 x 145 x 34
99-7013	184 x 74 x 34
99-7014	184 x 74 x 34



Item Code	Sizes in mm
99-7015	205 x 143 x 34



Tray
Serie





für 16 Instrumente mit Trennplatte
for 16 Instruments with partition plate

Item Code	Sizes in mm
99-7016	280 x 183 x 32



für 20 Instrumente
for 20 Instruments

Item Code	Sizes in mm
99-7017	280 x 183 x 32



Item Code	Sizes in mm
99-7018	280 x 205 x 32



Item Code	Sizes in mm
99-7019	280 x 183 x 32


Silikoneinsätze in verschiedenen Farben erhältlich
Silicon Inserts available in different colors
Insertos de silicona disponibles en diferentes colores
Inserti in silicone disponibili in diversi colori
Силиконовые вставки доступны в различных цветах

grün green verde verde зеленый	orange orange naranja arancione апельсин	gelb yellow amarillo giallo желтый	rot red rojo rosso красный	blau blue azul blu синий



Mikrokassetten sind die beste Lösung für die Sterilisation von Mikroinstrumenten und kleinen Klammern.
Micro cassettes are the best for sterilization of micro instruments and small clamps.

Item Code	Sizes in mm
99-7040	40 x 55 x 20
99-7041	74 x 45 x 20
99-7042	74 x 59 x 24



Silikoneinsätze in verschiedenen Farben erhältlich
Silicon Inserts available in different colors
Insertos de silicona disponibles en diferentes colores
Inserti in silicone disponibili in diversi colori
Силиконовые вставки доступны в различных цветах



Klipp-IN / Clip-IN

Item Code	Sizes in mm
99-7051	185 x 82 x 18
99-7052	185 x 140 x 18



Fixierklammer

Unsere Fixierklemmen sind:

- Einstellbare Klammerlänge.
- Universell anpassbar für alle Instrumentengrößen.
- Leicht zerlegbar für Reinigungszwecke.

Fixing Clamp

Our Fixing Clamps are:

- Adjustable clamp length.
- Universally adaptable for all sizes of instruments.
- Easily dismantled for cleaning purpose.

Item Code	Sizes in mm
99-8141	60/220 x 220 x 39
99-8142	60 x 220 x 39

Tray
Serie



Item Code	Sizes in mm
99-7060	180 x 148 x 50



Item Code	Sizes in mm
99-7061	100 x 90 x 50

- Implantologiekassetten für die Reinigung und Sterilisation.
- Reinigung und Sterilisation von Implantatzubehör.
- Verschiedene Silikonstopfen und -halter sind hilfreich bei der Aufnahme
- verschiedenen Fräsern und Bohrern von 2 bis 6,5 mm.
- Spezielle Silikonanordnung zur Aufnahme von Ratschen.
- Ein separates herausnehmbares Fach für verschiedene Mikroteile.
- Die Deckel sind auch ohne Perforation erhältlich.

- Implantology cassettes are strongly recommended for the
- process of cleaning and sterilization of implant accessories.
- Different silicon plugs and holders are helpful in holding
- different burs and drills of 2 to 6.5 mm.
- Special silicon arrangement to hold ratchet.
- A separate removable compartments for various micro parts.
- Lids are also available without perforation.

Item Code	Sizes in mm
99-7062	100 x 90 x 50



Item Code	Sizes in mm
99-7063	150 x 85 x 80



Item Code	Sizes in mm
99-7064	150 x 85 x 80



Item Code	Sizes in mm
99-7065	80 x 55 x 40



Item Code	Sizes in mm
99-7066	80 x 55 x 40



Item Code	Sizes in mm
99-7067	80 x 55 x 40

Tray
Serie



Bohrer Klemmen Bur Clips

Silikon-einsätze in verschiedenen Farben erhältlich
Silicon Inserts available in different colors
Insertos de silicona disponibles en diferentes colores
Inserti in silicone disponibili in diversi colori
Силиконовые вставки доступны в различных цветах



Item Code	Sizes in mm
99-7073	60 x 45 x 28 17 Löcher / Holes

Item Code	Sizes in mm
99-7072	45 x 38 x 28 14 Löcher / Holes

Item Code	Sizes in mm
99-7071	35 x 28 x 28 8 Löcher / Holes

Bohrerhalter-Ständer Bur Holder Stand



Bohrerhalter Ständer Bur Holder Stand



Item Code	Sizes in mm
99-7080	40x75x25 6 Löcher / Holes
99-7081	60x75x20 6 Löcher / Holes
99-7082	70x75x20 6 Löcher / Holes
99-7083	45x20x30 12 Löcher / Holes
99-7084	50x75x25 12 Löcher / Holes

Item Code	Sizes in mm
99-7090	45x20x30 4 Löcher / Holes
99-7091	35x25x30 6 Löcher / Holes
99-7092	45x25x30 8 Löcher / Holes
99-7093	63x25x30 12 Löcher / Holes
99-7094	85x25x30 16 Löcher / Holes
99-7095	110x35x34 30 Löcher / Holes

Tray
Serie



Instruments Schale

Instruments Trays



Item Code	Item Code	Sizes in mm
mit Deckel With Lid	ohne Deckel Without Lid	
99-8837	DJ-4848	200x100x25mm
99-8838	DJ-4849	200x150x40mm
99-8839	DJ-4850	230x150x50mm
99-8840	DJ-4851	250x140x50mm
99-8841	DJ-4852	250x200x50mm
99-8842	DJ-4853	300x200x50mm
99-8843	DJ-4854	350x250x50mm
99-8844	DJ-4855	350x300x50mm
99-8845	DJ-4856	400x300x50mm
99-8846	DJ-4857	450x300x50mm

Instrumenten Behälter

Instruments Box



Item Code	Sizes in mm
99-8858	150 x 80 x 40mm
99-8859	170 x 70 x 30mm
99-8860	180 x 80 x 40mm
99-8861	200 x 100 x 40mm
99-8862	230 x 120 x 50mm
99-8863	250 x 125 x 50mm
99-8864	300 x 150 x 50mm
99-8865	300 x 200 x 50mm
99-8866	350 x 175 x 65mm
99-8867	350 x 180 x 60mm

Nierentablett (mit Deckel)

Kidney Tray (With Lid)

Item Code	Sizes in mm
99-8873	150 x 30 / 6ml
99-8874	180 x 33 / 7ml
99-8875	200 x 35 / 8ml
99-8876	250 x 40 / 10ml
99-8877	280 x 45 / 11.5ml



Nierentablett (ohne Deckel)

Kidney Tray (Without Lid)

Item Code	Sizes in mm
99-8878	150 x 30 / 6ml
99-8879	180 x 33 / 7ml
99-8880	200 x 35 / 8ml
99-8881	250 x 40 / 10ml
99-8882	280 x 45 / 11.5ml



Nierenschale (flacher Typ)

Kidney Tray (Shallow Type)

Item Code	Sizes in mm
99-8883	170
99-8884	220
99-8885	240



Nierenschale (mit Deckel)

Kidney Tray (With Lid)

Item Code	Sizes in mm
99-8868	250 x 75 x 40mm
99-8869	230 x 80 x 50mm
99-8870	300 x 80 x 40mm
99-8871	280 x 90 x 45mm
99-8872	440 x 100 x 50mm

 Tray
Serie


Nadelbehälter / Needle Cases



Item Code	Sizes in mm
99-8886	150 x 90 x 15
99-886A	210 x 125 x 17

Item Code	Sizes in mm
99-8889	50 x 30 x 8
99-8890	65 x 45 x 8
99-8891	80 x 30 x 8

Item Code	Sizes in mm
99-886C	65 x 15

Reagenzglasständer Test Tube Stand



Item Code	Sizes in mm
99-8887	65 x 15


Endodontie-Box Endodontic Box




Item Code	Sizes in mm
99-8888	65 x 15

Dental Behälter Dental Box

Item Code	Sizes in mm
99-8897	250 x 160 x 40




Scaler-Tabletts Scaler Trays



Item Code	Sizes in mm
99-8892	200 x 100
99-8893	205 x 115
99-8894	210 x 150
99-8895	220 x 130
99-8896	225 x 100

Schalen Bowls

(A) Waschbecken / Wash Basin
 (B) Lotionschalen / Lotion Bowls
 (C) Schale / Bowl
 (D) Gallipots / Gallipots
 (E) Jodbecher / Iodine Cup



(Erhältlich in allen Größen)
 (Available in all sizes)

Abrichttrommel / Dressing Drum




Item Code	Sizes in mm
99-8898	80 x 80
99-8899	120 x 120
99-8900	130 x 290
99-8901	150 x 140
99-8902	160 x 120
99-8903	180 x 180
99-8904	200 x 190
99-8905	240 x 240
99-8906	290 x 240
99-8907	340 x 240
99-8908	390 x 200
99-8909	390 x 290
99-8900	390 x 390

Bettpfanne Bed Pan



Item Code	Perfektion / Perfection
99-8911	(Erwachsene) Perfektion (Adult) Perfection
99-8912	(Kind) Perfektion (Child) Perfection



Item Code	Pantoffel / Slipper
99-8913	(Erwachsener) Pantoffel (Adult) Slipper
99-8914	(Kind) Hausschuh (Child) Slipper

Urinale Urinals

Item Code
99-8835

Männliches Urinal Standardgröße
 Male Urinal Standard Size



Item Code
99-8837

Urinal Krug Standardgröße
 Urinal Jug Standard Size

Item Code
99-8836

Weibliches Urinal Standardgröße
 Femal Urinal Standard Size



Tray
Serie





Kanne (Deuche Can)
Irrigators (Deuche Can)


Item Code	Sizes in mm
99-8917	1.0
99-8918	1.5
99-8919	2.0



Kanne (Deuche Can)
Irrigators (Deuche Can)

Item Code	Sizes in mm
99-8906	250
99-8907	500
99-8908	1000

Haltestifte / Holding Pins



Item Code
99-8920

Haltestifte für Instrumente
Holding Pins For Instruments



Item Code
99-820A

Haltestifte für Trennwandplatten
Holding Pins For Partition Sheets



Spirituslampe / Spirit Lamp

Item Code	Sizes in mm
99-8921	Einfach / Single
99-8922	Doppel / Double

Schild aus rostfreiem / Stahl Stainless Steel Tag



Item Code	Sizes in mm
99-8923	50 x 25mm
99-8924	75 x 30 mm

Item Code	Sizes in mm
99-8932	90 x 50 mm
99-8933	90 x 35 mm

Universal Silikonhalterungen Universal Silicon Holders




Item Code	Sizes in mm
99-8950	250 x 35 x 10




Item Code	Sizes in mm
99-8951	250 x 35 x 10

Silikon-Stiftmatte / Silicone Pin Mat



Item Code	Sizes in mm
99-8928	500 x 300
99-8929	480 x 250



1
2
3



◆ DM Serie (580 x 280)	7
◆ DM Serie (465 x 280)	13
◆ DM Serie (285 x 280)	19
◆ DM Serie (600 x 400)	25
◆ DM Serie (Andere Container · Other Containers) .	29
◆ DM Serie (Filter & Accessories)	40

◆ W Serie	45
◆ W Serie (Filter & Accessoires)	55

◆ A Serie	61
---------------------	----

◆ M Serie	67
---------------------	----

◆ Cassette Serie	71
----------------------------	----

◆ Siebkörbe Tray Serie · Sieve Baskets Tray Serie .	76
---	----

◆ Notizen · Note	113
----------------------------	-----



DIGImed
Medizintechnik

Digimed Medizintechnik

Inhaber: Patrick Mohr

Kreutzerstrasse 1

78573 Wurmlingen

Telefon: +49-(0)7461-9101172

Fax: +49-(0)7461-9101172

info@digi-med.de

www.digi-med.de

Rev.: 2023

