



MI FUSS SYSTEM
MI FOOT SYSTEM

Digimed Medizintechnik

Wir haben uns auf die Bereiche Orthopädie und Traumatologie spezialisiert und entwickeln innovative Produkte und Lösungen für Ärzte und OP-Personal um den Einsatz und die Handhabung während der OP bestmöglich zu optimieren.

Die Bedürfnisse des behandelnden Arztes behalten wir dabei stets im Blick.

Digimed Medizintechnik

We have specialized in the fields of orthopedics and traumatology and develop innovative products and solutions for doctors and operating theatre staff to optimize use and handling during the operation.

We always keep the needs of the attending physician in mind.




MI FUß-SYSTEM MI FOOT-SYSTEM

SYSTEMCHARAKTERISTIKEN

- Das Design der abgeschrägten MI-Schrauben ermöglicht eine stabile Verankerung in der Kortikalis, ohne dass ein von außen tastbarer Überstand verbleibt.
- Die Schraube verfügt über unterschiedliche Gewindesteigungen, wodurch beim Einbringen interfragmentäre Kompression erzeugt wird.
- Das Innensechskant Profil sorgt für eine sehr gute Kraftübertragung, sowie eine Selbsthaltung mit dem Schraubendreher.

SYSTEM CHARACTERISTICS

- The design of the beveled MI screws enables stable anchoring in the cortex without leaving a protrusion that is palpable from the outside.
- The screw has different thread pitches, which creates interfragmentary compression when inserted.
- The hexagon socket profile ensures very good power transmission, as well as self-holding with the screwdriver.



Proximale Kortikalis-Gewindestruktur zur optimalen Fixation im Metatarsale I
Proximal cortex thread structure for optimal fixation in metatarsal I



HV ABGESCHRÄGTE KOPFSCHRAUBEN
KANÜLIERTE KOMPRESSIIONSSCHRAUBEN

HV ANGLED HEAD SCREWS
CANNULATED COMPRESSION SCREWS




HV abgeschrägte Kopfschrauben, Anodisierung: Gelb
HV angled head screws, anodising: yellow

unsteril Art.Nr. non-sterile Ref.No.	steril Art.Nr. sterile Ref.No.	Beschreibung Description
91-5005-22	91-5005-22-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 3.0 / 22 mm HV angled head screw, cann., Ø 3.0 / 22 mm
91-5005-24	91-5005-24-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 3.0 / 24 mm HV angled head screw, cann., Ø 3.0 / 24 mm
91-5005-26	91-5005-26-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 3.0 / 26 mm HV angled head screw, cann., Ø 3.0 / 26 mm
91-5005-28	91-5005-28-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 3.0 / 28 mm HV angled head screw, cann., Ø 3.0 / 28 mm
91-5005-30	91-5005-30-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 3.0 / 30 mm HV angled head screw, cann., Ø 3.0 / 30 mm
91-5005-32	91-5005-32-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 3.0 / 32 mm HV angled head screw, cann., Ø 3.0 / 32 mm
91-5005-34	91-5005-34-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 3.0 / 34 mm HV angled head screw, cann., Ø 3.0 / 34 mm
91-5005-36	91-5005-36-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 3.0 / 36 mm HV angled head screw, cann., Ø 3.0 / 36 mm
91-5005-38	91-5005-38-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 3.0 / 38 mm HV angled head screw, cann., Ø 3.0 / 38 mm
91-5005-40	91-5005-40-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 3.0 / 40 mm HV angled head screw, cann., Ø 3.0 / 40 mm
91-5005-42	91-5005-42-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 3.0 / 42 mm HV angled head screw, cann., Ø 3.0 / 42 mm
91-5005-44	91-5005-44-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 3.0 / 44 mm HV angled head screw, cann., Ø 3.0 / 44 mm
91-5005-46	91-5005-46-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 3.0 / 46 mm HV angled head screw, cann., Ø 3.0 / 46 mm
91-5005-48	91-5005-48-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 3.0 / 48 mm HV angled head screw, cann., Ø 3.0 / 48 mm



Technische Details / Technical dimensions:

Kanülierung / Cannulated	1.20 mm
HEX / HEX	2
Kern Ø / Core Ø	2.0 mm
Gewinde Ø / Thread Ø	3.0 mm
Gewinde-Steigung / Thread pitch shaft	1.50 mm
Gewinde-Steigung / Thread pitch head	0.90 mm
Gewinde Ø Kopf / Thread Ø head	4.0 mm



HV ABGESCHRÄGTE KOPFSCHRAUBEN
KANÜLIERTE KOMPRESSIONSSCHRAUBEN



HV ANGLED HEAD SCREWS
CANNULATED COMPRESSION SCREWS

HV abgeschrägte Kopfschrauben, Anodisierung: blau
HV angled head screws, anodising: blue

unsteril Art.Nr. non-sterile Ref.No.	steril Art.Nr. sterile Ref.No.	Beschreibung Description
91-5010-34	91-5010-34-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 4.0 / 34mm HV angled head screw, cann., Ø 4.0 / 34 mm
91-5010-36	91-5010-36-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 4.0 / 36 mm HV angled head screw, cann., Ø 4.0 / 36 mm
91-5010-38	91-5010-38-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 4.0 / 38 mm HV angled head screw, cann., Ø 4.0 / 38 mm
91-5010-40	91-5010-40-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 4.0 / 40 mm HV angled head screw, cann., Ø 4.0 / 40 mm
91-5010-42	91-5010-42-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 4.0 / 42 mm HV angled head screw, cann., Ø 4.0 / 42 mm
91-5010-44	91-5010-44-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 4.0 / 44 mm HV angled head screw, cann., Ø 4.0 / 44 mm
91-5010-46	91-5010-46-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 4.0 / 46 mm HV angled head screw, cann., Ø 4.0 / 46 mm
91-5010-48	91-5010-48-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 4.0 / 48 mm HV angled head screw, cann., Ø 4.0 / 48 mm
91-5010-50	91-5010-50-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 4.0 / 50 mm HV angled head screw, cann., Ø 4.0 / 50 mm
91-5010-52	91-5010-52-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 4.0 / 52 mm HV angled head screw, cann., Ø 4.0 / 52 mm
91-5010-54	91-5010-54-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 4.0 / 54 mm HV angled head screw, cann., Ø 4.0 / 54 mm
91-5010-56	91-5010-56-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 4.0 / 56 mm HV angled head screw, cann., Ø 4.0 / 56 mm
91-5010-58	91-5010-58-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 4.0 / 58 mm HV angled head screw, cann., Ø 4.0 / 58 mm
91-5010-60	91-5010-60-S	HV abgeschrägte Kopfschraube, kann., Ø 4.0 / 60 mm HV angled head screw, cann., Ø 4.0 / 60 mm



Technische Details / Technical dimensions:

Kanülierung / Cannulated	1.60 mm
HEX / HEX	2.5
Kern Ø / Core Ø	3.0 mm
Gewinde Ø / Thread Ø	4.0 mm
Gewinde-Steigung / Thread pitch shaft	1.50 mm
Gewinde-Steigung / Thread pitch head	0.90 mm
Gewinde Ø Kopf / Thread Ø head	5.0 mm



MI FUSS KIT Ø 3.0 MM STERIL
ART. NR. 91-SET-MI-3.0-S

MI Foot kit Ø 3.0 mm sterile -
Ref. No. 91-SET-MI-3.0-S

Art.Nr. / Ref.Nr	Beschreibung / Description
91-8204-01	Schraubendreher, kanüliert, Ø 2.0 mm, HEX Screwdriver, cannulated, Ø 2.0 mm, HEX
91-5310-011	Kirschner m. Trokarspitze, rd. Ende 1.1 mm/150 mm (2 Stk) Kirschner w. trocar point, rd. end 1.1 mm/150 mm (2 pieces)
91-8204-10	Längenmessstab für Führungsdraht, Ø 1,1 bis Ø 1,5 mm Length gauge for guide wire, Ø 1.1 mm to Ø 1.5 mm
91-5013-0181-3S	Bohrer, Ø 2.0/1.2 mm, kanüliert, 3-schneidig, L=150 mm, Rundschaft, AL=20 mm Drill Bit, Ø 2.0/1.2 mm, cannulated, 3-flutes, L=150 mm, round shank, WL=20 mm



Art.Nr. / Ref.Nr	Beschreibung / Description
91-8204-02	Schraubendreher, kanüliert, Ø 2.5 mm, HEX Screwdriver, cannulated, Ø 2.5 mm, HEX
91-5310-015	Kirschner m. Trokarspitze, rd. Ende 1.5 mm/150 mm (2 Stk) Kirschner w. trocar point, rd. end 1.5 mm/150 mm (2 pieces)
91-8204-10	Längenmessstab für Führungsdraht, Ø 1,1 bis Ø 1,5 mm Length gauge for guide wire, Ø 1.1 mm to Ø 1.5 mm
91-5013-026	Bohrer, Ø 3.0/1.6 mm, kanüliert, 4-schneidig, L=160 mm, Rundschaft, AL=35 mm Drill Bit, Ø 3.0/1.6 mm, cannulated, 4-flutes, L=160 mm, round shank, WL=35 mm



MI INSTRUMENTEN KIT STERIL
ART. NR. 91-SET-MI1-S

MI INSTRUMENTS KIT STERILE
REF. NO. 91-SET-MI1-S

Art.Nr. / Ref.Nr	Beschreibung / Description
91-5001-0036	Raspatorium, doppelendig Rasp, double-ended
91-5001-0037	Beaver Skalpelgriff Beaver blade handle
91-5001-0038	Elevator, gerade Elevator, straight
91-5001-0039	Elevator, gebogen Elevator, curved



Shannon Bohrer, kurz / Shannon bur, short

Art.Nr. / Ref.No.	Ø	Länge / Length	Arbeitslänge / Working Length	1ST/VE / 1PCE/UNIT
91-5001-0015	2.0 mm	65.0 mm	8.0 mm	Unsteril / Non-Sterile
91-5001-0015ST1	2.0 mm	65.0 mm	8.0 mm	Steril / Sterile



Shannon Bohrer, Lang / Shannon bur, Long

91-5001-0020	2.0 mm	65.0 mm	12.0 mm	Unsteril / Non-Sterile
91-5001-0020ST1	2.0 mm	65.0 mm	12.0 mm	Steril / Sterile



Shannon Isham Bohrer / Shannon Isham bur

91-5001-0025	2.0 mm	65.0 mm	12.0 mm	Unsteril / Non-Sterile
91-5001-0025ST1	2.0 mm	65.0 mm	12.0 mm	Steril / Sterile



Shannon XL Bohrer / Shannon XL bur

91-5001-0030	2.0 mm	65.0 mm	22.0 mm	Unsteril / Non-Sterile
91-5001-0030ST1	2.0 mm	65.0 mm	22.0 mm	Steril / Sterile



Wedge Bohrer / Wedge Bur

Art.Nr. / Ref.No.	Ø	Länge / Length	Arbeitslänge / Working Length	1ST/VE / 1PCE/UNIT
91-5001-0035	3.1 mm	65.0 mm	13.0 mm	Unsteril / Non-Sterile
91-5001-0015ST1	3.1 mm	65.0 mm	13.0 mm	Steril / Sterile



Wedge Bohrer / Wedge Bur

91-5001-0040	4.1 mm	65.0 mm	13.0 mm	Unsteril / Non-Sterile
91-5001-0040ST1	4.1 mm	65.0 mm	13.0 mm	Steril / Sterile



Bohrer kanuliert, vierschn. / Cannulated Drill Bit, 4-flutes

91-5013-025	Bohrer, Ø 3.0/1.6 mm, kanuliert, 4-schneidig, L=160 mm, AO-Kupplung, AL=35 mm Drill Bit, Ø 3.0/1.6 mm, cannulated, 4-flutes, L=160 mm, AO-coupling, WL=35 mm			
-------------	---	--	--	--



Bohrer kanuliert, 3-schn. / Cannulated Drill Bit, 3-flutes

91-5013-018-3S	Bohrer, Ø 2.0/1.2 mm, kanuliert, 3-schneidig, L=150 mm, AO-Kupplung, AL=20 mm Drill Bit, Ø 2.0/1.2 mm, cannulated, 3-flutes, L=150 mm, AO-coupling, WL=20 mm			
----------------	---	--	--	--



Kirschner mit Trokarspitze, rd. Ende / Kirschner w. trocar point, rd. end

Art.Nr. / Ref.No.	Ø	Länge / Length
91-5310-011	1.1 mm	150.0 mm



Kirschner mit Trokarspitze, rd. Ende / Kirschner w. trocar point, rd. end

91-5310-015	1.5 mm	150.0 mm
-------------	--------	----------



Schraubendreherschaft, Ø 2.0 mm, HEX, kanüliert, AO-Kupplung / Screwdriver shaft, Ø 2.0 mm, cannulated, AO-coupling

91-8204-08	2.0 mm	100.0 mm
------------	--------	----------



Schraubendreherschaft, Ø2.5 mm, HEX, kanüliert, AO-Kupplung / Screwdriver shaft, Ø 2.5 mm, HEX, cannulated, AO-coupling

91-8204-09	2.5 mm	100.0 mm
------------	--------	----------



Schraubendrehergriff m. AO-Anschl., kanüliert / Screwdriver handle w. AO conn., cannul.

91-5100-005C



Messlehre / Measuring gauge

91-5026-002



Gewebeschutzhülse für Ø 3.0 mm Schraube / Protection sleeve for Ø 3.0 mm screw

Art.Nr. / Ref.No.	Ø
91-5213-030	3.0 mm



Gewebeschutzhülseinsatz für Ø 2.0 mm Bohrer / Protection sleeves insert for Ø 2.0 mm drill

91-5213-030/01	2.0 mm
----------------	--------



Gewebeschutzhülseinsatz für Ø 1.1 mm Führungsdraht / Protection sleeves insert for Ø1.1 mm guide wire

91-5213-030/02	1.1 mm
----------------	--------



Gewebeschutzhülse für Ø 4.0 mm Schraube / Protection sleeve for Ø 4.0 mm screw

Art.Nr. / Ref.No.	Ø
91-5213-040	4.0 mm



Gewebeschutzhülseinsatz für Ø 3.0 mm Bohrer / Protection sleeves insert for Ø 3.0 mm drill

91-5213-040/01	3.0 mm
----------------	--------



Gewebeschutzhülseinsatz für Ø 1.6 mm Führungsdraht / Protection sleeves insert for Ø 1.6 mm guide wire

91-5213-040/02	1.6 mm
----------------	--------




MI FUSS SET Ø 3.0 MM SET-KONFIGURATION

Komplettsystem erhältlich unter der
Artikelnummer: 91-SET-MI-3.0

MI FOOT SET Ø 3.0 MM SET-CONFIGURATION

Complete system available with the
Ref. No.: 91-SET-MI-3.0



Art.Nr. / Ref.No.	Beschreibung / Description	Menge / Quantity
91-8204-08	Schraubendreherschaft, Ø 2.0 mm, HEX, L=100 mm, kanüliert, AO-Kupplung Screwdriver shaft, Ø 2.0 mm, HEX, L=100 mm, cannulated, AO-coupling	(A) 2
91-5100-005C	Schraubendrehergriff m. AO-Anschl., kanüliert Screwdriver handle w. AO conn., cannul.	(B) 1
91-5310-011	Kirschner m. Trokarspitze, rd. Ende, 1.1 mm/150 mm Kirschner w. trocar point, rd. end, 1.1 mm/150 mm	(C) 2
91-5213-030	Gewebeschutzhülse für Ø 3.0 mm Schraube Protection sleeve for Ø 3.0 mm screw	(D) 1
91-5213-030/01	Gewebeschutzhülseinsatz für Ø 2.0 mm Bohrer Protection sleeves insert for Ø 2.0 mm drill	(E) 1
91-5213-030/02	Gewebeschutzhülseinsatz für Ø 1.1 mm Führungsdraht Protection sleeves insert for Ø1.1 mm guide wire	(F) 1
91-5013-018-3S	Bohrer, Ø 2.0/1.2 mm, kanüliert, 3-schneidig, L=150 mm, AO-Kupplung, AL=20 mm Drill Bit, Ø 2.0/1.2 mm, cannulated, 3-flutes, L=150 mm, AO-coupling, WL=20 mm	(G) 2
91-5026-002	Messlehre Measuring gauge	(H) 1
91-TRAY-MI	Sieb für MI Instrumente, 260x240x60 mm Tray for MI instruments, 260x240x60 mm	1
91-5CL-STANDARD4	Deckel für Sieb, 260x240 mm Lid for tray, 260x240 mm	1




**MI FUSS SET Ø 4.0 MM
SET-KONFIGURATION**

Komplettsystem erhältlich unter der
Artikelnummer: 91-SET-MI-4.0

**MI FOOT SET Ø 4.0 MM
SET-CONFIGURATION**

Complete system available with the
Ref. No.: 91-SET-MI-4.0



Art.Nr. / Ref.No.	Beschreibung / Description	Menge / Quantity
91-8204-09	Schraubendreherschaft, Ø 2.5 mm, HEX, L=100 mm, kanüliert, AO-Kupplung Screwdriver shaft, Ø 2.5 mm, HEX, L=100 mm, cannulated, AO-coupling	(A) 2
91-5100-005C	Schraubendrehergriff m. AO-Anschl., kanüliert Screwdriver handle w. AO conn., cannul.	(B) 1
91-5310-015	Kirschner m. Trokarspitze, rd. Ende, 1.5 mm/150 mm Kirschner w. trocar point, rd. end, 1.5 mm/150 mm	(C) 2
91-5213-040	Gewebeschutzhülse für Ø 4.0 mm Schraube Protection sleeve for Ø 4.0 mm screw	(D) 1
91-5213-040/01	Gewebeschutzhülseinsatz für Ø 3.0 mm Bohrer Protection sleeves insert for Ø 3.0 mm, drill	(E) 1
91-5213-040/02	Gewebeschutzhülseinsatz für Ø 1.6 mm Führungsdraht Protection sleeves insert for Ø 1.6 mm guide wire	(F) 1
91-5013-025	Bohrer, Ø 3.0/1.6 mm, kanüliert, 4-schneidig, L=160 mm, AO-Kupplung, AL=35 mm Drill Bit, Ø 3.0/1.6 mm, cannulated, 4-flutes, L=160 mm, AO-coupling, WL=35 mm	(G) 2
91-5026-002	Messlehre Measuring gauge	(H) 1
91-TRAY-MI	Sieb für MI Instrumente, 260x240x60 mm Tray for MI instruments, 260x240x60 mm	1
91-5CL-STANDARD4	Deckel für Sieb, 260x240 mm Lid for tray, 260x240 mm	1




**MI FUSS SET Ø 3.0 / 4.0 MM
SET-KONFIGURATION**

Komplettsystem erhältlich unter der
Artikelnummer: 91-SET-MI

**MI FOOT SET Ø 3.0 / 4.0 MM
SET-CONFIGURATION**

Complete system available with the
Ref. No.: 91-SET-MI



Art.Nr. / Ref.No.	Beschreibung / Description	Menge / Quantity
91-8204-08	Schraubendreherschaft, Ø 2.0 mm, HEX, L=100 mm, kanüliert, AO-Kupplung Screwdriver shaft, Ø 2.0 mm, HEX, L=100 mm, cannulated, AO-coupling	(A) 2
91-8204-09	Schraubendreherschaft, Ø 2.5 mm, HEX, L=100 mm, kanüliert, AO-Kupplung Screwdriver shaft, Ø 2.5 mm, HEX, L=100 mm, cannulated, AO-coupling	(B) 2
91-5100-005C	Schraubendrehergriff m. AO-Anschl., kanüliert Screwdriver handle w. AO conn., cannul.	(C) 1
91-5310-011	Kirschner m. Trokarspitze, rd. Ende, 1.1 mm/150 mm Kirschner w. trocar point, rd.end, 1.1 mm/150 mm	(D) 2
91-5310-015	Kirschner m. Trokarspitze, rd. Ende, 1.5 mm/150 mm Kirschner w. trocar point, rd.end, 1.5 mm/150 mm	(E) 2
91-5213-030/02	Gewebeschutzhülse für Ø 3.0 mm Schraube Protection sleeve for Ø 3.0 mm screw	(F) 1
91-5213-030/01	Gewebeschutzhülseneinsatz für Ø 2.0 mm Bohrer Protection sleeves insert for Ø 2.0 mm drill	(G) 1
91-5213-030/02	Gewebeschutzhülseneinsatz für Ø 1.1 mm Führungsdraht Protection sleeves insert for Ø 1.1 mm guide wire	(H) 1
91-5213-040	Gewebeschutzhülse für Ø 4.0 mm Schraube Protection sleeve for Ø 4.0 mm screw	(I) 1
91-5213-040/01	Gewebeschutzhülseneinsatz für Ø 3.0 mm Bohrer Protection sleeves insert for Ø 3.0 mm, drill	(J) 1
91-5213-040/02	Gewebeschutzhülseneinsatz für Ø 1.6 mm Führungsdraht Protection sleeves insert for Ø 1.6 mm guide wire	(K) 1
91-5013-018-3S	Bohrer, Ø 2.0/1.2 mm, kanüliert, 3-schneidig, L=150 mm, AO-Kupplung, AL=20 mm Drill Bit, Ø 2.0/1.2 mm, cannulated, 3-flutes, L=150 mm, AO-coupling, WL=20 mm	(L) 2
91-5013-025	Bohrer, Ø 3.0/1.6 mm, kanüliert, 4-schneidig, L=160 mm, AO-Kupplung, AL=35 mm Drill Bit, Ø 3.0/1.6 mm, cannulated, 4-flutes, L=160 mm, AO-coupling, WL=35 mm	(M) 2
91-5026-002	Messlehre Measuring gauge	(N) 1
91-TRAY-MI	Sieb für MI Instrumente, 260x240x60 mm Tray for MI instruments, 260x240x60 mm	1
91-5CL-STANDARD4	Deckel für Sieb, 260x240 mm Lid for tray, 260x240 mm	1







Digimed Medizintechnik

Inhaber: Patrick Mohr

Kreutzerstrasse 1

78573 Wurmlingen

Telefon: +49-(0)7461-9101172

Fax: +49-(0)7461-9101172

info@digi-med-de

www-digi-med-de