



MAXILLO FAZIAL MKG / CMF / OMF / KRANIOPLASTIE
MAXILLO FACIAL MKG / CMF / OMF / CRANIOPLASTY

TITAN NETZE

für das 2,0 mm System in verschiedenen Geometrien und einer Plattenstärke von 0,60 mm. Weitere Plattenstärken verfügbar. Gitterplatten Implantat für CMF / MKG. Pin für Gitter-Platten. Durch die verschiedenen Designs der Netze ergibt sich die Flexibilität. Durch die Verwendung von verschiedenen Titan Grade 1-5 kann zusätzlich Einfluss auf die Stabilität und Biegeeigenschaften genommen werden.

TITAN GITTERPLATTEN

für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) in verschiedenen Titan Grades und Designs. Titan-Gitter für die Kranioplastie (Schädeldefektdeckung). Titanetze für den Einsatz bei komplexeren Schädeldefekten. Die Passform der Titanimplantate Gitter-Platten wird intraoperativ erstellt. Schädelimplantate für schwere Traumata mit multiplen Frakturen. Zur Fixation und Stabilisierung des Augmentates durch Osteosynthesemaßnahmen.

TITAN MESH

können vorgeformt werden um einfach an die anatomische Form des Schädels angepasst zu werden. Die verschiedenen Designs unterscheiden sich in Stabilität und Flexibilität. Kraniomaxillofaziale Implantate sind für die Osteotomie, Stabilisierung und starre Fixierung von kranio-maxillofazialen Frakturen bestimmt.

TITAN MESH PLATTEN

mit individuellen Formen und Designs sind auf Anfrage erhältlich.

TITANIUM MESH

Meshes for the 2.0 mm system in various geometries and a plate thickness of 0.60 mm. Other plate thicknesses available. Grid plates implant for CMF / MKG. Pin for grid plates. Due to the different designs of the meshes the flexibility results. By using different titanium grades 1-5, additional influence on the stability and bending properties.

TITANIUM MESHPLATES




for oral and maxillofacial surgery (OMF) in various titanium grades and designs. Titanium meshes for cranioplasty (skull defect coverage). Titanium meshes for use in more complex cranial defects. The fit of the titanium implants grid plates is created intraoperatively. Skull implants for severe trauma with multiple fractures. For fixation and stabilization of the augmentate by osteosynthesis measures.

TITANIUM MESH

can be preformed to be easily adapted to the anatomical shape of the skull. The different designs differ in stability and flexibility. Craniomaxillofacial Implants are intended for osteotomy, stabilization & rigid fixation of cranio-maxillofacial fractures.

TITANIUM MESH PLATES

with individual shapes and designs are available on request.



MESH GEOMETRIE 1	4
MESH GEOMETRY 1	4
MESH GEOMETRIE 2	5
MESH GEOMETRY 2	5
MESH GEOMETRIE 3	6
MESH GEOMETRY 3	6
MESH GEOMETRIE 4	7
MESH GEOMETRY 4	7
MESH GEOMETRIE 11	8
MESH GEOMETRY 11	8
MESH GEOMETRIE 12	9
MESH GEOMETRY 12	9
TITAN MESH	10
TITANIUM MESH	10
TITAN MESH / GITTERPLATTEN	11
TITANIUM MESH / MESHPLATES	11
KNOCHENSCHRAUBEN & INSTRUMENTE	12
BONE SCREWS & INSTRUMENTS	12
NOTIZ	13
NOTE	13

**WICHTIG: UNSERE MAXILLO FAZIAL SYSTEME (SCHRAUBEN & PLATTENSYSTEM)
1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,3 / 2,7 FINDEN SIE IN UNSEREM CMF KATALOG**

**IMPORTANT: OUR MAXILLO FACIAL SYSTEMS (SCREWS & PLATE SYSTEM)
1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,3 / 2,7 YOU CAN FIND IN OUR CMF CATALOG**





MESH GEOMETRIE 1

Wichtige technische Daten:

System: 2,0 mm
Plattenstärke: 0,60 mm
Bohrung: 2er Schraubkopf

Wahlweise in Natur
(grau) anodisiert oder
weitere Farben auf
Wunsch erhältlich!



MESH GEOMETRY 1

Important technical data:

System: 2.0 mm
Plate thickness: 0,60 mm
Bore: 2 screw head

Available in natural (grey) anodized or
other colors on available on request!

Mesh Geometrie 1 / System 2,0 mm / Plattenstärke 0,60 mm

Mesh Geometry 1 / System 2.0 mm / plate thickness 0.60 mm


Art.Nr. Ref.No.	Größe / Size	Geometry	Bezeichnung / Description	Bohrung / Drilling
95-820-05	60x40 mm 2,4"x 1,6"	1	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-820-10	70x50 mm 2,8"x 2,0"	1	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-820-15	80x60 mm 3,2"x 2,4"	1	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-820-20	90x70 mm 3,6"x 2,8"	1	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-820-25	90x90 mm 3,6"x 3,6"	1	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-820-30	100x100 mm 4,0"x 4,0"	1	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-820-35	120x80 mm 4,7"x 3,2"	1	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-820-40	120x90 mm 4,7"x 3,6"	1	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-820-45	120x100 mm 4,7"x 4,0"	1	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-820-50	120x120 mm 4,7"x 4,7"	1	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-820-55	150x100 mm 5,9"x 4,0"	1	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-820-60	150x120 mm 5,9"x 4,7"	1	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-820-65	150x150 mm 5,9"x 5,9"	1	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-820-70	180x150 mm 7,1"x 5,9"	1	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-820-75	180x180 mm 7,1"x 7,1"	1	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-820-80	200x150 mm 7,9"x 5,9"	1	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-820-85	200x200 mm 7,9"x 7,9"	1	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head

MESH GEOMETRIE 2

Wichtige technische Daten:

System: 2,0 mm
Plattenstärke: 0,60 mm
Bohrung: 2er Schraubkopf

Wahlweise in Natur
(grau) anodisiert oder
weitere Farben auf
Wunsch erhältlich!



MESH GEOMETRY 2

Important technical data:

System: 2.0 mm
Plate thickness: 0,60 mm
Bore: 2 screw head

Available in natural (grey) anodized or
other colors on available on request!

Mesh Geometrie 2 / System 2,0 mm / Plattenstärke 0,60 mm

Mesh Geometry 2 / System 2.0 mm / plate thickness 0.60 mm

Art.Nr. Ref.No.	Größe / Size	Geometry	Bezeichnung / Description	Bohrung / Drilling
95-821-05	60x40 mm 2,4"x 1,6"	2	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-821-10	70x50 mm 2,8"x 2,0"	2	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-821-15	80x60 mm 3,2"x 2,4"	2	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-821-20	90x70 mm 3,6"x 2,8"	2	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-821-25	90x90 mm 3,6"x 3,6"	2	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-821-30	100x100 mm 4,0"x 4,0"	2	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-821-35	120x80 mm 4,7"x 3,2"	2	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-821-40	120x100 mm 4,7"x 4,0"	2	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-821-45	120x120 mm 4,7"x 4,7"	2	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-821-50	150x100 mm 5,9"x 4,0"	2	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-821-55	150x120 mm 5,9"x 4,7"	2	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-821-60	150x150 mm 5,9"x 5,9"	2	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-821-65	180x150 mm 7,1"x 5,9"	2	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-821-70	180x180 mm 7,1"x 7,1"	2	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-821-75	200x150 mm 7,9"x 5,9"	2	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-821-80	200x200 mm 7,9"x 7,9"	2	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head





MESH GEOMETRIE 3

Wichtige technische Daten:

System: 2,0 mm
Plattenstärke: 0,60 mm
Bohrung: 2er Schraubkopf

Wahlweise in Natur
(grau) anodisiert oder
weitere Farben auf
Wunsch erhältlich!



MESH GEOMETRY 3

Important technical data:

System: 2.0 mm
Plate thickness: 0,60 mm
Bore: 2 screw head

Available in natural (grey) anodized or
other colors on available on request!

Mesh Geometrie 3 / System 2,0 mm / Plattenstärke 0,60 mm

Mesh Geometry 3 / System 2.0 mm / plate thickness 0.60 mm



Art.Nr. Ref.No.	Größe / Size	Geometry	Bezeichnung / Description	Bohrung / Drilling
95-822-05	60x40 mm 2,4"x 1,6"	3	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-822-10	70x50 mm 2,8"x 2,0"	3	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-822-15	80x60 mm 3,2"x 2,4"	3	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-822-20	90x70 mm 3,6"x 2,8"	3	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-822-25	90x90 mm 3,6"x 3,6"	3	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-822-30	120x80 mm 4,7"x 3,2"	3	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-822-35	120x90 mm 4,7"x 3,6"	3	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-822-40	120x100 mm 4,7"x 4,0"	3	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-822-45	120x120 mm 4,7"x 4,7"	3	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-822-50	150x100 mm 5,9"x 4,0"	3	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-822-55	150x120 mm 5,9"x 4,7"	3	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-822-60	150x150 mm 5,9"x 5,9"	3	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-822-65	200x150 mm 7,9"x 5,9"	3	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-822-70	200x200 mm 7,9"x 7,9"	3	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head

MESH GEOMETRIE 4

Wichtige technische Daten:

System: 2,0 mm
Plattenstärke: 0,60 mm
Bohrung: 2er Schraubkopf

Wahlweise in Natur
(grau) anodisiert oder
weitere Farben auf
Wunsch erhältlich!



MESH GEOMETRY 4

Important technical data:

System: 2.0 mm
Plate thickness: 0,60 mm
Bore: 2 screw head

Available in natural (grey) anodized or
other colors on available on request!

Mesh Geometrie 4 / System 2,0 mm / Plattenstärke 0,60 mm
Mesh Geometry 4 / System 2.0 mm / plate thickness 0.60 mm

Art.Nr. Ref.No.	Größe Size	Geometrie Geometry	Bezeichnung Description	Bohrung Drilling
95-823-05	100x100 mm 4,0"x 4,0"	4	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-823-10	120x100 mm 4,7"x 4,0"	4	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-823-15	150x120 mm 5,9"x 4,7"	4	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-823-20	150x150 mm 5,9"x 5,9"	4	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head
95-823-25	200x100 mm 7,9"x 4,0"	4	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head





MESH GEOMETRIE 11

Wichtige technische Daten:

System: 2,0 mm
Plattenstärke: 0,60 mm
Bohrung: 2er Schraubkopf

Wahlweise in Natur
(grau) anodisiert oder
weitere Farben auf
Wunsch erhältlich!



MESH GEOMETRY 11

Important technical data:

System: 2.0 mm
Plate thickness: 0,60 mm
Bore: 2 screw head

Available in natural (grey) anodized or
other colors on available on request!

Mesh Geometrie 11 / System 2,0 mm / Plattenstärke 0,60 mm
Mesh Geometry 11 / System 2.0 mm / plate thickness 0.60 mm



Art.Nr. Ref.No.	Größe Size	Geometrie Geometry	Bezeichnung Description	Bohrung Drilling
95-830-05	50x50 mm 2,0"x 2,0"	11	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubenkopf 2,0 mm Screw head
95-830-10	100x100 mm 4,0"x 4,0"	11	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubenkopf 2,0 mm Screw head
95-830-15	150x150 mm 5,9"x 5,9"	11	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubenkopf 2,0 mm Screw head
95-830-20	200x150 mm 7,9"x 5,9"	11	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubenkopf 2,0 mm Screw head

MESH GEOMETRIE 12

Wichtige technische Daten:

System: 2,0 mm
Plattenstärke: 0,60 mm
Bohrung: 2er Schraubkopf

Wahlweise in Natur
(grau) anodisiert oder
weitere Farben auf
Wunsch erhältlich!



MESH GEOMETRY 12

Important technical data:

System: 2.0 mm
Plate thickness: 0,60 mm
Bore: 2 screw head

Available in natural (grey) anodized or
other colors on available on request!

Mesh Geometrie 12 / System 2,0 mm / Plattenstärke 0,60 mm
Mesh Geometry 12 / System 2.0 mm / plate thickness 0.60 mm

Art.Nr. Ref.No.	Größe Size	Geometrie Geometry	Bezeichnung Description	Bohrung Drilling
95-831-05	150x150 mm 5,9"x 5,9"	12	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head



TITAN MESH

Wichtige technische Daten:

System: 2,0 mm
Plattenstärke: 0,60 mm
Bohrung: 2er Schraubkopf



Wahlweise in Natur
(grau) anodisiert oder
weitere Farben auf
Wunsch erhältlich!

TITANIUM MESH

Important technical data:

System: 2.0 mm
Plate thickness: 0,60 mm
Bore: 2 screw head

Available in natural (grey) anodized or
other colors on available on request!



Mesh / System 2,0 mm / Plattenstärke 0,60 mm
Mesh / System 2.0 mm / plate thickness 0.60 mm



Art.Nr. Ref.No.	Größe / Size	Geometry	Bezeichnung / Description	Bohrung / Drilling
95-832-05	225x80 mm 8,9"x 3,2"	Mesh	System 2,0mm, Plattenstärke 0,60mm System 2,0MM, plate thickness 0,60MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head

TITAN MESH

Wichtige technische Daten:

System: 2,0 mm
Plattenstärke: 0,55 mm
Bohrung: 2er Schraubkopf

Wahlweise in Natur
(grau) anodisiert oder
weitere Farben auf
Wunsch erhältlich!



TITANIUM MESH

Important technical data:

System: 2.0 mm
Plate thickness: 0,55 mm
Bore: 2 screw head

Available in natural (grey) anodized or
other colors on available on request!

Mesh / System 2,0 mm / Plattenstärke 0,55 mm
Mesh / System 2.0 mm / plate thickness 0.55 mm



Art.Nr. Ref.No.	Größe / Size	Geometry	Bezeichnung / Description	Bohrung / Drilling
95-291-79	224x77 mm 8,8"x 3,0"	Mesh	System 2,0mm, Plattenstärke 0,55mm System 2,0MM, plate thickness 0,55MM	2,0 mm Schraubkopf 2,0 mm Screw head

TITAN MESH GITTER-PLATTEN

Wichtige technische Daten:

System: 2,0 mm
Plattenstärke: 0,1 und 0,2 mm

Wahlweise in Natur
(grau) anodisiert oder
weitere Farben auf
Wunsch erhältlich!



TITANIUM MESH-PLATES

Important technical data:

System: 2.0 mm
Plate thickness: 0,1 and 0,2 mm

Available in natural (grey) anodized or
other colors on available on request!

Titan Mesh Gitter Platten / System 2,0 mm / Plattenstärke 0,10 und 0,2 mm
Titanium Meshplates / System 2.0 mm / plate thickness 0.10 and 0,20 mm

Art.Nr. Ref.No.	Größe / Size	Geometry	Bezeichnung / Description	
95-291-71	60x60 mm 2,4"x 2,4"	Gitterplatten Mesh Plates	System 2,0mm, Plattenstärke 0,10mm System 2,0MM, plate thickness 0,10MM	0,10 mm
95-291-72	120x60mm 4,7"x 2,4"	Gitterplatten Mesh Plates	System 2,0mm, Plattenstärke 0,10mm System 2,0MM, plate thickness 0,10MM	
95-291-73	120x120mm 4,7"x 4,7"	Gitterplatten Mesh Plates	System 2,0mm, Plattenstärke 0,10mm System 2,0MM, plate thickness 0,10MM	
95-291-74	60x60mm 2,4"x 2,4"	Gitterplatten Mesh Plates	System 2,0mm, Plattenstärke 0,20mm System 2,0MM, plate thickness 0,20MM	0,20 mm
95-291-75	120x60mm 4,7"x 2,4"	Gitterplatten Mesh Plates	System 2,0mm, Plattenstärke 0,20mm System 2,0MM, plate thickness 0,20MM	
95-291-76	120x120mm 4,7"x 4,7"	Gitterplatten Mesh Plates	System 2,0mm, Plattenstärke 0,20mm System 2,0MM, plate thickness 0,20MM	

Kreuzschlitzschraube (5/PK) / ESD - selbstschneidend, selbsthaltend, selbstschraubend
Cross - drive (5/PK) / ESD - Self drilling, selftapping, selfholding

Art.Nr. Ref.No.	Bezeichnung / Description
95-403-04	Ø 2.0 x 4 mm / Ø 2.0 x 4 mm
95-403-05	Ø 2.0 x 5 mm / Ø 2.0 x 5 mm
95-403-07	Ø 2.0 x 7 mm / Ø 2.0 x 7 mm



Kreuzschlitzschraube
Cross head



Vierkantschraube
Square head



Art.Nr. Ref.No.	Bezeichnung / Description
95-401-04	Ø 2.0 x 4 mm / Ø 2.0 x 4 mm
95-401-05	Ø 2.0 x 5 mm / Ø 2.0 x 5 mm
95-401-07	Ø 2.0 x 7 mm / Ø 2.0 x 7 mm
95-401-09	Ø 2,0 x 9 mm / Ø 2,0 x 9 mm
95-401-11	Ø 2,0 x 11 mm / Ø 2,0 x 11 mm
95-401-13	Ø 2,0 x 13 mm / Ø 2,0 x 13 mm
95-401-15	Ø 2,0 x 15 mm / Ø 2,0 x 15 mm
95-401-17	Ø 2,0 x 17 mm / Ø 2,0 x 17 mm
95-411-05	Ø 2.3 x 5 mm Notfallschraube Ø 2.3 x 5 mm Emergency screw
95-411-07	Ø 2.3 x 7 mm Notfallschraube Ø 2.3 x 7 mm Emergency screw

Art.Nr. Ref.No.	Bezeichnung / Description
95-402-04	Ø 2.0 x 4 mm / Ø 2.0 x 4 mm
95-402-05	Ø 2.0 x 5 mm / Ø 2.0 x 5 mm
95-402-07	Ø 2.0 x 7 mm / Ø 2.0 x 7 mm
95-402-09	Ø 2,0 x 9 mm / Ø 2,0 x 9 mm
95-402-11	Ø 2,0 x 11 mm / Ø 2,0 x 11 mm
95-402-13	Ø 2,0 x 13 mm / Ø 2,0 x 13 mm
95-402-15	Ø 2,0 x 15 mm / Ø 2,0 x 15 mm
95-402-17	Ø 2,0 x 17 mm / Ø 2,0 x 17 mm
95-402-55	Ø 2.3 x 5 mm Notfallschraube Ø 2.3 x 5 mm Emergency screw
95-402-57	Ø 2.3 x 7 mm Notfallschraube Ø 2.3 x 7 mm Emergency screw

Schraubendrehergriff, aus Ferozell
Ferozell Screw-driver handle

Art.Nr. Ref.No.	Bezeichnung / Description
95-120-40	drehbar für alle Sorten Klingen turnable, for all blades
95-120-41	nicht drehbar für alle Sorten Klingen not turnable, for all blades



Schraubendrehergriff aus Metall
Metal Screw-driver handle

Art.Nr. Ref.No.	Bezeichnung / Description
95-120-03	nicht drehbar für alle Sorten Klingen not turnable, for all blades



Schraubendreherklinge, alleine, selbsthaltend für Ø 2,0 mm Schrauben
Screw-driver blade, selfretaining, for Ø 2,0 mm screws

Art.Nr. Ref.No.	Bezeichnung / Description
95-120-53	für Kreuzschlitzschrauben Ø 2,0 mm for cross lock screws Ø 2,0 mm
95-120-54	für Vierkantschrauben Ø 2,0 mm for square lock screws Ø 2,0 mm







0161med
Medizintechnik

Digimed Medizintechnik

Inhaber: Patrick Mohr

Kreutzerstrasse 1

78573 Wurmlingen

Telefon: +49-(0)7461-9101172

Fax: +49-(0)7461-9101172

info@digimed.de

www.digimed.de