





HÜFTNÄGEL „Winkelplatten & Instrumenten Set für Winkelplatten“
HIP NAILS „Angle plates & instruments set for angle plates“

HÜFTNÄGEL UND WINKELPLATTEN SET	4
HIP NAILS AND ANGLED PLATES SET	4
HÜFTNÄGEL UND WINKELPLATTEN INSTRUMENTE	5 - 6
HIP NAILS AND ANGLED PLATES INSTRUMENTS	5 - 6
HÜFTNÄGEL UND WINKELPLATTEN	7 - 8
HIP NAILS AND ANGLED PLATES	7 - 8
HÜFTNÄGEL UND WINKELPLATTEN FÜR KINDER	9
HIP NAILS AND ANGLED PLATES FOR CHILDREN	9
OSTEOTOMIE WINKELPLATTEN FÜR JUGENDLICHE	10
OSTEOTOMY ANGLED PLATES FOR TEENAGERS	10
HÜFTNÄGEL UND WINKELPLATTEN	11
HIP NAILS AND ANGLED PLATES	11
HÜFTNÄGEL UND WINKELPLATTEN FÜR KINDER	12
HIP NAILS AND ANGLED PLATES FOR CHILDREN	12
NOTIZ.	13
NOTE	13



SET ART. NR. 59-111-01 / SET CAT. NO. 59-111-01

Instrumentensatz für Winkelplatten / Instrument Set for Angled Plate



SET INHALT
SET CONTENT

Art.Nr. Ref.No.	Beschreibung Description	Stückzahl Quantity
59-111-00	Aluminium Gehäuse / Aluminium Case	1
59-201-00	Obere Siebschale / Upper Tray	1
59-202-00	Untere Siebschale / Lower Tray	1
53-715-00	Dreifach-Bohrerführungswinkel 130° / Triple Drill Guide angle 130°	1
53-720-00	Bohrerführung für Rundlochplatte / Drill Guide for Round-Hole Plate	1
53-725-00	Reibahle für Jakobs-Futter / Reamer for Jakobs Chuck	1
53-730-00	Meißel-Führer / Chisel Guide	1
53-740-00	Sitzmeißel / Seating Chisel	1
53-735-00	Impaktor-Extraktionsgerät / Impactor-Extractor	1
50-440-00	Schlitzhammer / Slotted Hammer	1
53-750-00	Einschlaggerät / Impactor	1
53-700-00	Dreieckige Positionierungsplatte 80/70/30° / Triangular positioning Plate 80/70/30°	1
53-700-04	Dreieckige Positionierungsplatte 110/60/20° / Triangular positioning Plate 110/60/20°	1
53-702-04	Viereckige Positionierungsplatte 110/90/90/70° / Quadrangular positioning Plate 110/90/90/70°	1
53-705-00	Kondylenplatten-Führung / Condylar Plate Guide	1
53-710-00	DLP Hüftbohrerführung 60mm / DLP Hip Drill Guide 60mm	1
53-700-02	Dreieckige Positionierungsplatten 90/50/40° / Triangular positioning Plates 90/50/40°	1
57-470-16	Kirschnerdraht rund 2,0mm Ø 310mm / Kirschner Wire round 2.0mm dia 310mm	10
51-400-00	Bohrer AO-Schaft Ø 2,0 mm / Drill Bit AO Shaft Ø 2.0mm dia	1

DREIFACH BOHRFÜHRUNG GEWINKELT 130°
TRIPLE DRILL GUIDE ANGLE 130°

Art.Nr. Ref.No.	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
53-715-00	170	1



GEWEBESCHUTZHÜLSE FÜR RUNDLOCHPLATTE
DRILL GUIDE FOR ROUND-HOLE PLATE

Art.Nr. Ref.No.	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
53-720-00	130	1



VORBOHRER FÜR JAKOBSFUTTER
REAMER FOR JAKOBS CHUCK

Art.Nr. Ref.No.	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
53-725-00	90	1



MEISSELFÜHRUNG
CHISEL GUIDE

Art.Nr. Ref.No.	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
53-730-00	80	1



WINKELPLATTENSETZINSTRUMENT
SEATING CHISEL

Art.Nr. Ref.No.	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
53-740-00	280	1



EINSCHLÄGER-AUSSCHLÄGER
IMPACTOR-EXTRACTOR

Art.Nr. Ref.No.	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
53-735-00	-	1




SCHLITZHAMMER
SLOTTED HAMMER

Art.Nr. Ref.No.	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
50-440-00	260	1



EINSCHLÄGER
IMPACTOR

Art.Nr. Ref.No.	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
53-750-00	200	1



BOHRBÜCHSE DLP 60MM
DLP HIP DRILL GUIDE 60MM

Art.Nr. Ref.No.	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
53-710-00	-	1



ZIELPLATTE 80°/70°/30°

TRIANGULAR POSITIONING PLATE 80°/70°/30°

Art.Nr. Ref.No.	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
53-700-00	80	1



ZIELPLATTE 100°/60°/20°

TRIANGULAR POSITIONING PLATE 100°/60°/20°


Art.Nr. Ref.No.	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
53-700-04	75	1



ZIELPLATTE 90°/50°/40°

TRIANGULAR POSITIONING PLATE 90°/50°/40°

Art.Nr. Ref.No.	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
53-700-02	85	1



**KONDYLEN-ZIELGERÄT
CONDYLAR PLATE GUIDE**


Art.Nr. Ref.No.	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
53-705-00	110	1



ZIELPLATTE 110°/90°/90°/70°

QUADRANGULAR POSITIONING PLATE 110°/90°/90°/70°

Art.Nr. Ref.No.	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
53-702-04	85 x 65	1



WINKELPLATTE 130°
FEMORAL NECK PLATE 130°

Art.Nr. Ref.No.	Löcher Holes	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
*	-	70	1
*	-	75	1
*	-	80	1
*	-	85	1
*	-	90	1
*	-	95	1
*	-	100	1
*	-	105	1
*	-	110	1



* Artikelnummer auf Anfrage

* Item number on request

KONDYLEN KLINGEN PLATTE 95°
CONDYLAR BLADE PLATE 95°

Material: ISO 5832-1 | Plattendicke: 6,6 mm | Plattenbreite: 16 mm | Klingenbreite: 16 mm
Material: ISO 5832-1 | Thickness: 6,6 mm | Width: 16 mm | Blade width: 16 mm

Art.Nr. Ref.No.	Löcher Holes	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
17-056-2550	5	50/92	1
17-056-2560	5	60/92	1
17-056-2570	5	70/92	1
17-056-2580	5	80/92	1
17-056-2750	7	50/124	1
17-056-2760	7	60/124	1
17-056-2770	7	70/124	1
17-056-2780	7	80/124	1
17-056-2950	9	50/156	1
17-056-2960	9	60/156	1
17-056-2970	9	70/156	1
17-056-2980	9	80/156	1
17-056-3250	12	50/204	1
17-056-3260	12	60/204	1
17-056-3270	12	70/204	1
17-056-3280	12	80/204	1



weitere Größen auf Anfrage
other sizes on request

WINKEL KLINGEN PLATTE 130°
ANGULAR BLADE PLATE 130°

Material: ISO 5832-1 | Plattendicke: 6 mm | Plattenbreite: 16 mm | Klingenbreite: 16 mm
Material: ISO 5832-1 | Thickness: 6 mm | Width: 16 mm | Blade width: 16 mm

Art.Nr. Ref.No.	Löcher Holes	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
17-056-0450	4	50/75	1
17-056-0460	4	60/75	1
17-056-0470	4	70/75	1
17-056-0475	4	75/75	1
17-056-0480	4	80/75	1
17-056-0485	4	85/75	1
17-056-0490	4	90/75	1
17-056-0495	4	95/75	1
17-056-0500	4	100/75	1
17-056-0505	4	105/75	1
17-056-0650	6	50/104	1
17-056-0660	6	60/104	1
17-056-0670	6	70/104	1
17-056-0680	6	80/104	1
17-056-0690	6	90/104	1
17-056-0970	9	70/152	1
17-056-0980	9	80/152	1
17-056-0990	9	90/152	1
17-056-1270	12	70/200	1
17-056-1280	12	80/200	1
17-056-1290	12	90/200	1



weitere Größen auf Anfrage
other sizes on request

WINKELPLATTE Ø 4,5 MM / DISTANZ 8MM / 3 LÖCHER FÜR KINDER
ANGULAR PLATE Ø 4,5 MM / DISTAL 8MM / 3 HOLES FOR CHILDREN

Material: ISO 5832-1 | Plattendicke: 4,5 mm | Plattenbreite: 11,5 mm | Klingenbreite: 11,5 mm
 Material: ISO 5832-1 | Thickness: 4,5 mm | Width: 11,5 mm | Blade width: 11,5 mm


Art.Nr. Ref.No.	Grad degree	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
17-053-2012	80°	35	1
17-053-2112	90°	35	1
17-053-2212	100°	35	1
17-053-2014	80°	45	1
17-053-2114	90°	45	1
17-053-2214	100°	45	1



WINKELPLATTE Ø 3,5 MM / DISTANZ 7MM / 3 LÖCHER
ANGULAR PLATE Ø 3,5 MM / DISTAL 7MM / 3 HOLES

Material: ISO 5832-1 | Plattendicke: 4,5 mm | Plattenbreite: 14 mm | Klingenbreite: 11,7 mm
 Material: ISO 5832-1 | Thickness: 4,5 mm | Width: 14 mm | Blade width: 11,7 mm


Art.Nr. Ref.No.	Grad degree	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
17-053-0012	90°	25	1
17-053-0014	90°	32	1



WINKELPLATTE Ø 3,5 MM / DISTANZ 12MM / 3 LÖCHER
ANGULAR PLATE Ø 3,5 MM / DISTAL 12MM / 3 HOLES

Material: ISO 5832-1 | Plattendicke: 4,5 mm | Plattenbreite: 14 mm | Klingenbreite: 11,7 mm
 Material: ISO 5832-1 | Thickness: 4,5 mm | Width: 14 mm | Blade width: 11,7 mm

Art.Nr. Ref.No.	Grad degree	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
17-053-0112	90°	25	1
17-053-0114	90°	32	1



EIN- UND AUSSCHLAGINSTUMENT FÜR KLEINKINDERPLATTEN
INSERTER / EXTRACTOR FOR BIFURCATED INFANT OSTEOTOMY PLATE

zur Verwendung von Kat. Nr.: 17-053-0012 bis 17-053-0114
 for use Cat. No: 17-053-0012 to 17-053-0114

Art.Nr. Ref.No.	Stückzahl Quantity
53-930-70	1




WINKELPLATTE ANGULAR PLATE

Art.Nr. Ref.No.	Durchmesser Ø Diameter Ø	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
*	90°	40	1
*	90°	50	1
*	90°	60	1
*	90°	60	1
*	100°	60	1

* Artikelnummer auf Anfrage


* Item number on request



OSTEOTOMIE WINKELPLATTE Ø 4,5 MM / DISTANZ 10MM / 3 LÖCHER FÜR JUGENDLICHE OSTEOTOMY ANGULAR PLATE Ø 4,5 MM DISTAL 10MM / 3 HOLES FOR TEENAGERS

Material: ISO 5832-1 | Plattendicke: 4,5 mm | Plattenbreite: 14 mm | Klingenbreite: 11,7 mm
Material: ISO 5832-1 | Thickness: 4,5 mm | Width: 14 mm | Blade width: 11,7 mm


Art.Nr. Ref.No.	Grad degree	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
17-054-0012	90°	40	1
17-054-0014	90°	50	1



OSTEOTOMIE WINKELPLATTE Ø 4,5 MM / DISTANZ 15MM / 3 LÖCHER FÜR JUGENDLICHE OSTEOTOMY ANGULAR PLATE Ø 4,5 MM DISTAL 15MM / 3 HOLES FOR TEENAGERS

Material: ISO 5832-1 | Plattendicke: 4,5 mm | Plattenbreite: 14 mm | Klingenbreite: 11,7 mm
Material: ISO 5832-1 | Thickness: 4,5 mm | Width: 14 mm | Blade width: 11,7 mm


Art.Nr. Ref.No.	Grad degree	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
17-054-0112	90°	40	1
17-054-0114	90°	50	1



OSTEOTOMIE KLINGEN WINKELPLATTE 4 LÖCHER
OSTEOTOMY BLADE ANGULAR PLATE 4 HOLES

Material: ISO 5832-1 | Plattendicke: 6 mm | Plattenbreite: 16 mm | Klingenbreite: 16 mm | Schaftlänge: 71 mm
 Material: ISO 5832-1 | Thickness: 6 mm | Width: 16 mm | Blade width: 16 mm | Shaft length 71 mm

Art.Nr. Ref.No.	Grad degree	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
6055-2007	110°	65	1
6055-2009	110°	75	1
6055-2011	110°	85	1
6055-3007	120°	65	1
6055-3009	120°	75	1
6055-3011	120°	85	1
6055-4007	130°	65	1
6055-4008	130°	70	1
6055-4009	130°	75	1
6055-4010	130°	80	1
6055-4011	130°	85	1
6055-4012	130°	90	1
6055-4013	130°	95	1
6055-4014	130°	100	1
6055-4015	130°	105	1
6055-4016	130°	110	1




MEISSEL
SEATING CHISEL

Art.Nr. Ref.No.	Durchmesser Ø Diameter Ø	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
53-932-00	-	250	1



MEISSEL KINDERGRÖSSE
SEATING CHISEL INFANT SIZE

Art.Nr. Ref.No.	Durchmesser Ø Diameter Ø	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
53-932-20	-	250	1



EINSCHLÄGER FÜR HÜFTPLATTEN
INSERTOR-EXTRACTOR

Art.Nr. Ref.No.	Durchmesser Ø Diameter Ø	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
53-932-40	-	255	1



ZIELPLATTE FÜR KINDER 90°/50°/40°
TRIANGULAR POSITIONING PLATE FOR CHILDREN 90°/50°/40°

Art.Nr. Ref.No.	Durchmesser Ø Diameter Ø	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
53-932-50	-	40	1



ZIELPLATTE FÜR KINDER 80°/70°/30°
TRIANGULAR POSITIONING PLATE FOR CHILDREN 80°/70°/30°

Art.Nr. Ref.No.	Durchmesser Ø Diameter Ø	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
53-932-60	-	40	1



ZIELPLATTE FÜR KINDER 110°/60°/10°
TRIANGULAR POSITIONING PLATE FOR CHILDREN 110°/60°/10°


Art.Nr. Ref.No.	Durchmesser Ø Diameter Ø	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
53-932-70	-	40	1




ZIELPLATTE FÜR KINDER 110°/90°/90°/70°
QUADRANGULAR POSITIONING PLATE FOR CHILDREN 110°/90°/90°/70°

Art.Nr. Ref.No.	Durchmesser Ø Diameter Ø	Länge in mm length in mm	Stückzahl Quantity
53-932-80	-	30x40	1







digimed
Medizintechnik

Digimed Medizintechnik
Inhaber: Patrick Mohr

Kreutzerstrasse 1
78573 Wurmlingen

Telefon: +49-(0)7461-9101172

Fax: +49-(0)7461-9101172

info@digimed-de / www.digimed-de