



Augmentation Set

Titan-Pins / Titanium-Pins


AUGMENTATION & OSTEOSYNTHESE

Das digimed Medizintechnik Reconstruction System trägt den Anforderungen der modernen Implantologie Rechnung. Der atrophierte Alveolarkamm bereitet vielfach Probleme im Falle einer Versorgung mit endossalen Implantaten aufgrund eines nicht ausreichend vorhandenen Knochenangebots. Dies kann u.a. mittels autologer Knochentransplantate behoben werden. Eine einfache Methode die Knochentransplantate am Kiefer anzubringen besteht darin, diese mit Mikroschrauben, sei es direkt oder unter Verwendung des Tian Mikrogitters zu fixieren.

- Dreidimensionale Alveolarkamm Rekonstruktion
- System zur Fixation von Knochenblöcken Titan-Mesh und Mikroplatten
- Individuelle Zusammenstellung des Systems möglich
- schnelle, resorptionsarme Knochenheilung
- Möglichkeit der ausschliesslichen Verwendung von autologem Knochen
- geringes Infektionsrisiko

The digimed Medizintechnik Reconstruction System meets the requirements of modern implantology. The atrophied alveolar crest causes problems in case of supply of endosseous implants due to missing bone structure. This can be fixed by attaching the bone grafts to the jaw by using micro-screws, either directly or in combination with titanium micromesh.

- Three dimensional reconstruction of the alveolar crest
- Fixation system of bone blocks, titanium mesh and microplates
- Possibility of an individual assortment of the system
- Possibility of exclusive use of autologous bone
- Low





Ref.No.	Bezeichnung. / Description
95-120-61	Schraubendreher, 18 cm, selbsthaltend, für Vierkantschrauben Screw-driver, 18 cm, self-holding, for square head screws
95-120-72	Schraubendreher, 18 cm, selbsthaltend, für Kreuzschlitzschrauben Screw-driver handle, self-holding, for cross head screws



Ref.No.	Bezeichnung. / Description
95-120-43	Schraubendrehergriff, alleine für Sechskantanschluß Screw-driver handle, only for hexagonal End



Ref.No.	Bezeichnung. / Description
95-120-77	Schraubendreherklinge, alleine selbsthaltend, für Vierkantschrauben Screw-driver blade, only self holding, for square head screws
95-120-66	Schraubendreherklinge, alleine selbsthaltend, für Kreuzschlitzschrauben Screw-driver blade, only self holding, for cross head screws



Bohrer mit anderem Stop, Länge und Anschlussart auf Anfrage verfügbar.

Drills with other stop, length and connection type available on request.

Spiralbohrer mit Dental Anschluß / Twist Drill with Dental Coupling

Ref.No.	Bezeichnung. / Description
95-199-14	Ø 1,0 x 30 mm für Schrauben bis 4 mm Länge Ø 1,0 x 30 mm for screws up to 4 mm length
95-199-18	Ø 1,0 x 34 mm für Schrauben bis 8 mm Länge Ø 1,0 x 34 mm for screws up to 8 mm length

Spiralbohrer mit Dental Anschluß / Twist Drill with Dental Coupling

Ref.No.	Bezeichnung. / Description
95-198-08	Ø 0,8 x 46 mm, 4 mm Stop Ø 0,8 x 46 mm, 4 mm stop
95-198-09	Ø 0,8 x 50 mm, 8 mm Stop Ø 0,8 x 50 mm, 8 mm stop

FR: Ensemble d'augmentation Broches en titane
IT: Set di accessori in titanio
ES: Pernos de titanio de conjunto de aumento
RU: Набор титановых штифтов



**Titan Schraube Kreuzschlitz Ø 1,0 mm
Titanium Screw Cross Head Ø 1,0 mm**

Ref.No.	Bez. / Description
95-192-03	Kreuzschlitz, Ø 1,0 x 3 mm Cross Head, Ø 1,0 x 3 mm
95-192-04	Kreuzschlitz, Ø 1,0 x 4 mm Cross Head, Ø 1,0 x 4 mm
95-192-05	Kreuzschlitz, Ø 1,0 x 5 mm Cross Head, Ø 1,0 x 5 mm
95-192-06	Kreuzschlitz, Ø 1,0 x 6 mm Cross Head, Ø 1,0 x 6 mm
95-192-07	Kreuzschlitz, Ø 1,0 x 7 mm Cross Head, Ø 1,0 x 7 mm
95-192-08	Kreuzschlitz, Ø 1,0 x 8 mm Cross Head, Ø 1,0 x 8 mm

**Titan Schraube Kreuzschlitz Ø 1,2 und Notfall 1,4 mm
Titanium Screw Cross Head Ø 1,2 mm and Emergency 1,4 mm**

Ref.No.	Bez. / Description
95-292-02	Kreuzschlitz, Ø 1.2 x 2 mm Cross Head, Ø 1.2 x 2 mm
95-292-03	Kreuzschlitz, Ø 1.2 x 3 mm Cross Head, Ø 1.2 x 3 mm
95-292-04	Kreuzschlitz, Ø 1.2 x 4 mm Cross Head, Ø 1.2 x 4 mm
95-292-05	Kreuzschlitz, Ø 1.2 x 5 mm Cross Head, Ø 1.2 x 5 mm
95-292-06	Kreuzschlitz, Ø 1.2 x 6 mm Cross Head, Ø 1.2 x 6 mm
95-292-07	Kreuzschlitz, Ø 1.2 x 7 mm Cross Head, Ø 1.2 x 7 mm
95-292-08	Kreuzschlitz, Ø 1.2 x 8 mm Cross Head, Ø 1.2 x 8 mm
95-292-09	Kreuzschlitz, Ø 1.2 x 9 mm Cross Head, Ø 1.2 x 9 mm
95-292-10	Kreuzschlitz, Ø 1.2 x 10 mm Cross Head, Ø 1.2 x 10 mm
95-292-11	Kreuzschlitz, Ø 1.2 x 11 mm Cross Head, Ø 1.2 x 11 mm
95-292-12	Kreuzschlitz, Ø 1.2 x 12 mm Cross Head, Ø 1.2 x 12 mm
95-292-13	Kreuzschlitz, Ø 1.2 x 13 mm Cross Head, Ø 1.2 x 13 mm
95-292-53	Kreuzschlitz, Ø 1,4 x 3 mm Notfallschrauben Cross Head, Ø 1,4 x 3 mm Emergency screws
95-292-55	Kreuzschlitz, Ø 1,4 x 5 mm Notfallschrauben Cross Head, Ø 1,4 x 5 mm Emergency screws
95-292-57	Kreuzschlitz, Ø 1,4 x 7 mm Notfallschrauben Cross Head, Ø 1,4 x 7 mm Emergency screws

**Ø 1.2 mm & Ø 1.4 mm Schrauben auch
mit Innenvierkant-Kopf auf Anfrage erhältlich.**

Ø 1.2 mm & Ø 1.4 mm screws also available
with inner square head.

Titan Pin Titanium Pin

Art.Nr. / Ref.No.	Länge / Length	Pack / PCS
95-470-03	3,0mm	15
95-470-05	5,0mm	15

Titan Pin Hex Kopf Titanium Pin / Hex Head

Art.Nr. / Ref.No.	Länge / Length	Pack / PCS
95-470-13	3,0mm	10
95-470-15	5,0mm	10

Pin-Applikator mit Dentalansatz Pin-Applicator with dental fitting

Art.Nr. / Ref.No.	Bezeichnung / Description
95-470-47	Titanium Endstück, gerade zur Aufnahme der Pins aus der Tool-Box & direkten Anbringen am Kiefer Titanium endpiece, straight for insertion of the pins from the tool-box and direct application in the jaw

HEX-HEAD Pin-Dreher mit Dentalansatz HEX-HEAD Pin-Driver with dental fitting

Art.Nr. / Ref.No.	Bezeichnung / Description
95-470-48	Titanium Endstück, gerade für die Entnahme von Pins Titanium endpiece, straight for removing pins

TITAN HEX HEAD Pin-Dreher TITANIUM HEX HEAD Pin-Driver

Art.Nr. / Ref.No.	Bezeichnung / Description
95-470-49	für die Entnahme von Pins for removing pins


EDELSTAHL BLACK EDITION Pin Box STAINLESS STEEL BLACK EDITION Pin Box

Art.Nr. / Ref.No.	Bezeichnung / Description
95-470-50	Ø 47 mm für 15 Pins Ø 47 mm for 15 Pins

TITAN EDITION Pin Box TITANIUM EDITION Pin Box

Art.Nr. / Ref.No.	Bezeichnung / Description
95-470-50T	Ø 47 mm für 15 Pins Ø 47 mm for 15 Pins





Pin-Applikator; TITAN Endstück Pin-Applicator; TITANIUM endpiece

Art.Nr. / Ref.No.	Bezeichnung / Description
95-470-51	gerade, mit Schutzkappe straight, with protecting cap
95-470-52	gebogen, mit Schutzkappe curved, with protecting cap

ohne Endstück
Without end piece



Handgriff für Pin-Applikator Handle for Pin-Applicator

Art.Nr. / Ref.No.	Länge / Length
95-470-53	133 mm



Pin Entferner Pin-Remover

Art.Nr. / Ref.No.	Länge / Length
95-470-54	165 mm



Pin Körner Center-punch for pins

Art.Nr. / Ref.No.	Länge / Length
95-470-55	170 mm



die abgebildeten Handgriffe können in ihrer Form abweichen
the handles shown may differ in shape

TITAN MESH GITTER-PLATTEN

Wichtige technische Daten:

Plattenstärke: 0.1 und 0.2 mm

Wahlweise in Natur
(grau) anodisiert oder
weitere Farben auf
Wunsch erhältlich!



TITANIUM MESH-PLATES

Important technical data:

Plate thickness: 0.1 and 0.2 mm

Available in natural (grey) anodized or
other colors on available on request!

Gitter-Platten, TITAN / Mesh Plates, TITANIUM

Ref.No.	Bez. / Description	Geometry	
95-291-51	60x60 mm / 2,4"x 2,4"	Titanfolien / Titanium Foils	0.10 mm
95-291-52	120x60mm / 4,7"x 2,4"	Titanfolien / Titanium Foils	
95-291-53	120x120mm / 4,7"x 4,7"	Titanfolien / Titanium Foils	
95-291-54	60x60mm / 2,4"x 2,4"	Titanfolien / Titanium Foils	0.20 mm
95-291-55	120x60mm / 4,7"x 2,4"	Titanfolien / Titanium Foils	
95-291-56	120x120mm / 4,7"x 4,7"	Titanfolien / Titanium Foils	



gerade-Platte straight-plate

Ref.No.
95-290-04
Bez./Desc.
4-Loch 4-holes



gerade-Platte straight-plate

Ref.No.
95-290-08
Bez./Desc.
8-Loch 8-holes



Y-Platte Y-plate

Ref.No.
95-290-74
Bez./Desc.
6 Loch 6 holes



Viereck-Platte Quadro-plate

Ref.No.
95-290-90
Bez./Desc.
2x2 Loch 2x2 holes



Gitter-Platten, TITAN Mesh Plates, TITANIUM

Ref.No.
95-291-04
Bez./Desc.
4x2-Loch, Zygoma 4x2-holes, Zygoma



FR: Ensemble d'augmentation Broches en titane
IT: Set di accessori in titanio
ES: Pernos de titanio de conjunto de aumento
RU: Набор титановых штифтов

DE: Titan Pins für Augmentation EN: Titanium Pin for Augmentation FR: Ensemble d'augmentation Broches en titane IT: Set di accessori in titanio ES: Pernos de titanio de conjunto de aumento RU: Набор титановых штифтов

0161med Medizintechnik

Digimed Medizintechnik
Inhaber: Patrick Mohr

Kreutzerstrasse 1
78573 Wurmlingen
Telefon: +49-(0)7461-9101172
Fax: +49-(0)7461-9101172
info@digimed-de
www-digi-med-de

Rev.: 2024